

SISDINet

MANUAL USUARI

(Versió 3.0.6.3)

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	5
1.1. COMPONENTS	5
1.2. CAMPS CONSULTA, CAMPS MODIFICABLES, CAMPS OBLIGATORIS	6
1.3. BOTONS GENÈRICS DE LA APLICACIÓ	7
1.4. CONCEPTES GENERALS	8
1.4.1. Nivells grups funcions.....	8
1.4.2. Tipus d'imatge	8
1.4.3. Tipus d'informes	8
1.4.4. Estats exploracions.....	10
1.4.5. Estats resultats	11
1.4.6. Estats Trasllet pacient	11
1.4.7. Estats Informes externs.....	11
1.4.8. Estats facturació	12
1.4.9. Estats Revisió/Valoració informes	12
1.4.10. Òrgan-sistema	13
1.5. GESTIÓ DATA-HORA.....	14
2. FORMULARI D'INICI DE SESSIÓ	16
2.1. INICI	16
2.2. EN CAS D'OBLIT DE LA CONTRASENYA.....	18
2.3. ACTUALITZACIÓ APLICACIÓ	19
2.4. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE USUARI LDAP	22
2.5. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE TARGETA ELECTRÒNICA	22
3. PANTALLA PRINCIPAL.....	25
3.1. MENÚ.....	25
3.2. BOTONS PANTALLA PRINCIPAL	26
3.3. COMPTADORS	28
3.4. BARRA INFORMATIVA PEU DEL FORMULARI	30
4. OPCIONS DE MENÚ D'USUARI	31
4.1. ARXIU	31
4.1.1. GESTIÓ SISTEMA	31
4.1.2. MANTENIMENT DE TAULES	78
4.1.2.1. MANTENIMENT PROFESSIONALS	78
4.1.2.2. ÒRGAN-SISTEMA.....	86
4.1.2.3. MACROS.....	92
4.1.2.4. CATÀLEG	100
4.1.2.5. APARELLS	119
4.1.2.6. SOL·LICITUD	131
4.1.2.7. ACTIVITAT.....	133
4.1.2.8. RESULTATS	146
4.1.2.9. MEDICINA NUCLEAR	162
4.1.2.10. ENDOSCÒPIA.....	166
4.1.2.11. R.V.I.	169
4.2. EDICIÓ.....	180
4.3. GESTIÓ SOL·LICITUDS	182
4.3.1. CONSULTA PER ESTAT	182
4.3.2. REGISTRE D'EXPLORACIONS URGENTS	208

4.3.3. ENREGISTRAMENT D'EXPLORACIONS EXTERNES URGENTS	209
4.3.3.1. Registre exploració per Avaluació de Càncer d'Interval.....	211
4.3.4. REGISTRE EXPLORACIONS COMITÈS	212
4.3.5. REGISTRE SOL·LICITUDS EXTERNES.....	214
4.3.6. MODIFICACIÓ DADES PACIENT	215
4.3.7. DADES DE PACIENT	215
4.3.8. FUSIÓ NHC.....	219
4.3.9. ASSOCIAR PACIENT SISD – PACIENT HIS	220
4.3.10. IMPRESSIÓ DOCUMENTS.....	222
4.4. GESTIÓ ACTIVITAT	224
4.4.1. CONSULTA PER ESTAT.....	224
4.4.2. PORTA LLITERES	226
4.4.3. LLISTAT DE TREBALL	230
4.4.3.1. Consulta dades Sol·licitud	234
4.4.3.2. Consulta dades pacient.....	234
4.4.3.3. Impressió etiquetes	234
4.4.3.4. Afegir exploració	236
4.4.3.5. Confirmar	240
4.4.3.6. Desconfirmar	252
4.4.3.7. Notificació.....	254
4.4.3.8. Canvi data.....	255
4.4.3.9. Recupera prioritització.....	255
4.4.3.10. Desbloqueig facturació.....	256
4.4.4. RELACIONAR EXPLORACIONS I IMATGES	256
4.4.5. EXPLORACIONS PENDENTS DE CONFIRMAR	262
4.4.6. IMPRESSIÓ ETIQUETES	264
4.4.7. IMPRESSIÓ ETIQUETES RADIOFÀRMACS.....	265
4.4.8. ARRIBADA DE PACIENTS	266
4.5. GESTIÓ RESULTATS	271
4.5.1. GESTIÓ D'EXPLORACIONS I INFORMES	271
4.5.1.1. Exploració	285
4.5.1.2. Impressió etiquetes	285
4.5.1.3. Canvi estat facturació.....	286
4.5.1.4. Informar	288
4.5.1.5. Signar	321
4.5.1.6. Dades Lliurament	323
4.5.1.7. Lliurar	325
4.5.1.8. Lliurar pre	328
4.5.1.9. Imprimir	328
4.5.1.10. Sense informe	328
4.5.1.11. Notificació.....	329
4.5.1.12. Cancel·lar	329
4.5.1.13. CD's Externs	330
4.5.1.14. Versions anteriors	331
4.5.1.15. Enviament informes	331
4.5.2. CONSULTA D'EXPLORACIONS.....	332
4.5.3. GESTIÓ INFORMES EXTERNES.....	334
4.5.4. GESTIÓ FACTURACIÓ TELERADIOLOGIA	339
4.5.5. ASSIGNACIÓ AGRUPACIONS CLÍNiques	341
4.5.6. CONSULTA DE SESSIONS	341

4.5.7. CONSULTA DE REMESES	343
4.5.8. DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES	344
4.5.9. DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES (Admin)	348
4.5.10. CONSULTA DE DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES	348
4.5.11. INCORPORACIÓ CD'S EXTERNS	350
4.5.1. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES NO DICOM.....	356
4.5.2. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES	358
4.5.3. CONSULTA HC3 PER CIP	363
4.5.4. CONSULTA ESTADÍSTICA VALORACIÓ INFORMES RESIDENTS	364
4.6. LLISTATS.....	371
4.6.1. MACROS	372
4.6.2. RELACIÓ CATÀLEG – CODI RESERVA SIO	373
4.6.3. LLISTAT CONTROL AFEGIDES SISDI	375
4.6.4. MATERIAL PER EXPLORACIÓ	378
4.6.5. LLISTAT INFORMES PROPIS D'ADJUNTS REVISATS	380
4.6.6. LLISTAT INFORMES D'ADJUNTS REVISATS	381
4.6.7. LLISTAT INFORMES PREVIS D'ADJUNTS REVISATS	384
4.6.8. LLISTAT INFORMES DE RESIDENTS REVISATS	387
4.6.9. COMITÈ REVISIÓ INFORMES PREVIS D'ADJUNTS	389
4.6.10. LLISTAT D'ERRORS A L'ENVIAMENT D'INFORMES	392
4.7. FINESTRA.....	393
4.8. AJUDA	395
4.8.1. CONTINGUT F1	395
4.8.2. SOBRE SISDI.....	395
5. FUNCIONS GENERALS	397
5.1. CERCA DE PACIENTS	397
5.2. CONSULTA DADES SOL·LICITUD	399
5.3. CONSULTA VERSIONS ANTERIORS D'UN INFORME	405
5.1. ENVIAMENT CORREU ELECTRÒNIC A METGE SOL·LICITANT	406

1. INTRODUCCIÓ

El Sistema d'Informació del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SISDI) és una eina que serveix als professionals del Servei de Diagnòstic per la Imatge per fer un registre informàtic de l'activitat que es realitza en el seu Servei, des del registre de la sol·licitud a partir de les dades enviades des d'altres Sistemes d'Informació, fins a l'elaboració i validació de l'informe definitiu i el lliurament de l'activitat realitzada per que es pugui fer la gestió de la Facturació. El SISDI disposa de les següents funcionalitats:

- Gestió de Sol·licituds
- Gestió de l'Activitat
- Registre de l'Activitat
- Gestió de Resultats

1.1. COMPONENTS

En una visió genèrica del sistema, existeixen diversos apartats o divisions clarament diferenciades pel que fa al seu funcionament, que es detallen a continuació:

Inici del sistema. Càrrega inicial, connexió amb el servidor de base de dades, lectura de dades bàsiques i parametrització del sistema.

Estructura. Organització i posicionament dels diferents objectes que componen els formularis.

Caixes de text. Camps del formulari que possibiliten l'entrada i sortida de la informació.

Caixes de selecció. Camps del formulari que possibiliten la selecció dels valors que estan relacionats amb camps d'altres taules.

Botons d'acció. Objectes del formulari que executen les diferents accions necessàries per al manteniment.

Menús del sistema. Organització de diferents opcions del sistema de forma jeràrquica i arborescent de fàcil accés.

Graells de selecció. Graells que permeten visualitzar un grup de dades o files relacionades i la selecció d'una d'aquestes.

Llistats. Reports de sortida d'informació referent al registre.

Finalització. Quan es tanca l'aplicació es realitza una desconnexió amb el servidor de base de dades i s'allibera la memòria utilitzada.

1.2. CAMPS CONSULTA, CAMPS MODIFICABLES, CAMPS OBLIGATORIS

En tota la aplicació es fa servir una codificació de colors pel fons del controls que ens permeten identificar si un control s'ha d'informar obligatòriament, si és sols de consulta, o si és editable.

General	Tubos Endoscòpics	Secuencias	Consumos	Procedimientos especiales	Medicación	Radiofármacos	Complicaciones	Hojas
Radiofármacos								
	Código	Actividad	Unidades	Volumen	Unidades volumen			
▶	MIBI 99mTc-MIBI	5	mCi	3				
*								

El fons gris ens indica que el control no pot modificar-se, és de consulta:

Unidades
mCi

El fons blanc ens indicarà que el control és modificable:









Volumen
3


El fons groc ens indicarà que el control és editable i que s'ha d'informar obligatòriament:

Código
MIBI 99mTc-MIBI

1.3. BOTONS GENÈRICS DE LA APLICACIÓ

Els botons bàsics dels que es compona el formulari, i les accions que cadascun d'ells realitza són:

Botó	Nom	Descripció de l'acció que executa
	Acceptar	Segons el formulari pot actuar: <ul style="list-style-type: none"> • Acceptar comú en Windows. Per exemple l'acceptació de l'usuari i clau de pas a la finestra de control d'accés. • Acceptar una entrada de dades. Provoca l'actualització a la base de dades de les dades introduïdes en el formulari. En els formularis en els que no apareix aquest botó, l'actualització és immediata en quan es surt d'un registre
	Cancel·lar	Cancel·lar comú en Windows. Per exemple la cancel·lació de l'entrada de dades d'usuari i clau de pas en la finestra de control d'accés
	Sortir	Sortir del formulari.
	Cercar	Recerca d'un o varis registres a partir de la informació introduïda en el camp/camps als que implica. Depenent del formulari, la recerca es podrà fer per més d'un camp
	Netejar	Neteja tots els camps de la pantalla
	Esborrar	Elimina el registre actiu en pantalla de la base de dades
	Imprimir	Impressió de la informació que s'està visualitzant en pantalla.
	Cerca valors per codi o descripció	Apareix al costat de camps codificats. Permet accedir a la pantalla de cercar per Codi o per Descripció.

	Mostra calendari d'on podem seleccionar una data	Apareix al costat d'un camp a on hem d'informar una data
---	--	--

1.4. CONCEPTES GENERALS

1.4.1. Nivells grups funcions

Es defineixen grups de funcions que permeten fer agrupacions de funcions que poden assignar-se a usuaris.

Es classifiquen en dos tipus, en funció del seu Nivell:

- Grups principals: corresponen a grans grups, rols, que s'assignen obligatòriament a un usuari. Un usuari sempre té assignat un grup principal (Metge, Tècnic, ...) que determina el rol que té dins l'aplicació. En aquest cas parlem de Grups d'usuaris.
- Grups secundaris: grups de funcions que poden assignar-se a usuaris addicionalment al seu grup principal (per exemple, funcions de Revisió de residents, d'Incorporació de CD's externs,.....). En aquets cas parlem de Grups addicionals de funcions.

1.4.2. Tipus d'imatge

Tipus d'imatge que pot tenir associada una exploració:

- Analògic
- Digital
- No imatge

En el cas de les Imatges Digitals guardades en el PACS, podem associar un estudi del PACS a una exploració de SISDI a través del Accession Number. Parlem aleshores d'exploració del SISDI lligada a estudi del PACS.

1.4.3. Tipus d'informes

Un informe pot correspondre a una o més d'una exploració d'un pacient.

Cada informe s'identifica amb un número d'informe i un tipus d'informe.

Hi ha diversos tipus diferents d'informes:

Informe primer:

- Correspon al primer informe enregistrat per una exploració o conjunt d'exploracions.
- Un cop signat aquest informe no es pot modificar.
- L'estat d'aquest informe és el que determina l'estat del resultat de l'exploració/exploracions a les que s'ha assignat (veure [Estat de resultats](#)).

- Identificació de l'informe:
 - o Número d'informe: al registrar-se per primer cop se li assigna un Número d'informe que l'identifica (l'últim número assignat a un informe + 1).
 - o Tipus d'informe: El tipus d'informe en aquest cas sempre serà igual a 0.

Informe adicional/Nova versió informe:

- Si posteriorment a la signatura de l'informe primer d'una exploració o conjunt d'exploracions s'ha de modificar alguna dada, s'elabora un informe adicional a l'informe primer. Per un mateix informe primer es podran elaborar fins a 'n' informes addicionals. Si un informe primer té assignats informe addicionals, únicament es podrà crear un informe adicional nou si tots els anteriors han estat signats.
- En funció de com tinguem configurat el sistema, tractarem aquest informe:
 - o com un informe adicional que complementa/corregeix al primer
 - o Com una nova versió de l'informe que substitueix a l'anterior (en aquest cas parlem de Versionat d'informes)
- Identificació de l'informe:
 - o Número d'informe: se li assignarà el Número d'informe corresponent a l'informe primer al que està associat.
 - o Tipus d'informe: el Tipus d'informe és un número entre 1 i 98 (quan es crea un nou informe adicional s'informa el Tipus d'informe amb el número corresponent al tipus d'informe de l'últim informe adicional del mateix informe primer + 1).

Full d'infermeria

- Des de la funció de Confirmació i enregistrament d'activitat programada es pot elaborar un Full d'infermeria. Aquest queda enregistrat a la mateixa taula que els informes.
- Identificació del Full d'Infermeria:
 - o Número d'informe: a l'enregistrar-se per primer cop se li assigna un Número d'informe que l'identifica (l'últim número assignat a un informe + 1).
 - o Tipus d'informe: El tipus d'informe en aquest cas sempre serà igual a 99. El tipus d'informe és el que ens determinarà que es tracta d'un Full d'infermeria.

Full d'Anestèsia:

- Des de la funció de Confirmació i enregistrament d'activitat programada es pot elaborar un Full d'Anestèsia. Aquest queda enregistrat a la mateixa taula que els informes.
- Identificació del Full d'Anestèsia:
 - o Número d'informe: a l'enregistrar-se per primer cop se li assigna un Número d'informe que l'identifica (l'últim número assignat a un informe + 1).
 - o Tipus d'informe: El tipus d'informe en aquest cas sempre serà igual a 98. El tipus d'informe és el que ens determinarà que es tracta d'un Full d'anestèsia.

Informe cribratge de mama:

- Per la gestió que es fa de les Mamografies de Cribratge de Mama cal que per cada mamografia de cribratge realitzada es puguin arribar a fer més d'un informe primer corresponents a lectures que fan diferents radiòlegs
- Identificació de l'informe de cribratge de mama: a més a més dels indicador que ja té un informe primer, en aquest cas s'afegeix un nou identificador: Número de lectura, que permet distingir la Primera lectura, la Segona Lectura i el Consens entre els diferents informes de Tipus 0 que pot tenir un informe de cribratge.

Informe fi de ronda de cribratge de mama:

- Es tracta d'informes que es generen automàticament a partir de les dades registrades en una ronda per una pacient determinada.
- Identificació de l'informe:
 - o Número d'informe: a l'enregistrar-se per primer cop se li assigna un Número d'informe que l'identifica (l'últim número assignat a un informe + 1).
 - o Tipus d'informe: El tipus d'informe en aquest cas sempre serà igual a 97. El tipus d'informe és el que ens determinarà que es tracta d'un Informe de fi de ronda.

1.4.4. Estats exploracions

Estats en els que pot estar una exploració:

Codi	Descripció	
01	Pendent de prioritzar	Exploració pendent de que es prioritzi
02	Prioritzada	El radiòleg l'ha revisat i ha assignat una prioritat. Preparada per ser programada
03	Pendent de programar	Preparada per ser programada
04	Programada	Exploració programada en una data, hora i aparell
05	Anul·lada	Exploració no activa, no es realitzarà.
06	Confirmada	Exploració circuit programació realitzada
07	Desconfirmada	Exploració circuit programació NO realitzada
08	Afegida	Exploració no programada, procedent de URG, EME, etc.) que ha de fer-se sense passar per programació

09	Afegida confirmada	Exploració NO programada realitzada
10	Afegida desconfirmada	Exploració NO programada NO realitzada

1.4.5. Estats resultats

Estat de resultat que pot tenir una exploració i/o un informe:

Codi	Descripció	
01	Pendent d'informar	Exploració confirmada i informe no realitzat
02	Informat	Informe realitzat, però no signat
03	Signat	Informe realitzat i signat pel radiòleg responsable
04	Lliurat	Informe realitzat, signat i lliurat EN PAPER al centre destinatari
05	Sense informe	Exploració sense informe

1.4.6. Estats Trasllet pacient

Estat de Trasllet que pot tenir una exploració quan el pacient està ingressat o a urgències. Permet controlar si el pacient ha estat traslladat per fer-se la prova, necessari per gestionar el Llistat de Treball dels Lliterers:

Codi	Descripció	
01	Pendent trasllat	El pacient està esperant a Urgències o a Planta esperant el trasllat
02	Trasllet realitzat	El pacient ha estat traslladat al lloc a on es farà la prova
03	Trasllet no realitzat	El trasllat no s'ha realitzat però no s'haurà de traslladar.

1.4.7. Estats Informes externs

Estat de en que pot estar una exploració de la que s'ha sol·licitat fer un informe en un altre centre (Teleradiologia):

Codi	Descripció
00	Error: no s'ha pogut donar d'alta la petició d'informe a centre extern
01	Pendent confirmació alta petició RIS extern
02	Alta petició a RIS extern. Pendent d'informar
03	Informe extern rebut correctament
04	Informe extern rebut amb error
99	Anul·lada petició des de centre extern

1.4.8. Estats facturació

Estat de facturació que pot tenir una exploració:

Codi	Descripció	
01	Pendent de facturar	Exploració Confirmada o Desconfirmada encara no lliurada a Facturació
02	Facturada	Exploració Confirmada o Desconfirmada Lliurada a Facturació.
03	No facturable	Exploració no facturable (recerca, estudi) pendent d'enviar a facturació.
04	Pendent enviar a MF	
05	No facturable i lliurada	Exploració no facturable (recerca, estudi) i lliurada a facturació com a NO FACTURABLE

1.4.9. Estats Revisió/Valoració informes

Estat de en que pot estar un informes que pot ser Valorat o Revisat:

Codi	Descripció
01	Pendent Revisar

02	Revisat
03	No Valorable
04	No Valorable Revisat

1.4.10. Òrgan-sistema

- El concepte d'òrgan-sistema serveix per definir les diferents àrees de coneixement dels radiòlegs, i ajuda a obtenir les llistes de treball de cada radiòleg en funció d'aquesta classificació (veure apartat [Manteniment òrgan-sistema](#))

- Cada exploració demanada a un pacient pot tenir dos òrgan-sistemes assignats:
 - o *Òrgan-sistema de la exploració*: correspon a l'àrea que realitzarà l'informe. Aquest òrgan-sistema s'obté a partir de la exploració i de l'edat del pacient.
 - o *Òrgan-sistema de prioritització*: correspon a l'àrea que realitzarà la prioritització de l'exploració quan està en estat Pendent de prioritzar. Per defecte és igual a l'òrgan-sistema de la exploració, però pot canviar-se des del [botó de Canvi d'òrgan-sistema](#) de la pantalla de Consulta de sol·licituds per estat. Aquest canvi es farà per exemple quan un pacient té més d'una exploració sol·licitada de diferents òrgans-sistemes, i es vol que la prioritització de totes les exploracions las faci en conjunt la mateixa persona (per exemple, petició de RM de Tòrax i RM d'Abdomen: el radiòleg de Tòrax considera que les dues proves les ha de prioritzar el professional d'abdomen, i canvia l'òrgan-sistema de prioritització de la RM de Tòrax a Abdomen -> a partir d'aquest moment la exploració de Tòrax apareixerà en el llistat de pendents de prioritzar d'Abdomen).

1.5. GESTIÓ DATA-HORA


Els camps en els que s'ha d'informar una data o una hora tenen un comportament especial.

Aquest comportament es basa en la facilitat d'introducció de les dades.


DATES:

Encara que el format correcte d'introducció de dates sigui del tipus **dd/mm/aaaa**, la següent taula mostra les diferents possibilitats d'entrada d'una data i el resultat obtingut al abandonar el camp.

<u>Caràcters introduïts</u>	<u>Resultat obtingut</u>
a (abreviació d'avui)	14/07/2017
a+1	15/07/2017
a+7	21/07/2017
a-1	13/07/2017


Al costat dels camps a on es pot informar una data apareix el botó . Aquest botó permet mostrar un calendari d'on podem seleccionar una data.

Inicialment veiem el camp data amb el següent aspecte:

Fecha inicio expl.
 

Al clicar en el botó , apareix el calendari

Fecha inicio expl. Fecha fin exp.




febrero de 2019

lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Hoy: 15/02/2019

Seleccionant una data, desapareix el calendari i es mostra la data seleccionada en el camp corresponent a la data:

Fecha inicio expl.
 

Si un cop clicat al botó  no volem seleccionar cap data, sols cal tornar a clicar-lo per que desaparegui altre cop el calendari.

Un cop mostrat el calendari aquest també desapareix si informem directament una data en el camp corresponent.

HORES:


El format d'introducció estàndard d'hores és **hh:mm**, però també s'admeten aquestes altres possibilitats.

Caràcters introduïts	Resultat obtingut
a (abreviació d'ara)	09:55
a+1	09:56
a+7	10:03
a-1	09:54

2. FORMULARI D'INICI DE SESSIÓ

2.1. INICI

A l'iniciar l'aplicació apareix la següent pantalla de connexió:




A on es veu el logo de l'aplicació, la versió de producte que estem fent servir, la Base de Dades a la que ens connectem, i dos camps a informar: Codi d'usuari i clau d'accés.

El link de [Sortir](#) ens permetrà sortir de la pantalla sense connectar-nos a l'aplicació.

Per començar la sessió l'usuari ha d'introduir un codi d'usuari i clau d'accés correctes.

Usuari o clau incorrectes:

En cas que l'usuari i/o la contrasenya introduïdes no siguin correctes es mostrarà el següent missatge d'error.



També apareix aquest error si l'usuari s'ha passat a passiu.


Grup d'usuaris passiu:



Si apareix aquest missatge voldrà dir que el grup d'usuaris al que pertany l'usuari s'ha desactivat, i no se podrà accedir a l'aplicació. En aquest cas caldrà contactar amb l'administrador del sistema.


Clau caducada:

Si l'usuari i la clau d'accés són correctes, el sistema comprova si l'usuari té caducada la clau. Si no ho està, accedim a la pantalla principal de l'aplicació. Si l'usuari té la clau caducada, el sistema dóna un avís:



Si es respon que no, no es pot accedir a l'aplicació.

Si es respon que si, s'accedeix a la pantalla de canvi de clau:



A on s'haurà d'informar primer la clau actual (la caducada) i a continuació la nova, repetint-la de nou per evitar errors.

Es validarà la clau informada, i en funció de com està configurat el sistema, s'obligarà a l'usuari a que aquesta sigui més o menys complexa.

Un cop l'usuari ha canviat la clau s'accedeix a l'aplicació.

2.2. EN CAS D'OBLIT DE LA CONTRASENYA


Si l'usuari ha oblidat la seva clau d'entrada podrà rebre un correu amb una nova clau.

Per poder fer servir aquesta funcionalitat l'usuari haurà de tenir registrada a la [taula d'usuaris la seva adreça de correu](#).

En el cas que l'usuari no tingui correu electrònic configurat en la aplicació haurà de contactar amb l'administrador per a que li reinici la clau a través de la opció menú de manteniment d'usuaris ([Manteniment d'usuaris](#)).

[He oblidat la contrassenya](#)

Prement el link se li mostrarà la següent pantalla, on introduint el seu nom d'usuari i correu electrònic serà suficient per rebre una clau temporal de 1 dia de caducitat que haurà de canviar a l'entrar a l'aplicació.



Ha oblidat la seva clau?
Escrigui el seu nom d'usuari i correu electrònic per rebre una nova clau.


Nom d'usuari:

Correu Electrònic

El correu electrònic que s'ha d'informar haurà de coincidir amb la que tingui configurada pel seu usuari de connexió a SISDI.


2.3. ACTUALITZACIÓ APLICACIÓ

En el cas en que s'estigui executant una versió de SISDINet que no correspongui a la última versió posada en producció, abans d'informar l'usuari i la clau apareix el següent avís:



Si l'actualització de la versió no és obligatòria i es respon que No es vol actualitzar, accedim a l'aplicació fent servir la versió que teníem prèviament, sense actualitzar.


Però si l'actualització és obligatòria i responem que No volem actualitzar, el sistema no permet accedir a l'aplicació i mostra el següent missatge:




Si l'actualització és obligatòria per que hi ha versions intermitges entre la que té l'usuari i la definida com a última versió, també apareixerà un avís i no sens permetrà continuar:



Si es respon que si que es vol actualitzar, s'inicia l'actualització automàtica de SISDINet, i un cop s'ha acabat apareix de nou la pantalla de petició d'usuari i clau, apareixent prèviament una pantalla a on es mostren les millores que inclou la nova versió.



Al connectar-se l'usuari es mostren els missatges que s'hagin creat des del manteniment de avisos d'usuari.



Es pot marcar el check No m'ho tornis a mostrar i els missatges mostrats no sortiran més a l'usuari que s'ha connectat.

2.4. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE USUARI LDAP

Si el sistema està configurat per a fer la validació per usuari de domini, i l'usuari està donat d'alta al SISDI, la validació de la clau de pas es farà contra LDAP. No es tindrà en compta la data de caducitat de SISDI ni la clau guardada a SISDI.

Si el fitxer local de SISDI.INI té la configuració correcta per LDAP podrem veure al arrancar SISDI el nom del domini i l'usuari connectat al sistema. Si el fitxer SISDI.INI no està correctament configurat encara que el sistema si que ho estigui, no es veurà el domini del usuari connectat ni mostrarà el id de l'usuari connectat, però podrem entrar posant al camp de l'usuari "DOMINI\ID_USUARI"

Si el sistema està configurat per fer validació LDAP però el usuari que es connecta, té assignada un funció de validació no LDAP, podrà entrar fent la validació contra SISDI.



Ver. 3.0.5.0

Domini

Identificació usuari

Codi usuari


Clau d'accés

BBDD

[He oblidat la contrassenya](#) [Sortir](#)


2.5. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE TARGETA ELECTRÒNICA

Si l'usuari disposa de Targeta electrònica per la Signatura electrònica podrà concertar-se a l'aplicació sense informar el seu codi d'usuari ni la seva clau, simplement s'haurà d'informar el PIN de la targeta.




En aquest cas el sistema obtindrà el Número de col·legiat de la targeta i cercarà el professional del SISDI que correspongui a aquest Número de col·legiat, i a partir d'aquest professional obtindrà l'usuari corresponent, connectant-se a la aplicació fent servir aquest usuari i la seva clau corresponent.

Si no es troba cap usuari que correspongui al Número de col·legiat de la targeta, es dona un avís.




Si sí que existeix un usuari amb el Número de col·legiat de la targeta, es comprova si aquesta està caducada o està a punt de caducar. En qualsevol d'aquests casos es mostra l'avís corresponent:




Si la targeta encara no està caducada, es podrà accedir al sistema.

3. PANTALLA PRINCIPAL

Un cop identificats s'accedeix a la pantalla principal de la aplicació.




Si l'administració del sistema ha configurat algun avís als usuaris, es mostra un formulari amb el text corresponent. Aquest avisos poden aparèixer sempre que s'accedeixi a l'aplicació, o cada "n" vegades que s'accedeixi.




3.1. MENÚ

A la part superior del formulari principal apareix el menú a partir del qual es pot accedir a les diferents funcionalitats de l'aplicació.



Des d'un punt de menú principal es pot anar accedint a successius submenús.



Cada usuari podrà accedir als punts de menú als que tingui permís d'accés en funció del rol d'usuari que tingui assignat.

3.2. BOTONS PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal disposa d'una barra de botons amb diferents funcionalitats. En funció dels permisos de l'usuari i de la configuració del sistema apareixeran més o menys botons.



Funcionalitat de cadascun dels botons:



Accés directe al formulari de [Consulta per estat](#) del punt de menú *Gestió de sol·licituds*



Accés directe al [Llistat de treball del tècnic](#) del punt de menú de *Gestió d'activitat*



Accés directe a la [Gestió d'exploracions i informes](#) del punt de menú de *Gestió de resultats*



Accés directe al [Llistat de treball dels Lliterers](#) del punt de menú de *Gestió d'activitat*



Accés directe al [Registre d'exploracions urgents](#) del punt de menú de Gestió de sol·licituds.



Accés directe al [Registre d'arribada de pacients](#) del punt de menú de Gestió d'activitat



Accés directe al formulari de [Consulta de dades de pacient](#), del punt de menú de Gestió de sol·licituds i a través de botons de diferents formularis de l'aplicació.



Activació / Desactivació avís acústic quan arriba a SISDI nova exploració de l'aparell seleccionat en el llistat de treball. Té sentit bàsicament a aparells d'urgències.



Copiar informe: aquest botó apareix solament a l'accedir a la pantalla d'Elaboració d'informes, i s'activa al accedir a un informe previ de l'arbre d'informes previs. Prement el botó es guarda la referència al informe previ seleccionat.



Enganxar informe: aquest botó apareix a l'accedir a la pantalla d'Elaboració d'informes, i s'activa quan prèviament s'ha fet un Copiar (botó anterior) sobre un informe previ. Al prémer el botó, es copia el contingut de l'informe previ sobre l'actual, si aquest està pendent d'informar o Informat. El motiu de l'informe no es copia sempre, solament quan estem copiant un informe a un adicional d'aquest.



Activació **HC3** Desactivació connexió a HC3: amb el botó activat, a l'accedir al formulari d'Elaboració d'informes s'accedeix a HC3 per obtenir els resultats de Diagnòstic per la imatge de centres diferents al propi. Aquests resultats es mostren a l'arbre d'informes previs del pacient amb una icona diferent.



Petició estudis previs: amb el botó activat, a l'accedir al PACS per consultar un estudi associat a una exploració, el sistema accedeix també a l'estudi previ del pacient del mateix tipus de prova i òrgan-sistema.



Obrir estudi previ en paral·lel: amb el botó activat, a l'obrir un estudi associat a una determinada exploració, s'obre en paral·lel l'estudi previ a aquest del mateix tipus de prova i òrgan-sistema.



Botons de navegació entre informes. Aquests botons es mostren únicament a l'accedir a la pantalla d'Elaboració d'informes. Permeten desplaçar-nos a l'exploració/informe

previ o al següent, respecte a la llista d'Exploracions / Informes obtinguts a la pantalla de Gestió d'exploracions i informes a partir dels filtres informats.



Exportar a fitxer: aquest botó s'activa quan s'accedeix a determinats formularis a on obtenim un llistat a partir d'uns filtres. Permet exportar aquest llistat a un fitxer Excel.



Guardar configuració llista: aquest botó s'activa quan s'accedeix a determinats formularis a on obtenim un llistat a partir d'uns filtres. Si l'usuari, en una determinada pantalla, configura les columnes que vol veure (marcant "Veure totes les columnes" i amagant les que no vol veure) i prement el botó, el sistema es guarda la configuració de la llista dissenyada per l'usuari, i cada cop que accedeixi a aquesta pantalla mostrarà la llista amb aquesta configuració.



Eliminar configuració llista: si l'usuari prèviament havia guardat una configuració de llista d'un formulari determinat, prement aquest botó elimina aquesta configuració, i a partir d'aquest moment a l'accedir a la pantalla la llista es mostrarà amb la configuració per defecte.



Sortir: sortida de l'aplicació.

3.3. COMPTADORS

En funció del rol de l'usuari i de la configuració del sistema poden aparèixer a la part superior dreta de la pantalla uns comptadors de patologia i prioritització:

Patologia urgente : 4 **MAM : 0**

I a la part inferior dreta de la pantalla uns comptadors de lectures:

Lectures pendents (1). Consens:1 Lectures totals:23 Lectures usuari:10

Comptador lectures Cribatge de Mama: sols visibles pels radiòlegs assignats a l'òrgan – sistema *Mama-Ginecologia*. Mostra:

- **Lectures pendents:** les lectures assignades al professional connectat pendents de realitzar (Total de lectures pendents)), cercant des de l'inici de l'any en curs.
- Desglossament de les lectures assignades a l professional en **Primeres lectures, Segones lectures i Consensos**), cercant des de l'inici de l'any en curs.
- **Lectures totals:** Total mamografies de cribatge realitzades del de l'inici de l'any en curs
- **Lectures usuari:** Total lectures realitzades pel professional connectat des de l'inici de l'any en curs.

Lectures pendents (1). Consens:1 Lectures totals:23 Lectures usuari:10


Comptador informes marcats com a patologia urgent: sols visible si el sistema està configurat per gestionar informes marcats com a Patologia urgent. Mostra els informes ja signats però no lliurats, marcats pel radiòleg com a Patologia urgent, cercant per defecte fins a un any enrere:

 Patologia urgente : 4


Comptador exploracions pendents de prioritzar: sols visible si el professional connectat està assignat a un òrgan-sistema. Mostra les exploracions pendents de prioritzar assignades a d'Òrgan-Sistema del professional connectat. El recompte es fa en base a l'**òrgan-sistema de priorització** (veure apartat [Òrgan-sistema](#))

 MES : 3

En algunes instal·lacions, si es configura així, el comptador d'exploracions pendents de prioritzar pot aparèixer desglossat en dos separant Urgents (àmbits d'Urgències i Hospitalització) i No urgents (resta d'àmbits). El comptador d'urgents no es visualitza si no hi ha cap exploració pendent de prioritzar que sigui Urgent (de l'àmbit d'Urgències o Hospitalització).

 MES : 3 MES (Urgent) : 2


Situant el cursor sobre algun dels dos comptadors es mostra el desglossament per tipus de prova de les exploracions pendents de prioritzar de l'òrgan sistema del professional:

 MES : 3 MES (Urgent) : 2
Per prioritzar - TACS : 1; Resonància magnètica : 1; Ecos : 1 MES : 3 MES (Urgent) : 2
Per prioritzar - TACS : 1; Resonància magnètica : 0; Ecos : 1

Fent clic sobre algun dels dos comptadors s'obre la pantalla de Consulta de sol·licituds per estat filtrant per:

- l'òrgan-sistema del professional connectat,
- per l'estat d'exploració *Pendent de prioritzar* i
- pels àmbits de procedència corresponents al comptador seleccionat.

Si un professional té més d'un òrgan-sistema assignat apareixeran els comptadors corresponents a cadascun d'ells (màxim fins a 3 òrgan-sistemes):

 ABD : 12 MES : 34 ABD (Urgent) : 10 MES (Urgent) : 1

3.4. BARRA INFORMATIVA PEU DEL FORMULARI

A la part inferior del formulari principal apareix una barra informativa


Usuari: ipardo - Isabel Pardo Pardo	30-06-2017 11:55	StatusSig : -1
-------------------------------------	------------------	----------------

Es mostra:


- L'usuari connectat
- La data – hora de connexió
- StatusSig: Estatus comprovació lectura targeta electrònica:
 - o Si l'usuari es connecta al SISDI sense tenir connectada una targeta electrònica apareix el valor -1
 - o Si l'usuari es connecta a SISDI tenint connectada una targeta electrònica, i el procés d'acreditació és correcte, no apareix cap valor
 - o Si es produeix algun error al comprovar la targeta electrònica, es mostra un codi d'error i es mostra missatge indicant el problema.
- Comptador de registres seleccionats/Obtinguts: quan accedim a determinades pantalles a on obtenim llistes a partir de filtres i executem una consulta, en el peu de pàgina apareix el Número de registres que ha seleccionat l'usuari i el número de registres obtinguts al realitzar la consulta:

No. Reg. Sel. : 0/233

4. OPCIONES DE MENÚ D'USUARI




4.1. ARXIU



4.1.1. GESTIÓ SISTEMA

Des del menú Gestió de sistema s'accedeix als menús:

- Grups de funcions
- Usuaris
- Canvi de clau d'accés
- Funcions
- Funcions de grups de funcions
- Idioma
- Parametrització
- Últimes novetats
- Avisos
- Avisos Periòdics



4.1.1.1. GRUPS DE FUNCIONS

Des d'aquesta funció es podran definir els diferents grups de funcions que es poden assignar a un usuari. Els grups de funcions es classifiquen en funció del seu Nivell

- Nivell 0: perfils d'usuari que poden accedir al sistema = Grup d'usuaris
- Nivell 1: grups de funcions addicionals que poden assignar-se a un usuari = Grups addicionals de funcions.

Grupos de funciones

Nivel = 0: Grupo principal (grupo usuarios) Nivel = 1: Grupo secundario (grupo funciones adicionales) <Ctrl.> + <F> = Búsqueda

	Código	Descripción	Pasivo	Subgrupo Usuario	Nivel grupo
▶	1	Usuari clau SIPAT	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT	<input type="checkbox"/>		0
	2	Usuari treball	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	3	Tècnics SIPAT	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	4	Patòlegs	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	5	Citotècnics	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	6	Administratius	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	7	Auxiliar autòpsies	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts	<input type="checkbox"/>		1
	AdjRevisab	Adjunt Revisable	<input type="checkbox"/>		1
	AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents	<input type="checkbox"/>		1
	ADMIN	Administradors SISDI + SIPAT	<input type="checkbox"/>		0
	ADMINFACTU	Administradors Facturació	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMINGARBA	Administradors Garba	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMININSTG	Administratius Garba	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMINIST1	Administratius bàsic	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMINIST2	Administratius Manteniments VAS	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMINIST3	Administratius Manteniment macros	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMINIST4	Administratius Manteniments macros + SI...	<input type="checkbox"/>	Administratius de Radiologia	0
	ADMINPROF	Administrador Professionals SDI	<input type="checkbox"/>	Tècnics de Radiologia	0
	AgrCITele	Manteniment Web agrupacions clients Tel...	<input type="checkbox"/>		1
	ANESTESIST	Anestesistes	<input type="checkbox"/>	Tècnics de Radiologia	0
	AnulSolic	Anul·lació sol·licituds	<input type="checkbox"/>		1
	AssignaRad	Assignació radiòleg	<input type="checkbox"/>		1
	CanviClau	Canvi Clau SISDI	<input type="checkbox"/>		1
	CENTRESTEL	Centres Teleradiologia (Activity)	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	Complic	Gestió complicacions confirmació	<input type="checkbox"/>		1
	ComplicVAS	Complicacions Vascular	<input type="checkbox"/>		1
	ConnecRAIM	Connexio RAIM	<input type="checkbox"/>		1
	ConsExpInf	Consulta informes desde Consulta expl	<input type="checkbox"/>		1
	CONSGARBA	Consultes Garba	<input type="checkbox"/>		1
	ConsHC3Act	Consulta HC3 Activa per defecte	<input type="checkbox"/>		1
	CONSHCIS	Consulta per usuaris HCIS amb problemes ...	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	CONSINF	Consulta informes des de app externa	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	CONSRRESULT	Consulta resultats SISDI	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	CONSRRESWEB	Consulta resultats SISDWEB	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	ConsultHC3	Consulta HC3 SISDI i SISDWeb	<input type="checkbox"/>		1
	DeattachSt	Deslligar Exploració / Estudi	<input type="checkbox"/>		1
	DesbloqFAC	Desbloquejar exploració facturada	<input type="checkbox"/>		1

Es poden fer cerques fent Ctrl+F per codi i descripció. Al prémer les tecles es mostra el següent formulari:

Grupos de funciones

Nivel = 0: Grupo principal (grupo usuarios) Nivel = 1: Grupo secundario (grupo funciones adicionales)

	Código	Descripción	Pasivo	Subgrupo Usuario	Nivel grupo
▶	1	Usuari clau SIPAT	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT	<input type="checkbox"/>		0
	2	Usuari treball	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	3	Tècnics SIPAT	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	4	Patòlegs	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia	0
	5	Citotècnics	<input type="checkbox"/>		
	6	Administratius	<input type="checkbox"/>		
	7	Auxiliar autòpsies	<input type="checkbox"/>		
	AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts	<input type="checkbox"/>		
	AdjRevisab	Adjunt Revisable	<input type="checkbox"/>		
	AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents	<input type="checkbox"/>		
	ADMIN	Administradors SISDI + SIPAT	<input type="checkbox"/>		
	ADMINFACTU	Administradors Facturació	<input type="checkbox"/>		
	ADMINGARBA	Administradors Garba	<input type="checkbox"/>		
	ADMININSTG	Administratius Garba	<input type="checkbox"/>		
	ADMINIST1	Administratius bàsic	<input type="checkbox"/>		
	ADMINIST2	Administratius Manteniments VAS	<input type="checkbox"/>		
	ADMINIST3	Administratius Manteniment macros	<input type="checkbox"/>		
	ADMINIST4	Administratius Manteniments macro	<input type="checkbox"/>		
	ADMINPROF	Administrador Professionals SDI	<input type="checkbox"/>		
	AgrCliTele	Manteniment Web agrupacions clie	<input type="checkbox"/>		
	ANESTESIST	Anestesistes	<input type="checkbox"/>		
	AnuSolic	Anul·lació sol·licituds	<input type="checkbox"/>		
	AssignaRad	Assignació radiòleg	<input type="checkbox"/>		
	CanviClau	Canvi Clau SISDI	<input type="checkbox"/>		
	CENTRESTEL	Centres Teleradiologia (Activity)	<input type="checkbox"/>		
	Complic	Gestió complicacions confirmació	<input type="checkbox"/>		
	ComplicVAS	Complicacions Vascular	<input type="checkbox"/>		
	ConnecRAIM	Connexio RAIM	<input type="checkbox"/>		
	ConsExpInf	Consulta informes desde Consulta e	<input type="checkbox"/>		
	CONSGARBA	Consultes Garba	<input type="checkbox"/>		
	ConSHC3Act	Consulta HC3 Activa per defecte	<input type="checkbox"/>		1
	CONSHCIS	Consulta per usuaris HCIS amb problemes ...	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	CONSINF	Consulta informes des de app externa	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	CONSRESULT	Consulta resultats SISDI	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0
	CONSWRESWEB	Consulta resultats SISDWEB	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia	0

Búsqueda de valores por nombre - Grupos de funciones

Descripción:

Buscar códigos Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

Código	Descripción
▶ 1	Usuari clau SIPAT
15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT
2	Usuari treball
3	Tècnics SIPAT
4	Patòlegs
5	Citotècnics
6	Administratius
7	Auxiliar autòpsies
AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts
AdjRevisab	Adjunt Revisable
AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents
ADMIN	Administradors SISDI + SIPAT
ADMINFACTU	Administradors Facturació
ADMINGARBA	Administradors Garba
ADMININSTG	Administratius Garba
ADMINIST1	Administratius bàsic
ADMINIST2	Administratius Manteniments VAS
ADMINIST3	Administratius Manteniment macros

Seleccionant una filera del formulari l'usuari pot posicionar-se en la fila cercada del grup de funcions i modificar les dades necessàries.

En aquest manteniment es pot informar codi i descripció, marcar com a passiu el grup de funcions, i assignar a un subgrup d'usuaris (Usuaris de Patologia, Usuaris de Radiologia, Administratius de Radiologia, Tècnics Radiologia) com es mostra en la següent imatge:

	93	user sisd web granollers	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Radiologia
▶	94	Consulta Informes Metges Sol·licitant	<input type="checkbox"/>	Usuaris de Patologia
*			<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Usuaris de Patologia Usuaris de Radiologia Administratius de Radiologia Tècnics de Radiologia

El subgrup d'usuaris serveix únicament per si es vol tenir usuaris administradors de tècnics (que fan el manteniment d'usuaris tècnics) i/o usuaris administradors d'administratius (que fan el manteniment d'usuaris d'administratius). Serveix únicament com a classificador de grups d'usuaris en grups superiors (Usuaris Patologia, Usuaris Metges Radiologia, Administratius Radiologia, Tècnics Radiologia)

La columna Nivell grup és obligatòria i ens indica el tipus de grup del que es tracta. S'informarà 0 si es tracta d'un grup principal (rol d'usuari, grup d'usuari) o un grup secundari (grup de funcions addicionals que poden assignar-se a usuaris determinats). Veure [Nivells grups de funcions](#).



Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.1.2. USUARIS

Des d'aquest formulari es podran definir els diferents usuaris que poden accedir al sistema.


Código	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Grupo usuarios	Caduca	Código profesional	Idioma	SIC	Passiu	Correo Electrónico	Médico solicitante	Correo electrónico Alternativo
a_samuel				Radiologo Telerado...	24-11-2016		Català	0	<input type="checkbox"/>			
a_metge				Radiologo Telerado...	25-08-2013		Català	0	<input type="checkbox"/>			
a_sanchez				Radiologo Telerado...	21-06-2014		Català	0	<input type="checkbox"/>			
aabu-suboh				metges SISDI	14-02-2014		Català	aabusuboh	<input type="checkbox"/>			
aaicazar				Infermeres SISDI	10-03-2014		Català	aaicazar	<input type="checkbox"/>			
aaiguersa				Metges Mantenne...	15-03-2014		Català	aaiguersa	<input type="checkbox"/>			
aaortgas				Anestesistes	18-07-2010		Català	0	<input type="checkbox"/>			
AASTALS				Administratius amb ...	14-03-2014		Català	1326	<input type="checkbox"/>			
abañon				tècnics SISDI	05-04-2014		Català	0	<input type="checkbox"/>			
abassols				Anestesistes	18-07-2010		Català	0	<input type="checkbox"/>			
abentez				metges SISDI	30-12-2002		Català	0	<input checked="" type="checkbox"/>			
ABRULLET				Administratius SIS...	19-09-2009		Català	0	<input type="checkbox"/>			
ABUENO				Usuari clau SPAT	12-10-2012		Català	abuenore	<input type="checkbox"/>			
ACABEZUELO				Usuari clau SPAT	21-03-2014		Català	acabezuelo	<input type="checkbox"/>			
ACARDONA				administratius SISDI	18-09-2010		Català	0	<input type="checkbox"/>			
acarnogal				Metges SISDI + sp...	21-03-2014		Castellà	acarnogal	<input type="checkbox"/>			
ACASALOTS				Usuari clau SPAT	08-03-2014		Català	acasalots	<input type="checkbox"/>			
ACLE				Admin. SISDI amb ...	08-02-2014		Català	0	<input type="checkbox"/>			
AColomo				metges SISDI	13-01-2007		Català	8710	<input checked="" type="checkbox"/>			
adamell				Metges SISDI + sp...	02-07-2015		Català	adamell	<input checked="" type="checkbox"/>			
adaza				tècnics SISDI	08-02-2014		Català	564	<input type="checkbox"/>			
adjunt				Metges SDI+reg e...	26-06-2018		Castellà	0	<input type="checkbox"/>			

Les dades que s'informaran de cada usuari seran:

- Codi, amb el que accedirà a l'aplicació
- Nom i dos cognoms
- [Perfil/grup d'usuari](#) al que pertany. Aquest perfil tindrà assignades una sèrie de funcions del sistema que seran a les que l'usuari tindrà accés. Es podrà seleccionar entre els grups d'usuari definits com a Nivell 0 (grups principals) (Veure [Nivells grups usuari](#))
- [Codi de professional](#) que té assignat l'usuari. No és obligatori.
- Idioma: determinarà l'idioma en el que es visualitzarà l'aplicació quan es connecti aquest usuari.
- SIC: usuari de connexió al Sistema d'Informació Clínica del HIS
- Passiu: permetrà passar a passiu un usuari que ja no s'ha de poder connectar.

- Correu electrònic: camp opcional, però necessari si l'usuari oblida la seva contrasenya i vol rebre un correu electrònic amb la seva clau. També servirà per avisar a l'usuari de una nova prova de tele-radiologia a informar si l'usuari té assignada la funció de notificació de nova prova de tele-radiologia i el seu professional està assignat a l'òrgan sistema al que pertany la prova que s'ha d'informar.
- Metge sol·licitant: s'informarà únicament si l'usuari correspon a un metge que demana proves i al que volem donar accés a consultar únicament les proves demanades per ell. S'ha d'informar un codi de metge sol·licitant (definit a la taula de metges sol·licitants).
- Correu electrònic alternatiu: camp opcional, s'usa com correu alternatiu per avisar a l'usuari de una nova prova de tele-radiologia a informar si l'usuari té assignada la funció de notificació de nova prova de tele-radiologia i el seu professional està assignat a l'òrgan sistema al que pertany la prova que s'ha d'informar.

Es poden informar filtres per seleccionar llistes d'usuaris per diferents criteris:



- Tipus professional: es podrà informar un [Tipus de professional](#). Es cercaran els usuaris que tinguin assignat un codi de professional que correspongui al Tipus de professional informat.

Tipo profesional:

- Subgrup Tipus professional: es podrà informar un subgrup de professionals. Es cercaran els usuaris que tinguin assignat un codi de professional que correspongui a un Tipus de professional assignat a aquest subgrup (Veure [Subgrup Tipus Professional](#))

Subgrupo Tipo Profesional:

- Grup d'usuaris: es podrà cercar pels usuaris que hagin estat assignats a un mateix grup d'usuaris principal (veure [Nivell grups usuari](#))

Grupo usuarios:

- Grup secundari: es podrà cercar per usuaris que tinguin assignat un grup de funcions adicional (veure [Nivell grups usuari](#))

Grupo secundario:

- Veure sols actius: permet fer la cerca solament dels usuaris Actius (no marcats com a passius) **Ver solo activos**

Es poden fer cerques fent Ctrl+F per codi i descripció.

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

Al prémer

les tecles es mostra el següent formulari:

Búsqueda de valores por nombre - Usuarios

Descripción

Buscar códigos Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.


Código	Descripción



Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.



Botó per resetejar la clau de l'usuari seleccionat. Al prémer aquest botó i acceptar l'opció de resetejar es mostra una missatge indicant que la clau actual de l'usuari és Yearnnn (on nnnn és l'any actual).



Al entrar de nou l'usuari l'aplicació indica que la clau ha caducat i que ha d'introduir una de nova.



Polsant sí, es redirigeix al [formulari d'entrada de la nova clau](#) on caldrà posar com clau actual Yearnnn i com a nova clau la que l'usuari desitgi.



Prement aquest botó l'usuari pot des bloquejar l'usuari quan aquest no recorda la clau i ha superat el nombre d'intents d'informar una clau correcta.



Prement aquest botó, s'informa la columna de Clau encriptada de l'usuari seleccionat, encriptant la clau assignada a aquest usuari.

4.1.1.3. ASSIGNACIÓ DE GRUPS A USUARIS

Aquest manteniment permet, seleccionant un usuari concret, assignar-li grups de funcions (grups secundaris) per que pugui disposar de funcionalitats addicionals a les del grup principal al que està assignat (Veure [Nivells grups usuaris](#))

En la taula de la dreta es mostrarà el rol principal de l'usuari seleccionat en vermell, i aquest no es podrà eliminar en cap moment. Es mostraran, a banda, la resta de grups secundaris assignats a l'usuari seleccionat.

En la taula de l'esquerra es mostraran la resta de grups d'usuari secundaris que existeixen i que l'usuari seleccionat no té assignats.

Assignació de Grups a Usuaris

Usuari:

Grup usuari:

Tots els grups

	Codi	Descripció	Pass
▶	1	Usuari clau SIPAT	<input type="checkbox"/>
	10	administradors SISDI	<input type="checkbox"/>
	11	administratiu SISDI	<input type="checkbox"/>
	12	tècnics SISDI	<input type="checkbox"/>
	121	Tècnics SISDI amb lligat 1 estudi: 2 exploracions	<input type="checkbox"/>
	122	Tècnics SISDI amb accés a manteniment de materials	<input type="checkbox"/>
	13	metges SISDI	<input type="checkbox"/>
	131	Metges SISDI + signatura electrònica	<input type="checkbox"/>
	132	Metges SISDI + signatura electrònica no obligatori + R...	<input type="checkbox"/>
	133	metges SISDI + Spark	<input type="checkbox"/>
	14	Facturació	<input type="checkbox"/>
	15	Administradors SISDI - SIPAT	<input type="checkbox"/>
	151	Administradors SISDI - SIPAT sense Spark - speech	<input type="checkbox"/>
	152	Administradors SISDI - SIPAT	<input type="checkbox"/>
	15l	Administradors (per Isabel)	<input type="checkbox"/>
	16	Farmacia medicina nuclear	<input type="checkbox"/>

Grups assignats al usuari

	Codi	Descripció	Passiu
▶	15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT	<input type="checkbox"/>
	15U1	Permet consultes HC3	<input type="checkbox"/>


Selecció d'un grup de la taula de l'esquerra i clicant el botó s'assignarà aquest grup d'usuari a l'usuari seleccionat.

Selecció d'un grup de la taula de la dreta i clicant el botó s'eliminarà aquest grup d'usuari a l'usuari seleccionat.

4.1.1.4. CANVI CLAU D'ACCÉS


Es permet a l'usuari canviar la seva clau d'accés a l'aplicació des d'aquest punt de menú, i es mostra el següent formulari:

Es permet a l'usuari canviar la seva clau d'accés a l'aplicació des d'aquest punt de menú, i es mostra el següent formulari:




La clau d'accés ha de tenir una mida mínima de 6 caràcters, i en funció de la configuració s'obligarà a que sigui més o menys complexa (Majúscules, números, caràcters especials,...).


En cas de no arribar a la mida mínima es mostra el següent missatge:




En cas de no portar majúscules o números o caràcters especials, i que per configuració s'hagi determinat que les claus han de ser complexes, es mostra el següent missatge:



Si l'usuari intenta canviar la clau i torna a posar l'anterior se li mostra un missatge d'error com el següent:



Si la clau nova i la seva repetició no coincideixen es mostra el següent missatge d'error:



Si l'usuari canvia correctament la clau es tancarà aquest formulari deixant guardada la nova clau d'accés a l'aplicació.

Aquest canvi de clau afectarà tan a l'accés a SISDI com a SISDWeb.

4.1.1.5. FUNCIONS

Funciones aplicativas para el usuario

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

	Código	Descripción	Pasivo
▶	fn_AddExplorStudy	Activa botó d'afegir exploració a estudi	<input type="checkbox"/>
	fn_DeattachStudy	(R) Funció de desagrupament d'exploraci...	<input type="checkbox"/>
	fn_Spark	Spark	<input type="checkbox"/>
	fnAccesRAIMJava	Visualitza botó RAIM Java a Informes	<input type="checkbox"/>
	fnActivaConnexioR...	(R) Funcio que activa la connexio amb el ...	<input type="checkbox"/>
	fnActivaPrefeching...	Funció que activa el prefetching	<input type="checkbox"/>
	fnActivaPreLoaingR...	Funció d'activació del preloading	<input type="checkbox"/>
	fnActPrefRAIM_Pe...	(R) Prefetching només amb Exp. pendent...	<input type="checkbox"/>
	fnAdjuntRevisable	Usuari que permet revisar el seus informes	<input type="checkbox"/>
	fnAltaInformeCH	Alta Informes Chile	<input type="checkbox"/>
	fnAltaInfSpeechInt...	AutoSpeechAW	<input type="checkbox"/>
	fnAltaMaterials	Funció per permetre alta de materials	<input type="checkbox"/>
	fnAltaUrgSenseAssist	Alta Registre urgent sense validar assistència	<input type="checkbox"/>
	fnAnestesia	Accés Conf. activitat sols per Full Anestesia	<input type="checkbox"/>
	fnAnulacioSolicituds	Activació botó anul·lació a Gestió sol·licituds	<input type="checkbox"/>
	fnBaixaMaterials	Funció per permetre baixa de materials	<input type="checkbox"/>
	fnBotoExplotacioA...	Botó de Gestió Explor i informes per explo...	<input type="checkbox"/>
	fnCanviApaSIO	Accés a canvi aparell SIO	<input type="checkbox"/>
	fnCanviEstatFactor...	Accés a canvi estat Facturació	<input type="checkbox"/>
	fnCanviEstatPriorA...	Activació botó Urgent Gestió sol·licituds	<input type="checkbox"/>
	FnCompl	Funcio Complicacions	<input type="checkbox"/>

Des d'aquest formulari es visualitza la llista de funcions disponibles en el sistema (nom de funció i descripció). Es podrà marcar com a passiva una funció, i això evitarà que aquesta funció pugui assignar-se a un perfil d'usuari a partir del moment en que es marqui.

Si una funció es marca com a passiu, encara que un usuari tingui assignada aquesta funció no podrà accedir a la funcionalitat associada a aquesta funció.



Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.1.6. FUNCIONS DELS GRUPS DE FUNCIONS

Cada grup de funcions definit tindrà assignades una sèrie de funcions del sistema que seran a les que els usuaris que tinguin assignats aquest grups tindran accés.

Selecció d'un grup apareixerà la informació relativa al grup d'usuaris:

- Descripció del grup
- Nivell que té assignat (0 = Grup principal, 1 = Grup secundari. Veure [Nivells grups funcions](#))
- funcions de l'aplicació a les que els usuaris del grup poden accedir.

Funciones de los Grupos de funciones

Grupos de funciones


Código

TECNICS Tècnics de Diagnòstic per la Imatge

Tècnics de Diagnòstic per la Imatge Nivel 0


Código	
fnAltaUrgSenseAssist	Alta Registre urgent sense validar asistencia
fnCanviEstatPriorAUrg	Activació botó Urgent Gestió sol·licituds
FnConsPacientsWeb	Funció per permetre consulta de pacients a la Web
fnConsultaGeneralSolWeb	Funció per permetre consulta totes sol a Web
fnInformePDFWeb	Visualització informe Web en PDF
fnInterficiesSIC	Accés a interfícies SIC (Sols per CSPT)
fnInterficiesSIPAT	Accés a interfícies SIPAT
FnLliuramentInfomes	Funció per permetre lliurar infomes
fnRecompteLlistatTreball	Funció recompte Llistat de treball
MnuAComUtilitzarLAjuda	(R) Com utilitzar l'ajuda
mnuAContingut	Contingut de l'ajuda
MnuAGestioSistema	(R) Gestió del sistema
mnuAjuda	(R i P) Ajuda menú principal
MnuAlinearIcones	(R) Alinear icones de finestres


Funciones de los Grupos de funciones



Grupos de funciones
Código

Código	Descripció
1	Usuari clau SIPAT
15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT
2	Usuari treball
3	Tècnics SIPAT
4	Patòlegs
5	Citotècnics
6	Administratius
7	Auxiliar autòpsies
AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts
AdjRevisab	Adjunt Revisable
AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents
ADMIN	Administradors SISDI + SIPAT
ADMINFACTU	Administradors Facturació
ADMINGARBA	Administradors Garba
ADMININSTG	Administratius Garba
ADMINIST1	Administratius bàsic
ADMINIST2	Administratius Manteniments VAS
ADMINIST3	Administratius Manteniment macros
ADMINIST4	Administratius Manteniments macros + SISDWeb (Ga
ADMINPROF	Administrador Professionals SDI
AgrCliTele	Manteniment Web agrupacions clients Teleradiologia
ANESTESIST	Anestesisistes
AnulSolici	Anul·lació sol·licituds
AssignaRad	Assignació radiòleg
CanviClau	Canvi Clau SISDI
CENTRESTEL	Centres Teleradiologia (Activity)
Complic	Gestió complicacions confirmació
ComplicVAS	Complicacions Vascular
ConnecRAIM	Connexio RAIM
ConsExpInf	Consulta informes desde Consulta expl




.. 
Nivel 0

Es podrà seleccionar un grup de funcions desplegant el llistat o prement el botó , amb el que es tindrà accés a la cerca per codi o nom com es mostra en la següent imatge:

Búsqueda de valores por nombre - Grupos de funciones

Descripción

Buscar códigos Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

	Código	Descripción
▶	1	Usuari clau SIPAT
	15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT
	2	Usuari treball
	3	Tècnics SIPAT
	4	Patòlegs
	5	Citotècnics
	6	Administratius
	7	Auxiliar autòpsies
	AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts
	AdjRevisab	Adjunt Revisable
	AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents
	ADMIN	Administradors SISDI + SIPAT
	ADMINFACTU	Administradors Facturació
	ADMINGARBA	Administradors Garba
	ADMININSTG	Administratius Garba
	ADMINIST1	Administratius bàsic
	ADMINIST2	Administratius Manteniments VAS
	ADMINIST3	Administratius Manteniment macros

Un cop seleccionat un grup de funcions polsant el botó de la lupa  es mostraran les funcions que aquest grup té afegides.

El botó  permet copiar les funcions d'un grup De funcions per enganxar-les en un altre grup de funcions. 






Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

Al costat del resultat de la consulta es mostra el botó  per poder fer cerques de les funcions per codi o nom.

Búsqueda de valores por nombre -

Descripción

Buscar códigos
 Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

	Código	Descripción
▶	fn_AddExplorStudy	Activa botó d'afegir exploració a estudi
	fn_DeattachStudy	(R) Funció de desagrupament d'exploració i estudi
	fn_Spark	Spark
	FnAbrirAlma	Obre Automàticament el Alma
	FnAbrirVisor	Obre Automàticament el visor per Def. (Raim Viwer)
	fnAccesRAIMJava	Visualitza botó RAIM Java a Infomes
	fnACRObligatoriAISalvar	ACR obligatori al salvar informe
	fnActivaConnexioRAIM	(R) Funcio que activa la connexio amb el RAIM
	fnActivaPrefechingRAIM	Funció que activa el prefeching
	fnActivaPreLoaingRAIM	Funció d'activació del preloading
	fnActPrefRAIM_PendInf	(R) Prefetching només amb Exp. pendents d'informar
	fnAdjuntRevisable	Usuari que permet revisar el seus informes
	fnAdjuntRevisor	Permet revisar informes
	fnAdminAgendaRad	Administració agenda radiòleg
	fnAltaInformeCH	Alta Infomes Chile
	fnAltaInformeWeb	Funció per permetre a donar d'alta informes Web
	fnAltaInfSpeechInteg	AutoSpeechAW
	fnAltaMaterials	Funció per permetre alta de materials

Un cop fetes les modificacions oportunes amb el botó  s'acceptaran els canvis.



aquest botó permet la sortida del formulari al formulari principal.

4.1.1.7. IDIOMA

Aquesta funció només és accessible per l'administrador de sistema.

El sistema contempla la visualització de les pantalles i missatges en més d'un idioma.

L'idioma és un paràmetre de l'usuari i el sistema possibilita la traducció i adaptació dels missatges a altres idiomes d'una forma àgil.

Des d'aquesta funció s'accedeix al manteniment de taules de missatges i literals de pantalla que possibiliten la traducció de l'aplicació en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Es fa la traducció de:

- Taula de títols, on es definiran els títols dels formularis, controls, etc.

Configuración idiomática ×

Literales Mensajes

	Catalán	Castellano	Inglés	Francés
▶	Mosaic vertical	Mosaico vertical	vertical mosaic	
	Alinear icones	Alinear iconos	Align icons	
	Ajuda	Ayuda	Help	
	Contingut	Contenido	Content	
	Com utilitzar l'ajuda...	Cómo utilizar la ayuda...	How to use help...	
	Sobre SISD	Sobre SISD	About SISD	
	Comunicacions	Comunicaciones	Communications	
	Fusió NHC	Fusión NHC	NHC Fusion	
	Desagrupació NHC	Desagrupación NHC	NHC ungrouping	
	Recepció de sol·licituds	Recepción de solicitudes	Receipte of petitions	
	Lliurament sol·licituds prioritzades	Entrega solicitudes priorizadas	Deliver prioritized petitions	
	Petició històries a l'arxiu	Petición historias al archivo	Request charts from archive	
	Lliurament activitat	Entrega actividad	activity delivery	
	Lliurament informació PACS	Entrega infomación PACS	deliver PACS information	
	Revisió de sol·licituds	Revisión de solicitudes	Revision of petitions	
	Listat de treball	Listado de trabajo	Work list	
	Gestió d'exploracions i informes	Gestión de exploraciones e informes	Management of examinations and repo...	
	Registre de nova sol·licitud	Registro de nueva solicitud	Register of new petitions	
	Ambada de pacients	Llegada de pacientes	Arrival of patients	
	Assignació d'agrupacions clíniques	Asignación de agrupaciones clínicas	Assign groups	
	Codi	Código	Code	
	Descripció	Descripción	Description	

- Taula de missatges on es defineixen els missatges d'error, avís, informació, etc.

Configuración idiomática						
Literales		Mensajes				
	Título catalán	Texto catalán	Título	Texto castellano	Título inglés	Texto inglés
▶	Avis	Agrupació repetida per el pa...	Aviso ...	Agrupación repetida por el p...	Warning	Group repeated for this pati...
	Avis	Alguna de les exploracions ...	Aviso ...	Alguna de las exploraciones...		
	Avis	Aquest codi de professional ...	Aviso ...	Este código de profesional ...		
	Avis	Aquest registre no es pot es...	Aviso ...	Este registro no se puede b...	Warning	This register cannot be eras...
	Avis	Aquesta funció està assigna...	Aviso ...	Esta función está asignada ...	Warning	This function is assigned to ...
	Avis	Aquesta sol·licitud no té un i...	Aviso ...	Esta solicitud no tiene un inf...	Warning	The petition has no associat...
	Avis	Clau actual incorrecta	Aviso ...	Clave actual incorrecta	Warning	Current password incorrect
	Avis	Codi de l'agrupació incorrecte	Aviso ...	Código de la agrupación inc...		
	Avis	Codi de l'Àmbit de procedèn...	Aviso ...	Código del Ámbito de proce...	Warning	Incorrect code for Environm...
	Avis	Codi de Motiu incorrecte	Aviso ...	Código de Motivo incorrecto	Warning	Incorrect Reason code
	Avis	Codi de Servei incorrecte	Aviso ...	Código del Servicio incorrecto	Warning	Incorrect Service code
	Avis	Codi inexistent	Aviso ...	Código inexistente	Warning	Code does not exist
	Avis	Codi inexistent	Aviso ...	Código inexistente	Warning	Code does not exist
	Avis	Correcció finalitzada	Aviso ...	Corrección finalizada	Warning	Correction finalized
	Avis	Data incorrecta	Aviso ...	Fecha incorrecta	Warning	Incorrect date
	Avis	El codi de la mostra es obli...	Aviso ...	El código de la muestra es o...	Warning	The sample code is obligatory
	Avis	El codi de la incidència és o...	Aviso ...	El código de la incidencia e...	Warning	The code for Incident is obli...
	Avis	El codi de l'agrupació és obl...	Aviso ...	El código de la agrupación ...		
	Avis	El destí seleccionat no té a...	Aviso ...	El destino seleccionado no t...	Warning	The selected destination do...
	Avis	El format del n. telèfon a Es...	Aviso ...	El formato del n. teléfono en...		
	Avis	El Motiu és de informació ob...	Aviso ...	El Motivo es de información ...	Warning	The Reason is obligatory inf...
	Avis	El número d'història és obli...	Aviso ...	El número de historia es obli...	Warning	The patient ID number is obli...

Les dues taules tenen text en català i castellà ja definit i el text dels altres idiomes estarà a disposició de l'administrador de sistema que hi podrà accedir per tal de realitzar la traducció a qualsevol dels altres tres idiomes, o bé modificar-ne text.


A cada usuari se li assigna un idioma entre català, castellà, anglès o francès. En el moment de la connexió el sistema determina a partir de l'usuari informat l'idioma amb el que es treballarà mentre duri la connexió.

4.1.1.8. PARAMETRITZACIÓ

Hi ha uns paràmetres que es poden definir per cada usuari, i d'altres a nivell de tota l'aplicació.

Aquesta funció és accessible per l'administrador del sistema. La pantalla de parametrització del sistema té tres pestanyes que classifiquen els paràmetres en quatre grups:

- Dades generals



Mantenimiento de parámetros del sistema

Datos generales Bases de datos Servicios NT Integració

Centro UDIAT-CD Identificador de exploración 5570704 Prefijo paciente H

Instalación UDIAT Prefijo AN HPT

Número de etiquetas a imprimir por defecto

Programación	Paciente Radiología
1	2

Caducidad 63 (días)

En aquesta pestanya es mostra la definició del centre on s'ha instal·lat, i el prefix del pacient.

Es pot definir també (és opcional) un prefix d'Accession Number: si s'informa, quan es generi un Accession Number per un estudi associat a una exploració del SISDI, s'assignarà aquest prefix al AccessionNumber de l'estudi.

En el cas d'instal·lacions a on es tingui integració amb el HIS a través de CACHÉ, es veuran també dos panells a on es visualitzaran els processos actius de recepció de sol·licituds i de traspàs d'activitat de Radiologia i Patologia.

Es pot definir el número d'etiquetes per defecte per imprimir per programació i pacient de Radiologia.

- Bases de dades
 - Dades RAIM: Nom o adreça IP del servidor en el que resideix la base de dades, Nom de la base de dades, codi d'usuari de connexió amb la base de dades, Password de connexió, Timeout per defecte
 - Dades PACS: Nom o adreça IP del servidor en el que resideix la base de dades, Nom de la base de dades, codi d'usuari de connexió amb la base de dades, Password de connexió, Timeout per defecte

Mantenimiento de parámetros del sistema

Datos generales Bases de datos Servicios NT Integració

Datos RAIM

Nombre BBDD

Dirección IP Port
1

Remote

Usuario Password Time out
 0

Datos PACS

Dir. Web IMGs

Si tenim una exploració que té un aparell i aquest aparell té assignat un PACS: si tenim definit a nivell de PTCOMPACS els camps compacs_app i compacs_version i amb aquest valors trobem un registre a la taula PTCOMINTPARAM amb destí dels missatges al PACS fem servir aquesta

Dirección PACS Dirección link PACS

Usuario Password Usuario Password
 Administrator

- Serveis NT: Sols per instal·lacions a on tenim integració amb el HIS a través de CACHE. Permet modificar paràmetres de les entregues d'activitat realitzades SISDI, entregues d'activitat realitzades SIPAT, enviament de noves sol·licituds SISDI, recuperació de números d'història fusionats en SISD/SIPAT, entregues d'activitat informades SISDI, entregues d'activitat urgent SISDI i recuperació de sol·licituds SISDI.

Mantenimiento de parámetros del sistema

Datos generales	Bases de datos	Servicios NT	Integració
Entrega de actividad realizada SISDI			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
1437	05-02-2017 03:58:31	05-02-2014 03:58:31	
Entrega de actividad realizada SIPAT			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
1435	12-09-2016 07:41:30	12-09-2016 07:41:30	
Envío nuevas solicitudes SISDI			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
60	12-11-2008 08:04:33	28-09-2012 19:07:15	
Recuperación de números de historia fusionados SISDI/SIPAT			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
1440	19-02-2015 10:23:41	19-02-2015 10:23:41	
Recuperación de números de historia desagrupados SISDI/SIPAT			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
720	06-04-2011 21:25:40	06-04-2011 21:25:40	
Entrega actividad informada SISDI			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
61	10-07-2007 08:05:56	10-07-2007 08:05:56	
Entrega actividad Urgente SISDI			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
180	27-09-2012 14:30:03	27-09-2012 14:30:03	
Recuperación de solicitudes SISDI			
Frecuencia de actualización	Último intento de actualización	Última actualización realizada	
9991	25-11-2016 12:06:07	25-11-2016 12:05:08	

- Integració: mostra informació sobre la configuració d'integració amb altres Sistemes d'Informació.

Mantenimiento de parámetros del sistema

Datos generales Bases de datos Servicios NT Integració

	Aplicación	Versión	Id. último msgs enviado	Flag debug	Path estructura	Id. último msgs recibido	BatchPath
▶	ARAN	6.0	0	P			http://CIMD-
	CALELLA	6.0	0	P			http://CIMD-
	CWS30	2.3.1	2650884	P	\ConfiguracioH...	0	\\10.10.0.16
	DakoLink	2.4	272	P	\ConfiguracioH...	0	10.10.0.88 4
	GARBA	2.3.1	2	p	\ConfiguracioH...		C:\TEMP\GAI
	GRANOLLERS	6.0	0	P			http://CIMD-
	HC3	1.0	665	P	\ConfiguracioH...	0	C:\temp\HC3
	HC3WS	1.0	0	P			https://bus.s
	hphis	2.3.1	3445529	P	\ConfiguracioH...	20110511003...	\\heracles.cs
	hphis	2.5	10782346	P	\ConfiguracioH...	105026650	\\heracles.cs
	hphis	3.0	87	P	\ConfiguracioH...		\\heracles.cs
	hphis.adt	2.3.1	0	P	\ConfiguracioH...	0	\\heracles.cs
	hphis_pdf_url	2.5	10779977	P	\ConfiguracioH...	104257077	\\heracles.cs

	Aplicación	Versión	Nombre	Valores	Texto
*					

4.1.1.9. CONFIGURACIÓ REPORTS

Pantalla que permet configurar el disseny de l'Informe de Radiologia, de l'Informe Fi de Ronda (Cribratge de Mama) i cartes d'invitació, citació i resultats de cribratge, adaptant-lo a les necessitats de cada client. El canvi de configuració del registre "Informe de Radiologia" afecta també al disseny del Full d'Infermeria i Full d'Anestèsia. La configuració de la carta de resultats, també s'aplica a les cartes de resultats per a ABS.

The screenshot shows a web application window titled "Configuración Reports". It contains a table for selecting report types, a form for report details, and a preview of a report layout.

Tipo informe	Catálogo	Tipo prueba	Órgano sistema	Tipo centro	Centro	Sede	Versión	Activa
Informe FI Ronda							1	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Radiologia							1	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos del informe

Tipo informe: Informe FI Ronda Versión: 1

Tipo prueba: Órgano sistema: Catálogo: Centro: Sede:

Versión por defecto inicial. No se puede modificar.

Informe Radiologia | Informe FI Ronda

Versión: 1. Tipo informe: Informe FI Ronda.

Imagen Logo INFORME DEL RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL Imagen Cribrado de Mama

Nombre: CARMEN
Apellidos: MARTINEZ LOPEZ
Fecha nacimiento: 24/02/1950
CIP: MALO1500220000
Num. PCCM: 58987

Contenido Informe

Nota
Pie

Configuración Reports X

Selección de tipo de informe

Tipo informe	Catálogo	Tipo prueba	Órgano sistema	Tipo centro	Centro	Sede	Versión	Activa
Informe FI Ronda							1	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Radiología							1	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos del informe

Tipo informe: Informe Radiología Versión: 1

Tipo prueba: Órgano sistema: Catálogo: Centro: Sede:

Versión por defecto inicial. No se puede modificar.

Informe Radiología Informe FI Ronda

Versión: 1. Tipo informe: Informe Radiología.

Imagen Izquierda

Imagen Derecha

Título Informe

Servicio de Diagnóstico por la

NHC: nnnnnn

Número de Informe: nnnnn/n

Nombre Apellido1 Apellido2

Centro solicitante: nnnnnn

c/dirección paciente

Médico solicitante: nnnnnn

nnnnn Población

Servicio solicitante: nnnnnn

Provincia

Fecha solicitud: 01/01/0001

Fecha Exploración: 01/01/0001

Centro Destino: nnnnnn

Fecha nacimiento: 01/01/1900

Destino: nnnnnn

Motivo/Informe/Conclusión

Nota Adicional antes firma

Ulenar Firma

Nota Adicional al pie

Pie Informe: ESTE INFORME ES UNA COPIA EXACTA DE LO QUE HAY EN LA BASE DE DATOS

Configuración Reports

Selección de tipo de informe

Tipo informe	Catálogo	Tipo prueba	Órgano sistema	Tipo centro	Centro	Sede	Versión	Activa
Informe FI Ronda				H	HSC		1	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Radiología							1	<input checked="" type="checkbox"/>
Carta de cribatge Invt...							1	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Carta de cribatge Invt...							2	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos del informe

Tipo informe: Carta de cribatge Invtaci... Versión: 2 Centro: HOSPITAL SANT CELONI

Versión marcada como activa. No se puede modificar.

Informe Radiología Informe FI Ronda Carta Cribatge Invtació Carta Cribatge Citació Carta Cribatge Resultats

Està editant la versió X.X Tipus Informe: XXX, Catàleg: xxx, Org Sis XXXX Etc XXX

Imatge Esquerra Imatge Dreta

Espai Etiqueta

ROBERT GARCÍA ACUARELAS

c/Parc Agrari Festiu, 45, 5è 2a

08207 Sabadell

Contingut Carta Invitació

ImatgeSignaturaEsquer ImatgeSignaturaDreta

lbSignaturaEsquerra lbSignaturaDreta

lbtextNota

lbDiaLocalitat lbPCCM

FotterImatgeEsquerra lbNotaPeu FotterImatgeDreta

Es defineix una primera versió per defecte per cada tipus de document, que no es pot modificar ni eliminar(disseny de fàbrica).



Per canviar una versió de activa a no activa i viceversa s'utilitzarà:




: Versió activa, si es clica es desactivarà.




: Versió no activa, si es clica s'activarà.

Per que una versió es faci servir a nivell de tota la aplicació cal que la marquem com a versió

activa: 

Versión	Activa
1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

Una versió es podrà desactivar amb el mateix switch  només si hi ha alguna altra versió d'aquest mateix tipus d'informe ja activa que tingui els mateixos, o menys, paràmetres associats.

Es poden configurar dissenys específics per diversos paràmetres en cas de informes:

Dades informe



Tipo informe: Informe Radiologia Versión: 2

Tipo prueba: Órgano sistema: Catálogo: Centro: Sede:



En el cas de cartes els dissenys específics es fan per centres de cribrat:

Tipo informe: Carta de cribatge Invitaci Versión: 2 Centro: HOSPITAL SANT CELONI

Es pot crear una nova versió del document a partir d'una versió prèvia seleccionant la versió

 origen i prement el botó . Aquesta nova versió és modificable, fins al moment en que es marca com a versió Activa.

Si es desitja crear una nova versió específica amb alguns paràmetres en concret (tipus de prova, òrgan sistema, catàleg, centre i/o seu) caldrà seleccionar aquests valors als desplegable abans de prémer el botó.

 El botó  permet eliminar una versió d'un tipus d'informe, sempre i quan no estigui marcada com a versió Activa.

 El botó  permet generar el fitxer .css a partir dels paràmetres de configuració d'aquest. Sense generar aquest fitxer .css no es pot visualitzar l'informe.



El botó permet previsualitzar com quedarà una versió no marcada com a Activa d'un tipus d'informe, un cop fetes les modificacions en la configuració que es necessitin.

Clicant sobre els diversos controls que conformen el report accedim a un formulari específic de configuració del control, diferent segons el tipus de control que haguem seleccionat:

Versión: 1. Tipo informe: Informe Radiología.

Imagen Izquierda	Titulo Informe	Imagen Derecha
Servicio de Diagnóstico por la		NHC: nnnnnn
Número de Informe: nnnnnn/n		Nombre Apellido1 Apellido2
		c/dirección paciente
Centro solicitante: nnnnnn		nnnnn Población
Médico solicitante: nnnnnn		Provincia
Servicio solicitante: nnnnnn		Fecha nacimiento: 01/01/1900
Fecha solicitud: 01/01/0001		
Fecha Exploración: 01/01/0001		
Centro Destino: nnnnnn		
Destino: nnnnnn		
Motivo/Informe/Conclusión		
Nota Adicional antes firma		
Llenar Firma		
Nota Adicional al pie		
Pie Informe: ESTE INFORME ES UNA COPIA EXACTA DE LO QUE HAY EN LA BASE DE DATOS		

M
a
r
g
e
s

- **Configuració de la pàgina: botó de "Definir Marges del PDF"**

Clicant a aquest control accedim a la pantalla de configuració de la pàgina:

Configuración control

Tipo informe: Carta de cribatge Cita

Id. Configuración Report: 19

Control: OutputArea_CR

Página

Márgenes: 0.5, 0.5, 7.5, 10.5, 8.0

Interlineado Cabecera: 110%


Interlineado Cuerpo: 110%

Espacio Etiqueta: 60

Valores anteriores: 0.5, 0.5, 7.5, 10.5, 8.0

En aquest formulari definim els marges d'impressió, l'interlineat de la Capçalera i del Cos de l'Informe.

Quan es situem sobre un dels camps dels Marges, es marca en vermell en el dibuix de l'esquerra l'element que estem definint:



7.5
10.5
8.0

Valores anteriores:

Márgenes

0.5
0.5
7.5
10.5
8.0

Valores anteriores: 0


Márgenes

0.5
0.5
7.5
10.5
8.0

Valores anteriores:

A l'etiqueta de la part inferior es mostren els valors que hi havia configurats abans de fer les modificacions en els marges: **Valores anteriores: 0.5, 0.5, 7.5, 10.5,8.0**


Al salvar la configuració el sistema valida si els valors informats dels marges són compatibles amb la impressió del document en format DINA4. Si sobrepassen la mida d'un DINA4 es dóna un avís i s'han de canviar els valors:




Interlineat: Els valors possibles són 90%, 100% o 110%

- **Configuració de logos: botons de "Imatge Esquerra" i "Imatge Dreta"**

S'accedeix al formulari a on es pot assignar una imatge concreta a la ubicació seleccionada des del formulari anterior. Si no hi ha cap imatge definida, el sistema buscarà la imatge que es tingui configurada per defecte en el moment d'imprimir l'informe.



Si el control ja té una imatge assignada es mostra al accedir al formulari:




El botó d'eliminar s'activa si tenim una imatge assignada. Si es prem, s'elimina la imatge del control, i si s'imprimeix l'informe el logo que apareixerà serà el que tinguem configurat per defecte.



Si es vol canviar la imatge, primer s'ha de eliminar la imatge assignada amb el botó i s'activarà el botó per poder assignar una imatge.




El botó de Cercar Fitxer s'activa quan no tenim cap imatge assignada al control, i permet accedir a una imatge que tinguem en el nostre ordinador. Les extensions d'arxius que es mostren són : ***.bmp**, ***.jpg**, ***.jpeg**, ***.png**:




Un cop seleccionat l'arxiu de la imatge a carregar, i prement el botó de "Obrir", la imatge seleccionada s'incorpora al contenidor de la imatge.

Si la mida de la imatge és més gran que el la mida de l'espai reservat al logo, el sistema dona un avís:




Si es respon que si que es vol redimensionar, es mostra la imatge amb les mides que tindrà en el logo:




Si es respon que no es vol redimensionar, es mostrarà la imatge amb les seves mides reals. En aquest cas, a l'aparèixer en el informe pot mostrar-se deformada. Es recomana redimensionar la imatge quan el sistema dóna l'avís de que és massa gran.

Si la imatge que s'ha carregat correspon a un fitxer *.png, si la imatge és més gran que la mida recomanada, si es respon que sí que es vol redimensionar apareix el següent avís:




Ja que si el fitxer .png té transparència, la reducció de la imatge no es fa correctament. Si la imatge no té transparència es pot reduir sense problemes.

- **Configuració de camps**



Es mostra formulari a on es mostra la configuració del control seleccionat:


- Fonts:



El camp EXEMPLE ens mostra com quedarà el text aplicant la configuració de font seleccionada.



Per canviar la Font, i la mida de la font, s'ha de prémer el botó de configuració que accedeix a la subpantalla de manteniment de les fonts:




La opció de **Tatxat** no es té en compte en la configuració del report, encara que es marqui no tindrà cap efecte.

Es selecciona la configuració de font que es vulgui, i clicant a Aceptar es retorna a la pantalla anterior, mostrant la configuració seleccionada.

S'ha de tenir en compte que la Font seleccionada sols serà visible si l'usuari la té instal·lada en el seu sistema. Per precaució, al generar l'informe, si no es troba la Font seleccionada, es va a buscar altres fonts alternatives configurades en el sistema, per si la primera no està instal·lada. Es recomana per aquesta raó seleccionar fonts que siguin estàndards.




El botó , que apareix únicament quan estem configurant un dels controls de capçalera, permet copiar la Font (Font Family i Font Size) seleccionada en aquest control a tots els controls de capçalera.

- Altres dades:

Funció	<input type="text" value="Omplir Número Informe/TipInf"/>
Literal	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Visible	


Camp Funció: permet seleccionar la dada que volem que aparegui en el control seleccionat, entre les dades de la llista:



Camp Literal: Si el camp funció el deixem en blanc, podrem informar un Literal, en aquest cas a l'informe aquest camp apareixerà sempre amb aquest valor fix.




Si s'informa el camp Funció i el camp Literal, al clicar al botó de Salvar el sistema ens dona un error i no ens deixa salvar.



Camp visible Visible permet marcar el camp per que sigui visible o no visible en el Report.

Camp etiqueta Etiqueta es visualitza solament en els Informes Fi Ronda, camps de la Capçalera. Indica si ha d'aparèixer una etiqueta abans de la dada que anem a buscar (per exemple, en el cas que el camp correspongui a **Nom pacient**, abans del nom apareixeria "Nom:"

- **Configuració de Títol Informe Radiologia**



Configuración control

Tipo informe: Informe Radiología Tipo prueba : US

Id. Configuración Report: 4

Control: lblTitol

Etiquetas

Font Family: Lucida Bright

Font Size: 14

Negrita Cursiva Subrayado

EJEMPLO: AaBbCcDdEeFfGgHh 123456789

Función: []

Literal: INFORME RADIOLOGIA sols Ecos

Etiqueta Visible


Tabulado Izquierdo (píxeles): 10

Els camps que apareixen són els descrits a l'apartat anterior ([Configuració de camps](#)), però


s'afegeix el cap "Tabulació esquerra (píxels)":

Aquest valor permet sagnar el títol per que quedi ben centrat entre les imatges de la capçalera.

- **Configuració de Títol sota logo, Peu, Títol Fi Ronda**




El formulari és igual al de l'apartat de [Configuració de Camps](#), però en aquest cas el camp Funció apareix deshabilitat mostrant la funció que té assignada per defecte, però permet informar el Literal encara que el camp funció estigui informat. Si s'informa un literal, al construir l'Informe es mostrarà el Literal informat en lloc de calcular-lo com es fa per defecte.



- **Configuració de camps de text lliure**

Alguns camps com la nota addicional abans del peu de pàgina o la nota abans de la signatura son de text lliures, per omplir aquests camps es farà a través del següent formulari d'edició de text HTML:





El text apareixerà a l'informe tal com es configuri en aquesta pantalla (font, mida, estil, etcètera).

Per desar els canvis es farà prement el botó  i per sortir sense gravar amb .

- Configuració de camps de text de les cartes

Les cartes associades a cada configuració tenen múltiples textos depenent del tipus invitació, citació o resultats i poden ser diferents per cada centre de cribratge o en el cas de resultats per tipus de resultat del cribratge. Al clicar sobre els textos del cos del text els textos sota les signatures, i els diferents textos al peu de la carta, s'obre un manteniment on es veu una grid amb tots els continguts associats,



El la lista desplegable  permet filtrar la grid per un centre de cribratge. Els continguts que apareixen a les caixes de text amb format a la part inferior corresponen a la línia seleccionada de la grid.

Per guardar les modificacions, es clica el botó , si el que volem és sortir cliquem el botó .


Si volem que els canvis es guardin a tots els models de carta, que tenim a la grid, s'ha de marcar

Guardar en todas las cartas del mismo tipo e idioma el texto firma izquierda y derecha, la nota y el pie

abans clicar sobre el botó de guardar.



El botó  permet editar els camps que són massa petits.




Apareix aquesta pantalla que ens permet escriure còmodament.

Per guardar les modificacions, es clica el botó  , si el que volem és sortir cliquem el botó 


4.1.1.10. ÚLTIMES NOVETATS

Pantalla per poder editar les últimes novetats incloses en la versió.




4.1.1.11. AVISOS

Amb aquesta funció l' administrador pot afegir avisos que es mostraran als usuaris al accedir a l'aplicació.




Al accedir es veurà l'avís de la següent manera.



4.1.1.12. AVISOS PERIÒDICS

Aquesta funcionalitat permet a l'administrador editar un avís periòdic que apareixerà cada "n" vegades a l'accedir a SISDI.



4.1.1.13. AVISOS USUARIS

Pantalla de manteniment d'avisos per usuaris i grups d'usuari.

Mantenimiento Avisos

Aplicación: * Mostrar Actius

Código	Aplicación	Fecha inicio	Fecha fin	Mensajes Usuarios
31	SISDWEB	01/01/2019	31/12/2019	A_damell
32	SISDWEB	24/05/2018	25/05/2018	raguilam

Código: 32 Aplicación: SISDWEB Fecha inicio: 24/05/2018 Fecha fin: 25/05/2018

Aviso a mostrar a todos los usuarios y grupos de usuarios

Usuarios:

Código	Descripción
A_damell	
a_meige	
a_sanchez	
aabu-suboh	
aalcazar	
Aalguersua	

Usuarios Visualizan Mensaje:

Código	Descripción
raguilam	

Grupo usuarios:

Código	Descripción
1	Usuari clau SIPAT
10	administradors SISDI
11	administratius SISDI
12	tècnics SISDI
121	Tècnics SISDI amb lligat 1 estudi: 2 exploracions
122	Tècnics SISDI amb accés a manteniment de materials

Grupos Usuarios Visualizan Mensaje:


Código	Descripción
--------	-------------

Mensaje:
Prova d'avis a la web!

Es poden realitzar cerques per aplicació i mostrant o no els missatges que ja no son actius.

Accions que es poden realitzar des d'aquesta pantalla:




- Afegir nous registres , afegir nous missatges a mostrar, indicant a quina aplicació s'ha de mostrar, SISDI, SISDWEB o * (Totes), la data inici i la data fi de visualització del missatge i quins usuaris o grups d'usuaris poden visualitzar el missatge.



- Modificar registres , al seleccionar un registre de la taula de missatges es pot modificar qualsevol dada i guardar.



- Eliminar registres , al seleccionar un registre de la taula de missatges amb aquest botó s'elimina el registre.

4.1.2. MANTENIMENT DE TAULES

4.1.2.1. MANTENIMENT PROFESSIONALS

4.1.2.1.1. TIPUS PROFESSIONAL

Diferents tipus de professionals que treballen en els Servei de Diagnòstic per la Imatge.

Se'ls pot relacionar amb un subgrup de usuari (Usuaris patologia, Usuaris metges de Radiologia, Tècnics de Radiologia, Administratius de Radiologia) i assignar una categoria. La categoria és fa servir en la integració amb HC3. Quan l'usuari fa una consulta a HC3 s'ha d'informar un perfil, que correspon a aquest camp: la codificació que s'ha de fer servir és la que faci servir aquest sistema (actualment "MD" = Metge, "NU" = Infermera, "SC" = Sanitari carrera superior, "URG" = Urgències).

Tipus professional

	Codi	Descripció	Subgrup Usuari	Categoria
▶	01	Administratiu Patologia	Usuaris de Patologia	
	02	Citotècnic	Usuaris de Patologia	SC
	03	Patòleg	Usuaris de Patologia	MD
	04	Prosector	Usuaris de Patologia	
	05	Metge SDI	Usuaris de Radiologia	MD
	06	Resident Patologia no signant	Usuaris de Patologia	MD
	07	Resident Radiologia	Usuaris de Radiologia	MD
	08	Tècnic Radiologia	Tècnics de Radiologia	SC
	09	Tècnic Patologia	Usuaris de Patologia	SC
	10	Resident Patologia signant	Usuaris de Patologia	MD
	11	Administratiu Radiologia	Administratius de Radiologia	
	12	Infermer	Tècnics de Radiologia	NU
	13	Anestesia	Usuaris de Radiologia	MD
	14	Metge no SDI	Usuaris de Radiologia	MD
	15	Porta lliteres	Tècnics de Radiologia	
	16	Biòleg	Usuaris de Patologia	SC
	17	Supervisor Tècnics	Tècnics de Radiologia	SC
	18	Responsables GARBAa	Administratius de Radiologia	
*				




Permet modificar els registres amb el botó . Aquests grups d'usuari estan gestionats dins l'aplicació pels usuaris administradors, no es pot donar d'alta nous tipus de professionals ja que no serien funcionals. Sols els desenvolupadors podran crear nous tipus de professionals.

Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:



Si selecciona "Sí" es desaran els canvis, si selecciona "No" es sortirà de la pantalla sense gravar.

4.1.2.1.2. PROFESSIONAL

Cadascun dels professionals dels Servei de Diagnòstic per la Imatge. A cadascun dels professionals se li ha d'assignar un [grup de professionals](#).

Marcant la columna Passiu en un determinat registre evitem que el codi de professional corresponent es pugui fer servir partir d'aquest moment en qualsevol punt de l'aplicació.

Si el tipus de professional és un metge, pot informar-se també el seu Número de col·legiat, la província del col·legi, en Número de col·legiat complet així com el Tipus de document identificatiu i el Numero de Document identificatiu. Totes aquestes dades són necessàries per que l'usuari associat al professional pugui accedir a realitzar consultes a HC3. El Número de col·legiat és necessari també per poder treballar amb la Targeta electrònica de Firma professional (signatura electrònica).

El camp **Número de col·legiat complet** ha de tenir el format requerit per HC3 per que l'usuari es pugui connectar a aquests sistema a fer consultes, i per que es puguin publicar els informes elaborats per aquest professional.

Hi ha la possibilitat de configurar el sistema per tal de que es calculi automàticament aquest Número de col·legiat complet. Si així ho tenim configurat, quan donem d'alta un professional o quan modifiquem alguna dada del seu registre automàticament es calcula el Número de col·legiat complet. També disposem d'un botó específic per recàlcul del Número de col·legiat



complet de tots els professionals:

Amb aquesta configuració la columna Número de col·legiat complet apareix com a no modificable.

Professionales Ver solo activos

<Ctrl> + <F> = Búsqueda

Código	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Tipo profesional	Passiu	Número de colegiado	Provincia Colegio	Empresa	N. col. completo	DNI	Año	Tipo Doc. Identif
OS				Administratus Patologia	<input checked="" type="checkbox"/>	111	AVILA					
A				Patbleg	<input checked="" type="checkbox"/>	30065	BARCELONA	Telersidologia	108300654			
A				Metge SDI	<input type="checkbox"/>	41063	BARCELONA	Telersidologia	108410634			
AE				Metge SDI	<input type="checkbox"/>	46216	BARCELONA		108462160	X5380369-W		Document Nacional Identitat
AE				Metge no SDI	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Administratus Patologia	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Administratu Radiologia	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Assistent Radiologia	<input type="checkbox"/>	45079	BARCELONA		108450796	YAG396398		Document Nacional Identitat
AE				Administratu Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Anestesta	<input type="checkbox"/>							
AE				Administratu Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Metge SDI	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Metge SDI	<input type="checkbox"/>	252504529	LLEIDA		1252525045295	X9299613T		Document Nacional Identitat
AE				Metge SDI	<input type="checkbox"/>		BARCELONA					
AE				Tècnic Radiologia	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Citobècnic	<input type="checkbox"/>							
AE				Administratus Patologia	<input checked="" type="checkbox"/>			Consorci Santari de Terrassa				
AE				Metge SDI	<input checked="" type="checkbox"/>	9424	BARCELONA	Hospital de Sabadell	108094240			
AE				Metge SDI	<input type="checkbox"/>			Hospital de Sabadell				
AE				Administratu Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Administratus Patologia	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Porta lliures	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Administratu Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Administratu Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Citobècnic	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Tècnic Patologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Administratus Patologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Patbleg	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Porta lliures	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Tècnic Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Tècnic Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Anestesta	<input type="checkbox"/>	42749	BARCELONA					
AE				Tècnic Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Porta lliures	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Tècnic Radiologia	<input type="checkbox"/>							
AE				Tècnic Radiologia	<input checked="" type="checkbox"/>							
AE				Porta lliures	<input type="checkbox"/>							
AE				Porta lliures	<input checked="" type="checkbox"/>							

El camp Ver solo activos permetrà filtrar pels professionals Actius (Columna Passiu no marcada)

Es pot anar directament a un professional concret clicant <Ctrl> + <F>:

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

apareix pantalla de cerca de professional per nom: seleccionant el professional i clicant a Acceptar es retorna a la pantalla de Professionals situant-se el cursor en el registre corresponent al professional seleccionat.

Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó




Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb



el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:



Per la configuració amb la connexió a HC3 el professional haurà de tenir informats el DNI, Número de col·legiat, el Document d'identitat i el tipus.

Per a que un professional pugui fer servir la signatura electrònica haurà de tenir informat el Número de col·legiat i la província del col·legi.

Per poder fer la gestió dels residents el professional necessitarà tenir informat [l'any de residència](#). Aquesta dada s'haurà d'anar canviant a mida que el Resident canviï d'any de Residència.


Si el professional és extern, es pot informar [l'empresa](#) per la que treballa.

4.1.2.1.3. ANY DE RESIDÈNCIA

Es determina a quin any de residència pot un resident signar sol un informe.

Any Residència




	Any	Signa sol
▶	1	<input type="checkbox"/>
	2	<input type="checkbox"/>
	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	<input checked="" type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>



4.1.2.1.4. EMPRESA


S'informa de les empreses a les que pot pertànyer un professional extern. Marcant la empresa com passiva evitem que es pugui fer servir a partir d'aquest moment.

Empresa

	Codi	Descripció	Passiu	
▶	CST	Consorti Santari de Terrassa	<input type="checkbox"/>	
	HS	Hospital de Sabadell	<input type="checkbox"/>	
	IMD	IMD	<input type="checkbox"/>	
	Teleradiol...	Teleradiologia	<input type="checkbox"/>	
	UDIAT	UDIAT	<input type="checkbox"/>	
*			<input type="checkbox"/>	


4.1.2.1.5. ÒRGAN-SISTEMA PER PROFESSIONAL

La funció permet assignar un professional a un o més òrgan sistema o tipus de prova.


Selecciónant un professional, ja sigui informant directament el seu codi, selecciónant-lo de la llista de que disposa el camp, o Cercant-lo per nom (botó ) i prement el botó de Cercar (




) apareix la informació relativa a aquest professional: òrgans sistema o tipus de prova assignats a aquest professional: codi i descripció.



Per afegir o modificar un òrgan sistema o un tipus de proves pot fer desplegant el combo del llistat:

	Òrgan sistema
	ABD Abdomen
	MES Múscul - esquelètic
*	ABD Abdomen
	COLL Coll
	GUARDIES Guàrdies
	MAM Mama-Gine
	MES Múscul - esquelètic
	MIG Històric
	MNU Medicina Nuclear
	NEU Neurologia
	PED Pediatria
	TOR Tòrax
	VAS Vascular - intervencionista

Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on sortirà un llistat filtrable de tots els Òrgan sistema disponibles; seleccionant-ne un i prement






s'afegirà automàticament al llistat.

Búsqueda de valores por nombre - Órgano sistema


Descripción

Buscar códigos Buscar nombres


  

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

	Código	Descripción
▶	ABD	Abdomen
	COLL	Coll
	MAM	Mama-Gine
	MES	Múscul - esquelètic
	MNU	Medicina Nuclear
	NEU	Neurologia
	PED	Pediatría
	TOR	Tòrax
	VAS	Vascular - intervencionista

Amb els botons de copiar  i enganxar  es pot copiar tots els òrgans sistema i tipus de prova de un professional a un altre, només cal seleccionar el professional origen, prémer copiar, seleccionar el professional destí i prémer enganxar.

Important tenir en compte que a la pantalla de prioritziació filtrarà automàticament per l'òrgan sistema que tingui assignat el professional.

Es pot exportar el llistat a Excel amb .


4.1.2.1.6. SIGNATURA PROFESSIONAL

Afegir o eliminar la assignació d'un professional a la imatge de la seva signatura escanejada.


La imatge ha de tenir la mida adequada per a que càpiga dins el continent del document a on a d'aparèixer, tal com es vegi en aquesta pantalla és com apareixerà en el document corresponent.

La mecànica és la següent:

- S'edita la imatge des de qualsevol editor d'imatges, es selecciona la imatge i es fa un copiar:




- Situem el focus sobre el camp corresponent a la imatge de la pantalla, i fem clic en el botó dret del ratolí



- Seleccionem Enganxar del menú contextual: la imatge s'enganxarà en el contenidor d'imatge



- Clicant al botó de Salvar  fem que la imatge de la signatura quedi assignada al professional seleccionat.

El botó  permet eliminar la imatge de la signatura assignada a un professional.

4.1.2.2. ÒRGAN-SISTEMA

4.1.2.2.1. ÒRGAN-SISTEMA

Les taules d'òrgan sistema s'utilitzen per estructurar i organitzar les diferents exploracions que realitza el SDI en els diferents àmbits i especialitats.

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer servir.

Cadascun dels òrgan sistema sobre els que es poden realitzar proves en el SDI. S'informa el codi i la descripció.

També es pot informar un interval d'edats: això ens permet per exemple definir un òrgan sistema Pediatria, assignant l' interval d'edats que interressi (per exemple, de 0 a 14 anys). Es pot definir un interval secundari (per exemple si en el cas d' ingressats a determinades àrees l' interval d'anys de pediatria acaba en els 18 anys).

La funció permet donar d'alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar òrgans sistemes

Órgano sistema

	Código	Descripción	Pasivo	Edad inicial	Edad final	Edad final alternativa
▶	ABD	Abdomen	<input type="checkbox"/>			
	COLL	Coll	<input type="checkbox"/>			
	GUARDIES	Guàrdies	<input checked="" type="checkbox"/>			
	MAM	Mama-Gine	<input type="checkbox"/>			
	MES	Múscul - esquelètic	<input type="checkbox"/>			
	MIG	Històric	<input checked="" type="checkbox"/>			
	MINU	Medicina Nuclear	<input type="checkbox"/>			
	NEU	Neurologia	<input type="checkbox"/>			
	PED	Pediatría	<input type="checkbox"/>	0	14	18
	TOR	Tòrax	<input type="checkbox"/>			
	VAS	Vascular - intervencionista	<input type="checkbox"/>			
*			<input type="checkbox"/>			




Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó



Es pot exportar el llistat a Excel amb




Al sortir de la pantalla amb el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:



4.1.2.2.2. TIPUS D'EXPLORACIÓ PER ÒRGAN-SISTEMA

Des d'aquesta funció s'assignen tipus d'exploracions a òrgans sistemes.

Selecciónant un òrgan sistema a través del desplegable o Cercant-lo per nom (botó ) , es poden assignar, eliminar o modificar els diferents tipus d'exploració que es poden realitzar sobre aquest.

Un mateix tipus d'exploració pot tenir més d'un òrgan sistema assignat. Per exemple, Abdomen i Pediatría. El que s'assigni un o altre en una exploració determinada dependrà en aquest cas de l'edat del pacient. Si s'ha determinat que l'òrgan sistema pediatria tingui com a interval d'edat de 0 a 14 anys, quan s'enregistri l'exploració a un pacient, s'assignarà un òrgan sistema o un altre en funció de l'edat d'aquest pacient.

Òrgans sistema del tipus d'exploració


Organ sistema
Codi

ABD Abdomen

Abdomen




Codi	
5000149	DILATACIO DE COLON
5000169	CAPSULA ENDOSCOPICA
5000505	GASTROSCOPIA + ANESTÈSIA
7000012	BIOPSIA HEPATICA PER ECO
7000062	RM-ANGIO AORTA TORACICA
7000076	COLANGIO-RM
7000097	TAC PROCEDIMENT INTERVENCIONISTA ABDOMEN
7000101	RM ABDOMINAL
7000103	RM ADRENALS
7000129	RM HEPATICA
7000197	RM RONYO
7000306	ALCOHOLITZACIO PERCUTANIA DE NODULS HEPATICS
7000394	TAC ABDOMINAL

Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on

apareixerà un llistat filtrable de tots els tipus d'exploració; seleccionant-ne un i prement  s'afegirà automàticament al llistat. Per exemple a la següent figura busquem totes les exploracions que continguin "mamo" al nom:

Búsqueda de valores por nombre - Tipo exploración

Descripción
 Buscar códigos Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

	Código	Descripción
▶	72337	COMPROVACIO CILINDRES MAMOGRAFICS
	TELEMGCRA	Consulta Radiològica Mamografia
	M0000	MAMOGRAFIA
	72338.02	MAMOGRAFIA 3D
	MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE
	72340	MAMOGRAFIA CRIBRATGE
	72338	MAMOGRAFIA UNILATERAL 2P
	INESP	MAMOGRAFIA INESPECIFICA
	72354	PUNCIO MAMOGRAFIA



Es pot exportar el llistat a Excel amb

4.1.2.2.3. TIPUS DE PROVA

Cadascuna de les proves que el SDI pot realitzar. S'informa el codi, la descripció i el codi de tipus de prova que retornen les modalitats DICOM.

Tipo prueba


	Código	Descripción	Pasivo	Modalidad PACS
▶	AX	Telemando digital	<input checked="" type="checkbox"/>	AX
	COM	Comitès	<input type="checkbox"/>	--
	CR	Radiologia convencional/digital	<input type="checkbox"/>	CR
	CT	TACS	<input type="checkbox"/>	CT
	ES	Endoscòpia	<input type="checkbox"/>	ES
	GUARDIES	Guàrdies	<input type="checkbox"/>	GUARDIES
	IR	Interconsulta Radiològica	<input type="checkbox"/>	--
	k	k	<input type="checkbox"/>	US
	MG	Mamografia	<input type="checkbox"/>	MG
	MGS	Estereotàxia	<input type="checkbox"/>	MG
	MIG	Històric	<input checked="" type="checkbox"/>	MIG
	MR	Ressonància magnètica	<input type="checkbox"/>	MR
	NM	Medicina nuclear	<input type="checkbox"/>	NM
	RF	Telemando digital	<input type="checkbox"/>	RF
	SO	Sala d'observacions	<input type="checkbox"/>	SO
	US	Ecos	<input type="checkbox"/>	US
*			<input type="checkbox"/>	

La funció permet donar d'alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar tipus de proves.

Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:



4.1.2.2.4. TIPUS EXPLORACIÓ

Diferents tipus d'exploració que realitza el SDI. S'informa:

- Codi
- Descripció
- Codi tipus de prova: tipus de prova a la que correspon aquest tipus d'exploració
- Temps previst realització està obsolet, ara es defineix pel Tipus d'exploració + aparell.


La funció permet donar d'alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar tipus d'exploració

Tipo exploración


<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

Código	Descripción	Tiempo previsto realiz.	Pasivo	Tipo prueba
011	.		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
014	TC C.ESTEROTAXIA		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
084	ECOGRAFIA GLANDULES SALIVARS		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
090	NO EXPL.		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
098	Anestesia RM		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
099	Anestesia Tac		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
111	OCUPADA		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
330	RM MED.COMPLERTA		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
441	ANTEVERSIÓ FEM		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
442	TTAGT		<input checked="" type="checkbox"/>	MIG - Històric
5000019	pH-METRIA ESOFÀGICA		<input type="checkbox"/>	ES - Endoscòpia
5000090	MANOMETRIA ESOFAGICA ADULTS		<input type="checkbox"/>	ES - Endoscòpia
5000091	MANOMETRIA ANAL ADULTS		<input type="checkbox"/>	ES - Endoscòpia
5000149	DILATACIÓ DE COLON		<input type="checkbox"/>	ES - Endoscòpia
5000169	CAPSULA ENDOSCOPICA		<input type="checkbox"/>	ES - Endoscòpia
66101.06	VENTRICULOGRAFIA ISOTOPICA D'EQUILIBRI		<input type="checkbox"/>	NM - Medicina nuclear
66101.10	VENTRICULOGRAFIA ISOTOPICA PRIMER PAS		<input type="checkbox"/>	NM - Medicina nuclear
66101.15	TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA PERFUSIO ESFO...		<input type="checkbox"/>	NM - Medicina nuclear
66101.16	TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA PERFUSIO ESFORÇ		<input type="checkbox"/>	NM - Medicina nuclear

Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:



4.1.2.3. MACROS

4.1.2.3.1. TIPUS MACRO

Des del punt de menú Arxiu - Manteniment de Taules - Macros - Tipus de Macros es defineixen els diferents tipus de macros que es poden fer servir.

Es pot canviar la descripció, posar-les a passiu i crear nous tipus de macros.

La creació de noves macros es reserva a la part de desenvolupament de SISDI: cada tipus de macro es fa servir en un punt diferent de l'aplicació.

Tipo macro			
	Código	Descripción	Pasivo
▶	01	Motiu	<input type="checkbox"/>
	02	Informe	<input type="checkbox"/>
	03	Conclusió	<input type="checkbox"/>
	04	Informació administratiu	<input type="checkbox"/>
	05	Informació tècnic	<input type="checkbox"/>
	06	SMS Notificació programació	<input type="checkbox"/>
	07	SMS Recordatori programació hores abans	<input type="checkbox"/>
	08	SMS Notificació disponibilitat de resultats	<input type="checkbox"/>
	09	Recomanacions al fer informe	<input type="checkbox"/>
	10	Criteris valoració informes	<input type="checkbox"/>
	11	Informe Cribratge HC3	<input type="checkbox"/>
	12	Text correu a Metge sol·licitant (des d'inf...	<input type="checkbox"/>
	13	Text fi informe	<input type="checkbox"/>
	14	Text correu Notificació Nova petició Teler...	<input type="checkbox"/>
	15	Text correu a Metge sol·licitant (priorització)	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

- 01 Motiu: en el Motiu de l'informe
- 02 Informe: en el cos de l'informe
- 03 Conclusió: a la conclusió de l'informe
- 04 Informació administratiu: en el camp corresponent a Informació per programació, en el moment de Revisar una petició

- 05 Informació tècnica: en el camp corresponent a Informació addicional, en el moment de Revisar una petició
- 06 SMS Notificació programació: text SMS notificació programació
- 07 SMS Recordatori programació hores abans: text SMS per recordar cita hores abans.
- 08 SMS Notificació disponibilitat de resultats: text SMS per notificar disponibilitat de resultats.
- 09 Recomanacions al fer informe: pestanya de *Recomanacions al fer informe* de la pantalla d'informes
- 10 Criteris valoració informes: text que apareixerà en el moment de revisar un informe previ d'un pacient.
- 11 Informe Cribratge HC3: estructura de l'informe resum de Cribratge que es genera per publicar a HC3.
- 12 Text correu a Metge sol·licitant: text per defecte que apareixerà al prement el botó d'enviament de correu des de pantalla d'informes.
- 13 Text fi informe: text que apareix sempre al final de l'informe en funció de la exploració que estem informant
- 14 Text correu Notificació Nova petició Teleradiologia: el rep el radiòleg de l'òrgan-sistema de la exploració.
- 15 Text correu a Metge Sol·licitant (priorització): text per defecte que apareixerà prement el botó d'enviament de correu des de pantalla de revisió de sol·licituds.



Amb el botó s'accepten les modificacions que s'han fet.



Amb el botó s'exporta a Excel els tipus de macros

4.1.2.3.2. MACRO

Des del punt de menú Arxiu - Manteniment de Taules - Macros - Macros s'accedeix al manteniment de les macros.

Macro

Código	Idioma	Descripción	Código tipo macro
1234567890	Català	asdasd	Motiu
AAEMAIL	Català	Text email 1	Text correu a Metge sol·licitant (des d'...
ALE1	Català	PROVA ALE	Informe
ALE2	Català	PROVA ALE	Informe
AN	Català	Abdomen normal	Conclusió
ANC	Català	Abdomen normal directe contrast. Pacient no onco.	Informe
ANCO	Català	Abdomen normal directe contrast. Pacient onco.	Informe
ANS	Català	TC Abdomen normal sense contrast. Pacient no onco.	Informe
ANSO	Català	Abdomen normal sense contrast. Pacient onco.	Informe
ARM0	Català	TECNICA ANGIO	Informe
ARMA1	Català	ANGIORM AORTA ABDOMINAL NORMAL	Informe
ARMA1C	Català	ANGIORM AORTA ABDOMINAL NORMAL CONCLUSIO	Conclusió
ARMP1	Català	ANGIO-RM POPLITEES NORMAL	Informe
ARMP1C	Català	ANGIO-RM POPLITEES NORMAL	Conclusió

Es realitza estudi de l'aorta abdominal i d'ambdós ronyons mitjançant seqüències potenciades en T1 i T2 en els plans axial, sagital i coronal i seqüències SPGR 3D en el pla coronal abans i durant l'administració de gadolini amb reconstruccions MIP.


Aorta abdominal i artèries iliaques sense alteracions valorables.
Els ronyons són de mida (RD --- i RE --- cm) i morfologia dintre de la normalitat i presenten un nefrograma bilateral i simètric.
Ambdós ronyons tenen una artèria renal única, permeable i sense imatges d'estenosi significatives a nivell ostial i en la seva porció extrarenal.

CONCLUSIO
Exploració dintre de la normalitat.dddd


Es pot afegir noves macros o modificar les existents, per cada macro definida s'ha de dir a quin tipus de macro pertany.

Cada macro es pot definir en els diferents idiomes: català, castellà, francès i anglès.

S'ha d'informar obligatòriament un [Tipus de macro](#), que determinarà a on es pot fer servir aquesta.

Els usuaris que tinguin la funció d'editar HTML de macros assignades veuran un botó  a la barra d'eines del control d'edició de text que permetrà visualitzar i editar el codi HTML de la macro. **ES RESPONSABILITAT DE LA PERSONA QUE MODIFICA EL CODI HTML DE QUE LA CODIFICACIÓ HTML SIGUI CORRECTA. S'HAURÀ DE COMPROVAR QUE FENT SERVIR LA MACRO MODIFICADA A PARTIR DEL CODI HTML A L'ELABORAR UN INFORME, AQUEST INFORME ES VISUALITZA CORRECTAMENT.**




El botó  permet accedir a la funció d'[Assignació d'Exploracions a una macro](#). Si tenim seleccionada una macro al prémer el botó, accedim al formulari amb aquesta macro informada.



El botó Acceptar  permet salvar les modificacions realitzades. Clicant el botó de Sortir




, si hi ha modificacions pendents de salvar es demana a l'usuari si vol guardar les modificacions.

4.1.2.3.3. MACRO (FILTRE ÒRGAN-SISTEMA)


El manteniment és idèntic al [Manteniment de Macros](#) amb la diferència que sols apareixeran les macros associades a exploracions dels òrgan-sistemes que tingui el professional de l'usuari assignats.

Si l'usuari connectat no té cap professional assignat, a l'accedir a la funció ens apareixerà el següent missatge:



I no podrem accedir a la funció.

Si l'usuari sí que té assignat professional, però aquest professional no té òrgans-sistemes associats, apareix el següent missatge:



I tampoc accedirem a la funció.

Aquest manteniment permetrà que els radiòlegs que tinguin accés a aquest punt de menú puguin modificar solament les macros que estiguin associades a òrgans-sistema que tingui el professional assignats.


Es podran donar d'alta macros, però per poder modificar-les des d'aquest punt de menú s'hauran d'assignar a exploracions amb l'òrgan-sistema que correspongui.

Així com en el manteniment general de [macros](#) es pot assignar qualsevol tipus de macro, des d'aquest punt de menú sols es poden assignar els següents tipus de macro:

- 01 Motiu
- 02 Informe
- 03 Conclusió
- 05 Informació tècnic
- 13 Text fi informe

4.1.2.3.4. EXPLORACIONS PER MACRO

Per les macros associades a textos d'informes, es pot assignar l'ACR i aquest s'assigna automàticament a l'informe al seleccionar la macro des de la pantalla de l'informe.



La llista de l'esquerra mostra les exploracions no assignades a la macro. La llista de la dreta mostra les exploracions assignades a la macro.






El botó  assigna les exploracions seleccionades de la llista de l'esquerra a la macro.




El botó  desassigna les exploracions seleccionades de la llista de la dreta de la macro.




Amb el botó  es copien les línies de la llista seleccionada i amb el botó  s'enganxa en una altra macro (els dos botons serveixen per copiar les exploracions assignades a una macro a una altra macro).




El botó  permet eliminar el codi ACR de les exploracions seleccionades de la llista de la dreta (les assignades a la macro).

El botó  permet assignar un codi ACR a les exploracions seleccionades de la llista de la dreta (les assignades a la macro), accedint a la següent pantalla:





4.1.2.3.5. MACROS PER EXPLORACIÓ

Pantalla que permet gestionar les macros associades a una exploració. Per cada exploració apareixerà un llistat amb les macros que te associades. Per assignar noves macros a una exploració caldrà triar-la al desplegable del llistat i després gravar les dades, al seleccionar una macro del llistat apareixerà a sota el contingut d'aquesta.




Amb el botó  s'accepten les modificacions realitzades.



Amb el botó  es copien les línies de la llista seleccionada i amb el botó  s'enganxa en una altre exploració.

Grup proves revisió per Macro

Des d'aquest punt de menú es configuren macros que defineixen criteris de revisió i estan associades a grups de proves. En el moment de revisar un informe previ d'un pacient un adjunt pot consultar els criteris de revisió corresponents al grup de proves al que pertany l'informe que està revisant.



Amb el botó  s'accepten les modificacions realitzades.

Amb el botó  es copia la línies de la llista seleccionada i amb el botó  es copia en una altre macro.

4.1.2.4. CATÀLEG

Des d'aquest punt de menú s'accedeix al manteniment de les taules de catàleg d'exploracions.

Les taules de catàleg són les que configuren de forma completa cada una de les exploracions del catàleg del SDI.

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de Passiu per permetre inhabilitar un registre determinat que no pot eliminar-se perquè té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer servir.

A continuació s'explica el submenú on s'accedeix a les funcions de manteniment d'aquestes taules.

4.1.2.4.1. CATÀLEG EXPLORACIONS

Des d'aquest menú s'accedeix al manteniment del catàleg complet d'exploracions del SDI. Cada exploració del catàleg estarà agrupada en tipus d'exploracions.

La funció permet donar d'alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar exploracions del catàleg, i assignar un o més materials, procediments especials, seqüències, tipus d'injecció, terapèutiques, radio fàrmacs, complicacions, medicació, antecedents, documents i Codis diagnòstics de MN per cada exploració.

Al modificar una dada d'un registre del catàleg el registre ens apareix en vermell, de manera que sabem els registres que hem modificat.

S'informa:

- Codi
- Descripció
- Codi - Descripció del tipus d'exploració
- Temps previst de realització
- Kilowatts d'exposimetria
- Milliampers per segon exposimetria
- mA/s (miliampers per segon)
- mGy (miliGray)
- Nombre de plaques
- Nombre de disparos

- Codi RadInt. Espanya
- Codi RadInt. Europa
- Grup d'exploracions
- ICD
- Lateralitat
- Prioritzable
- Unitat relativa de valor
- Passiu
- Inespecífic
- Només informar

A cada exploració se li pot assignar, des de diferents pestanyes de la pantalla, el següent:




- Protocol: s'informa el protocol associat a la exploració a través d'un combo amb totes les opcions.

MALUO	RX MALUC AP	MALUO - RX MALUC AP	▼	
▶	MAMOS	MAMOGRAFIA (MAMOS)	MAMOS - MAMOGRAFIA	▼
	MAMUR	MAMOGRAFIES URGENTS-MARCATGES	MAMUR - MAMOGRAFIES URGENTS-MARCATG...	▼

<

Protocolo

TESTPDF això és una prova de un pdf al servidor - (HL7FUN-ES-2017-01-COMPLETION_REPORT.pdf) ▼ ..

Permet la cerca a través del [Manteniment de Protocols](#) amb el botó  on es podrà  seleccionar un protocol o afegir-ne un de nou. Al tornar amb el botó  el protocol que estigüés seleccionat a la graella s'informarà automàticament al desplegable.

- Materials: on s'informa del codi de material i la quantitat. Es pot visualitzar la descripció d'aquest material.

MALUO	RX MALUC AP	MALUO - RX MALUC AP		
MAMOS	MAMOGRAFIA (MAMOS)	MAMOS - MAMOGRAFIA		
MAMUR	MAMOGRAFIES URGENTS-MARCATGES	MAMUR - MAMOGRAFIES URGENTS-MARCATG...		

Protocolo
TESTPDF això és una prova de un pdf al servidor - (HL7FUN-ES-2017-01-COMPLETION_REPORT.pdf)

Materiales | Procedimientos especiales | Secuencias | Terapéuticas | Radiofármacos | Complicaciones | Medicación | Antecedentes | Documentos | Diagnósticos MN




Materiales	Cantidad	Unidades
▶ 111 PELICULA RADIOGRAFICA <18 X 24 /100>	6	
50379 BETADINE POMADA 10% 30 GR	10	
8704 BOSSA ARXIU 215 X 360 MM	1	
8723 SOBRE RADIOLOGIA <31X41>	1	
9557 GOMET'S RODONS VERMELLS GRANS	8	
9946 ETIQUETES ADHESIVES 74 X 24MM. BLANQUES	8	
*		

Permet la cerca per codi/descripció prement el botó  :

Búsqueda de valores por nombre - Material y contraste

Descripción

Buscar códigos
 Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

	Código	Descripción
▶	100	PEL.RADIOGR. <SCOPIX LT2B DL 35.6X43.2>
	1000	M NEC 42CM SÇCREMALLERA REUTILITZABLE
	10000	LIO HIDROGEL-PMMA L-12.5 MM
	10001	LIO PMMA L-13.75 MM
	10002	CLAVO ENDOMEDULAR DE FEMURRETROGRADO
	10003	SISTEMA DE FIJACION VERTEBRAL CERVICAL
	10006	LIO ACRILICO-PMMA L-13 MM
	10007	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO
	10008	COMPONENTE FEMORAL MONOCOMPARTIMENTAL
	10009	CABEZA HOMBRO MODULAR CROMO COBALTO
	1001	M NEC 42CM AMB CREMALLERAREUTILITZABLE
	10010	SISTEMA DE FIJACION VERTEBRAL TRANSPEDI.
	10011	SISTEMA DE FIJACION VERTEBRAL MIXTO
	10012	VASTAGO HOMBRO MODULAR CROMO COBALTO CEMENTADO
	10013	SISTEMA DE FIJACION VERTEBRAL CERVICAL
	10014	TORNILLO ESPONJOSA TITANIO
	10015	COMPONENTE HUMERAL CABEZA Y VASTAGO
	10016	COMPONENTE TIBIAL MONOCOMPARTIMENTAL

Permet copiar i enganxar dades d'un altre catàleg d'exploracions prement els botons



- Procediments especials: s'informa el codi i es visualitza la descripció.

▶	71258.01	COLANGIO-RM	71258.01	- COLANGIO-RM
	71258.02	RM UROGRAFIA	71258.02	- RM UROGRAFIA

Protocolo

Materiales Procedimientos especiales Secuencias Terapéuticas Radiofármacos Complicaciones Medicación Antecedentes Documentos Diagnóst

	Procedimientos especiales
▶	3 TRACTAMENT
*	

- Seqüències: s'informa el codi i es visualitza la descripció.

▶	7000065	RM-ANGIO CRANI	7000065	- RM-ANGIO CRANI	▼
	7000066	RM-ANGIO PELVICA.	7000066	- RM-ANGIO PELVICA	▼

Protocolo

Materiales Procedimientos especiales **Secuencias** Terapéuticas Radiofármacos Complicaciones Medicación Antecedentes Documentos Diag

Secuencias	
▶	40 MR-ANGIO TOF ▼
*	▼

- Terapèutiques: s'informa el codi i es visualitza la descripció.

▶	66108.06	GAMMAGRAFIA OSSIA AMB GAL.LI	66108.06	- GAMMAGRAFIA OSSIA AMB GAL.LI	▼
	66108.08	GAMMAGRAFIA OSSIA AMB LEUCOCITS MARCATS	66108.08	- GAMMAGRAFIA OSSIA AMB LEUCOCIT...	▼

Protocolo

Materiales Procedimientos especiales Secuencias **Terapéuticas** Radiofármacos Complicaciones Medicación Antecedentes Documentos

Terapéuticas	
▶	C71 Injecció endoscòpica de polidocanol ▼
*	▼

- Radiofàrmacs: s'informa el codi i es visualitza la descripció, activitat i unitats.

▶	66108.06	GAMMAGRAFIA OSSIA AMB GAL.LI	66108.06	- GAMMAGRAFIA OSSIA AMB GAL.LI	▼		
	66108.08	GAMMAGRAFIA OSSIA AMB LEUCOCITS MARCATS	66108.08	- GAMMAGRAFIA OSSIA AMB LEUCOCIT...	▼		

Protocolo

Materiales Procedimientos especiales Secuencias Terapéuticas **Radiofármacos** Complicaciones Medicación Antecedentes Documentos Diagnósticos MN

Radiofármacos				Actividad	Unidades
▶	GAL.LI	67Ga-CITRAT	▼	5	mCi
*	▼			▼	

- Complicacions: s'informa el codi i es visualitza la descripció.
- Medicació: s'informa el codi i es visualitza la descripció, quantitat i unitats.

▶	5000153	INJECCIO DE FARMACS (GASTRO).	GASTROS - GASTROSCOPIA	▼		
	5000154	ESFINTERECTOMIA	ERCP - ERCP	▼		

Protocolo

Materiales | Procedimientos especiales | Secuencias | Terapéuticas | Radiofármacos | Complicaciones | Medicación | Antecedentes | Documentos | Diagnósticos MN

Medicación	Cantidad	Unidades
▶ 50558 Adrenalina	1	
50646 N-butilbromuro de hioscina	1	
50649 Hioscina metil bromuro	10	
51116 Midazolam	1	
51196 paracetamol	1000	
51250 Propofol	100	
51251 Propofol	130	
51575 Propofol	70	
51633 Fentanil	50	
51659 Glucagó	0,3	
51711 Ketamina	40	
52578 Remifentanilo	50	
52934 Ondansetron	8	
*		

- Antecedents: s'informa el codi i es visualitza la descripció.


▶	FCVFE	FILTRE DE VENA CAVA	FCVFE - FILTRE DE VENA CAVA	▼		
	FEMUR	RX FEMUR AP I P	FEMUR - RX FEMUR AP I P	▼		

Protocolo

Materiales | Procedimientos especiales | Secuencias | Terapéuticas | Radiofármacos | Complicaciones | Medicación | Antecedentes | Documentos | Diagnósticos MN

Antecedentes
293 Tríglicerids
200 Hiperesplenisme
*

Permet la cerca d'antecedents prement el botó  :



- Documents: s'informa el codi i es visualitza la descripció.
- Diagnòstics MN: codis diagnòstics de MN. S'ha d'informar tipus de diagnòstic i diagnòstic.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .




4.1.2.4.2. VIES D'ADMINISTRACIÓ

Des d'aquest punt de menú es permet el manteniment de les vies d'administració, amb les que es pot administrar un medicament.

La funció permet donar d'alta, modificar, donar de baixa i consultar vies d'administració.

Vía Administración

	Código	Descripción	Pasivo
▶	CP	cateter peridural	<input type="checkbox"/>
	IA	intraarterial	<input type="checkbox"/>
	IM	intramuscular	<input type="checkbox"/>
	INH	inhalat	<input type="checkbox"/>
	IV	intravenosa	<input type="checkbox"/>
	N	nasal	<input type="checkbox"/>
	O	oral	<input type="checkbox"/>
	OC	ocular	<input type="checkbox"/>
	PC	percutània	<input type="checkbox"/>
	R	rectal	<input type="checkbox"/>
	SC	subcutània	<input type="checkbox"/>
	SL	sublingual	<input type="checkbox"/>
	T	tòpica	<input type="checkbox"/>
	URI	urinària	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Navigation icons:   

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.4.3. UNITATS

Unidades

	Código	Descripción		Tipus unitades Dosis Radiación
▶	µCi	µCi	<input type="checkbox"/>	
	agulla	agulla	<input type="checkbox"/>	
	amp	ampolles	<input type="checkbox"/>	
	bisturí	bisturí	<input type="checkbox"/>	
	bossa	bossa	<input type="checkbox"/>	
	cateter	cateter	<input type="checkbox"/>	
	cc	centímetres cúbics	<input type="checkbox"/>	
	clip	clip	<input type="checkbox"/>	
	cm	centímetres	<input type="checkbox"/>	
	Comprimits	Comprimits	<input type="checkbox"/>	
	contenedor	contenedor	<input type="checkbox"/>	
	depressor	depressor	<input type="checkbox"/>	
	dGy*cm2	dGy*cm2	<input type="checkbox"/>	Producte Dosi Àrea
	equip	equip	<input type="checkbox"/>	
	etiquetes	etiquetes	<input type="checkbox"/>	

Des d'aquest punt de menú es fa el manteniment del codi i descripció de les unitats de mesura.

La darrera columna correspon al **Tipus d'unitat de Dosi de radiació**. Si una unitat en concret s'utilitza per mesurar la Dosi de radiació aplicada a un pacient al realitzar una exploració, el Tipus d'unitat assignat a aquesta Unitat de mesura determinarà el text que apareixerà en el informe en el apartat a on s'indica la Dosi de radiació aplicada a al pacient

La funció permet donar d'alta, modificar, donar de baixa i consultar Unitats de mesura. Aquestes unitats de mesura es faran servir al registrar consums, medicació, contrastos, ...



Amb el botó



s'accepten els canvis, el botó és per sortir del manteniment, i es



pot exportar el llistat a Excel amb

4.1.2.4.4. MATERIALS

Código	Descripción	Descripción asistencial	Tipo de material	SubFamilia	Unidades	Fecha	Pasivo	Descripción farmacia
1000	prova material	prova	ANALGESIC	ANALGESICS		14/01/01	<input checked="" type="checkbox"/>	
1000	PEL·LADADOR -<SCOPN LTB DL 25.6X43.2>		MATERIAL PER RADIO...	PEL·LICOLES		7/22/1996	<input type="checkbox"/>	
10000	M NEC 42CM SCOREMALLERA RESULTITZABLE		MATERIAL NITELERA				<input type="checkbox"/>	
10001	LIO HIDROGEL-PMMA L-12.5 MM		PROTESIS	INTRAOCLARS			<input type="checkbox"/>	
10002	LIO PMMA L-13.75 MM		PROTESIS	INTRAOCLARS			<input type="checkbox"/>	
10002	CLAVO ENDOMEDULAR DE FEMURRETROGRADO		PROTESIS				<input type="checkbox"/>	
10003	SISTEMA DE FIADON VERTEBRAL CERVICAL		PROTESIS	ESQUENA			<input type="checkbox"/>	
10006	LIO ACRILICO-PMMA L-13 MM		PROTESIS	INTRAOCLARS			<input type="checkbox"/>	
10007	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO		PROTESIS	GENOLL TOTAL			<input type="checkbox"/>	
10008	COMPONENTE FEMORAL MONOCOMPARTIMENTAL		PROTESIS	GENOLL PARCIAL			<input type="checkbox"/>	
10009	CABEZA HOMBRO MODULAR CROMO COBALTO		PROTESIS	PROTESE ESPATLLA			<input type="checkbox"/>	
1001	M NEC 42CM AMB OSMALLERAREULTITZABLE		DISTRIBUENT AL SAN...				<input type="checkbox"/>	
10010	SISTEMA DE FIADON VERTEBRAL TRANSVERSDL		PROTESIS	ESQUENA			<input type="checkbox"/>	
10011	SISTEMA DE FIADON VERTEBRAL MDXTD		PROTESIS	ESQUENA			<input type="checkbox"/>	
10012	VASTAGO HOMBRO MODULAR CROMO COBALTO CEMENTADO		PROTESIS	PROTESE ESPATLLA		1/20/2001	<input type="checkbox"/>	
10013	SISTEMA DE FIADON VERTEBRAL CERVICAL		PROTESIS	ESQUENA			<input type="checkbox"/>	
10014	TORNILLO ESPONJOSA TITANIO		PROTESIS	PROTESE ESPATLLA			<input type="checkbox"/>	
10015	COMPONENTE HUMERAL CABEZA Y VASTAGO		PROTESIS	PROTESE ESPATLLA			<input type="checkbox"/>	
10016	COMPONENTE TIBIAL MONOCOMPARTIMENTAL		PROTESIS	GENOLL PARCIAL			<input type="checkbox"/>	
10017	INSERCCION TIBIAL METAL-BACK		PROTESIS	GENOLL TOTAL			<input type="checkbox"/>	
10018	COMPONENTE PATELAR		PROTESIS	GENOLL TOTAL			<input type="checkbox"/>	
10019	COMP· TIBIAL POLIETILENO PARA METAL-BACK		PROTESIS	GENOLL TOTAL			<input type="checkbox"/>	
10020	SUPERFICIE ARTICULAR		PROTESIS	GENOLL PARCIAL			<input type="checkbox"/>	
10021	VASTAGO TIBIAL OF-SET		PROTESIS	GENOLL TOTAL			<input type="checkbox"/>	
10022	COMPONENTE TIBIAL POLIETILENO MONOBLOC		PROTESIS	GENOLL TOTAL			<input type="checkbox"/>	
10023	ESPACIADOR INTERVERTEBRAL		PROTESIS	ESQUENA		12/13/2000	<input type="checkbox"/>	
10024	LIO ACRILICO-HEMA L-12.6 MM		PROTESIS	INTRAOCLARS		2/19/2001	<input type="checkbox"/>	
10025	PLACA FIADON CADERA Y RODILLA 2 A 6 AG		PROTESIS	CLAU PLACA TPUS RI...		3/14/2000	<input type="checkbox"/>	
10026	TORNILLO DESLIZANTE DE ESPRAL DE 13MM		PROTESIS	CLAU PLACA TPUS RI...		3/14/2000	<input type="checkbox"/>	
10027	LIO HIDROGEL-V-S-HOSS		PROTESIS	INTRAOCLARS		3/12/2000	<input type="checkbox"/>	
10028	AGUA GUIDA TUBO-PLACA DESLIZANTE		PROTESIS	CLAU PLACA TPUS RI...		3/14/2000	<input type="checkbox"/>	
10029	LIO ACRILICO-PMMA L-12.5 MM		PROTESIS	INTRAOCLARS		3/12/2000	<input type="checkbox"/>	
10030	ANILLO DE TENSION CAPSULAR		PROTESIS	INTRAOCLARS		3/12/2000	<input type="checkbox"/>	
10031	LIO PERIPLAS PARA L-13.75 MM		PROTESIS	INTRAOCLARS		3/12/2000	<input type="checkbox"/>	

A cada material se li assigna un tipus de material. I cada tipus de material pot tenir assignat un grup de materials:

Taula de tipus de materials:

	TipusMaterial	Descripcio	grup
91	512	SUTURA OFTALMICA	
92	513	SUTURA MECANICA	
93	514	AGULLES SUTURA	
94	515	SUTURES ESPECIALS	
95	516	CONTRASTOS RADIOLOGICS	CONTRA
96	517	ANALGESICS	FARMAC
97	518	ANTIHISTEMINICS	FARMAC
98	519	ANTIINFECCIOSOS	FARMAC
99	520	ANTINEOPLASICS	FARMAC
100	521	DERIVADOS DE LA SANGRE	
101	522	FORMACIO I COAGULACIO SANGUIN	FARMAC
102	523	SISTEMA CARDIOVASCULAR	FARMAC
103	524	SISTEMA NERVIOS CENTRAL	FARMAC
104	525	NUTRICIO ENTERAL	
105	526	ENZIMAS	FARMAC
106	527	APARELL RESPIRATORI	FARMAC
107	528	OTORRINOLARINGOLOGIA	
108	529	OFTALMOLOGIA	FARMAC
109	530	PREPARATS GASTROINTESTINALS	FARMAC

En funció del tipus de material que assignem a un material, determinarem el grup de materials al que pertany.

Els grups de materials poden ser:

- Genèric (grup de materials en blanc)
- CONTRA = CONTRAST
- FARMAC = FÀRMACS
- PROTES = PRÒTESIS

Un material assignat al grup de FÀRMACS sols podrà registrar-se a les pestanyes corresponents a Fàrmacs

Un material assignat al grup de CONTRASTOS sols podrà registrar-se a les pestanyes corresponents a contrastos.

La resta de materials es fan servir a les pestanyes de Consums.

En determinades instal·lacions el manteniment de la taula de materials es fa a través d'integració amb l'aplicació de magatzem.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.4.5. PROCEDIMENTS ESPECIALS

Procedimiento especial

Código	Descripción	Pasivo	Anestesia
1	PUNCIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	DRENATGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	NEUROLISI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	TRACTAMENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ALTRES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	CAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	ANESTESIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	PROC.INT.ANEST	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	SEQUENCIES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Olympus GIF Q 30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Olympus GIF 1T 130	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Pentax EG 1840	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Olympus GIF Q 145-GROC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Olympus GIF Q 145-BLAU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Olympus CF VL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Olympus CF 100 HL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Olympus CF Q 145 L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Olympus TJF 145	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Pentax ED 3440 D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APA10	Pentax ED 3410	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APA11	Olympus GIF Q145	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APA5	Pentax EG 2940	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APA7	Olympus CF 140 L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APAB	Pentax EC 3840 L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	SEDACIÓ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tipus de procediments especials es mantenen en aquesta funcionalitat.

Es permet l'alta, la modificació i l'eliminació d'un tipus de procediment. Cal especificar codi, descripció, passiu si es vol donar de baixa, i si correspon a anestèsia. Aquesta última columna es podria fer servir a nivell de facturació, per aplicar un suplement per la utilització d'Anestesta al realitzar una exploració.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.4.6. TERAPÈUTIQUES

Código	Descripción	Tipo exploración	Passivo
26	Descompressió		<input checked="" type="checkbox"/>
27	Desvolvulació		<input checked="" type="checkbox"/>
28	Esfinterotomia		<input checked="" type="checkbox"/>
29	Esfinteroplastia		<input checked="" type="checkbox"/>
3	No		<input checked="" type="checkbox"/>
30	Dilatació estenosi		<input checked="" type="checkbox"/>
31	Extracció de càlculs		<input checked="" type="checkbox"/>
32	Colocació de pròtesi		<input checked="" type="checkbox"/>
34	Colocació drenatge naso-biliar		<input checked="" type="checkbox"/>
35	Litotricia		<input checked="" type="checkbox"/>
36	Injecció endoscòpica		<input checked="" type="checkbox"/>
37	Dilatació papilar		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Dilatació esofàgica		<input checked="" type="checkbox"/>
7	Ligadura varices		<input checked="" type="checkbox"/>
8	Esclerosi varices		<input checked="" type="checkbox"/>
9	Extracció cos estrany		<input checked="" type="checkbox"/>
C10	Dilatació estenosis rectal	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
C11	Dilatació estenosis colon	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
C12	Dilatació estenosis ileum	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
C16	Extracció cos estrany recte-colon	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
C20	Polipectomia recte-colon	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
C50	Ligadura amb bandes elàstiques	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C60	Col·locació pròtesis recto-colon	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C65	Coagulació amb gas argó	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C70	Injecció endoscòpica d'adrenalina	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C71	Injecció endoscòpica de polidocanol	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C72	Injecció endoscòpica d'adrenalina i polidocanol	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C73	Injecció endoscòpica d'alcohol	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C74	Injecció endoscòpica d'etanolamina	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C75	Injecció endoscòpica de corticoides	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C76	Injecció endoscòpica de toxina botulínica	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C80	Descompressió	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C81	Desvolvulació	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input checked="" type="checkbox"/>
C95	Col·locació de clip	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>

Aquest punt de menú permet el manteniment d'activitats terapèutiques.

Es permet l'alta, la modificació i l'eliminació d'un tipus de procediment. Cal especificar codi, descripció, tipus d'exploració al què està associat, si ho està i el camp passiu si es vol donar de baixa.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

Actualment aquesta taula està OBSOLETA, no es fa servir enlloc de l'aplicació.

4.1.2.4.7. SEQÜÈNCIES

Secuencias			
	Código	Descripción	Pasivo
▶	01	SE T1 AXIAL	<input type="checkbox"/>
	02	SE T1 SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	03	SE T1 CORONAL	<input type="checkbox"/>
	04	SE T2 AXIAL	<input type="checkbox"/>
	05	SE T2 SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	06	SE T2 CORONAL	<input type="checkbox"/>
	07	IRABS AXIAL	<input type="checkbox"/>
	08	IRABS SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	09	IRABS CORONAL	<input type="checkbox"/>
	10	STIR AXIAL	<input type="checkbox"/>
	11	STIR SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	12	STIR CORONAL	<input type="checkbox"/>
	13	FLASH 2D T1 AXIAL	<input type="checkbox"/>
	14	FLASH 2D T1 SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	15	FLASH 2D T1 CORONAL	<input type="checkbox"/>
	16	FLASH 2D T2 AXIAL	<input type="checkbox"/>
	17	FLASH 2D T2 SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	18	FLASH 2D T2 CORONAL	<input type="checkbox"/>
	19	FLASH T1 DINAMIC AX	<input type="checkbox"/>
	20	FLASH T1 DINAMIC SAG	<input type="checkbox"/>
	21	FLASH T1 DINAMIC COR	<input type="checkbox"/>
	22	FLASH 3D T1 AXIAL	<input type="checkbox"/>
	23	FLASH 3D T1 SAGITAL	<input type="checkbox"/>
	24	FLASH 3D T1 CORONAL	<input type="checkbox"/>




Aquest punt de menú permet donar d'alta, modificar i posar a passiu les diferents seqüències d'un estudi.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.4.8. TIPUS INJECCIONS




Tipo inyección

	Código	Descripción	Pasivo
▶	01	BOLUS	<input type="checkbox"/>
	02	PERFUSIO	<input type="checkbox"/>
	03	MIXTE	<input type="checkbox"/>
	04	TARDANA/BIFASICA	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Aquest punt de menú permet mantenir els diferents tipus d'injeccions (bolus, perfusió, tardana/bifàsica,...) amb els que es pot administrar un contrast.

Cal informar codi i descripció per donar d'alta o modificar. Es pot passar a passiu per donar de baixa.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.4.9. MEDICACIÓ

Permet modificar descripcions de materials tipus Medicació (veure [manteniment de materials: classificació de materials en grups](#))




Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.4.10. RELACIÓ CATÀLEG - CODI RESERVA SIO

Obsolet.

4.1.2.4.11. MODE ADMINISTRACIÓ

Modo administración

	Código	Descripción	Pasivo	
▶	BOLUS	Bolus	<input type="checkbox"/>	
	PERFCONT	Perfusión continua	<input type="checkbox"/>	
*			<input type="checkbox"/>	

Aquest punt de menú permet mantenir els diferents modes d'administració d'un medicament (bolus, perfusió contínua...).




Cal informar codi i descripció per donar d'alta o modificar. Es pot passar a passiu per donar de baixa.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .




4.1.2.4.12. GRUP EXPLORACIONS


Grupo exploraciones

	Código	Descripción
	1	Grup ressonàncies abdomen
	2	Grup TACs crani
▶	3	Grup ECOGRAFIES hepàtiques
*		

Permet el manteniment de grups d'exploracions que pertanyen a una mateixa tipologia. Necessari per realitzar la revisió d'informes previs d'adjunts: l'informe previ i l'informe actual han de penjar d'exploracions que pertanyin al mateix grup d'exploracions.

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

El botó  permet cercar exploracions per codi o per descripció.

4.1.2.4.13. RELACIÓ CATÀLEG - CODI RESERVA SIO

Obsolet

4.1.2.4.14. CATÀLEG - GRUP EXPLORACIONS

Associació de les proves de catàleg a un [grup d'exploracions](#), per determinar informes previs a revisar.

Catálogo grupo exploraciones

Grupo exploraciones
Código

3

Grup ECOGRAFIES hepàtiques

Catálogo

▶	ECD OG	ECO DOPPLER GENERAL	▼
	71345	ECOGRAFIA ABDOMINAL	▼
*			▼

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .


4.1.2.4.15. PROTOCOLS

Manteniment de protocols que s'associaran als catàlegs de les exploracions. Tots els camps son obligatoris, cal informar el codi del protocol, la descripció i afegir-ne un arxiu PDF relacionat a través del botó de la graella.


Protocolos

Protocolo	Descripción	PDF	
▶ 111	Protocolo de pruebas	test protocolo.pdf	...
333	Otro protocolo de pruebas	WFRequestInforme.pdf	...
6666	Otro más	test prio.pdf	...
TESTPDF	això és una prova de un pdf al servidor	HL7FUN-ES-2017-01-COMPLETION_...	...
*			...

Si s'intenta eliminar un protocol ja relacionat amb un catàleg mostrarà el següent missatge d'error:



Per afegir un protocol en PDF només cal clicar el botó de la graella amb els "..." i seleccionar un arxiu:






Per associar els protocols creats a un catàleg s'haurà d'accedir a la pantalla [Manteniment de Catàlegs](#).

4.1.2.4.16. TIPUS UNITATS DOSI RADIACIÓ

Tipus unidades Dosis Radiación

	Código	Descripción	
▶	DAP	Producte Dosi Àrea	<input type="checkbox"/>
	DLP	Producte Dosi Lineal	<input type="checkbox"/>
	OrganDose	Dosi òrgan	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Des d'aquest punt de menú es fa el manteniment dels Tipus d'unitats de dosi de radiació que ens serviran per configurar com ha d'aparèixer la informació relativa a Dosi de Radiació en el Informe Radiològic, a partir de les unitats de mesura utilitzats en la mesura de la Dosi de Radiació.

Els codis 'DAP', 'DLP' i 'OrganDose' haurien d'existir sempre ja que serveixen per determinar el tipus d'unitats de Dosi de radiació a partir del text de les unitats quan aquestes no estan definides a la [taula d'unitats](#).

Amb el botó  s'accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es pot exportar el llistat a Excel amb .

4.1.2.5. APARELLS

S'accedeix des del menú Arxius -> Manteniment taules -> Aparells

Les taules d'aparells són les que permeten controlar i distribuir la programació de les exploracions en els diferents aparells del SDI.

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer servir.


Es permet afegir i modificar registres amb el botó



Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:



4.1.2.5.1. APARELLS

Relació dels aparells radiològics del SDI.

S'informa:

- Codi
- Descripció
- tipus d'aparell: Ecògraf, Gamma càmera, radiologia simple, ...
- marca
- model
- adreça IP
- port de comunicació
- AET: AET de l'aparell
- Passiu
- AET WL: AET des del que es crida la WorkList
- Tipus Imatge: Digital, Analògica
- No lliga: si aquest camp està marcat ens indica que no hi haurà imatges en el PACS que es puguin associar a exploracions d'aquest aparell
- Edifici: Edifici a on està ubicat l'aparell
- Sala: sala a on s'ubica l'aparell
- Sense informe: Si es marca aquesta columna, en el moment de confirmar una exploració d'aquest aparell, per defecte quedarà marcada com a Sense informe.

- Programable: a instal·lacions amb integració amb facturació via SIPE (sols UDIAT) es marca aquesta columna quan l'activitat realitzada amb aquest aparell s'ha d'enviar a facturació.
- Extern: aquest camp apareix marcat quan es tracta d'un aparell Extern, que envia imatges al nostre PACS que seran informades com a Teleradiologia.
- Client: s'informa únicament en cas de que es tracti d'un aparell Extern, i ens indica l'hospital al qual pertany l'aparell
- Prefix AN (Accession Number): s'informa únicament en cas de que es tracti d'un aparell Extern, i ens indica el prefix que el PACS posa a l'identificador de l'estudi.
- Dades PACS: Indica el Servidor a on es troba el PACS que emmagatzema les imatges d'aquest aparell.
- Prefix Pacient.
- Servei: gestió aparells per servei: un servei no pot veure l'activitat de l'altre.
- Centre gestió: per gestió Multi centre
- Calendari: calendari que farà servir l'aparell si és que tenim calendaris específics per poblacions.

Per programació:

- Programable
- Programació per òrgan-sistema

Per Teleradiologia:

- Client
- Prefix an
- Prefix pacient

Per etiquetes:

- Edifici
- Sala

Per integració amb PACS:

- AET WL (obsolet)
- PACS
- AET Storage
- Centre de gestió

Aparatos

<<Ctrl> + <F> = Búsqueda

Código	Descripción	Tipo aparato	Marca	Modelo	Dirección IP	Puerto	AET Storage	Pasivo	AET WL	Tip. Imagen	No	Horas margen	Programación por	Edificio	Sala
AMHG1	AMHG1	AMHG1						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
APAEXT	Aparell Extem						UDI_EXTERN	<input type="checkbox"/>	UDI_EXTERN	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
COMITES	COMITES UDIAT	ANOTACIONES C...						<input type="checkbox"/>		No imatge	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
CONRAD	CONSULTA RADIOLOGICA	CONSULTA RAD...						<input type="checkbox"/>		No imatge	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
DICOM_VIDE	Aparell per enviar Pet escanejada	Virtual					DICOM_VIDEO	<input type="checkbox"/>		Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
ECIVAS	ECG VASCULAR	ECG					ECG_VASCULAR	<input type="checkbox"/>	ECG_VASCULAR	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
ECOT1	ECOGRAF APLO MX TAULI	ECOGRAF	TOSHIBA	APLIO MX	10.10.82.120		TAU_US02_TOS	<input type="checkbox"/>	TAU_US02_TOS	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
ECOT2	ECOGRAF S2000	ECOGRAF	SIEMENS	ACUSON S2000	10.10.102.75		SEQUOIA_S5580	<input type="checkbox"/>	SEQUOIA_S5580	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
ECOT3	ECOGRAF VASCULAR	ECOGRAF	SIEMENS	Sonolne Antares			ANTARES	<input type="checkbox"/>	ANTARES	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	Sala
ECOT4	TELEMANDO TAULI PORTATIL	ECOGRAF			10.10.82.220		TAU_US04_SIE	<input type="checkbox"/>	TAU_US04_SIE	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
ECOT5	ECOGRAF TOSHIBA	ECOGRAF	TOSHIBA				TAU_US01_SIE	<input type="checkbox"/>	TAU_US01_SIE	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	Sala
ECOTP	ECOGRAF TAULI PORTATIL	ECOGRAF					Q3	<input type="checkbox"/>	IDE4	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
ECODU1	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT	ECOGRAF	TOSHIBA	APPLIO			UDI_US02_TOS	<input type="checkbox"/>	UDI_US02_TOS	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
ECODU2	ECOGRAF SIEMENS ANTARES 2	ECOGRAF	SIEMENS	ANTARES	10.10.102.191		UDI_US02_SIE	<input type="checkbox"/>	UDI_US02_SIE	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
ECODU3	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT	ECOGRAF	TOSHIBA	ANTARES 5.0	10.10.90.101		UDI_US01_TOS	<input type="checkbox"/>	UDI_US01_TOS	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	Sala
ECODU4	ECOGRAF UDIAT IMHOS	ECOGRAF	SIEMENS	ACUSON S2000	10.10.102.192		SEQ66830	<input type="checkbox"/>	SEQ66830	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
ECODU5	ECOGRAF SUPERSONIC AREA MAN...	ECOGRAF	SUPERSONIC	IMAGINE	10.10.102.196		UDI_US0X_SUP	<input type="checkbox"/>	UDI_US0X_SUP	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	Eco
EMUSC	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI	ECOGRAF	TOSHIBA	POWER VISION...			CEN_US01_TOS	<input type="checkbox"/>	CEN_US01_TOS	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
EMUSC1	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI 1	ECOGRAF	TOSHIBA	POWER VISION...			TM_US_PV_02	<input type="checkbox"/>	TM_US_PV_02...	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	SETÈ CENTENARI	
END01	ENDOSCOPI 1	ENDOSCOPIA					END01	<input type="checkbox"/>	ENDO	Analògic	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
END02	ENDOSCOPI 2	ENDOSCOPIA					END02	<input type="checkbox"/>	ENDO	Analògic	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
END03	ENDOSCOPI 3	ENDOSCOPIA					END03	<input type="checkbox"/>	ENDO	Analògic	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
END04	END04	ENDOSCOPIA					END04	<input type="checkbox"/>	ENDO	Analògic	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAULÍ	
ENF01	VISITA INFERMERIA RAD.INT.	VISITA						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTER	ESTEREO TAXIA PROHO	TAULA PROHO	LORAD	STEREOGUIDE	10.10.102.195		LORAD01	<input type="checkbox"/>	LORAD01_WLM	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
EXTMAM	EXPLORACIONS EXTERNES AREA M...	RECULLI BIA.TC...						<input type="checkbox"/>		Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
GAMMA1	GAMMA CAMARA 2 CAPCAL	GAMMA CAMARA	SIEMENS				AN_ECAME876	<input type="checkbox"/>	AN_ECAME876	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
GAMMA2	GAMMA CAMARA 1 CAPCAL	GAMMA CAMARA	SIEMENS				AN_MEDCOMINT...	<input checked="" type="checkbox"/>	HRL_MEDCOMI...	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
HMOLL	HMOLL							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
HSC	HSC							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
K000	K000000K	PROVA	SDFFS	SFFF	F			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
MAM01	MAMOGRAF MIV	MAMOGRAF - S...	LORAD	Selenia			DIRECT_DIGRXY	<input type="checkbox"/>	DIRECT_DIGRXY	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	
MAM02	MAMOGRAF MIIE	MAMOGRAF - DL...	LORAD	Dimensions			DIRECT_DIGVR...	<input type="checkbox"/>	DIRECT_DIGVR...	Digital	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UDIAT	

4.1.2.5.2. EDIFICIS

Edificis a on poden ubicar-se els aparells.

Edificios

	Código	Descripción	Pasivo
	A	Albada	<input checked="" type="checkbox"/>
	C	SETÈ CENTENARI	<input type="checkbox"/>
	F	Santa Fe	<input type="checkbox"/>
	Q	Centre Quirúrgic Ambulatori	<input type="checkbox"/>
	T	TAULÍ	<input type="checkbox"/>
	U	UDIAT	<input type="checkbox"/>
▶*			<input type="checkbox"/>

4.1.2.5.3. ÀREES HOSPITAL

Àrees en les que es distribueix l'hospital. Haurien de ser les mateixes que hi hagi definides en el HIS. Aquesta informació ens arriba quan arriba al sistema una petició des de l'Estació de treball Clínica, i ens indica l'àrea des de la que s'ha fet la petició. S'informa l'edifici, el codi i la descripció de l'àrea.

Per integració HIS és necessari informar àrees de l'hospital

Àreas hospital

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

	Edificio	Código	Descripción	Pasivo
▶	Albada	A0	PLANTA BAIXA ALBADA	<input type="checkbox"/>
	Albada	A1	PLANTA PRIMERA ALBADA	<input type="checkbox"/>
	Albada	A2	PLANTA SEGONA ALBADA	<input type="checkbox"/>
	Albada	A3	PLANTA TERCERA ALBADA	<input type="checkbox"/>
	Albada	A4	PLANTA CUARTA ALBADA	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C0	U.HOSPITALITZACIO U.O.E.T	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C0S	S.OBSERV.EVOLUT.TERAP	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C0U	HOSPITALITZACIO URGENCIAS OET	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C1D	PAL.LIACIO 1era planta CT	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C1E	P.CRONICA E 1era planta CT	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C2	P.CRONICA E. 2da planta CT	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C2D	PLANTA SEGONA DRETA SETE C.	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C3	PLANTA TERCERA SETE CENTENARI	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C3A	P.CRONICA E.aguts 3era pl CT	<input type="checkbox"/>
	SETÈ CENTENARI	C3C	P.CRONICA E. 3era planta CT	<input type="checkbox"/>

4.1.2.5.4. DADES PACS

Servidors de PACS dels quals es poden rebre estudis per Teleradiologia. S'informa el codi, la descripció, l'AET del servidor, i si en la integració intervé un RIS extern.

Datos PACS

	Código	Descripción	AET Storage	Sin RIS	Versión	App integración	Centre PACS
▶	ARAN	Raim Teleguardies Espitau d'Aran	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U900	
	CALELLA	Raim Teleguardies H. Sant Jaume de Calella	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U0031	
	FIGUERES	Raim Teleguardies FIGUERES	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>			
	GEN_CATAL	Raim Teleguardies HOSPITAL GENERAL D...	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>			
	GRANOLLERS	Raim Teleguardies GRANOLLERS	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U750	
	IGUALADA	Raim Teleguardies Igualada	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U916	
	IGUALADA1	Raim Teleguardies Igualada Integrat	RS_EXTERN	<input type="checkbox"/>	1.0	TELE-U916	
	MATARO	Raim Teleguardies hop. Mataró	RAIM_SERVER	<input type="checkbox"/>	1.0	TELE-U736	
	MATARO1	Raim Teleguardies hop. Mataró Web	RAIM_SERVER	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U736	
	PALAMOS	Raim Teleguardies HOSPITAL DE PALAMOS	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U739	
	PALAMOS1	Raim Teleguardies HOSPITAL DE PALAMO...	RS_EXTERN	<input type="checkbox"/>	1.0	TELE-U739	
	RAIM	Raim Server UDIAT	RAIM_SERVER	<input type="checkbox"/>	1.0	RAIM	UDIAT
	REMARTINEZ	Raim Teleguardies Clínica Radiológica Dr. R...	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>			
	ROVIRA	Raim Server ROVIRA	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>			
	SANTBOI	Raim Teleguardies Hospital de Sant Boi	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U742	
	SCAMIL	Raim Teleguardies	RX_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U755	SCAMIL
	SCAMIL1	Raim Teleguardies integrat	RS_EXTERN	<input type="checkbox"/>	6.0	TELE-U755	
	SCELONI	Raim Teleguardies H Sant Celoni	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U743	
	TERRASSA	Raim Teleguardies Consorci Hospitalari de ...	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U744	
	VIC	Raim Server VIC	RS_EXTERN	<input type="checkbox"/>	1.0	TELE-U745	VIC
	VICWEB	Raim Server VIC (Web alternativa)	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U745	
	VILAFRANCA	Raim Teleguardies Hospital Com. de l'Alt P...	RS_EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	6.0	TELE-U1012	

4.1.2.5.5. FREQUÈNCIA REFRESC APARELL


Només es fa servir a instal·lacions amb integració via SIPE.



Aparatos

	Código	Frecuencia de	Último intento de actualización	Pasivo		
▶	ECOT1 - ECOGRAF APLIO MX TAULI	10	11/02/2002 14:44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ECOT4 - TELEMANDO TAULI PORTA...	45	03/03/2015	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ECOUD1 - ECOGRAF TOSHIBA APPLI...	2	11/02/2002 15:37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ECOUD2 - ECOGRAF SIEMENS ANTAR...	10	11/02/2002 15:38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	MAMO1 - MAMOGRAF MIV	120	03/03/2005 8:53	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PORTATIL - PORTATIL	15	23/04/2007 5:27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	RXCEN - TUB RX SETE CENTENARI	15	23/04/2007 5:27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	RXET - TUB RX EMERGENCIAS	120	03/03/2005 8:56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	RXT1 - TUB RX TAULI	15	10/05/2007 8:34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	RXURG - TUB RX URGENCIES	120	03/03/2005 8:56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TMD1 - TELEMANDO DIGITAL	120	03/03/2005 8:56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TMD2 - SALA ANGIORADIOGRAFIA	30	03/03/2005 9:26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.1.2.5.6. TIPUS D'EXPLORACIÓ PER APARELL

Permet determinar per un aparell determinat els Tipus d'exploració que poden realitzar-se.



Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on apareixerà un llistat filtrable de tots els tipus d'exploració; seleccionant-ne un i prement  s'afegirà automàticament al llistat.

Amb els botons de copiar  i enganxar  es pot copiar tots els tipus d'exploració de un aparell a un altre, només cal seleccionar el aparell origen, prémer copiar, seleccionar el aparell destí i prémer enganxar.



Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.2.5.7. APARELLS PER ÀREA HOSPITAL

Permet determinar a quin aparell, de tots els que poden realitzar la exploració sol·licitada, s'assignarà una exploració demanada des de l'Estació de Treball Clínic pel circuit urgent en funció de l'àrea de l'hospital des de la que es sol·licita.

Necessari per la integració amb HIS: peticions urgents que s'han d'assignar automàticament a un aparell: es determina l'aparell a on es farà la prova en funció de l'àrea de la que vingui la petició.



Aparells per àrea hospital

Àrees hospital
Codi

COU C HOSPITALITZACIO URGENCIES OET

HOSPITALITZACIO URGENCIES OET

Codi	Tipus de dia
ECOT1 ECOGRAF APLIO MX TAULI	* Tots els dies
ENDO1 ENDOSCOPI 1	* Tots els dies
GAMMA1 GAMMA CAMARA 2 CAPÇAL	* Tots els dies
MAMO1 MAMOGRAF MIV	* Tots els dies
R1 RESSONANCIA MAGNETICA 1	* Tots els dies
RXCEN TUB RX SETE CENTENARI	* Tots els dies
SORIN SALA OBSERVACIONS DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE	* Tots els dies
TCT1 TAC TAULI NOU	* Tots els dies
TMD2 SALA ANGIORADIOGRAFIA	* Tots els dies
*	

Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccionant-ne un i prement  s'afegirà automàticament al llistat.

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una àrea a una altra, només cal seleccionar el àrea origen, prémer copiar, seleccionar el àrea destí i prémer enganxar.



Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.2.5.8. TIPUS AVARIA

Agrupació de les avaries segons el seu tipus: manteniment, avaria temporal, ... S'informa el codi i la descripció.

Tipo avería

	Código	Descripción	Pasivo
	A	Tipus A	<input type="checkbox"/>
	B	Tipus B	<input type="checkbox"/>
	C	Tipus C	<input type="checkbox"/>
▶*			<input type="checkbox"/>

Pantalla en desús

4.1.2.5.9. AVARIA

Codificació de les avaries que pot tenir un aparell radiològic. S'informa el codi i la descripció, i el tipus d'avaría de que es tracta.

Averías

	Código	Descripción	Tipo avería	Pasivo
▶	A	Avaria A	Tipus A	<input type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>

Pantalla en desús

4.1.2.5.10. PORTES

Relacionat amb gestió cues i arribada de pacient: portes per les que pot accedir el pacient a fer-se una prova en un consultori determinat.

Portes

Portes	Descripció	Passiu
PortaA	Porta A	<input type="checkbox"/>
PortaB	Porta B	<input type="checkbox"/>
▶*		<input type="checkbox"/>

4.1.2.5.11. RELACIÓ APARELL – PORTA



Portes per les que pot accedir un pacient a fer-se una prova en funció de l'aparell on s'hagi de fer la prova.

Relació Aparell-Porta

Portes
Codi
PORTA1

PORTA1

Aparell
▶ RXT1 TUB RX TAULI
* []

Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccionant-ne un i prement  s'afegirà automàticament al llistat.



Amb els botons de copiar i enganxar es poden copiar tots els aparells de una porta a una altra, només cal seleccionar la porta origen, prémer copiar, seleccionar la porta destí i prémer enganxar.




Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.2.5.12. SERVEIS DE CLASSIFICACIÓ D'APARELLS

Serveis pels quals es poden classificar les cerques per aparell. Aquest manteniment permet donar d'alta nous serveis i modificar dades existents.


Serveis classificació aparells

	Servei	Descripció	Passiu	Població
▶	CARDIO	Cardiologia	<input type="checkbox"/>	Sabadell
	NEURO	Neurologia	<input type="checkbox"/>	Sabadell
	RAD	Radiologia	<input type="checkbox"/>	Sabadell
*			<input type="checkbox"/>	







4.1.2.5.13. SERVEIS DE CLASSIFICACIÓ D'APARELLS A GRUPS D'USUARI

Aquest manteniment permet accedir a un servei de classificació d'aparells i relacionar el servei amb un grup d'usuaris existent.



En aquest manteniment es pot fer cerca per codi i descripció tant del Servei com dels grups d'usuaris existents en el sistema.

Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccionant-ne un i prement  s'afegirà automàticament al llistat.

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una porta a una altra, només cal seleccionar la porta origen, prémer copiar, seleccionar la porta destí i prémer enganxar.




Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.2.6. SOL·LICITUD

Es permet afegir i modificar registres amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.



4.1.2.6.1. PRIORITAT

Important per la sincronització amb HIS si hi ha integració.

Te incidència en el circuit urgents: si una prioritat es marca com a "circuit", en funció de com es determini que funcionen els circuits del SDI, es pot arribar a determinar que una prova anirà pel circuit urgent.

Prioridad				
	Código	Descripción	Pasivo	Circuito urgente
▶			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	Alta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Mitja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	Baixa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.1.2.6.2. ÀMBITS DE PROCEDÈNCIA

Valors predeterminats, es recomana no modificar-los i fer servir els predefinits per l'aplicació.

Àmbits de procedència

	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	URGENCIAS	<input type="checkbox"/>
	2	POST-HOSPITALITZACIO	<input type="checkbox"/>
	3	CCEE	<input type="checkbox"/>
	4	EXTERN	<input type="checkbox"/>
	5	INGRESSATS	<input type="checkbox"/>
	6	ARXIU	<input checked="" type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

4.1.2.6.3. CENTRES


Llistat de centres.

Centros

Código	Tipo	Descripción	Cliente	Dirección	Población	Código	Provincia	Pasivo	País
01000000	Hospital	HOSPITALS DE ALABA						<input type="checkbox"/>	
02000000	Hospital	HOSPITALS DE ALBACETE						<input type="checkbox"/>	
03000000	Hospital	HOSPITALS DE ALACANT						<input type="checkbox"/>	
04000000	Hospital	HOSPITALS DE ALMERIA						<input type="checkbox"/>	
05000000	Hospital	HOSPITALS DE AVILA						<input type="checkbox"/>	
06000000	Hospital	HOSPITALS DE BADAJOZ						<input type="checkbox"/>	
07000000	Hospital	HOSPITALS DE BALEARS						<input type="checkbox"/>	
08000000	Hospital	RESIDENCIA ALBADA						<input type="checkbox"/>	
08000032	Hospital	HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA		VIA AUGUSTA 9-13	BADALONA	08911	BARCELONA	<input type="checkbox"/>	
08000040	Hospital	QUIRITA DE SALUT L' ALIANÇA H.CENTRAL DE BARCELONA						<input type="checkbox"/>	
08000057	Hospital	QUIRITA SALUT L' HOSPITAL SAGRAT COR- L'ALIANÇA						<input type="checkbox"/>	
08000064	Hospital	CLINICA CORDONIAN						<input type="checkbox"/>	
08000071	Hospital	CLINICA TRES TORRES						<input type="checkbox"/>	
08000089	Hospital	HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU		SANT ANTONI MARIA CLARET 167	BARCELONA	08025	BARCELONA	<input type="checkbox"/>	
08000106	Hospital	HOSPITAL DE SANT GERVASI						<input type="checkbox"/>	
08000113	Hospital	CLINICA QUIBON						<input type="checkbox"/>	
08000120	Hospital	CENTRE MEDIC DELFOS S.A.						<input type="checkbox"/>	
08000138	Hospital	CLINICA NTRA. SRA. DEL PILAR						<input type="checkbox"/>	
08000145	Hospital	POLICLINICA BARCELONA						<input type="checkbox"/>	
08000152	Hospital	SERVEIS CLINICS S.A.						<input type="checkbox"/>	
08000160	Hospital	CLINICA CARMELITANA						<input type="checkbox"/>	
08000184	Hospital	CENTRE MEDIC COROLEU						<input type="checkbox"/>	
08000191	Hospital	CENTRE MEDIC SANT JORDI DE SANT ANDREU S.A.						<input type="checkbox"/>	
08000201	Hospital	CLINICA PÍDOL I BRILL S.A.						<input type="checkbox"/>	
08000226	Hospital	CLINICA FUNDACIO FIATC						<input type="checkbox"/>	
08000233	Hospital	CLINICA NTRA. SRA. DE LOURDES						<input type="checkbox"/>	
08000240	Hospital	HOSPITAL DEL MAR		Passeig Marítim, 25-29				<input type="checkbox"/>	
08000258	Hospital	CLINICA, FUNDACIO PRIVADA PLATO						<input type="checkbox"/>	
08000265	Hospital	CLINICA QUIRURGICA ADRIA						<input type="checkbox"/>	
08000272	Hospital	INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS		PASEO BONANOVA 67	BARCELONA	08017	BARCELONA	<input type="checkbox"/>	
08000280	Hospital	CENTRE QUIRURGIC SANT JORDI						<input type="checkbox"/>	
08000307	Hospital	HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA		Vilarroel 170	BARCELONA	08036	BARCELONA	<input type="checkbox"/>	
08000314	Hospital	HOSPITAL DOS DE MAIG DE BARCELONA						<input type="checkbox"/>	
08000321	Hospital	HOSPITAL DE L'ESPERANCA						<input type="checkbox"/>	

4.1.2.6.4. TIPUS FRANJA

Manteniment de tipus de franja de programació. S'usa per marcar les exploracions des de la pantalla de revisió. Permet al radiòleg donar-li un valor que la gent de programació farà servir per decidir a quines franges de temps de programació es programa l'exploració.



4.1.2.7. ACTIVITAT

S'accedeix des del menú Arxiu -> Manteniment taules -> Activitat

Les taules d'activitat són necessàries per enregistrar l'activitat diària a l'hora de realitzar les exploracions radiològiques.

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer servir.

A la majoria de pantalles es poden trobar els següents botons:

Es permet afegir i modificar registres amb el botó



Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb



el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.7.1. INCIDÈNCIES PACIENTS

Relació d'incidències codificades que es poden assignar a un pacient.

Incidencias

	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	Anticoagulació	<input type="checkbox"/>
	10	Reacció adversa al contrast	<input type="checkbox"/>
	11	Reacció adversa medicamentosa	<input type="checkbox"/>
	12	VIH (+)	<input type="checkbox"/>
	13	MARSA	<input type="checkbox"/>
	14	Plaquetopènia	<input type="checkbox"/>
	15	Ronyó en ferradura	<input type="checkbox"/>
	16	VHB	<input type="checkbox"/>
	17	VHC	<input type="checkbox"/>
	2	Diabetis	<input type="checkbox"/>
	3	Malaltia coronària	<input type="checkbox"/>
	4	EPOC	<input type="checkbox"/>
	5	Hepatitis B (+)	<input type="checkbox"/>
	6	Hepatitis C (+)	<input type="checkbox"/>
	7	HTA	<input type="checkbox"/>
	8	Insuficiència renal	<input type="checkbox"/>
	9	Reaccions adverses: Atòpia	<input type="checkbox"/>
	CLAUS	Claustrofòbia	<input type="checkbox"/>

4.1.2.7.2. ATENCIÓ ESPECIAL PACIENTS


Informació relacionada amb el pacient i la exploració a realitzar. Serveix per indicar si el pacient precisa d'una atenció especial.

Atenciones especiales

	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	ANESTESSIA ADULT	<input type="checkbox"/>
	2	UCI	<input type="checkbox"/>
	3	ANEST.PEDIATRICA	<input type="checkbox"/>
	4	INGRES BREU	<input type="checkbox"/>
	5	AGITACIO	<input type="checkbox"/>
	6	DERIV.ALTR.CENTR	<input type="checkbox"/>
	7	MES.ESP.INFECCIO	<input type="checkbox"/>
	8	VIP	<input type="checkbox"/>
	9	POM	<input type="checkbox"/>
	10	ULL	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

4.1.2.7.3. ESTAT EXPLORACIONS

Pantalla només de consulta. Mostra els diferents estats que pot tenir una exploració. La codificació és fixa i no es pot modificar.




	Código	Descripción
▶	01	Pendent de prioritzar
	02	Prioritzada
	03	Pendent de programar
	04	Programada
	05	Anul·lada
	06	Confirmada
	07	Desconfirmada
	08	Afegida
	09	Afegida confirmada
	10	Afegida desconfirmada

(Veure [Estat exploracions](#))

4.1.2.7.4. ESTAT INFORMES

Pantalla només de consulta. Mostra els estats que pot tenir un informe de resultat.



	Código	Descripción
▶	01	Pendent d'informar
	02	Informat
	03	Signat
	04	Lliurat
	05	Sense informe

(Veure [Estat informes](#))

4.1.2.7.5. ESTAT FACTURACIÓ

Pantalla només de consulta. Estat que pot tenir una exploració referent a la facturació.

Estados facturación	
Código	Descripción
▶ 01	Pendent de facturar
02	Facturada
03	No facturable
04	Pendent enviar a MF
05	No facturable i lliurada

(Veure [Estats Facturació](#))

4.1.2.7.6. MOTIUS REPROGRAMACIÓ / ANUL·LACIÓ

Llistat amb els possibles motius de reprogramació i/o anul·lació d'una exploració.

Si hi ha integració amb HIS els valors haurien d'estar sincronitzats.

Motivos reprogramación / anulación		
Código	Descripción	Pasivo
▶ 0	Exploració duplicada	<input checked="" type="checkbox"/>
00	NO PRESENTAT	<input type="checkbox"/>
000	fdgg	<input type="checkbox"/>
01	NO INDICAT	<input type="checkbox"/>
02	IMPOSSIBILITAT TÈCNICA	<input type="checkbox"/>
03	EL PACIENT ES NEGA A REALITZAR L...	<input type="checkbox"/>
04	REPROGRAMACIO	<input type="checkbox"/>
05	EXITUS	<input type="checkbox"/>
06	CANVI D'EXPLORACIO	<input type="checkbox"/>
07	ANUL·LAT PER PETICIO DEL PACIENT	<input type="checkbox"/>
08	ANUL·LAT PEL METGE	<input type="checkbox"/>
09	Exploració duplicada	<input type="checkbox"/>
1	No adequada	<input checked="" type="checkbox"/>
10	ERROR DE PROGRAMACIÓ	<input type="checkbox"/>
11	CLAUSTROFOBIA	<input type="checkbox"/>
12	NUL·LA COL·LABORACIO	<input type="checkbox"/>
13	PORTADOR DE MARCAPAS	<input type="checkbox"/>
14	PACIENT AL·LÈRGIC AL CONTRAST	<input type="checkbox"/>
15	EL PACIENT NO HA REALITZAT LA PR...	<input type="checkbox"/>
16	SOSPITA EMBARÀS	<input type="checkbox"/>
17	AVARIA	<input type="checkbox"/>
18	IMPOSSIBILITAT ASSISTENCIAL	<input type="checkbox"/>
19	NO PETICIO	<input type="checkbox"/>
2	Falta de disponibilitat del metge	<input checked="" type="checkbox"/>
20	MANCA DE LLITS DISPONIBLES	<input type="checkbox"/>
3	Feta en un altre centre	<input type="checkbox"/>
4	Demanat pel pacient	<input checked="" type="checkbox"/>
99	Enregistrament erroni	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTA	Alta	<input type="checkbox"/>
ANUL	Anul·lació	<input checked="" type="checkbox"/>
CONF	Confirmació	<input checked="" type="checkbox"/>
DESC	Desconfirmació	<input checked="" type="checkbox"/>
FALLO	Fallada a maquinaria (HCIS)	<input checked="" type="checkbox"/>
GC_P...	GC_PNEO	<input checked="" type="checkbox"/>

4.1.2.7.7. MOTIUS DESCONFIRMACIÓ

Llistat amb tots els possibles motius de desconfirmació d'una exploració (motius pels quals no s'ha realitzat la exploració, havent arribat la data de realització).

Si hi ha integració amb HIS els valors haurien d'estar sincronitzats.

Motivos desconfirmación			
	Código	Descripción	Pasiv ^
▶	00	NO PRESENTAT	<input type="checkbox"/>
	01	NO INDICAT	<input type="checkbox"/>
	02	IMPOSSIBILITAT TÈCNICA	<input type="checkbox"/>
	03	EL PACIENT ES NEGA A REALIZAR L'EX...	<input type="checkbox"/>
	04	REPROGRAMACIO	<input type="checkbox"/>
	05	EXITUS	<input type="checkbox"/>
	06	CANVI D'EXPLORACIO	<input type="checkbox"/>
	07	ANUL.LAT PER PETICIO DEL PACIENT	<input type="checkbox"/>
	08	ANUL.LAT PEL METGE	<input type="checkbox"/>

4.1.2.7.8. MOTIUS NOVES EXPLORACIONS

Motius pels quals s'afegeix una nova exploració.


Motivos Nueva exploración			
	Código	Descripción	Pasivo
▶	AMPLIACIO	AMPLIACIO EXPLORACIO	<input type="checkbox"/>
	CANVI EXPL	CANVI EXPLORACIO	<input type="checkbox"/>
	LLIGAR EXP	RELACIONAR EXPLORACIONES I IMAT...	<input checked="" type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

4.1.2.7.9. MOTIUS REBUIG IMATGES

Motius pels quals es rebutgen les imatges d'una exploració, important per l'estudi radiació dels pacients.

Motivos rechazo imágenes

	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	Moviment del pacient	<input type="checkbox"/>
	2	Posicionament inadequat	<input type="checkbox"/>
	3	Rebuig clínic	<input type="checkbox"/>
	4	Fallo Bucky	<input type="checkbox"/>
	5	Objecte metàl·lic	<input type="checkbox"/>
	6	Mal funcionament QS	<input type="checkbox"/>
	99	Altres	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>



4.1.2.7.10. TIPUS ESTUDI

Serveix per ajudar a classificar les notificacions de nous estudis que arriben del PACS, per permetre determinar si són de Teleradiologia, Test d'algun aparell, etc. Facilita la revisió d'estudis pendents de lligar a una exploració, ja que si un registre corresponent a un nou estudi no lligat a una exploració es marca amb un tipus d'estudi, aquest ja no apareix com a pendent de lligar.

Tipo estudio			
	Código	Descripción	Pasivo
▶	DESCONEGUT	DESCONEGUT	<input type="checkbox"/>
	ELIM_PACS	Estudi eliminat del PACS	<input type="checkbox"/>
	ENDOSC	Eploracions d'Endoscopia Digestiva	<input type="checkbox"/>
	EXITUS	EXITUS	<input type="checkbox"/>
	IMD	Totes les proves no relacionades	<input type="checkbox"/>
	NO_SISDI	Exploració no existent a SISDI	<input type="checkbox"/>
	SECONDLOOK	imatges Mamografiques Digitalitza...	<input type="checkbox"/>
	TELE	TELERADIOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/>
	TEST	TEST	<input type="checkbox"/>
	VIP	VIP	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Malgrat que aquesta taula pot informar-se amb els registres que convinguin a cada instal·lació, els codis 'TELE' (Teleradiologia) i 'ELIM_PACS' (estudi eliminat del PACS) han d'existir sempre, són necessaris pel bon funcionament de la aplicació. Aquest dos registres no s'haurien d'eliminar mai.

4.1.2.7.11. MACROS MOTIUS PETICIÓ A PATOLOGIA

Es permet afegir o modificar les macros relacionades amb les peticions a patologia.

Macro

	Código	Descripción
▶	MACPAT1	Macro Patologia
*		

< >


Texto de la macro de un Motiov de petición a Patologia.



Per modificar una macro cal seleccionar el registre de la macro que es vol canviar al llistat i modificar-ne el text al quadre. Les dades es gravaran automàticament al sortir de la pantalla.

Per donar d'alta una nova macro s'haurà primer d'afegir un nou registre al llistat, informant tant el codi com la descripció, i després omplir el text de la macro. Les dades es gravaran automàticament.

4.1.2.7.12. MACROS DE MOTIU DE PETICIÓ A PATOLOGIA PER TIPUS EXPLORACIÓ

Es defineixen les macros que es poden utilitzar per a cada tipus d'exploració.



Amb el botó  del costat del llistat s'accedirà a la pantalla de "Cerca Valors per nom" on apareixerà un llistat filtrable de tots els tipus d'exploració; seleccionant-ne un i prement  s'afegirà automàticament al llistat.

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els tipus d'exploració de una macro a una altra, només cal seleccionar la macro origen, prémer copiar, seleccionar la macro destí i prémer enganxar.



Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.

4.1.2.7.13. TIPUS DOCUMENT


Formulari per definir diferents tipus de documents i dissenyar el peu de pàgina segons el tipus de document.

Cal informar tant el text del peu, com el codi de tipus de document, si es desitja que surti la etiqueta de l'exploració i/o del pacient, si el peu està ombrejat i la font del text.

Mantenimiento de tipos de documento

	Código	Idioma	Etiqueta paciente	Etiqueta exploración	Pie sombreado	Fuente pie	Pasivo	COL_TEXT
	Consentiment	Català	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Consentiment	Castellà	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Cures	Català	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Per qualsevol du
	Full pel pacient	Català	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input checked="" type="checkbox"/>	Per qualsevol du
	Document de Cita...	Català	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Coordinador

Coordinador Programa de detecció precoç del càncer de mama	Coordinadora Oficina Tècnica de Cribratge
---	--




Per modificar el text de un peu cal seleccionar el registre que es vol modificar al llistat i canviar el text a l'àrea de text de sota el llistat; un cop fetes les modificacions gravar els canvis amb 


4.1.2.7.14. DOCUMENTS

Es relacionen els documents amb el tipus de document. Es pot informar, a més del text del document i del tipus de document al que pertany, la descripció, en quin idioma està, l'àmbit de procedència i si està passiu o no.

Mantenimiento de documentos

	Descripción	Idioma	Tipo de documento	Título documento
▶	Carta Citació programa Cribatge de Mama control av...	Castellà	Document Cita...	Citació programa Cribatge control avan
	Carta Citació programa Cribatge de Mama control av...	Català	Document Cita...	Citació programa Cribatge control avan
	Carta Citació programa Cribatge de Mama control av...	Castellà	Document Cita...	Citació programa Cribatge control avan
	Carta Citació programa Cribatge de Mama control av...	Català	Document Cita...	Citació programa Cribatge control avan
	Carta Citació programa Cribatge de Mama control av...	Castellà	Document Cita...	Citació programa Cribatge Mama contr

B U I | 

Apreciada señora «*nom*» «*cog1*» «*cog2*»,

Como se le comunicó en la carta de resultados de la mamografía realizada el «*data_anterior*», sería conveniente repetirle de nuevo esta exploración, una vez transcurridos los 12 **meses**.

Ahora nos ponemos nuevamente en contacto con usted para darle el día, la hora y el lugar que le hemos reservado para hacerse la mamografía:

Dia: «*data_visita*» Hora: «*hora_visita*» «*mati_tarda*»

Lloc: **Edifici UDIAT, planta soterrani, mamografies**
Corporació Sanitària Parc Taulí
Parc Taulí, s/n.
08208 Sabadell

Al seleccionar un registre al llistat, a l'àrea de text de sota es carrega el text del informe, allà es pot modificar i gravar els canvis, tant dels camps el llistat com del text del informe, prement




4.1.2.7.15. DETALLS DOCUMENTS CRIBRATGE


Es poden afegir imatges corresponents a les signatures dels professionals que han d'aparèixer com a signants del document.

Mantenimiento de tipos de documento

	Código	Centro	Profesional	Profesional
▶	120	UDIAT	DONOS	BARE
	121	UDIAT	DONOS	BARE
	122	UDIAT	DONOS	BARE
	123	UDIAT	DONOS	BARE
	124	UDIAT	DONOS	BARE
	125	UDIAT	DONOS	BARE



Per afegir una imatge cal haver copiat abans al porta papers la imatge corresponent i fer botó dret sobre l'àrea de sota el llistat-> Enganxar.



Per esborrar una imatge ja afegida només cal prémer la icona amb la paperera



4.1.2.7.16. COMPLICACIONS

Manteniment de les complicacions generals que pot patir un pacient, sempre que **no** siguin de Endoscòpia o Vascular.




Complicaciones

	Código	Descripción	Pasivo
▶	GEN	Complicacions Generals	<input type="checkbox"/>
	GEN2	Complicacions generals 2	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

4.1.2.7.17. TIPUS ENTREGA INFORME

Es defineixen els diferents tipus d'entrega d'informe que es realitzaran per una exploració. Aquest valor s'informarà a la pantalla arribada de pacient. Es visualitzaran amb una icona, segons el valor seleccionat, als llistats d'exploracions i informes i al llistat de treball.

Valors per defecte:

- 01 – Informe Urgent/entrega immediata. 
- 02 – Informe diferit amb sobre. 
- 03 – Informe diferit sense sobre. 

Si s'afegeix algun valor que no sigui un d'aquests 3 no sortirà cap icona.

Tipo entrega informe

	Código	Descripción	Pasivo
▶	01	Informe Urgent/entrega inmediata	<input type="checkbox"/>
	02	Informe diferit amb sobre	<input type="checkbox"/>
	03	Informe diferit sense sobre	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

4.1.2.8. RESULTATS

Les taules de resultats permeten assignar diagnòstics als informes de les exploracions realitzades.

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer servir.

Es permet afegir i modificar registres amb el botó




Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb



el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.



4.1.2.8.1. DIAGNÒSTICS RADIOLOGIA (ACR)

Relació de diagnòstics ACR codificats.

L'alta de codis ACR també es fa de manera automàtica quan el radiòleg, des de la funció d'elaboració d'informes accedeix a l'ajuda de la codificació ACR i construeix un codi que no existeix a la taula.

Diagnósticos radiología (ACR)

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

	Código	Descripción	Pasivo	Tiempo
▶	6.32	.	<input checked="" type="checkbox"/>	5
	.	.	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	.0000	Exploració no possible tecnicament	<input type="checkbox"/>	2
	.4813	.	<input type="checkbox"/>	2
	58.1214	.	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	0.0	PENDENT ACR	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	0.0000	PROVA ALE AMB 13C -UREA	<input type="checkbox"/>	2
	0.011	.	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	0.032	.	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	0.1	NORMAL, TECHNIQUE, ANOMALY	<input type="checkbox"/>	2
	0.11	NORMAL MAMMOGRAM	<input type="checkbox"/>	2
	0.111	Film mammography	<input type="checkbox"/>	2
	0.112	Film-screen mammography	<input type="checkbox"/>	2
	0.113	Magnification	<input type="checkbox"/>	2
	0.114	Spot compression	<input type="checkbox"/>	2

Normalment la codificació diagnòstica per ACR es fa a través de les subtaules que agrupen aquests codis:

- Anatomia
- Sub - anatomia
- Patologia
- Sub - patologia

Per aquest motiu aquest manteniment és obsolet.

4.1.2.8.2. DIAGNÒSTICS GINECOLOGIA

Relació de diagnòstics de ginecologia codificats.

	Código	Descripción	Pasivo
	1	Diagnòstic Gine 1	<input type="checkbox"/>
	2	Diagnòstic Gine 2	<input type="checkbox"/>
▶*			<input type="checkbox"/>


4.1.2.8.3. LLISTES DE PARÀMETRES

Listes codificades que es fan servir en els informes parametritzats.

Lista		Codi llista		Tipus	
ANATPATOL		Anatomia patològica (TC Torax T)			
Codi	Descripció	Text	ACR		
▶ 10	Ca. escamós	Ca. escamós			
20	Adenocarcinoma	Adenocarcinoma			
30	Ca. de cèl·lules grans	Ca. de cèl·lules grans			
40	microcític	microcític			
*					

La columna Descripció correspon a la descripció del valor. I el Text és el valor que apareix quan se selecciona aquest valor de la llista.

Si el codi de llista està marcat com a de Tipus Macro (veure camp Tipus), es pot informar el text de la macro per cada element de la llista que es desitgi:




Quan es realitza alguna modificació en algun dels registres, s'activa el botó de Salvar  i el




de Cancel·lar canvis  i es desactiva el camp de Codi Llista. Aquest últim camp es torna a activar si Salvem o cancel·lem els canvis.

Si intentem sortir de la pantalla i hi ha canvis pendents, el sistema ens demana si volem acceptar



els canvis: Si responem que sí, es salven les modificacions i sortim de la pantalla. Si es respon que no, no es salven els canvis i sortim de la pantalla. Si responem Cancel·lar, restem a la pantalla amb els canvis pendents de Salvar.

Es pot accedir a la pantalla que defineix les exploracions per valor de la llista prement el botó



, aquí es podran triar afegir/modificar/eliminar les exploracions pel valor de llista que hi hagi seleccionat a la pantalla anterior.

Exploracions per valor llista

Lista de valors
Codi
RECOM

Recomanacions - RECOM: RECOMANACIONS ERCP

Exploració	Paràmetre	Valor paràmetre
DICRE COLANGIOGRAFIA RETROGRADA		
7000765 INJECCIO HEMOSTATICA (ERCP)		
7000763 COL·LOCACIO ENDOPROTESIS (ERCP)		
7000758 ESFINTEROPLASTIA		
7000757 ESFINTERECTOMIA		
7000756 COLANGIOGRAFIA RETROGRADA AMB BIOPSIA (...)		
7000766 COL·LOCACIO DE DRENATGES (ERCP)		
7000764 COAGULACIO AMB GAS ARGO (ERCP, codi vell)		
7000762 LITOTRICIA MECANICA		
7000761 EXTRACCIO DE CALCULS (ERCP)		
7000760 EXTRACCIO COS ESTRANY (ERCP)		
7000759 DILATACIO ESTENOSIS VIA BILIAR (ERCP)		
5000165 COLANGIOGRAFIA RETROGRADA		
5000155 EXTRACCIO DE CALCULS (ERCP)		
5000150 COLANGIOGRAFIA RETROGRADA AMB BIOPSIA (...)		
5000151 EXTRACCIO COS ESTRANY (ERCP)		
5000152 COAGULACIO AMB GAS ARGO (ERCP)		
5000156 INJECCIO HEMOSTATICA (ERCP)		
5000158 ESFINTEROPLASTIA		
5000160 LITOTRICIA MECANICA		
5000161 COL·LOCACIO DE DRENATGES (ERCP)		
5000154 ESFINTERECTOMIA		
5000163 DILATACIO ESTENOSIS VIA BILIAR (ERCP)		
5000164 COL·LOCACIO ENDOPROTESIS (ERCP)		

Opcionalment es pot informar un paràmetre i el valor possible d'aquest paràmetre, per determinar que el text que s'incorporarà d'un determinat valor d'una llista depèn del valor seleccionat d'un altre paràmetre.

Exploracions per valor llista

Lista de valors
Codi
RECOM

Recomanacions - RECOM: RECOMANACIONS DRENATGE MAMA (Català)

Exploració	Paràmetre	Valor paràmetre
72355.01 DRENATGE MAMA GUIAT PER ECO	IDIOMA Idioma	Català
*		

Per exemple, en el cas anterior, si s'està fent un full d'infermeria d'una exploració de Drenatge de Mama per ECO, i en l'informe parametritzat hi ha un paràmetre Recomanacions que té

assignada la llista RECOM, el text de recomanació que apareixerà a l'imprimir el full d'infermeria dependrà d'un altre paràmetre, el d'idioma. D'aquesta manera el text de les recomanacions apareixerà en l'idioma que interessi.

Un altre exemple: si s'està fent l'informe parametritzat d'una gastroscòpia, en el text de les recomanacions apareixerà un text o un altre en funció del valor seleccionat pel paràmetre Premedicació.

Exploracions per valor llista

Lista de valors
Codi
RECOM

Recomanacions - RECOM: RECOMANIONS GASTRO SOTA SEDACIO

Exploració	Paràmetre	Valor paràmetre
G0000 GASTROSCOPIA	PREME Premedicacio	Sedació
G0000 GASTROSCOPIA	PREME Premedicacio	Sedació-Analgesia
G0000 GASTROSCOPIA	PREME Premedicacio	Anestesia
GB000 GASTROSCOPIA I BIOPSIA	PREME Premedicacio	Sedació
GB000 GASTROSCOPIA I BIOPSIA	PREME Premedicacio	Sedació-Analgesia
GB000 GASTROSCOPIA I BIOPSIA	PREME Premedicacio	Anestesia
GA00N GASTROSCOPIA AMB ANESTESIA NENS	PREME Premedicacio	Anestesia
GA00N GASTROSCOPIA AMB ANESTESIA NENS	PREME Premedicacio	Sedació
GA00N GASTROSCOPIA AMB ANESTESIA NENS	PREME Premedicacio	Sedació-Analgesia
5000505 GASTROSCOPIA + ANESTESIA	PREME Premedicacio	Sedació
5000505 GASTROSCOPIA + ANESTESIA	PREME Premedicacio	Sedació-Analgesia
5000505 GASTROSCOPIA + ANESTESIA	PREME Premedicacio	Anestesia
*		

4.1.2.8.4. INFORME PARAMETRITZAT

Definició i Manteniment d'Informes Parametritzats.

Permet definir tant els tipus d'informe mèdics parametritzats, com informes de Cribratge, com els fulls d'infermeria i d'Anestèsia.

Els informes parametritzats permeten que l'usuari pugui generar el text d'un informe a partir d'informar una sèrie de paràmetres.

Código	Descripción	Área	Tipo prueba	Órgano sistema	Tipo exploración	Pasivo	Servicio	Subtipo	Obligatorio
FA	Full Anestèsia	A	COM Comités	COLL	66102.11 GAMMAGRAFIA PAR...	<input type="checkbox"/>	VAS	TextPreform	<input checked="" type="checkbox"/>
FA_SEC	Full Anestèsia	I	MIG Històric	COLL		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
FI	Full d'infermeria	I	GUARDIES Guàrdies			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
FIC	Full d'infermeria Colonoscòpia	I			COLONOS COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
FIESTER	Full d'infermeria Estereotàxia	I		MAM		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
FIG	Full d'infermeria Gastroscòpia i Ecoendoscòpia	I	ES Endoscòpia			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
FIM	Full d'infermeria Mamos	I		MAM		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
FIV	Full d'infermeria Vasculat	I		VAS		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
IBPTR	Informes Biòpsia Prostàtica	M		ABD		<input type="checkbox"/>		TextPreform	<input type="checkbox"/>
ICRIMAM	Informes Cribratge Mama	CM		MAM		<input type="checkbox"/>		DobleLecMam	<input checked="" type="checkbox"/>
ICRIMAMBIO	Informes Cribratge Mama (Biòpsies)	M		MAM		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
ICRIMAMCIN	Informes Cribratge Mama: càncer d'interval	CM		MAM		<input type="checkbox"/>		AvalCancerInter	<input checked="" type="checkbox"/>
ICRIMAMREC	Informes Cribratge Mama (Rectacions)	CM		MAM		<input type="checkbox"/>		LecRectacions	<input checked="" type="checkbox"/>
ICRIMAMTEL	Informes Cribratge Mama Teleradiologia	CM		MAM		<input type="checkbox"/>		DobleLecMam	<input checked="" type="checkbox"/>
IEC	Informes Colonoscòpia (Endoscòpia)	M			COLONOS COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>	END		<input type="checkbox"/>
IPCOPER	Informes Operatius LIC	M		ABD		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>


Els informes parametritzats poden ser genèrics, per qualsevol tipus de prova, o més específics:

- Per un [tipus de prova](#)
- Per [òrgan-sistema](#)
- Per [tipus d'exploració](#)
- Per un [conjunt d'exploracions](#)


Les dades a informar són:

- **Àrea:** determina si es tracta:
 - o d'un informe mèdic (àrea = M): en aquest cas s'informa a partir de la pestanya d'Altres dades de la pantalla d'informes),
 - o un Informe de Cribratge (àrea=CM): s'informa des del botó CRI de la pantalla d'informes
 - o un Full d'infermeria (àrea = I): s'informa des de la pantalla de Confirmació i registre d'activitat, pestanya Full d'infermeria
 - o un Full d'Anestèsia (àrea=A): s'informa des de la pantalla de Confirmació i registre d'activitat, pestanya Full d'Anestèsia
- **Tipus de prova:** s'informarà si aquest informe parametritzat s'assignarà a exploracions d'un tipus de prova determinat.

- Òrgan Sistema: S'informarà si aquest informe parametrizat s'assignarà a exploracions d'un Òrgan Sistema determinat.
- Tipus d'exploració: s'informarà si aquest informe parametrizat s'assignarà a exploracions d'un tipus en concret.
- Servei: '' / END (Endoscòpia) / VAS (Vascular). Normalment es definirà amb valor ''.
- Subtipus: classificació dels tipus d'informe parametrizat:
 - o En blanc: informe parametrizat normal, simplement es defineixen paràmetres, sense text associat.
 - o TextPreform: determina el text final que podem obtenir a partir dels paràmetres informats. Pot associar-se un text a aquest tipus d'informe. Sols s'utilitza en cas d'[Informes mèdics](#)
 - o DobleLecMam: gestió cribratge de mama, amb doble lectura i consens si cal. Sols s'utilitza en cas d'[informes de cribratge de mama](#). En aquest cas els paràmetres són fixats per la pantalla a on s'informen: si es modifiquen els paràmetres s'ha de modificar la pantalla. S'accedeix a aquesta pantalla a través del botó CRI de la pantalla d'informes.
 - o LecRecitacions: s'accedeix a la pantalla d'informe de recitacions Sols s'utilitza en cas d'[informes de cribratge de mama](#). . En aquest cas els paràmetres són fixats per la pantalla a on s'informen: si es modifiquen els paràmetres s'ha de modificar la pantalla. S'accedeix a aquesta pantalla a través del botó CRI de la pantalla d'informes.
 - o AvalCancerInter: s'accedeix a la pantalla d'Avaluació de càncer d'interval. Sols s'utilitza en cas d'[informes de cribratge de mama](#). . En aquest cas els paràmetres són fixats per la pantalla a on s'informen: si es modifiquen els paràmetres s'ha de modificar la pantalla. S'accedeix a aquesta pantalla a través del botó CRI de la pantalla d'informes.
- Obligatori: si es marca com obligatori, algun dels valors del informe parametrizat s'haurà d'informar obligatòriament al realitzar l'informe. Sols aplica en cas d'[Informes mèdics](#) i d'[informes de cribratge de mama](#).
- Text: Text que ha d'aparèixer al informe si es tracta d'un informe parametrizat de tipus TextPreform. En aquest text es poden marcar els punts on s'inseriran els diferents valors de cadascun dels paràmetres associats al informe (s'indicarà inserint en el lloc del text on ha d'aparèixer el valor del codi del paràmetre entre dos signes 'ÿ'). Sols s'utilitza en cas d'[Informes mèdics](#)



Prement  accedim a la pantalla de [manteniment dels paràmetres](#) per l'informe parametrizat que tinguem seleccionat



Prement  accedim a [l'assignació de l'informe parametrizat a exploracions del catàleg](#).

Manteniment dels paràmetres:

Paràmetres Informe Parametrizat

Informe Parametrizat


Codi: PA_SEC Full Anestèsia


Codi Paràmetre	Descripció	Tipus	Format	Ordre	Llista	Obligatori	Obligatori al signar	Modif. després signar	Tipus	Text impressió	Avís	Passu	Mant. llistes
ASA	ASA	Valor	Num	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ASA		<input type="checkbox"/>	
TANES	Codi Tècnica Anestèsia	Llista		2	TANES Tipus d'anestèsia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Codi Tècnica Anestèsia		<input type="checkbox"/>	
VAER	Via Aèria	Llista		3	VAER Via Aèria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Via Aèria		<input type="checkbox"/>	
DINTU	Dificultat Intubació	Llista		4	DINTU Dificultat d'intubació	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dificultat Intubació		<input type="checkbox"/>	
PRELIN	Proc. Relac. Intub.	Llista		5	PRELIN Proc. Rel. Intubació	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Proc. Relac. Intub.		<input type="checkbox"/>	
CIRC	Circuit	Llista		6	CIRC Circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Circuit		<input type="checkbox"/>	
VENT	Ventilació	Llista		7	VENT Ventilació	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ventilació		<input type="checkbox"/>	
TRANS	Transfusió	Llista		8	SN Si/No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Transfusió		<input type="checkbox"/>	
PREAN	Preanestèsia	Llista		9	SN Si/No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Preanestèsia		<input type="checkbox"/>	
COMPL	Complicacions	Llista		10	COMPL Complicacions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Complicacions		<input type="checkbox"/>	
OBS	Observacions	Valor	TextLlarg	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Observacions		<input type="checkbox"/>	

S'informen les següents dades:

- Codi paràmetre
- Descripció paràmetre
- Tipus:
 - o *Valor:* s'ha d'informar un valor
 - o *Llista:* s'ha d'informar un valor d'una llista (veure [manteniment llistes de paràmetres](#))
 - o *Llistac:* s'ha d'informar un valor d'una llista en funció del catàleg. Sols és aplicable a [Fulls d'Infermeria](#) i [Fulls d'Anestèsia](#).
 - o *Constant.* Sols és aplicable a [Fulls d'Infermeria](#) i [Fulls d'Anestèsia](#). El valor s'obtindrà a partir d'una llista. El Format ha de ser Macro
 - o *Càlcul:* el valor del text s'obté a partir d'un càlcul predeterminat. Sols és aplicable a [Informes mèdics](#) i [informes de cribatge de mama](#). Pels paràmetres tipus càlcul s'ha d'informar obligatòriament una Fórmula.
- Format: s'ha d'informar si a Tipus s'ha seleccionat *Valor:*
 - o *TextCurt:* es podrà informar un valor fins a 50 caràcters
 - o *TextLlarg:* es podrà informar un valor fins a 500 caràcters
 - o *Num:* el valor a informar haurà de ser numèric
 - o *Data:* el valor a informat haurà de ser una data. El format de la data serà dd/MM/yyyy
 - o *Memo:* es podrà informar un valor de més de 500 caràcters, sense límit.
 - o *Macro:* s'informa text predeterminat que l'usuari no podrà tocar.
 - o *Boleà:* es mostrarà un txe que es podrà marcar i desmarcar Sols és aplicable a [informes de cribatge de mama](#).
- Ordre: número d'ordre del paràmetre en que apareixerà a la llista de paràmetres de la pantalla d'informe o de Confirmació.


- Llista: s'informa un [codi de llista](#) si a [tipus](#) s'ha seleccionat Llista o Llistac
- Obligatori: es marca si el paràmetre és obligatori d'informar
- Obligatori al signar: en el moment de signar l'informe es comprovarà si el paràmetre està informat, i si és així es donarà un avís i s'impedirà signar.
- Modificable després de signar: paràmetre que es pot modificar a posteriori de la signatura de l'informe. Aquesta modificació no afectarà al text de l'informe signat.
- Tipus: indica com s'ha de mostrar el paràmetre en el text de l'informe:
 - o QT: Quadre de Constants Vitals. Sols és aplicable a [Fulls d'Infermeria](#)
 - o NI: No imprimir. Sols és aplicable a [Fulls d'Infermeria](#) i [Fulls d'Anestesia](#).
 - o NSL: Sense salt de línia. Sols és aplicable a [Fulls d'Infermeria](#) i [Fulls d'Anestesia](#).
 - o DescSI: sols imprimeix paràmetre si s'ha seleccionat Si. Sols és aplicable a [Informes mèdics](#)
 - o Motiu: Part del motiu de l'informe. Sols és aplicable a [Informes mèdics](#)
 - o Conclusió: Part de la conclusió de l'informe. Sols és aplicable a [Informes mèdics](#)
- Text impressió: text que apareix a l'imprimir com a etiqueta del paràmetre
- Avís: avís que es mostra al marcar el paràmetre. Sols s'utilitza en cas d'[informes de cribratge de mama](#).
- Passiu

En aquesta pantalla, prement  s'accedeix al manteniment de llistes:




Código	Descripción	Tipo
MNEG	Motiu no èxit gastroscòpies	
MOBILIT	Mobilitat	
MOLES	Molesties	
MONIT	Monitorització (anestesia)	
MOTCOL...	Motius colonografia	
MOTREP...	Motius repeticio mamos	
NCAR	N (carcinomes)	
NCOL	Nivell colon	
NORPOST...	Normes postanestèsiques	Macro
PEUREC	Peu recomanacions	
PRELIN	Proc. Rel. Intubacio	

El botó  porta a la pantalla de [manteniment de llista de paràmetres](#) pre - filtrant per la llista que tinguem seleccionada. Si el Tipus està marcat com a Macro, es podrà definir un text associat a aquest element de la llista:




La columna ACR és opcional, no cal informar-la. Si s'informa, al seleccionar un valor s'assigna automàticament el codi ACR corresponent a l'informe.

Assignació catàleg:



El botó **Asig. catálogo** obre la pantalla de Exploracions per Informe parametrizat:



En aquesta pantalla cal informar el codi d'exploració, i opcionalment el metge sol·licitant, el codi ACR, el centre i el tipus de centre.

El codi ACR serveix per assignar-li a l'informe si es fa servir aquest tipus d'informe parametrizat.

El codi de catàleg, el metge o el centre sol·licitant determinen les característiques que ha de tenir la exploració per poder assignar-li aquest informe parametrizat.

4.1.2.8.5. CANALS DE LLIURAMENT

Codificació de les diferents maneres de lliurar un informe.

Canales de entrega			
	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	MEDUR	<input type="checkbox"/>
	12	HEMODIALISI-ALBADA	<input type="checkbox"/>
	13	NETEJA	<input type="checkbox"/>
	14	URGENT	<input type="checkbox"/>
	15	UDIAT	<input type="checkbox"/>
	16	ANUL.LAT	<input type="checkbox"/>
	17	AL PACIENT	<input type="checkbox"/>
	18	UCI	<input type="checkbox"/>
	19	SEMICRITICS	<input type="checkbox"/>
	2	EMILIO -INSPECCIO SABADELL-	<input type="checkbox"/>
	20	AL METGE SOL.LICITANT	<input type="checkbox"/>

4.1.2.8.6. AGRUPACIONS CLÍNIQUES

Codificació d'agrupacions clíniques que fan servir els Metges que informen per classificar als Pacients en grups

Agrupaciones clínicas		
	Código	Descripción
▶	ALTRISC	Alt risc
	APLM	Ablació percutània lesió mamària
	ARMG	Consulta àrea radiologia mamària i ginecolò...
	ASCM	Alta sospita de càncer de mama
	MAMTRAC	Mama tractada
	QP_AAG	Quimio Primària amb antiangiogènics
	QUIPRI	Quimio Primària
*		

4.1.2.8.7. SUB AGRUPACIONS CLÍNIQUES

Codificació de les diferents sub-agrupacions clíniques. Una sub-agrupació pot estar relacionada amb més d'una agrupació.

Subagrupaciones clínicas			
	Agrupación clínica	Subagrupación	Descripción
▶	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B0	BIRADS 0
	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B1	BIRADS 1
	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B2	BIRADS 2
	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B3	BIRADS 3
	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B4	BIRADS 4
	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B5	BIRADS 5
	Consulta àrea radiologia mamària i ginecològica	B6	BIRADS 6
	Alta sospita de càncer de mama	B0	BIRADS 0
	Alta sospita de càncer de mama	B1	BIRADS 1
	Alta sospita de càncer de mama	B2	BIRADS 2
	Alta sospita de càncer de mama	B3	BIRADS 3
	Alta sospita de càncer de mama	B4	BIRADS 4
	Alta sospita de càncer de mama	B5	BIRADS 5
	Alta sospita de càncer de mama	B6	BIRADS 6
*			

4.1.2.8.8. GRUPS D'ANTECEDENTS

Codificació dels diferents grups d'antecedents que pot tenir un pacient.

Grupos de antecedentes		
	Código	Descripción
▶	1	Cirurgia
	2	Generals
	3	Malaltia hepàtica.
	4	Malaltia sistèmica
	5	No classificats
*		

4.1.2.8.9. SUBGRUPS D'ANTECEDENTS

Codificació més específica, dins dels grups d'antecedents, dels possibles antecedents d'un pacient.

Subgrups de antecedents

	Código	Código grupo	Descripción
▶	1	Cirurgia	Ascites
	10	Malaltia sistèmica	Patologia tumoral primitiva
	11	Malaltia sistèmica	Patologiaa tumoral metastàsica
	12	No classificats	Amputació
	13	No classificats	Aneurisma
	14	No classificats	Aneurisme
	15	No classificats	By-pass
	16	No classificats	Càncer
	17	No classificats	Carcinoma
	18	No classificats	Carcinoma conegut en altres localitzacions
	19	No classificats	Cardiopatia
	2	Cirurgia	Malaltia sistèmica
	20	No classificats	Cirrosi hepàtica

4.1.2.8.10. ANTECEDENTS

Antecedents que es poden registrar als pacients des de la pantalla d'informes.

Antecedents

	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	A	<input type="checkbox"/>
	10	Amputació de dit MID/MIE	<input type="checkbox"/>
	100	Cardiopatia gr. 3: Angor inestable, arítmia ...	<input type="checkbox"/>
	101	Cardiopatia gr. 3: Angor inestable, arítmia ...	<input type="checkbox"/>
	102	Cardiopatia gr. 3: Angor inestable, arítmia ...	<input type="checkbox"/>
	103	Cesària	<input type="checkbox"/>
	104	Cirrosi	<input type="checkbox"/>
	105	Cirrosi post-necròtica C	<input type="checkbox"/>
	106	Cirrosi biliar primària	<input type="checkbox"/>
	107	Cirrosi biliar secundària	<input type="checkbox"/>
	108	Cirrosi criptogènica	<input type="checkbox"/>
	109	Cirrosi etílica	<input type="checkbox"/>

4.1.2.8.11. GRUPS D'ANTECEDENTS - ANTECEDENTS

Relació precedent-grup-subgrup.




Grupos de antecedents - Antecedents

Antecedents	Código grupo	Código subgrupo
A	No classificats	Grau Child
Amputació de dit MID/MIE	No classificats	Amputació
Cardiopatia gr. 3: Angor inestabl...	No classificats	Cardiopatia
Cardiopatia gr. 3: Angor inestabl...	No classificats	Cardiopatia
Cardiopatia gr. 3: Angor inestabl...	No classificats	Cardiopatia
Cesària	No classificats	Cirurgia
Cirrosi	Cirurgia	Malaltia sistèmica
Cirrosi	Cirurgia	Malaltia sistèmica
Cirrosi	No classificats	Malaltia hepàtica.
Cirrosi post-neocròtica C	Malaltia hepàtica.	Cirrosi post-neocròtica B
Cirrosi biliar primària	Malaltia hepàtica.	Cirrosi post-neocròtica B
Cirrosi biliar secundària	Malaltia hepàtica.	Cirrosi post-neocròtica B
Cirrosi criptogènica	Malaltia hepàtica.	Cirrosi post-neocròtica B
Cirrosi etílica	Malaltia hepàtica.	Cirrosi
Cirrosi hepàtica	No classificats	Generals
Cirrosi hepàtica alcohòlica	No classificats	Cirrosi hepàtica
Cirrosi hepàtica virus A	No classificats	Cirrosi hepàtica
Cirrosi hepàtica virus B	No classificats	Cirrosi hepàtica
Cirrosi hepàtica virus C	No classificats	Cirrosi hepàtica
Cirrosi post-neocròtica B	No classificats	Malaltia hepàtica.
Cirurgia reconstructiva de a. ma	No classificats	Cirurgia
Cirurgia reconstructiva desde su...	No classificats	Cirurgia
Cirurgia reconstructiva desde su...	No classificats	Cirurgia
Coagulopaties	No classificats	Coagulopaties
Amputació infracondília MID/MIE	No classificats	Amputació
Colangiocarcinoma	Cirurgia	Patologia tumoral
Colangiocarcinoma	Cirurgia	Patologia Tumoral
Colangiocarcinoma	Malaltia sistèmica	Patologia tumoral primitiva
Colangiocarcinoma	No classificats	Patologia tumoral
Colangiocarcinoma	No classificats	Patologia Tumoral
Colecistectomia per laparoscòpia	No classificats	Cirurgia
Colecistectomia per laparotomia	No classificats	Cirurgia
Colecistoduodenostomia	No classificats	Cirurgia
Colecistostomia	Generals	Amputació

4.1.2.8.12. JUSTIFICACIÓ PETICIONS

Definició de les possibles justificacions de la petició.

Justificación peticiones

	Código	Descripción	Pasivo	
▶	1	valor 1	<input type="checkbox"/>	
	10	valor 10	<input type="checkbox"/>	
	2	valor 2	<input type="checkbox"/>	
	3	valor 3	<input type="checkbox"/>	
	4	valor 4	<input type="checkbox"/>	
	5	valor 5	<input type="checkbox"/>	
	6	valor 6	<input type="checkbox"/>	
	7	valor 7	<input type="checkbox"/>	
	8	valor 8	<input type="checkbox"/>	
	9	valor 9	<input type="checkbox"/>	
	*		<input type="checkbox"/>	

4.1.2.9. MEDICINA NUCLEAR

4.1.2.9.1. RADIOFÀRMACS

El manteniment de radiofàrmacs permet donar d'alta, modificar i eliminar registres de la taula de radiofàrmacs de medicina nuclear.

Código	Descripción	Unidades	Pasivo	Etiqueta específica	Unidades volumen
18FG	18F-FLUDESOGUUCOSA	mCi	<input type="checkbox"/>		militres
COLLOIDE	99mTc-FITAT SÓDIC	mCi	<input type="checkbox"/>		
COLOIDE-B	99mTc-COLOIDE + TRUITA	mCi	<input type="checkbox"/>		
COLOIDE-G	99mTc-COLOIDE	mCi	<input type="checkbox"/>		
DATSCN	123I-Iofupà	mCi	<input type="checkbox"/>		
DMSA	99mTc-DMSA	mCi	<input type="checkbox"/>		
DPO	99mTc-DIFOSFAT	mCi	<input type="checkbox"/>		
DTPA	99mTc-DTPA	mCi	<input type="checkbox"/>		
ECD	99mTc-ECD	mCi	<input type="checkbox"/>		
ESTRONCI	89Sr-CLORUR	mCi	<input type="checkbox"/>		
FÓSFOR	32P-FOSTAT	mCi	<input type="checkbox"/>		
GALLI	67Ga-CITRAT	mCi	<input type="checkbox"/>		
HIDA	99mTc-HIDA	mCi	<input type="checkbox"/>		
HMDP	99mTc-DIFOSFAT	mCi	<input type="checkbox"/>		
HMPAO	99mTc-HMPAO	mCi	<input type="checkbox"/>		
HMPAO-LEUCOCITS	99mTc-HMPAO-LEUCOCITS	mCi	<input type="checkbox"/>	EF (%)	
Ih-DTPA	111In-DTPA	mCi	<input type="checkbox"/>		
IODUR SÓDIC	131I-IODUR SÓDIC	µCi	<input type="checkbox"/>		
IODUR SÓDIC123	123I-IODUR SÓDIC	mCi	<input type="checkbox"/>		
IODUR SÓDIC-T	131I-IODUR SÓDIC	mCi	<input type="checkbox"/>		
IOLUPA	123I-IOLUPA	mCi	<input type="checkbox"/>		
ITRI	90Y-CITRAT	mCi	<input type="checkbox"/>		
ITRI-L	90Y-IBRILUMOMAB	mCi	<input type="checkbox"/>		
MAA	99mTc-MAA	mCi	<input type="checkbox"/>	MF PARTÍCULES	militres
MAG3	99mTc-MAG3	mCi	<input type="checkbox"/>		
MIBG	123I-MIBG	mCi	<input type="checkbox"/>		
MIBI	99mTc-MIBI	mCi	<input type="checkbox"/>		
NANOCIS	99mTc-SULFUR DE RENI COLOIDAL	mCi	<input type="checkbox"/>		militres
NANOCOLOIDE	99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA	mCi	<input type="checkbox"/>		militres
NORCOLESTEROL	131I-NORCOLESTEROL	mCi	<input type="checkbox"/>		
PENTETREÓTIDA	111In-PENTETREÓTIDA	mCi	<input type="checkbox"/>		
PERTECHETAT	99mTc-PERTECHETAT SÓDIC	mCi	<input type="checkbox"/>		
PYP	99mTc-PYP	mCi	<input type="checkbox"/>		
PYP-HEMATIES	99mTc-PYP-HEMATIES	mCi	<input type="checkbox"/>		

S'ha d'informar el codi i la descripció

Es pot informar:

- Unitats de mesura
- Passiu
- Etiqueta específica: si s'informa la columna d'etiqueta específica, al registrar aquest radiofàrmac a la pantalla de confirmació d'activitat s'haurà d'informar obligatòriament la columna corresponent a aquesta etiqueta.
- Unitats de volum: si s'informen unitats de volum, al registrar aquest radiofàrmac a la pantalla de confirmació d'activitat s'haurà d'informar obligatòriament el Volum administrat.

Es permet afegir i modificar registres amb el botó



Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb



el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.9.2. RADIOFÀRMACS PER EXPLORACIÓ

Catàleg exploracions

Codi	Descripció	Tipus exploració	Temps	kW	mA	mA/s	mGy	Plaques	Dispar	Rad. Int. Espanya	Rad. Int. Europa	Grup Exploracions	ICD	Lateralitat
66105 03	CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA	66105 03 - CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA												
66105 04	CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA	66105 04 - CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA												
66105 08	GAMMAGRAFIA RENAL CORTICAL - DMSA	66105 08 - GAMMAGRAFIA RENAL CORTICAL - D...												
66105 12	RENOGRAMA BASAL	66105 12 - RENOGRAMA BASAL												
66105 13	RENOGRAMA AMB DIURETIC MAG3	66105 13 - RENOGRAMA AMB DIURETIC MAG3												
66105 14	RENOGRAMA AMB CAPTOPRIL	66105 14 - RENOGRAMA AMB CAPTOPRIL												
66105 20	DACRIOGAMMAGRAFIA	66105 20 - DACRIOGAMMAGRAFIA												
66105 21	GAMMAGRAFIA TESTICULAR	66105 21 - GAMMAGRAFIA TESTICULAR												
66106 01	GAMMAGRAFIA PULMONAR PERFUSIO	66106 01 - GAMMAGRAFIA PULMONAR PERFUSIO												
66106 03	GAMMAGRAFIA PULMONAR PERFUSIO QUANTIFIC.	66106 03 - GAMMAGRAFIA PULMONAR PERFUSIO...												
66106 04	GAMMAGRAFIA PULMONAR VENTILACIO	66106 04 - GAMMAGRAFIA PULMONAR VENTILA...												
66106 07	GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB GALLI	66106 07 - GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB GALLI												
66107 04	CISTERNOGAMMAGRAFIA	66107 04 - CISTERNOGAMMAGRAFIA												
66107 06	TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL PERFUSIO	66107 06 - TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREB...												
66107 14	DATSCAN - TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBR.	66107 14 - DATSCAN - TOMOGAMMAGRAFIA (SP...												
66107 15	SPECT CEREBRAL ACETAZOLAMIDA	66107 15 - SPECT CEREBRAL ACETAZOLAMIDA												
66107 16	TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL VIABILIT.	66107 16 - TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREB...												
66107 17	GAMMAGRAFIA-SPECT VIABILITAT TUMORAL	66107 17 - GAMMAGRAFIA-SPECT VIABILITAT TU...												
66108 01	GAMMAGRAFIA OSSIA	66108 01 - GAMMAGRAFIA OSSIA												

Protocol

Materials	Procediments especials	Seqüències	Terapèutiques	Radiofàrmacs	Complicacions	Medicació	Antecedents	Documents	Diagnòstics MN
				Radiofàrmacs					
				18FDS	18F-FLUDESOKSILUCOSA			3	mCi
				HfPAO	99mTc-HfPAO			25	mCi

Des d'aquest formulari es poden assignar radiofàrmacs a exploracions específiques per que apareguin per defecte al confirmar una exploració amb aquest catàleg.

Es podran afegir radiofàrmacs, eliminar o modificar l'activitat.

Es tracta del mateix formulari que el de manteniment de catàlegs, però permetent únicament modificar dades relatives a radiofàrmacs.

4.1.2.9.3. DIAGNÒSTICS MN

Diagnòstics MN

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

	Tipo Diagnóstico MN	Código	Descripción	Pasivo	Informar valoración de la
▶	Objectiu estudi	O101	Caracterització metabòlica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Objectiu estudi	O102	Estudi d'extensió inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Objectiu estudi	O103	Valoració de la resposta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Objectiu estudi	O104	Sospita de recidiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Objectiu estudi	O105	Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P101	Adenopaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P102	Altres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P103	Bufeta i Vies urinàries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P104	Canal anal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P105	Cap i Coll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P106	Cardiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P107	Cèrvix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P108	Colorrectal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P109	Endometri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P110	Esòfag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P111	Fetge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P112	Fibrosis retroperitoneal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P113	FOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P114	Gàstric	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P115	Germinal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P116	GIST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P117	Limfoma Hodgkin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P118	Limfoma no Hodgkin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P119	Mama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P120	Melanoma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P121	Mieloma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P122	Neuroendocrí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P123	Neurofibromatosis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P124	Nòdul pulmonar solitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P125	Ovari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P126	Pàncrees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P127	Paraneoplàsic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P128	Pediatria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patologia	P129	Pell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Des d'aquest punt de menú es pot donar d'alta, modificar o eliminar diagnòstics de Medicina Nuclear.

Es permet afegir i modificar registres amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.9.4. DIAGNÒSTICS MN PER EXPLORACIÓ

Código	Descripción	Tipo exploración	Tiempo	kV	mA	mA/s	mGy	Placas	Dispositivos	Rad. Int. España	Rad. Int. Europa	Grupo Exploraciones	ICD	Lateralidad
001	aaaa	DAPRAM - DOCUMENT AGENDA P. MAMARIA	-											
011		700018 - RM CRANI	23	34	54	6	3	6	5					
014	TC ESTEROTAXIA	014 - TC ESTEROTAXIA	2222	333		55	333	3452						
050	NO DPL	700005 - RM ANGIO CRANI	-			3333								
098	Aviesesa RM	71134 02 - RM AXIL·LAR	-				123123123	22						
1	2	FXEXTERN - RX EXTERN	2			6								
111	OCUPADA	700005 - RM ANGIO CRANI	1			5								
15=H20	mucha agua	66105 13 - RENOGRAMA AMB DIURETIC MAG3	-											
4	13123	700005 - RM ANGIO CRANI	-											
5000019	pH.METRIA ESOFAGICA	700005 - RM ANGIO CRANI	-			6		45455						
5000069	DILATACIONES ESOFAGIQUES PER ENDOSCOPIA	GASTROS - GASTROSCOPIA	-											
5000071	ECO endoscopia + PUNICIO	ECEND - ECOENDOSCOPIA ALTA	233											
5000090	MANOMETRIA ESOFAGICA ADULTS	500090 - MANOMETRIA ESOFAGICA ADULTS	-					67867						
5000091	MANOMETRIA ANAL ADULTS	500091 - MANOMETRIA ANAL ADULTS	-					34						
5000149	DILATACIO DE COLON	5000149 - DILATACIO DE COLON	-											
5000150	COLANGIOGRAFIA RETROGRADA AMB BIOPSIA (E	ERCP - ERCP	33											
5000151	EXTRACCIO CO5 ESTRANY (ERCP)	66102 11 - GAMMAGRAFIA PARATIROIDEA	888											
5000152	COAGULACIO AMB GAS ARGO (ERCP)	ERCP - ERCP	111											
5000153	INYECCIO DE FARMACS (GASTRO)	GASTROS - GASTROSCOPIA	-											

Des d'aquest punt de menú es pot donar d'alta, modificar o eliminar diagnòstics de Medicina Nuclear per exploració.

Es permet afegir i modificar registres amb el botó



Es pot exportar el llistat a Excel amb



Al sortir de la pantalla amb



el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

Es tracta del mateix formulari que el de manteniment de catàlegs, però permetent únicament modificar dades relatives a Diagnòstics de MN.

4.1.2.10. ENDOSCÒPIA

Des d'aquest punt de menú s'accedeix als manteniments relatius a Endoscòpia.

4.1.2.10.1. COMPLICACIONS

Aquest punt de menú obre un formulari per donar d'alta, modificar o passar a passiu complicacions específiques per Endoscòpia.

Complicaciones

	Código	Descripción	Pasivo
▶	1	Vómito durante la exploración	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	Cefalea	<input type="checkbox"/>
	15	Colitis per GTA	<input type="checkbox"/>
	2	Hemorragia leve postpolipectomía	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	Esquinç mucós-serós	<input type="checkbox"/>
	25	Disfàgia	<input type="checkbox"/>
	3	Hemorragia	<input checked="" type="checkbox"/>
	30	Dolor abdominal	<input type="checkbox"/>
	35	Dolor toràcic	<input type="checkbox"/>
	4	Hemorragia post-esfinterotomia,. Inyección.	<input checked="" type="checkbox"/>
	40	Epistaxi	<input type="checkbox"/>
	45	Febre	<input type="checkbox"/>
	5	Epistaxis	<input checked="" type="checkbox"/>
	50	Hemorràgia	<input type="checkbox"/>
	55	Infecció - sèpsia	<input type="checkbox"/>
	6	Aturada respiratoria	<input checked="" type="checkbox"/>
	60	Insuficiència respiratòria	<input type="checkbox"/>
	65	Odinofàgia	<input type="checkbox"/>
	7	No	<input checked="" type="checkbox"/>
	70	Perforació - pneumoperitoneu	<input type="checkbox"/>
	71	Pneumotòrax	<input type="checkbox"/>
	75	Reacció vagal	<input type="checkbox"/>
	8	Dolor postcolonoscopia. Ingreso hospitalario.	<input checked="" type="checkbox"/>
	80	Vòmits	<input type="checkbox"/>
	85	Hospitalització	<input type="checkbox"/>
	9	mínimo sangrado tras polipectomía	<input checked="" type="checkbox"/>
	90	Cirurgia	<input type="checkbox"/>
	95	Mort	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Es permet afegir i modificar registres amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.10.2. MOTIU SOL LICITUD

Des d'aquest punt de menú l'usuari pot donar d'alta, modificar o passar a passiu motius d'endoscòpia. Aquest motiu s'afegirà a la pantalla de l'informe i serà informat pel propi endoscopista.

Motivo

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

Código	Descripción	Tipo exploración	Pasivo
C10	Rectorragia	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C20	Alt ritmo deposicional	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C21	Constipación	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C30	Control	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C40	S.Tóxico	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C41	Sospecha Neo	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C50	Verificar imagen Rx	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C60	Anemia	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C65	FOD	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C70	Sospecha EII	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C80	Dolor Abdominal	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C81	Oclusión	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C83	HDB	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C84	Cuerpo extraño	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C85	Toma muestras	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
C90	Diarrea	COLONOS - COLONOSCOPIA	<input type="checkbox"/>
E10	Colostasis	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E11	Colangitis	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E12	Sepsis	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E20	Coledocolitiasis	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E21	Extracción cálculos	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E22	Esfinterotomía	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E30	Control	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E40	Ictericia	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E41	Cálcul hepáticos	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>
E50	Pancreatitis	ERCP - ERCP	<input type="checkbox"/>

Es permet afegir i modificar registres amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.10.3. TUBS ENDOSCÒPICS

Aquest punt de menú permet a l'usuari donar d'alta, modificar o passar a passiu un codi i descripció de tipus de tubs endoscòpics. El tub endoscòpic es fa servir per fer una prova d'endoscòpia a un pacient.

Tubos Endoscòpics

	Código	Descripción	Pasivo
▶	10	Olympus GIF Q 30	<input type="checkbox"/>
	20	Olympus GIF 1T 130	<input type="checkbox"/>
	30	Pentax EG 1840	<input type="checkbox"/>
	40	Olympus GIF Q 145-GROC	<input type="checkbox"/>
	45	Olympus GIF Q 145-BLAU	<input type="checkbox"/>
	50	Olympus CF VL	<input type="checkbox"/>
	55	Olympus CF 100 HL	<input type="checkbox"/>
	60	Olympus CF Q 145 L	<input type="checkbox"/>
	70	Olympus TJF 145	<input type="checkbox"/>
	75	Pentax ED 3440 D	<input type="checkbox"/>
	APA1	Olympus GIF Q30	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA10	Pentax ED 3410	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA11	Olympus GIF Q145	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA12	Olympus CF-Q145L	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA3	Olympus GIF 1T 130	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA4	Pentax EG 1840	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA5	Pentax EG 2940	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA6	Olympus CF 100 HL	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA7	Olympus CF 140 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA8	Pentax EC 3840 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	APA9	Pentax ED 3440 D	<input checked="" type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>



Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.10.4. DIAGNÒSTICS ENDOSCÒPIA

Aquest punt de menú permet a l'usuari donar d'alta, modificar o passar a passiu codis de diagnòstic propis del Servei d'endoscòpia.

Diagnósticos endoscopia

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

Código	Descripción	Tipo exploración	
C21	Escara	COLONOS - COLO...	<input checked="" type="checkbox"/>
C00	Normal	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C01	Mala preparación- No colab	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C04	Vólvulo	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C05	Ectopia mucosa	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C06	Colopatia HTP	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C10	Canver	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C20	Pólipo	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C30	Divertículos	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C34	Melanosis coli	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C40	Erosiones, lesiones mínimas	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C50	Angiodisplasia	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C60	Parásitos	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C70	Enfermedad Inflamatoria Intestinal	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>
C71	Ileitis	COLONOS - COLO...	<input type="checkbox"/>

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.

4.1.2.11. R.V.I.

4.1.2.11.1. TIPUS DOCUMENT

S'accedeix des del menú Arxius - Manteniment taules - RVI- Tipus Document.

La funció d'aquesta pantalla es crear i mantenir els tipus de documents, es poden fer en dos idiomes, català i castellà i es en el tipus de document on es posa el text que volem que surti en el peu del document.

Mantenimiento de tipos de documento

	Código	Idioma	Etiqueta paciente	Etiqueta exploración	Pie sombreado	Fuente pie	Pasivo	COL_TEXT
	Resultats Control 1...	Català	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Coordinador
	Resultats Control 1...	Castellà	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Coordinador
	Resultats Rebuig ...	Català	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Coordinador
	Resultats Rebuig ...	Castellà	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Coordinador
	Resultats Res Ano...	Català	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	Coordinador

Manifiesto que he rebut i comprès la informació i autoritaaaaa la seva realització


Signatures : holaaaaaa

Pacient Metge que indica la prova Metge que realitza la prova

Data :

Autorització en cas que el pacient sigui menor o incapacitat

Sr/a autoritza la realització
com

Amb el botó  es guarda el tipus de document i amb el botó  es pot eliminar.




4.1.2.11.2. DOCUMENT




S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Documents.

La funció d'aquest pantalla és la de crear i mantenir per cada tipus de document i cada idioma el text del document.

Mantenimiento de documentos

Descripción	Idioma	Tipo de documento	Título documento
Carta Citació programa Cribatge de Mama mamogràfi...	Català	Document Cita...	Citació programa Cribatge Mama mamogràfi...
Carta de Citació programa Cribatge de Mama Català	Català	Document de ...	Citació programa Cribatge Mama Català
Carta de Resultats 2 Anys Res Anomal en Castellà	Castellà	Carta Resultat...	Control 2 Anys Res Anomal en Castellà
Carta de Resultats 2 Anys Res Anomal en Català	Català	Carta Resultat...	Control 2 anys res anormal en Català
Carta d'Invitacio del Servei Català de la Salut en Cas...	Castellà	Carta d'Invitació	Exemple Document Invitació Garba en

B U *I* |   

Benvolguda senyora «nom» «cog1» «cog2»,

Com ja li varen comunicar des del Servei Català de la Salut, és molt convenient que les dones de 50 a 69 anys es facin una mamografia (exploració radiològica da mama) cada dos anys, ja que si un possible càncer de mama es diagnostica a temps hi ha més possibilitats d'oferir un millor tractament.

Ara ens posem en contacte novament amb vostè per donar-li el dia, l'hora i el lloc que li hem reservat per fer-se la mamografia:

Dia: «data_visita» Hora: «hora_visita» «mati_tarda»
 Lloc: **Edifici UDIAT, planta soterrani, mamografies**
Corporació Sanitària Parc Taulí
Parc Taulí. s/n

Amb el botó



es guarda el document i amb el botó






es pot eliminar.


4.1.2.11.3. TIPUS INJECCIONS


S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Tipus Injeccions.

La funció d'aquesta pantalla és la de crear i mantenir els tipus de injeccions

Tipo inyección

	Código	Descripción	Pasivo	
	01	BOLUS	<input type="checkbox"/>	
	02	PERFUSIO	<input type="checkbox"/>	
	03	MIXTE	<input type="checkbox"/>	
	04	TARDANA/BIFASICA	<input type="checkbox"/>	
▶*			<input type="checkbox"/>	

Amb el botó  es guarda el tipus de injecció.

Amb el botó  s'exporta a Excel els tipus de injeccions.

4.1.2.11.4. COMPLICACIONS

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Complicacions

La funció d'aquesta pantalla es crear i mantenir les complicacions.

Complicaciones			
	Código	Descripción	Pasivo
▶	ABC	Abscés	<input type="checkbox"/>
	ABCS	Abscessos	<input type="checkbox"/>
	ABD	Abdominals	<input type="checkbox"/>
	ACR	Aturada cardiorespiratòria	<input type="checkbox"/>
	ANE	Anemització	<input type="checkbox"/>
	ARI	Arítmia	<input type="checkbox"/>
	ARIS	Arítmies	<input type="checkbox"/>
	BCH	Bacterihèmia	<input type="checkbox"/>
	BCT	Bacterièmia	<input type="checkbox"/>
	BLP	Bilioperitoni	<input type="checkbox"/>
	BLT	Biliotòrax	<input type="checkbox"/>
	CAP	Cap	<input type="checkbox"/>
	CLA	Colecistitis aguda	<input type="checkbox"/>
	CLP	Coleperitoni	<input type="checkbox"/>
	DL	Dislocació	<input type="checkbox"/>
	DLC	Dislocació catèter	<input type="checkbox"/>
	DLR	Dolor	<input type="checkbox"/>
	DN	Dèficit neurològic	<input type="checkbox"/>
	DR	Depressió respiratòria	<input type="checkbox"/>
	DSS	Dissecció	<input type="checkbox"/>
	ED	Embolisme distal	<input type="checkbox"/>



Amb el botó es guarda la complicació.



Amb el botó s'exporta a Excel les complicacions.




4.1.2.11.5. TRACTAMENTS


S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Tractaments.

La funció d'aquesta pantalla és la de crear i mantenir tractaments.

Tratamiento

	Código	Descripción	Pasivo
▶	aa	aaaa	<input checked="" type="checkbox"/>
	Coses	coses varies!	<input type="checkbox"/>
	FREGA	Fregues a esquena	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

▶   

Amb el botó  es guarda el tractament.

Amb el botó  s'exporta a Excel el tractaments.

4.1.2.11.6. VIES D'ADMINISTRACIÓ

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Vies d'administració

La funció d'aquesta pantalla és crear i mantenir vies d'administració.

Vía Administración

	Código	Descripción	Pasivo
▶	CP	cateter peridural	<input type="checkbox"/>
	IA	intraarterial	<input type="checkbox"/>
	IM	intramuscular	<input type="checkbox"/>
	INH	inhalat	<input type="checkbox"/>
	IV	intravenosa	<input type="checkbox"/>
	N	nasal	<input type="checkbox"/>
	O	oral	<input type="checkbox"/>
	OC	ocular	<input type="checkbox"/>
	PC	percutània	<input type="checkbox"/>
	R	rectal	<input type="checkbox"/>
	SC	subcutània	<input type="checkbox"/>
	SL	sublingual	<input type="checkbox"/>
	T	tòpica	<input type="checkbox"/>
	URI	urinària	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>



Amb el botó  es guarda la via d'administració.



Amb el botó  s'exporta a Excel les vies d'administració.

4.1.2.11.7. MACROS

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Macros

La funció d'aquesta pantalla és crear i mantenir macros d'exploracions de RVI.

Igual a [manteniment de macros](#), però restringint-les a les que corresponen a RVI.

Macro

Código	Descripción	Código tipo macro	Pasivo
VR0107	El pacient pot ser alta a les 24 hores.	Conclusió	<input type="checkbox"/>
▶ VR0108	Cal començar pauta antiagregant plaquetària desde	Conclusió	<input type="checkbox"/>
VR0109	Control de ctes. segons protocol.	Conclusió	<input type="checkbox"/>
VR0110	Es decideix cobertura antibiòtica i control símpto	Conclusió	<input type="checkbox"/>
VR0111	Sense incidències durant el procediment.	Conclusió	<input type="checkbox"/>
VR0112	Recomanacions	Conclusió	<input type="checkbox"/>
VR0113	Control de ctes segons protocol	Conclusió	<input type="checkbox"/>

Cal començar pauta antiagregant plaquetària desde les 20 hores.

4.1.2.11.8. MOTIU SOL·LICITUD

Des d'aquest punt de menú s'accedeix a crear i mantenir motius de sol·licitud de RVI.

Motivo

<Ctrl.> + <F> = Búsqueda

Código	Descripción	Pasivo
▶ 1	IOE maligne	<input type="checkbox"/>
10	Ocusió intestinal	<input type="checkbox"/>
11	Disfagia	<input type="checkbox"/>
12	IOE benigna	<input type="checkbox"/>
13	Sepsis urinaria	<input type="checkbox"/>
14	Insuficiència renal	<input type="checkbox"/>
15	Metrorragies	<input type="checkbox"/>
16	Massa pèlvica	<input type="checkbox"/>
17	Nutrició enteral	<input type="checkbox"/>
18	hemorragia digestiva baixa	<input type="checkbox"/>
2	Colangitis	<input type="checkbox"/>
3	Hipertensió portal	<input type="checkbox"/>
4	Colangitis	<input type="checkbox"/>
5	Isquemia crònica EEII	<input type="checkbox"/>
6	Isquemia aguda EEII	<input type="checkbox"/>
7	HTA	<input type="checkbox"/>
8	IR progressiva	<input type="checkbox"/>
9	Leucèmia no hodking	<input type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>



Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó

Es pot exportar el llistat a Excel amb




Al sortir de la pantalla amb




el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.


4.1.2.11.9. LLISTES DE PARÀMETRES

Des d'aquest punt de menú s'accedeix a crear i mantenir la llista de paràmetres per codi de llista.



Es permet la cerca del Codi de Llista per Codi i descripció prement el botó  i apareixerà el formulari de cerca següent:





 Exploraciones
por
parámetro

El botó d'exploracions per paràmetre permet accedir al manteniment d'exploracions per paràmetre i afegir, modificar o eliminar exploracions al paràmetre seleccionat.

Exploraciones por parámetro

Parámetro
Código
MGI
TAC (Mètode de guia d'imatge)

	Exploración	
	5000149 DILATACIO DE COLON	▼
		▼

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó



Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.


4.1.2.11.10. MATERIALS CATÀLEG

Des d'aquest punt de menú l'usuari pot afegir i mantenir els materials associats al catàleg d'exploracions específics de Radiologia Vasculard.

Código	Descripción	Tipo exploración	Tiempo	kW	mA	mA/s	mGy	Placas	Disparo	Rad. Int. España	Rad. Int. Europa	Grupo Exploraciones	ICD	Lateralidad
1	2	RXEXTERN - RX EXTERN	2		6									
7000062	RM-ANGIO AORTA TORACICA	7000062 - RM-ANGIO AORTA TORACICA												
7000063	RM-ANGIO ARTERIA TEMPORAL	7000063 - RM-ANGIO ARTERIA TEMPORAL												
7000066	RM-ANGIO PELVICA	7000066 - RM-ANGIO PELVICA												
7000067	RM-ANGIO PERIFERICA PROXIMAL	7000067 - RM-ANGIO PERIFERICA PROXIMAL												
7000068	RM-ANGIO ARTERIAL RENAL	7000068 - RM-ANGIO ARTERIAL RENAL												
7000069	RM-ANGIO TRONCS SUPRA-AORTICS	7000069 - RM-ANGIO TRONCS SUPRA-AORTICS												
7000070	RM-ANGIO ARTERIAL VISCERAL	7000070 - RM-ANGIO ARTERIAL VISCERAL												
7000084	MIELO-TAC LUMBO-SACRA	7000084 - MIELO-TAC LUMBO-SACRA												
7000200	ARTERIOGRAFIA AORTA TORACICA	7000200 - ARTERIOGRAFIA AORTA TORACICA												
7000201	ARTERIOGRAFIA AORTA ABDOMINAL	7000201 - ARTERIOGRAFIA AORTA ABDOMINAL												
7000202	ARTERIOGRAFIA BRONQUIAL	7000202 - ARTERIOGRAFIA BRONQUIAL												
7000203	ARTERIOGRAFIA RENAL	7000203 - ARTERIOGRAFIA RENAL												
7000204	ARTERIOGRAFIA PELVICA	7000204 - ARTERIOGRAFIA PELVICA												
7000205	ARTERIOGRAFIA CEREBRAL	7000205 - ARTERIOGRAFIA CEREBRAL												
7000206	ARTERIOGRAFIA PULMONAR SELECTIVA	7000206 - ARTERIOGRAFIA PULMONAR SELECTIVA												
7000207	ARTERIOGRAFIA MEDULLAR ESPINAL	7000207 - ARTERIOGRAFIA MEDULLAR ESPINAL												
7000208	ARTERIOGRAFIA VISCERAL DIGESTIVA	7000208 - ARTERIOGRAFIA VISCERAL DIGESTIVA												
7000209	ARTERIOGRAFIA DE LES EXTREMITATS	7000209 - ARTERIOGRAFIA DE LES EXTREMITATS												

Material	Cantidad	Unidades
10009 COMPONENTE FEMORAL MONOCOMPARTIMENTAL	5	
10032 TORNILLO COMPRESION	4	
50716 ANAFRANIL 75 MG. C.	3	mg

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó .

Es pot exportar el llistat a Excel amb .

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.


4.2. EDICIÓ

Aquest punt de menú facilita al usuari funcions específiques sobre el camp que té el focus o té seleccionat.


Les funcions són les següents:

- Netejar, neteja el camp on es troba el focus
- Tallar, talla el text d'un camp seleccionat
- Copiar, copia el text un camp o filera seleccionada
- Enganxar, enganxa el text copia o tallat en el camp on es trobi el focus

- Seleccionar, selecciona el text o filera on el troba el focus de la pantalla




4.3. GESTIÓ SOL·LICITUDS



4.3.1. CONSULTA PER ESTAT


S'accedeix:

- des del menú de Gestió sol·licituds
- o des del botó  de la barra d'eines de la pantalla principal.
- O fent clic sobre algun dels [comptadors d'exploracions Pendents de prioritzar](#)



Aquesta funció permet consultar l'estat de peticions per diferents criteris. També permet als radiòlegs filtrar els tipus de sol·licituds a prioritzar seleccionant els filtres desitjats, així com conèixer el volum de sol·licituds existents agrupades segons el tipus.

Els paràmetres de cerca són els següents:

- Òrgan sistema: es podrà seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula d'Òrgan sistema, i es permet fer la cerca per codi i descripció. L'aplicació del filtre depèn de l filtre per Estat de la exploració que s'hagi informat:
 - Si el filtre d'Estat és *Pendent de prioritzar* o *Prioritzat*, el filtre de òrgan-sistema s'aplicarà sobre l'[Òrgan-sistema de priorització](#)
 - En qualsevol altre cas s'aplicarà sobre l'[Òrgan-sistema de l'exploració](#).
- Tipus de prova: es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Tipus de prova, i es permet fer la cerca per codi i descripció
- Número d'història: es podrà Cercar les sol·licituds fetes a un determinat pacient a partir del seu número d'història clínica. Amb el botó  s'accedirà a la [cerca de pacients](#)
- Tipus d'exploració: es permet seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de tipus d'exploracions, i es permet fer la cerca per codi i descripció

- Exploració: es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de catàleg d'exploracions, i es permet fer la cerca per codi i descripció
- Metge sol·licitant: es podrà seleccionar un centre, prèviament cal haver informat el tipus de Centre que es vol triar. Un cop informat el Tipus de Centre, es podrà accedir a la llista de Codis de Centre, i es permet fer la cerca per codi i descripció
- Estat: es podrà seleccionar pel tipus d'estat de la sol·licitud (pendent de prioritzar, prioritzada, pendent de programar, programada, anul·lada, confirmada, desconfirmada, afegida, afegida confirmada o afegida desconfirmada) , i es permet fer la cerca per codi i descripció
- Tipus Centre/Centre: permet la cerca per tipus centre i centre seleccionat, i es permet fer la cerca per codi i descripció
- Àmbit actual: permet filtrar la cerca per àmbit d'urgències, post-hospitalari, CEE, extern, ingressats o arxiu, i es permet fer la cerca per codi i descripció. Si així està configurat, poden aparèixer com a opcions de filtres per Àmbit grups de filtres (per exemple, Ingressats + Urgències, CCEE + Externs,
- Servei sol·licitant: es podran seleccionar les sol·licituds i exploracions que tinguin un mateix servei sol·licitant, i es permet fer la cerca per codi i descripció
- Interval de dates d'entrada: Veure [Gestió data-hora](#)
- Número de sol·licitud: es podrà informar un número de sol·licitud i accedir directament a una sol·licitud determinada
- Paper rebut: permet filtrar les sol·licituds marcades com paper rebut o no rebut.
- Pendent resposta: permet filtrar les sol·licituds marcades com pendents o no de resposta .


Si l'usuari té assignat un òrgan-sistema i és un radiòleg, automàticament apareix informat el filtre d'Òrgan-Sistema i d'estat de la exploració = 'Pendent de prioritzar'. A les instal·lacions a on la llista de prioritació es configura per centre, si el radiòleg connectat té assignat un centre automàticament s'informa el filtre de Centre sol·licitant i també s'informa el d'estat de la exploració = 'Pendent de prioritzar'.

Procés:

Informant els filtres corresponents i prement el botó de Cercar apareixeran a la pantalla les sol·licituds que responen a aquests filtres. En el cas de que hi hagi sol·licituds amb més d'una exploració, s'ompliran tantes línies com exploracions tinguin la sol·licitud.

En funció dels filtres informats poden variar les columnes visibles de la llista. A més a més determinades columnes sols es visualitzaran si configurem que son visibles (Pendent dosi, Petició escanejada, Informació Infermeria,...).

- Columna Informació Infermeria: no sempre és visible, sols si tenim configurat en el sistema que s'ha de veure. La cel·la apareix en blanc si no s'ha informat aquesta informació, o amb una icona d'alerta si sí que s'ha informat:

	Infomac Infemeri:	Altr exp
		[
N		[
N		[

Filtrant per exploracions Pendants de Prioritzar:

- Al mostrar-se la llista, els registres Pendants de prioritzar que apareguin amb font en vermell indicaran que pel mateix pacient existeix més d'una exploració pendent de prioritzar que s'ha de revisar conjuntament amb l'altra exploració.
- Els registres que es mostren amb fons blau clar indiquen que es tracta d'exploracions Pendants de prioritzar de pacients que estan ingressats, o en funció de com estigui configurat el sistema, també es poden mostrar en blau els dels pacients d'Urgències.
- En aquest cas el filtre per òrgan-sistema s'aplicarà sobre [l'òrgan-sistema de prioritació](#) de les exploracions

Filtrant per exploracions Programades:

- Si així ho tenim configurat, les exploracions que tinguin Informació Addicional registrada pel radiòleg i dirigida al Tècnic que farà la exploració es mostraran amb la Font en vermell (veure [Revisió exploracions programades](#)).



El botó d'imprimir  permet un llistat amb les mateixes dades obtingudes en pantalla.

Quan l'usuari que ha accedit a la aplicació és un professional tipus radiòleg i té assignat un òrgan – sistema, a l'accedir a aquesta funció automàticament li apareixerà informat el filtre per Estat de la exploració amb el valor 01 (*Pendent de prioritzar*) i el filtre d'Òrgan- Sistema amb el codi d'òrgan sistema assignat al professional.

Data sol·licitud	Pr. Sol	Exploració	Laterals	Núm. història	Apavell	Àmbit actual	Altres explorac	Lit	Àrea de procedència	Motu sol·licitud	Tipus franja	Data Vista	Data plec
14-05-2019	3	TC TORAX		H. G.		EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>			PREFERENTE! TAC DE TORAX SIN CONTRASTE. Paciente con FA permanente, posible hip...			20-11-2019
16-05-2019	3	TC TORAX		H. A.		EXTERN	<input checked="" type="checkbox"/>			Sobrefeccions de repetició, eufemador però espirometria completa normal. Descartar bronqui...			
16-05-2019	3	BIOPSIA / PAAF TORACIC.		H. J.		INGRESS.	<input checked="" type="checkbox"/>	C323	P. CRONICA E. 3.	comentada la pacient amb la Dra. Castañer i després de comentar amb la pacient, decidim nou...			
16-05-2019	3	TC TORAX		H. J.		INGRESS.	<input checked="" type="checkbox"/>	C323	P. CRONICA E. 3.	comentada la pacient amb la Dra. Castañer i després de comentar amb la pacient, decidim nou...			
16-05-2019	3	TC TORAX		H. F.		INGRESS.	<input type="checkbox"/>	T472	U HOSPITALITZ.	Dona de 85 anys diagnosticada d'acalasia tipus I, tractada amb toxina botulínica el febrer d'abu...			
16-05-2019	3	TC TORAX		H. J.		INGRESS.	<input checked="" type="checkbox"/>	T944	U HOSPITALITZ.	Si a ingress per reparar-se la a pneumonia L2+ C. Controlat clínic i òbica quant realit...			
16-05-2019	3	TC TORAX		H. R.		INGRESS.	<input checked="" type="checkbox"/>	T921	U HOSPITALITZ.	paciente con neoplasia de pulmón con metástasis de la masa hilar que infiltra bronqui pop. Presenta...			
16-05-2019	1	TC TORAX		H. M.		URGENCI.	<input checked="" type="checkbox"/>		Àrea Mèdica - N.	Pacient de 81a que acut a urtígenes per dispnea sobtada amb dolor pleuríic dist. amb tendèn...			
16-05-2019	1	TC TORAX		H. V.		URGENCI.	<input checked="" type="checkbox"/>		Àrea Mèdica - N.	Protocol TEP. Pacient amb carcinoma sarcomatós tipus cel·lula gran d'òrigen pulmonar a LIE...			

Per sol·licituds amb estat Pendent de Prioritzar o Prioritzada, fent doble clic en una de les files prement el botó de Revisió s'accedirà a la funció de [Revisió de sol·licituds](#)

La funció de prioritziació permet als radiòlegs filtrar el tipus de sol·licituds a prioritzar seleccionant els filtres desitjats, així com conèixer el volum de sol·licituds existents agrupades segons el tipus. Aquest és el pas previ a la revisió de sol·licituds.

Quan un radiòleg accedeix a la funció, si té assignat un òrgan sistema, automàticament s'omple aquest filtre amb aquest valor. Per defecte també s'informa el filtre d'Estat de les exploracions amb el valor '01' (Pendent de prioritzar).

Circuit de les exploracions prioritizables:


Una petició d'una exploració de tipus prioritizable pot seguir dos circuits: l'urgent o el programat.

Que una petició segueixi un circuit o un altre és decisió del Radiòleg responsable d'aquella exploració.

Circuit urgent:


Aquests són els passos que segueix una petició d'una exploració prioritizable Urgent procedent de la ETC:

1. El metge sol·licitant registra la petició des de la ETC i truca al radiòleg responsable notificant-li que li ha demanat aquesta exploració.
2. La petició arriba al SISDI, quedant la exploració pendent de prioritzar i/o recuperar segons pantalla.
3. Si el radiòleg decideix que si que és correcte fer-la Urgent, és a dir, que la exploració ha de fer-se ja sense esperar a que passi per programació, el radiòleg selecciona

la exploració de la llista i prement el botó  accedeix a la pantalla des de la que es pot assignar una hora (la que es preveu que es podrà fer la prova), l'aparell i el radiòleg i/o tècnic responsable i/o l'infermer. Fent això l'exploració canvia d'estat, passant a Pendent de prioritzar a Afegida, i apareix aleshores en el llistat de treball del tècnic corresponent.


Circuit programat:

Aquests són els passos que segueix una petició d'una exploració prioritzable No Urgent procedent del Sistema d'Informació de l'Hospital:


1. El metge sol·licitant registra la petició des de la ETC
2. La petició arriba al SISDI, quedant la exploració pendent de prioritzar, assignada a l'òrgan sistema que li correspongui en funció de la exploració demanada i la edat del pacient.
3. El radiòleg responsable revisa aquesta petició: Accedeix a la pantalla de revisió, prement el botó de  des de la què assigna una prioritat a la exploració. L'exploració canvia d'estat, passant de Pendent de programar a Prioritzada.
4. Aquesta exploració Prioritzada ja es pot programar (si la programació es fa en el propi SISDI es podrà seleccionar per programar, i si es fa en el Sistema d'Informació de l'hospital s'envia un missatge amb les dades de programació i queda en el llistat de proves pendents de programar.
5. Un cop ha passat a Programació, l'exploració es programa.

Botons d'accions relacionades amb exploracions seleccionades:

- [Imprimir sol·licitud](#)
- [Sol·licitud](#)
- [Sol·licitud Paper](#)
- [Anul·lació](#)
- Revisió:
 - o Si la exploració seleccionada està en estat *Pendent de prioritzar* o *Prioritzada* accedim a [Revisió exploracions Pendants de prioritzar](#)
 - o Si la exploració seleccionada està en estat *Programada* accedim a [Revisió exploracions programades](#)
- [Urgents](#)
- [Paper](#)
- [Pendent de resposta](#)
- [Canvi òrgan-sistema](#)




4.3.1.1. IMPRIMIR SOL·LICITUD


S'accedeix des del botó  de la pantalla de Consulta per estat, que permet imprimir el paper de la sol·licitud en format SISDI.




4.3.1.2. CONSULTA DADES SOL·LICITUD

Des del botó  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat un dels registres de la llista, s'accedirà a la [Consulta de dades de la sol·licitud](#).

4.3.1.3. SOL·LICITUD PAPER


S'accedeix des del botó  de la pantalla de Consulta per estat. Aquest punt de menú permet adjuntar el paper de la sol·licitud escanejat a la petició. La imatge es guardarà en el PACS i quedarà associada a la petició.


Al prémer el botó s'obre en el navegador el següent formulari que permet adjuntar la imatge:



A través d'aquesta pàgina farem que la petició escanejada es guardi en el PACS i quedi associada a la petició.

4.3.1.4. ANUL·LACIÓ

Des del botó  es pot anul·lar una sol·licitud indicant el motiu de l'anul·lació, metge responsable i observacions, tal i com mostra la següent pantalla:




Una exploració anul·lada ja no es podrà programar, queda fora del circuit d'exploracions.


4.3.1.5. REVISIÓ EXPLORACIONS PENDENTS DE PRIORITZAR

El botó de Revisió  de la pantalla de Consulta per estat permet al radiòleg revisar peticions Pendents de prioritzar i assignar-los-hi una prioritat.

Permet la selecció simple o múltiple de sol·licituds de la graella, sempre que l'estat de la exploració sigui *Pendent de prioritzar*.

4.3.1.5.1. REVISIÓ AMB SELECCIÓ MÚLTIPLE


S'accedeix prement en el botó de  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat més d'una exploració de la llista. Permet revisar peticions en bloc, assignant a totes les exploracions seleccionades les següents dades:

- Metge que ha revisat les peticions
- Prioritat
- Tipus de franja
- Aparell
- Informació per programació (amb el botó  es pot seleccionar alguna de les macros que tenim definides com a [Macros Informació per programació](#))


El metge revisor i la prioritat són obligatoris.


Al salvar, a totes les exploracions seleccionades se'ls hi assigna:

- l'estat *Prioritzada*
- la prioritat seleccionada,
- el metge revisor,
- el Tipus de franja si se n'ha seleccionat alguna,
- l'Aparell si se n'ha seleccionat algun,
- i la informació per programació si s'ha informat.



4.3.1.5.2. REVISIÓ AMB SELECCIÓ SIMPLE

S'accedeix prement en el botó de  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat només una exploració de la llista. Dóna accés a la pantalla de Revisió de peticions mostrant les dades de la sol·licitud seleccionada.



Si des de la pantalla anterior hem filtrat per estat de exploració *01 Pendent de prioritzar*, a la barra d'eines ens apareixeran els botons Endavant i Endarrere per poder navegar entre les sol·licituds filtrades.



General:

A la part superior de la pantalla apareix:

- Referència externa de la sol·licitud
- Data de sol·licitud
- Número sol·licitud SISDI
- Data entrada



Botó Consulta dades pacient: Des del botó es pot accedir a consultar les [dades del pacient](#), poden afegir dades assistencials de la prova.



Botó Enviament de correu electrònic a metge sol·licitant: Des del botó es pot accedir a [Enviament correu electrònic](#) al metge sol·licitant o bé al correu informat com a destinatari.

Pestanyes:

Des d'aquesta pantalla es pot accedir per les pestanyes a:

Dades de la sol·licitud:

Solicitud	Precauciones	Datos demográficos	Datos cliente	Comentarios	Solicitud digitalizada	Otras solicitudes
Solicitud						
<input checked="" type="checkbox"/> Paciente ingresado		Médico solicitante	Ámbito de procedencia		Lit	
<input type="checkbox"/> Paciente urgente		IRENE			T404	
<input type="checkbox"/> No programada		Forma de llegada	Área de procedencia			
		Litera	U.HOSPITALITZACIO 4 ESQUERRA			
		Informació clínica				
Fecha Visita						

Si el camp Informació clínica està informat, pareix l'etiqueta d'aquest camp en vermell:

Solicitud	Precauciones	Datos demográficos	Datos cliente	Comentarios	Solicitud digitalizada	Otras solicitudes
Solicitud						
<input checked="" type="checkbox"/> Paciente ingresado		Médico solicitante	Ámbito de procedencia		Lit	
<input type="checkbox"/> Paciente urgente		IRENE			T404	
<input type="checkbox"/> No programada		Forma de llegada	Área de procedencia			
		Litera	U.HOSPITALITZACIO 4 ESQUERRA			
		Informació clínica				
Fecha Visita		Dona de 77 anys d'edat amb els problemes de salut actius rellevants: 2017 - (M35.3)-POLIMIÀLGIA REUMÀTICA 2015 -(E11.9)-DM2 2013 - (E03.9)-HIPOTIROIDISME SUBCLÍNIC 2013 - (I10)-HIPERTENSIÓ (PRIMÀRIA) ESSENCIAL 2010 -(E78.9)-TRASTORN DEL METABOLISME DE LES LIPOPROTEINES NO ESPECÍF. 2010 - (I25.9)-CARDIOPATIA ISQUÈMICA 2002 -(M81.8)-ALTRES TIPUS D'OSTEOPOROSI SENSE FRACTURA PATOLÒGICA ACTUAL 2019 - (F41.9)-ANSIETAT 2019 - (F51.09)-INSOMNI (NOORGÀNIC) Medicació activa: ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG 1 cada 24 hores. DEPRAX 100MG 60COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 1 cada 24 hores. EMCONCOR COR 2,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER RANU 1 cada 24 hores.LEVOGASTROL 25MG 60 COMPRIMIDOS 1 cada 12 hores. LORAZEPAM CINFA 1MG 50 COMPRIMIDOS EFG 0,25 cada 24 hores. METFORMINACINFA 850MG 50 COMPRIMI RECUB PELIC EFG 1 cada 8 hores. OMEPRAZOL CINFAMED 20MG 56 CAPS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 1 cada 12hores. PARACETAMOL CINFA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG 1 cada 12 hores. RAMIPRIL CINFA 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG 1 cada 24 hores. SERTRALINA MYLAN 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 1 cada 24 hores. SIMVASTATINA MYLAN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG 1 cada 24 hores.				

El botó situat al costat del camp ens permet visualitzar tot el contingut del camp. Clicant en el botó fem que el camp es faci més gran per veure tot el contingut:

Solicitud	Precauciones	Datos demográficos	Datos cliente	Comentarios	Solicitud digitalizada	Otras solicitudes
Solicitud						
<input checked="" type="checkbox"/> Paciente ingresado		Médico solicitante	Ámbito de procedencia		Lit	
<input type="checkbox"/> Paciente urgente		IRENE			T404	
<input type="checkbox"/> No programada		Forma de llegada	Área de procedencia			
		Litera	U.HOSPITALITZACIO 4 ESQUERRA			
		Informació clínica				
Fecha Visita		Dona de 77 anys d'edat amb els problemes de salut actius rellevants: 2017 - (M35.3)-POLIMIÀLGIA REUMÀTICA 2015 -(E11.9)-DM2 2013 - (E03.9)-HIPOTIROIDISME SUBCLÍNIC 2013 - (I10)-HIPERTENSIÓ (PRIMÀRIA) ESSENCIAL 2010 -(E78.9)-TRASTORN DEL METABOLISME DE LES LIPOPROTEINES NO ESPECÍF. 2010 - (I25.9)-CARDIOPATIA ISQUÈMICA 2002 -(M81.8)-ALTRES TIPUS D'OSTEOPOROSI SENSE FRACTURA PATOLÒGICA ACTUAL 2019 - (F41.9)-ANSIETAT 2019 - (F51.09)-INSOMNI (NOORGÀNIC) Medicació activa: ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG 1 cada 24 hores. DEPRAX 100MG 60COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 1 cada 24 hores. EMCONCOR COR 2,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER RANU 1 cada 24 hores.LEVOGASTROL 25MG 60 COMPRIMIDOS 1 cada 12 hores. LORAZEPAM CINFA 1MG 50 COMPRIMIDOS EFG 0,25 cada 24 hores. METFORMINACINFA 850MG 50 COMPRIMI RECUB PELIC EFG 1 cada 8 hores. OMEPRAZOL CINFAMED 20MG 56 CAPS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 1 cada 12hores. PARACETAMOL CINFA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG 1 cada 12 hores. RAMIPRIL CINFA 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG 1 cada 24 hores. SERTRALINA MYLAN 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 1 cada 24 hores. SIMVASTATINA MYLAN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG 1 cada 24 hores.				

Tornant a clicar en el botó  el camp Informació clínica torna al seva alçada inicial.

Precaucions: registres de incidències registrades al pacient en proves anteriors

Sol·licitud Precaucions Dades demogràfiques Dades client Comentaris Sol·licitud digitalitzada Altres sol·licituds						
Data	Codi	Descripció	Observacions	Usuari	Professional	

Dades demogràfiques:

Sol·licitud Properes visites Precaucions Dades demogràfiques Dades client Comentaris Sol·licitud digitalitzada Altres sol·licituds						
Núm. història	Nom	1er. Cognom	2on. Cognom	Sexe	Data naix	Edat
H755799	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	M	06-03-1919	98 (a)
Adreça		DP	Població	Província		
CARRER/ <input type="text"/>		08206	08187	08		
Telèfon	Telèfon de contacte	DNI	NASS	CIP	Metge de capçalera	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Dades de client:


Sol·licitud Properes visites Precaucions Dades demogràfiques Dades client Comentaris Sol·licitud digitalitzada Altres sol·licituds					
Client contable					
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	Centre sol·licitant			Servei sol·licitant	
H	HS	HOSPITAL DE SABADELL	UGA	Unitat Geriàtrica d Aguts	
Professional sol·licitud			Professional responsable		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	


Comentaris: (on es poden afegir comentaris de professionals, i que queden assignats al pacient, podent-se consultar des de diverses pantalles com a informació relativa al pacient),

Sol·licitud Precaucions Dades demogràfiques Dades client Comentaris Sol·licitud digitalitzada Altres sol·licituds				
Data	Comentari	Usuari	Professional	
*				

Mitjançant una configuració, es pot deixar o no modificar els comentaris. Veure apartat Consulta Dades Pacient del document CIMD-SISD-TEC-Documento Técnico SISDNet.docx

Sol·licitud digitalitzada:



El botó  de la pestanya de Sol·licitud digitalitzada es visualitza si es dóna un d'aquests dos casos:

- La [petició en paper escanejada s'hagi enviat al PACS](#) i associat a la sol·licitud del SISDI. En aquest cas al clicar en el botó es farà la crida al visor d'imatges per consultar la petició
- Si a nivell de petició tenim informat l'Identificador del pdf de la petició ubicat a HCIS (notificat per aquest al enviar la petició a SISDI). En aquest cas al clicar en el botó visualitzarem el pdf de la petició.

En qualsevol altre cas aquest botó no es visualitza

Si tenim possibilitat d'accés al 'Estació Clínica de l'hospital des de SISDI, en aquesta pestanya

també apareixerà el botó per accedir-hi:




Altres Sol·licituds: a on es mostren altres peticions registrades al pacient i encara no realitzades o realitzades recentment. Si alguna de les exploracions està en estat pendent de Prioritzar, apareixerà en vermell.

Selecció d'un registre d'aquesta llista que estigui *Pendent de prioritzar* (registre vermell) o Prioritzada i fent Doble-clic sobre ell, es carrega la pantalla amb les dades d'aquesta exploració i podem prioritzar-la també.

Exploració	Descripció	Lateral	Data sol·licitud	Prioritat sol·licitada	Aparell	Prioritat	Estat sol·licitud	Data exploració	Metge SDI	Data plaç
70324.01	TELEMETRIA EEII FRONT		12/12/2013				Pendent de programar			
70101.02	RX TORAX PREOP		07/03/2018 10:55				Pendent de programar			
70324.01	TELEMETRIA EEII FRONT		27/03/2019				Pendent de programar			
70995.01	TC ABDOMINAL		16/05/2019 1...				Pendent de priori...			
71345	ECOGRÀFIA ABDOMINAL		14/05/2019 15:48		ECOT1	1	Confirmada	16/05/2019	jpuig	

Si seleccionem una exploració d'aquesta llista que ja està feta i que té informe, s'activa el

botó  que permet visualitzar aquest informe.

Àrea exploracions de la sol·licitud:

Lista exploracions de la sol·licitud a Prioritzar:

Organo sistema	Organo-sistem prioritización	Tipo prueba	Tipo exploración	Exploración	Descripción	Lateralidad	Prioridad solicitada	Aparato	Prioridad	Estado solicitud	Médico SDI	Tipo franja	Fecha mínima realiz	Añadir
ABD	ABD	CT	70995.01	70995.01	TC ABDOMINAL		3			Pendent de priorit...				Anular
														Revisión
														Urgentes
														Cambio Org-Sist
														Cambio Expl.

Mostra la llista de les exploracions associades a la sol·licitud seleccionada. Des d'aquesta llista es pot assignar directament una prioritat i un radiòleg revisor, així com també informar el Tipus de franja, l'aparell, i canviar l'òrgan sistema si cal.

En el moment en que s'assigna una prioritat, es produeix un canvi en l'estat de la exploració: de *Pendent de prioritzar* a *Prioritzada*.

Botó Afegir exploració:

Añadir

Prement el botó **Añadir** permet afegir una nova exploració a la petició que s'està revisant del pacient. Aquesta exploració quedarà registrada en estat Pendent de prioritzar. Es pot informar o no informar l'aparell en el que es vol realitzar la prova.

Registro de nueva exploración -

Datos

Aparell
 ..

Órgano / Sistema
 ..

Tipo prueba
 ..

Tipo exploración
 ..

Exploración
 ..

Lateralidad


Motivo nueva exploración
 ..

Médico SDI responsable
 ..

I apareixerà en blau a la llista d'exploracions de la petició quan sortim de la pantalla d'Afegir exploracions:

Organ sistema	Tipus prova	Tipus exploració	Exploració	Descripció	Lateralitat	Prioritat sol·licitada	Aparell	Prioritat	Estat sol·licitud	Metge SDI	Tipus franja
NEU	MR	71141	71141	RM CRANI		1			Pendent de priorit...		
NEU	MR	71162	71162	RM-ANGIO DEC...		1			Pendent de priorit...	CARHE	

Anular

Botó Anular: Prement el botó  es permet anul·lar l'exploració seleccionada afegint un motiu d'anul·lació. Una exploració anul·lada ja no es pot programar, queda fora del circuit de la exploració. Si la petició ha arribat de la Estació Clínica de l'hospital com a petició electrònica, automàticament s'enviarà un missatge de resposta a aquest sistema per que també s'anul·li allà la petició.

Anul·lació d'exploració -

Introducció de dades

Motiu d'anul·lació


Metge SDI responsable

Observacions

I apareixerà Anul·lada a la llista d'exploracions de la petició quan sortim de la pantalla d'Anul·lar exploracions:

Órgan sistema	Tipus prova	Tipus exploració	Exploració	Descripció	Lateralitat	Prioritat sol·licitada	Aparell	Prioritat	Estat sol·licitud	Metge SDI	Tipus franja
VAS	CT	7000850	7000850	ANGIO-TC EEII		1			Anul·lada	ALGUER	

Revisió

Botó Revisió: Prement el botó  s'accedeix a una pantalla que facilita la prioritització: permet canviar els mateixos valors que es poden modificar des de la graella d'exploracions per prioritzar.

Prioritzación -

Introducción de datos

ECO-DOPPLER VENOS EEII (ESTUDI TVP)



México SDI responsable

Prioridad

Tipo franja

Aparato


Información para programación

Al salvar i tornar a la pantalla de priorització, la exploració apareixerà en estat Prioritzada:

Órgano sistema	Tipo prueba	Tipo exploración	Exploración	Descripción	Lateralidad	Prioridad sol·licitada	Aparato	Prioridad	Estado sol·licitud	México SDI	Tipo franja
VAS	US	7000386	7000386	ECO-DOPPLER...		3		3	Prioritzada	ALGUER	

Urgentes

Botó Urgents: Prement el botó  accedim a la pantalla que ens permet canviar una exploració de l'estat Pendent de prioritzar a Afegida (Urgent) de manera que aparegui ja en el llistat de treball del tècnic (veure [circuit urgent al prioritzar](#)):



Marcar exploración priorizable como urgente (No programada) - MARIA JOS...

Introducción de datos

RM COLUMNA DORSAL


Fecha exploración: 14-07-2017 Hora: 13:08


Técnico responsable

Médico SDI responsable

Aparato

Información adicional

Botó Canvi Org-Sist: Prement el botó  es permet canviar [l'òrgan sistema de prioritziació](#). El funcionament és el mateix que el [Botó de Canvi d'òrgan-sistema](#) de la pantalla de Consulta de sol·licituds per estat.

Botó Canvi Expl: El botó  permet el canvi d'exploració en cas de que s'hagi fet la petició d'una prova no adequada o que s'hagi registrat per error malament. El botó sols s'activa si en el sistema tenim configurat que es permet aquest canvi (no es pot fer si la petició ve d'un altre sistema d'informació).

Cambio Exploración en caso de petición incorrecta -

Introducción de datos

Órgano sistema

Exploración

Aparato

Médico SDI responsable


Observaciones

Àrea registre dades de la sol·licitud:

Mostra dades relatives a la sol·licitud que poden modificar-se:


Motivo
77 a. Ingressa en i. respiratòria probablement 2ª a pneumònia. Descoagulat per FA. Presenta tumefacció d'EIE amb equimòsia a cara lateral genoll. Eco per valroar TVP vs hematoma per causa traumàtica (referix mal gesto fa 10 dies)
Información adicional
Información para programación


Motiu: apareix el text informat pel metge sol·licitant com a Motiu de la sol·licitud. El radiòleg, al revisar la sol·licitud, pot modificar aquest text.


Informació addicional: el radiòleg pot anotar en aquest camp Indicacions dirigides al tècnic que farà la prova. Aquestes indicacions apareixeran en la pantalla de Confirmació d'activitat per tal de que les vegi el tècnic. El botó  permet seleccionar una [macro del tipus Informació pel tècnic](#).


Informació per programació: anotacions del radiòleg que revisa dirigides a les persones que programaran la prova. Si la programació es fa des de SISDI, apareixeran aquestes notes a la pantalla de programació. Si la programació es fa en el Sistema d'Informació de l'hospital, aquestes notes poden arribar a aquest sistema a través de missatgeria per que les persones que citen les vegin en el moment de programar la exploració.

El botó  permet seleccionar una [macro del tipus Informació per programació](#).


- informació addicional: anotacions dirigides al tècnic, poden estar definides per macros i es permet afegir la macro cercant pel botó . Aquest botó permet fer la cerca per codi/descripció de la macro d'informació pel tècnic:



- Informació per programació: anotacions dirigides a programació. També pot estar definida per macros, tenint accés a la cerca des del botó , que permet la cerca per codi/descripció com mostra la següent pantalla:



4.3.1.6. REVISIÓ EXPLORACIONS PROGRAMADES

El botó de Revisió  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat una exploració o més d'una en estat *Programada* dóna accés a la pantalla de Revisió d'exploracions programades.


Si es selecciona més d'un registre, apareix una etiqueta indicant-ho.

Número registres que es modificaran: 6


Les dades informades en aquesta pantalla s'aplicaran a **totes les exploracions seleccionades**, sobreescrivint les dades si ja estaven prèviament informades.


Aquesta funció permet:

- a un infermer registrar Informació d'infermeria, relativa a Informació clínica del pacient rellevant en el moment de fer la prova, i que el radiòleg pot visualitzar en el moment de revisar la prova.




- a un radiòleg revisar peticions Programades i registrar Informació Addicional amb anotacions dirigides al tècnic, que aquest veurà quan accedeixi a la pantalla de confirmació d'activitat .



El botó de Macros  permet accedir a una llista de macros de tipus [Informació addicional](#), i seleccionant una afegir el text de la macro al camp d'Informació pel tècnic.

- Determinats usuaris amb permís per editar els dos camps poden accedir a la funció tenint activats dels dos camps per modificar:



Aquesta informació es podrà consultar a les següents pantalles:


Informació Infermeria:

- [Confirmació activitat](#)
- [Consulta de dades de la sol·licitud.](#)
- [Elaboració informes](#)

Informació addicional:

- [Confirmació activitat](#)
- [Consulta de dades de la sol·licitud.](#)

4.3.1.7. URGENT

S'accedeix des del botó  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat un sol registre corresponent a una exploració que estigui en estat *Pendent de prioritzar*. Aquest botó permet passar una exploració Pendent de Prioritzar a Afegida, assignant-li un aparell i data i hora del sistema. Accedim a la pantalla que ens permet fer aquest canvi de manera que aparegui ja en el llistat de treball del tècnic (veure [circuit urgent al prioritzar](#)):

Marcar exploració prioritzable com urgent (Afegida) -

Introducció de dades

RADIOFREQUÈNCIA TIROIDES

Data exploració: 28-07-2020 Hora: 07:58

Tècnic responsable

..

Infermer

..

Metge SDI responsable

VICPE ..


Aparell


..

Informació addicional

Estudi PAAF previ a radiofreqüència (PAAF prèvia 2010)


4.3.1.8. PAPER


Amb el botó  podem marcar o desmarcar les sol·licituds seleccionades com sol·licituds amb paper rebut o no.



Si es clica Sí es marquen les sol·licituds com paper rebut, si es clica No es marquen com paper no rebut. El botó cancel·lar tanca sense fer res


4.3.1.9. PENDENT DE RESPOSTA

Amb el botó  podem marcar o desmarcar les sol·licituds seleccionades com sol·licituds amb pendents de resposta o no.



Si es clica Sí es marquen les sol·licituds com pendent de resposta, si es clica No es marquen com no pendent de resposta. El botó cancel·lar tanca sense fer res


4.3.1.10. CANVI ÒRGAN-SISTEMA

Amb el botó  podem canviar l'[òrgan-sistema de prioritació](#) d'una o més exploracions. El botó s'activa si tenim seleccionats a la graella

- Un registre d'una exploració en estat *Pendent de prioritzar*.
- Més d'un registre, si estem filtrant per l'estat d'Exploració Pendent de prioritzar i tenim informat el filtre d'òrgan-sistema.

L'[òrgan-sistema de prioritació](#), per defecte és igual a l'[òrgan-sistema de la exploració](#). Si es vol que una exploració determinada sigui prioritzada per un àrea diferent a la de l'òrgan-sistema

que té assignat (cas d'exploracions dobles Toraco-abdominals, ...) amb aquest botó podrem fer el canvi.





Amb el botó d'Acceptar es guardarà el canvi de l'Òrgan-sistema de priorització. Si el codi seleccionat és compatible amb la exploració (Veure [Manteniment de Tipus d'exploració per Òrgan-sistema](#)) es modificarà també l'Òrgan-sistema de la exploració. Aquesta acció es realitza per cadascuna de les exploracions seleccionades.

Un cop canviat la Òrgan-sistema de priorització la exploració desapareixerà de la llista d'exploracions Pendants de prioritzar del radiòleg d'Abdomen en aquest cas, i apareixerà a la llista del radiòleg que prioritza Tòrax.

4.3.2. REGISTRE D'EXPLORACIONS URGENTS

Aquest punt de menú permet el registre d'exploracions urgents, assignades automàticament al propi centre, amb data i hora actual. Al accedir es mostrarà un missatge recordant que no s'hauria de fer servir aquest punt menú si es tracta d'una instal·lació en la que les peticions ens arriben del Sistema d'Informació de l'Hospital. Això és així per que aquestes exploracions pot ser que no arribin a aquest Sistema d'informació a no ser que es repliquin.



Enregistrament d'exploracions urgents

Dades de la sol·licitud

Núm. història: [] .. []

Edat: []

Servei: [] .. []

Metge sol·licitant: [] Metge responsable: []

Centre sol·licitant: []

Motiu de la sol·licitud: []

Dades de l'exploració

Aparell: [] .. []

Òrgan / Sistema: [] .. []

Tipus prova: [] .. []

Tipus exploració: [] .. []

Exploració: [] .. [] Lateralitat: []

Tècnic responsable: [] .. []

Metge SDI responsable: [] .. []

Infermer/a responsable: [] .. []

Sense informe FHL Exploració de recerca Embaràs

Tip. Imatge: []

Exploracions recents del pacient

Exploracions pendents prioritzar/prioritzades

Informació adicional

En sistemes amb integració amb CACHE és possible recuperar dades del Sistema d'Informació de l'Hospital prèviament a l'alta de la exploració, i en aquest cas no es produeix el problema descrit anteriorment, ja que es disposen de totes les dades necessàries.

En els casos amb integració amb el Sistema d'integració de l'Hospital és millor evitar fer servir aquest punt de menú perquè pot haver-hi problemes de consistència de dades: en molts casos no es pot enviar per missatgeria una nova petició RIS -> HIS.



Es pot accedir directament des del botó  de la barra d'eines.

Cal informar el número d'història, aparell, òrgan sistema, tipus de prova, tipus d'exploració, exploració, tècnic responsable i tipus d'imatge com a dades obligatòries.

Si es marca la casella de Sense Informe la exploració es registrarà com a **Sense Informe**, i no apareixerà com a Pendent d'informar

FHL = Fora Horari Laboral


Exploració de recerca: Indica que la exploració no s'haurà de facturar, ja que es realitza amb finalitats de recerca.

Si se sap que la pacient està embarassada, es pot marcar la casella **Embaràs**, que veurà el radiòleg en el moment de fer l'informe.

Un cop creada la sol·licitud (es registra com a exploració Afegida, amb Aparell i Data i Hora de realització)s'accedirà directament a la pantalla de registre d'activitat del tècnic des de la que es Confirmarà.

4.3.3. ENREGISTRAMENT D'EXPLORACIONS EXTERNES URGENTS

Aquest punt de menú és igual al registre d'exploracions urgents, però en aquest cas cal informar el número d'història, tipus de centre i centre sol·licitant, metge sol·licitant, aparell, òrgan sistema, tipus de prova, tipus d'exploració, exploració, tècnic responsable i tipus d'imatge com a dades obligatòries.



Registro de exploraciones externas urgentes

Datos de la solicitud

Núm. Historia: [] .. []

Tipus: [] Centro solicitante: [] .. []

Médico solicitante: []

Motivo de la solicitud: []

Solicitud externa: [] Núm. Historia externa: []

Servicio: [] .. []

Médico responsable: []

Información adicional: []

Datos de la exploración

Aparato: [] .. [] Exploración: [] .. [] Lateralidad: []

Órgano / Sistema: [] .. [] Técnico responsable: [] .. []


Tipo prueba: [] .. [] Médico SDI responsable: [] .. [] Metge sig elect tarja nov CIMD

Tipo exploración: [] .. []

Sin informe FHL Embarazo Tip. Imagen: []

Exploración de estudio

La diferència amb el registre d'exploracions urgents és que en aquest cas hem d'informar el centre sol·licitant, ja que no es tracta d'un pacient de l'hospital.



The screenshot shows a software window titled "Enregistrament d'exploracions externes urgents". It contains several sections for data entry:

- Dades de la sol·licitud:** Includes fields for "Núm. història", "Tipus", "Centre sol·licitant", "Metge sol·licitant", and "Motiu de la sol·licitud".
- Sol·licitud externa:** Includes "Núm. Història externa", "Servei", and "Metge responsable".
- Informació addicional:** A large text area for additional notes.
- Client and Règim:** Two dropdown menus, which are highlighted with a red box in the image.
- Dades de l'exploració:** Includes "Aparell", "Òrgan / Sistema", "Tipus prova", and "Tipus exploració".
- Exploració:** Includes "Exploració", "Lateralitat", "Tècnic responsable", "Metge SDI responsable", and "Infermer/a responsable".
- Options:** Checkboxes for "Sense informe", "FHL", "Exploració de recerca", and "Embaràs". A "Tip. Imatge" dropdown is also present.

Es pot configurar la aplicació per que permeti seleccionar el Client i el Règim Econòmic.

Un cop creada la sol·licitud (es registra com a exploració Afegida, amb Aparell i Data i Hora de realització)s'accedirà directament a la pantalla de registre d'activitat del tècnic des de la que es Confirmarà.

4.3.3.1. Registre exploració per Avaluació de Càncer d'Interval


Des del mateix punt de Menú d'Enregistrament d'exploracions externes urgents es fa el Registre d'exploracions d'Avaluació de Càncer d'Interval. Aquest registre el realitza un administratiu de l'Oficina Tècnica de cribatge i es fa servir per generar un [Informe parametritzat d'Avaluació de Carcinoma d'interval](#). Donat que el registre el fa un Administratiu, en el camp Tècnic es pot registrar un codi de professional corresponent a un administratiu.

Enregistrament d'exploracions externes urgents


Dades de la sol·licitud Núm. història H704015 .. []		Sol·licitud externa []		Núm. Història externa []	
Tipus H ..		Centre sol·licitant OTC ..		Servei [] ..	
Oficina Tècnica Cribatge []		[]			
Metge sol·licitant Dra. []		Metge responsable []			
Motiu de la sol·licitud []		Informació addicional []			
Dades de l'exploració Aparell AMAMA .. AGENDA COMITÈ PTATOLOGIA MAMARIA		Exploració 7900042 .. AVALUACIÓ CARCINOMA INTER		Lateralitat []	
Òrgan / Sistema MAM .. Mama-Gine		Tècnic responsable SARNA [] .. []			
Tipus prova COM .. Comitès		Metge SDI responsable MCIMD PROVES CIMD, METI .. METGE PROVES CIMD			
Tipus exploració 7900042 .. AVALUACIÓ CARCINOMA INTERVAL		Infermer/a responsable [] .. []			
<input type="checkbox"/> Sense informe		<input type="checkbox"/> FHL		Tip. Imatge No imatge	
<input type="checkbox"/> Exploració de recerca		<input type="checkbox"/> Embaràs			

4.3.4. REGISTRE EXPLORACIONS COMITÈS

Aquest punt de menú serveix simplement per fer un informe des d'un Comitè. Sobres les dades de la sol·licitud cal informar el número d'història, tipus de centre i centre sol·licitant, metge sol·licitant. Respecte a la exploració, el tipus de prova serà obligatòriament 'COM' = Comitès: no es tracta d'una prova radiològica, si no d'un registre que ens permetrà fer un informe en un comitè .



La resta de dades de la exploració dependran de les definides per aquest tipus de prova: aparell, òrgan sistema, tipus d'exploració, exploració. També seran dades obligatòries: tècnic responsable i tipus d'imatge i data (Veure [Gestió data-hora](#)) i hora com a dades obligatòries. La exploració es registrarà automàticament com a Confirmada, i es podrà fer l'informe directament (en aquest cas no es passa per la pantalla de confirmació, ja que no intervé un tècnic que faci la prova).




4.3.5. REGISTRE SOL·LICITUDS EXTERNES

Aquest punt de menú és semblant als anteriors i serveix per enregistrar sol·licituds externes NO URGENTS, podent informar Data i Hora de realització (a diferència dels registres d'exploracions Urgents, en els que la data i hora de realització s'informen automàticament amb la del sistema).

Cal informar el número d'història, tipus de centre i centre sol·licitant, metge sol·licitant, aparell, òrgan sistema, tipus de prova, tipus d'exploració, exploració, tècnic responsable i tipus d'imatge i data (Veure [Gestió data-hora](#)) i hora com a dades obligatòries.

La exploració queda en estat *Afegida*, i la confirmarà el tècnic en el moment en que s'hagi de realitzar la exploració, que pot ser uns dies després.




4.3.6. MODIFICACIÓ DADES PACIENT

Aquesta funció està obsoleta. Si es tracta de pacient creat des del propi SISDI, és millor fer-ho des de l'aplicació de SISDWeb. Si el manteniment de pacients es fa des del Sistema d'Informació de l'Hospital, cal de modificar les dades en aquest sistema, i rebre la missatgeria corresponent per integració per que el pacient quedi actualitzat en el SISDI.

4.3.7. DADES DE PACIENT

Aquest punt de menú permet accedir a dades de pacient i modificar cercant per número d'història les dades associades a pacient com:

- Consulta / Registre de precaucions (al·lèrgies, claustrofòbia,...)(codificat)



Data	Hora	Codi	Usuari	Professional	Observacions
*					

El camp usuari es carrega amb l'usuari logat a l'aplicació i no es pot canviar i el camp del professional es carrega amb els professionals que estan en actiu.

- Consulta Dades demogràfiques

NUM. HISTORIA

Precaucions **Datos demogràfics** Datos asistenciales Exosimetría Comentarios Asignación de agrupaciones clínicas

Núm. Historia Nombre 1er. Apellido 2º Apellido

Fecha nacim Edad Sexo

Dirección

DP Población Provincia

Teléfono Teléfono de contacto Teléfono móvil

Médico de cabecera DNI CIP NASS

Identificadores de Paciente asociados a este Paciente

	Id. Paciente	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Fecha nacimiento	Sexo

Dades

asistenciales

Precaucions **Datos demogràfics** Datos asistenciales Exosimetría Comentarios Asignación de agrupaciones clínicas

Resultados SDI

Fecha	Hora	Exploración	Estado	Estado informe	Aparato	Órgano sistema	Lectura	Versio	IdGenPacient	Categ
14-06-2017	09:45	PROYECCIONES ADICIONALS DE M...	Confirmada		MAMO1	MAM				PROAD
14-06-2017	12:15	ECOGRAFIA MAMA	Confirmada		ECOD4	MAM				E0000
08-05-2017	19:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada		MAMO1	MAM	1			MAOTC
08-05-2017	19:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada		MAMO1	MAM	2			MAOTC
08-05-2017	19:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada		MAMO1	MAM	3			MAOTC
08-05-2017	19:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada		MAMO1	MAM				MAOTC
09-01-2015	09:00	ECOGRAFIA ESPATLLA	Confirmada		EMUSC	MES				71361.01
03-12-2014	10:00	MAMOGRAFIA	Confirmada		MAMO2	MAM				M0000
03-12-2014	10:00	TOMOSINTESIS	Afegida confirmada		MAMO2	MAM				72338.01
03-12-2014	10:15	ECOGRAFIA+ BAG	Descorfirmada		ESTER	MAM				E8000
03-12-2014	10:15	ECOGRAFIA MAMA	Afegida confirmada		ECOD5	MAM				E0000
26-11-2014	11:20	CONSULTA RADIOLOGICA	Confirmada		CONRAD	MAM				7900030
04-06-2013	09:15	ECOGRAFIA MAMA	Confirmada		ECOD5	MAM				E0000
06-05-2013	17:42	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada		MAMO1	MAM	1			MAOTC
28-06-2012	13:00	ECOGRAFIA MAMA	Confirmada		ECOD5	MAM				E0000

Sol. Patología

Núm. Referencia	Tipo de solicitud	Fecha solicitud	Núm. informe	Estado informe	Fecha informe	Núm. Historia
00P06873	Citologies primària	25-03-2000	0	Llurat	05-04-2000	
01P13114	Citologies primària	01-06-2001	0	Signat	28-06-2001	
02P25582	Citologies primària	20-11-2002	0	Signat	28-11-2002	
03P27746	Citologies primària	12-11-2003	0	Signat	27-11-2003	
06P10254	Citologies primària	28-04-2006	0	Signat	29-05-2006	
09P08248	Citologies primària	03-04-2009	0	Signat	12-05-2009	
12P09271	Citologies primària	10-05-2012	0	Signat	13-07-2012	

En cas d'exploracions de cribratge de mama, a la llista apareix el registre corresponent a l'informe de fi de ronda.

08-05-2017	19:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada	MAMO1	MAM	3	H354213	MAOTC	
08-05-2017	19:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	Confirmada	MAMO1	MAM		H354213	MAOTC	(InfRonda)
09-01-2015	09:00	ECOGRAFIA ESPALI A	Confirmada	EMISC	MES		H354213	71361 01	



El botó permet visualitzar l'informe associat a l'exploració seleccionada. Si hi ha més d'un informe associat, apareix una llista per seleccionar l'informe a visualitzar:

Id. Paciente:

Nombre:

Núm. informe	Tipo informe	Tipo informe	Versión	Fecha informe	Id.Exploración	Fecha de exploración	Exploración
2030805	Informe		0	22/04/2013	5176130	09/04/2013	NOTES COMITE P.MAI
2030805	Informe adicional		1	29/04/2013	5176130	09/04/2013	NOTES COMITE P.MAI
2030805	Informe adicional		2	29/04/2013	5176130	09/04/2013	NOTES COMITE P.MAI
2030805	Informe adicional		3	30/04/2013	5176130	09/04/2013	NOTES COMITE P.MAI
2030805	Informe adicional		4	09/05/2013	5176130	09/04/2013	NOTES COMITE P.MAI
2030805	Informe adicional		5	23/05/2013	5176130	09/04/2013	NOTES COMITE P.MAI

Mostrant de 1 a 6 de 6 registres

LA EXPLORACION SELECCIONADA TIENE UN INFORME ADICIONAL QUE PUEDE CORREGIR O ANULAR EL PRIMER INFORME. CONSULTELO, SELECCIONANDO CADAUNA DE LAS LINEAS DE LA LISTA SE PODRÁ ACCEDER A LOS DIFERENTES INFORMES.

- Consulta Exposimetria

Fecha	Hora	Exploración	Descripción	Aparato	mGy	Placas	Unidad dosis	Dosis rad.
09-06-2017	14:19	EP000	PUNCIO MAMA PER ECO	ECOUD3				
09-06-2017	14:58	7000848	ANGIO-TC CAROTIDI	PETTC				
30-01-2017	14:28	5000069	DILATACIONES ESOFAGIQUES PER ENDOSCOPIA	ENDO3				
30-01-2017	13:48	5000155	EXTRACCIO DE CALCULS (ERCP)	TMD1E				
26-01-2017	07:53	70207	RX MANDIBULA OBLIQUA (ATMe)	RXT1				
26-01-2017	07:53	70101.02	RX TORAX PREOP	RXT1				
15-12-2016	08:00	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL	ECOT1				
15-12-2016	08:15	7000386	ECO-DOPPLER VENOS EEII (ESTUDI TVP)	ECOT1				
01-12-2016	15:51	71341	ECOGRAFIA OCULAR	ECOT2				
01-12-2016	15:52	71361	ECOGRAFIA EXTREMITATS.	ECOT2				
10-11-2016	10:10	7000097	TAC PROCEDIMENT INTERVENCIONISTA ABDOMEN	TCT1				
26-10-2016	12:39	70995.03	TC PANCREATIC	TCUD1				
25-10-2016	08:42	70995.03	TC PANCREATIC	TCT1				
04-10-2016	07:00	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL	ECOT1				
04-10-2016	09:00	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL	ECOT1				
22-09-2016	11:33	7000386	ECO-DOPPLER VENOS EEII (ESTUDI TVP)	ECOT2				
22-09-2016	13:22	5000152	COAGULACIO AMB GAS ARGO (ERCP)	TMD2				
07-09-2016	09:10	7000387	ECO-DOPPLER VENOS EESS (ESTUDI TVP)	ECOT1				
07-09-2016	09:10	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL	ECOT1				
30-05-2016	13:24	5000154	ESFINTERECTOMIA	TMD2				
30-05-2016	14:13	71741.01	FLEBOGRAFIA EEII	TMD3				
30-05-2016	14:13	71864	TRACTAMENT ISQUEMIA INTESTINAL CRONICA AMB P...	TMD3				
30-05-2016	14:14	7000230	PORTOGRAFIA DIRECTA	TMD3				
27-05-2016	09:55	5000161	COL LOGACIO DE DRENATGES (ERCP)	TMD2				
04-05-2016	10:58	7000395	TAC ABDOMINAL DINAMIC	PETTC				
04-05-2016	10:59	70896	BIOPSIA / PAAF CRANI	PETTC				
04-05-2016	14:47	7000396	TAC B.CRANI/CAVUM	PETTC				
04-05-2016	10:33	7000767	ECO-DOPPLER CERVICAL	ECOT1				
04-05-2016	12:39	TELETCNEU	INFORME TC NEURO	TELETCINFO				
22-04-2016	11:59	71025	RADIOFREQUENCIA	ECOT1			Gy	25.9
22-04-2016	13:16	71025	RADIOFREQUENCIA	ECOT1			Gy	25.9
22-04-2016	13:19	7900069	CONSULTA VERTEBROPLASTIA	CONRAD				
22-04-2016	14:07	7000385	ECO-DOPPLER INSUFICIENCIA VENOSA.	ECOT1				

Acumulado: 90910 mGy

- Consulta / Registre comentaris associats al pacient (no codificat)

Precaucions Dades demogràfiques Dades assistencials Exposimetria Comentaris Assignació d'agrupacions clíniques Documents Pacient							
Dades associades							
	Data	Hora	Codi		Usuari	Professional	Observacions
▶	08-04-2020	06:36	10	Reacció adversa al contrast			
	08-04-2020	06:55	14	Plaquetopènia			
	08-04-2020	08:21	1	Anticoagulació			
	08-04-2020	08:54	16	VHB			
	08-04-2020	09:05	12	VIH (+)			
*							

El camp usuari es carrega amb l'usuari logat a l'aplicació i no es pot canviar i el camp del professional es carrega amb els professionals que estan en actiu.

Mitjançant una configuració, es pot deixar o no modificar i/o eliminar els comentaris. Veure apartat Consulta Dades Pacient del document CIMD-SISD-TEC-Documento Técnico SISDINet.docx.

- Assignació Agrupacions clíniques


Precaucions Datos demográficos Datos asistenciales Exposimetría Comentarios Asignación de agrupaciones clínicas			
Asignación de agrupaciones clínicas			
	Fecha	Agrupación clínica	Subagrupación
▶	26-06-2017	QP_AAG Químio Primària amb ...	
*			


- Documents del Pacient

Precaucions Datos demográficos Datos asistenciales Exposimetría Comentarios Asignación de agrupaciones clínicas Documentos Paciente				
Tipo de documento		GRBInvida - Carta d'Invitació		
	Tipo de documento	Descripción	Archivo	Fecha
▶	CONS	Consentiment	brau.pdf	09/11/2017 8:49
	PREP	Preparació	jira nou 1.PNG	09/11/2017 13:20
	CONS	Consentiment	18m.jpg	09/11/2017 13:54

En aquest punt de menú es poden assignar documents al pacient, per exemple el document de consentiment.



Per fer-ho cal seleccionar un tipus de document del control desplegable i prémer . Al prémer el botó s'obrirà una finestra per poder triar el document a pujar (de qualsevol tipus: imatge, pdf, Excel...):



Al acceptar s'afegirà al llistat.


Es pot eliminar un document associat al pacient seleccionant una fila de la graella i clicant el




botó  a la dreta del llistat, així com visualitzar un document ja associat amb el botó

4.3.8. FUSIÓ NHC

Aquest punt de menú sols apareix habilitat en sistemes amb integració amb CACHÉ, en els que la recepció de pacients fusionats en el Sistema d'Informació de l'Hospital es fa a demanda, des de SISDI.



Un cop acaba mostra el missatge de que el procés ha finalitzat correctament.



En els sistemes en els que el manteniment de dades de Pacient es fa en el Sistema d'Informació de l'Hospital, i tenim integració amb HL7, la fusió de pacients es fa en aquest sistema i les fusions ens arriben a través de missatges d'integració a SISDI.

En el cas de sistemes en els que no tenim integració amb un Hospital, en els que els pacients es donen d'alta des del mateix SISDI, les fusions s'han de realitzar des de SISDWeb.

4.3.9. ASSOCIAR PACIENT SISD – PACIENT HIS

Aquest punt de menú permet associar pacients SISD amb Pacients HIS, si el sistema conviu amb els dos tipus de pacients.

The screenshot shows a window titled "Asociar Ids pacient SISDI-HIS". It contains a form with the following fields:

- Id. Paciente:** Local (SISD) and Externo (HIS), both with empty yellow input boxes and dropdown arrows.
- Nombre:** Local (SISD) and Externo, both with empty white input boxes.
- Sexo:** Local (SISD) and Externo, both with empty white input boxes.
- Fecha:** Local (SISD) and Externo, both with empty white input boxes.

At the bottom of the form, there are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

El formulari valida que els noms, sexe i dates de naixement dels pacients siguin iguals sinó marcarà els camps en vermell per fer més visible el possible error de dades.

The screenshot shows the same window as above, but with error messages in red boxes:

- Nombre:** Local (SISD) and Externo fields are highlighted in red with the text "XXXXXXXXXXXXXX".
- Sexo:** Local (SISD) field contains "D" and Externo field contains "F", both highlighted in red.
- Fecha:** Local (SISD) field contains "-----744" and Externo field contains "-----175", both highlighted in red.

The green checkmark and red 'X' buttons are still visible at the bottom.

Aquesta funció permet associar identificadors de pacient que corresponen a una mateixa persona: un dels identificadors correspon al del pacient en el propi hospital, i l'altre al mateix








pacient que s'ha fet una prova en un altre centre i que ens arriba a través d'integració amb Teleradiologia.

Un cop associats dos identificadors de pacient, quan des de qualsevol punt del SISDI o de SISDWeb filtrem per un dels dos identificadors, els registres que apareixen són els que corresponen als dos identificadors, ja que considerem que es tracta del mateix pacient.



4.3.10. IMPRESSIÓ DOCUMENTS

Aquest punt de menú permet la impressió en bloc de diversos tipus de document configurats a l'aplicació.


El formulari permet filtrar per les següents dades:

- Data inici/fi (Veure [Gestió data-hora](#))
- Tipus de document, el botó  permet la cerca per codi/descripció
- Idioma, el botó  permet la cerca per codi/descripció
- Àmbit de procedència, el botó  permet la cerca per codi/descripció
- Aparell, el botó  permet la cerca per codi/descripció
- Òrgan sistema, el botó  permet la cerca per codi/descripció
- Exploració, el botó  permet la cerca per codi/descripció
- Número d'història, el botó  permet la cerca per codi/descripció

Impressió de documents

Data inici	<input type="text" value="15-02-2019"/>	Data fi	<input type="text" value="15-02-2019"/>		
Tipus de document	<input type="text"/>				
Idioma	<input type="text" value="Català"/>		<input type="text" value="Català"/>		
Àmbit de procedència	<input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="URGENCIES"/>		
Aparell	<input type="text"/>				
Òrgan sistema	<input type="text"/>				
Exploració	<input type="text"/>				
Núm. història	<input type="text"/>				

4.4. GESTIÓ ACTIVITAT



4.4.1. CONSULTA PER ESTAT

S'accedeix des del menú Gestió Activitat - Consulta per Estat.

Aquesta pantalla té diferents filtres i el resultat es un pdf les exploracions pendents de programar (llista de espera), la programada pendent de realitzar o ambdues, depenent del filtre Estat seleccionat.

Consulta activitat programada i llista d'espera

Criteris de selecció

Data entrada inicial: 15-02-2019 | Data entrada final: 15-02-2019

Estat:
 Pendent de programar (llista d'espera)
 Programada
 Ambdues

Aparell: [dropdown] ..

Òrgan sistema: [dropdown] ..

Tipus exploració: [dropdown] ..

Tipus centre: [dropdown] | Centre sol·licitant: [dropdown] ..

Tipus prova: [dropdown] ..

Exploració: [dropdown] ..

Metge sol·licitant: [dropdown] ..

Si s'informa centre = 'HS' es seleccionaran les exploracions amb procedència diferent de '4 Externes'



Amb el botó es mostrarà el pdf amb les exploracions resultants de la cerca.

Servicio de Diagnóstico por la Imagen
Actividad programada y en lista de espera

Corporació **Parc Taulí** UDIAT Centre Diagnòstic

Período: 18-03-2017 - 26/06/2017 Aparato :
 Órgano / Sistema: Estado:
 Tipo de Prueba: Tipo de Centro:
 Tipo de exploración: Centro:
 Exploración: Médico solicitante:

Fecha solicitud Org/Sis	Fecha Prog. Tipo de Prueba	Hora Estado	Historia Aparato	Nombre del paciente	Exploración	Edad	Sexo
23-03-2017 ABD	CT	Pendent de programar					
23-03-2017 ABD	CT	Pendent de programar					
23-05-2017 MNU	NM	Pendent de programar					
21-03-2018 ABD	US	Pendent de programar					
06-06-2017 MAM	07-06-2017 MG	7:18: Programada					
31-05-2017 MAM	10-06-2017 MG	15:15 Programada					

Des de qualsevol filtre prement el botó es farà la cerca per codi o nom com es mostra en la següent imatge:

Búsqueda de valores por nombre - PTCOMAPA

Descripción

Buscar códigos
 Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

Código	Descripción
ALEUD	TEST ALE. ESPECTOMETRE MASSES (MADRID)
APAEXT	Aparell Extern
COMITES	COMITES UDIAT
CONRAD	CONSULTA RADIOLOGICA
ECOT1	ECOGRAF APLIO MX TAULI
ECOT2	ECOGRAF S2000
ECOT3	ECOGRAF VASCULAR
ECOTP	ECOGRAF TAULI PORTATIL
ECOD1	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT
ECOD2	ECOGRAF SIEMENS ANTARES 2
ECOD3	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT
ECOD4	ECOGRAF UDIAT MAMOS
ECOD5	ECOGRAF SUPERSONIC AREA MAMOGRAFIES
EMUSC	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI
EMUSC1	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI 1
ENDO1	ENDOSCOPI 1



4.4.2. PORTA LLITERES

S'accedeix des del menú Gestió Activitat - Lliterers, i té un accés directe des del botó de la

barra d'eines .

Des d'aquesta pantalla s'obté com a resultat el llistat de treball de lliterers: pacients ingressats o a urgències que s'han de fer una prova i que se'ls ha de traslladar fins a la modalitat per poder fer-li. Aquest trasllat el fa el Lliterer. S'ha d'informar la data inici i la fi (Veure [Gestió data-hora](#)), i un dels tres filtres existents: Aparell, Edifici o Núm. Història.

Criteris de selecció

Interval de Dates: 15-02-2019  00:00 - 15-02-2019  23:59

Aparell .. Edifici .. Veure totes

Núm. Història ..

Si es marca la casella **Ver todas** es mostraran a la graella dels tres [estats possibles](#), trasllat realitzat, trasllat no realitzat i pendent trasllat. Si no es marca només es mostren les pendent de trasllat.

El resultat de la cerca és la següent:

Críteris de selecció

Programades: 2 Urgents: 13

Interval de Dates: 01/10/2019 00:00 - 02-04-2020 23:59

Aparell: ECOT1 ECOGRAF APLIO MX TAULLI Edifici: Veure totes

Núm. Història:


Dades seleccionades

Data	Hora	Lit	Forma d'ambada	Núm.	Nom del pacient	Aparell	Prioritat	Estat trasllat	Estat Exp.	Àmbit de	Àrea	Altres Proves
01/10/2019	07:11	T936	Litera			ECOT1	2	Trasllat realit...	Afegida confi...	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
01/10/2019	08:30	T536	Litera			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
01/10/2019	09:00	T412	Cadira de rodes			ECOT1	2	Trasllat realit...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
01/10/2019	09:45	T420	Cadira de rodes			ECOT1	2	Trasllat realit...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
01/10/2019	10:30	T824	Cadira de rodes			ECOT1	2	Trasllat realit...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
01/10/2019	11:15		Cadira de rodes			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 1	<input type="checkbox"/>
01/10/2019	11:34		Cadira de rodes			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 1	<input checked="" type="checkbox"/>
01/10/2019	12:30	T809	Cadira de rodes			ECOT1	1	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	07:42		Litera			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	URGENCIES	Àrea Quirúrgica - Nivell 1	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	08:45		Cadira de rodes			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 1	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	09:28		Cadira de rodes			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 1	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	09:28	T841	Cadira de rodes			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	09:29	T841	Cadira de rodes			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	10:00	T534	Cadira de rodes			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	10:15		Cadira de rodes			ECOT1	3	Pendent trasl...	Confirmada	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 1	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	10:51		Litera			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	URGENCIES	Àrea Quirúrgica - Nivell 1	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	11:45		Cadira de rodes			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 1	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	11:59	T922	Cadira de rodes			ECOT1	3	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input type="checkbox"/>
02/10/2019	12:00		Litera			ECOT1	2	Pendent trasl...	Desconfirmada	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 2	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	12:00		Cadira de rodes			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 2	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	21:45		Cadira de rodes			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 2	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2019	23:54		Litera			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	URGENCIES	Àrea Mèdica - Nivell 2	<input checked="" type="checkbox"/>
03/10/2019	08:30	T842	Cadira de rodes			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input checked="" type="checkbox"/>
03/10/2019	09:30	T813	A peu			ECOT1	1	Pendent trasl...	Desconfirmada	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input checked="" type="checkbox"/>
03/10/2019	09:30	T813	A peu			ECOT1		Pendent trasl...	Afegida confi...	INGRESSATS	U.HOSPITALITZACIO...	<input checked="" type="checkbox"/>
03/10/2019	10:00	T0ES...	Litera			ECOT1	3	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS		<input checked="" type="checkbox"/>
03/10/2019	10:00	T0ES...	Litera			ECOT1	2	Pendent trasl...	Confirmada	INGRESSATS		<input checked="" type="checkbox"/>

Tal i com s'aprecia a l'imatge les línies de la graella son de colors diferents, cada color és un estat diferent del trasllat del pacient:




- **Verd:** el trasllat ja s'ha realitzat
- **Vermell:** el trasllat no s'ha realitzat
- **Negre:** el trasllat està pendent de realitzar


S'afegeix a la grid una nova columna d'altres proves, es un check que es marcarà si el pacient té altres proves a realitzar el mateix dia. Al clicar sobre el check, si té proves, s'obre una altre pantalla amb les proves que s'ha de realitzar.



	Data	Hora	Codi Exploració	Exploració	Estat	Aparell
▶	01/10/2019	01:47	70501	RX SIMPLE ABDOMEN	Afegida confirmada	RXURG


Les diferents accions que es poden fer al seleccionar una línia de la graella son:

- [Consulta de dades de la sol·licitud](#), prement el botó 
- [Consulta de dades de pacient](#), prement el botó 
- Confirmar trasllat, prement el botó  , s'obre la següent pantalla:



Gestión Camilleros - EUGENIA SANCHEZ RUIZ

Introducción de datos


Data: 26-06-2017 Hora: 13:27 

Camilleros:


Traslado realizado
Pendent trasllat

Observaciones:

On la data i hora de la confirmació ja està posada i no es pot canviar, s'ha d'indicar

el lliterer i si marquem la casella **Traslado realizado** a l'acceptar amb el botó  es marca l'estat Traslats realitzats.

- Desconfirmar trasllat, prement el botó , s'obre la següent pantalla:



On la data i hora de desconfirmació ja està informada i no es pot canviar, s'ha d'indicar el lliterer i si es marca la casella **Desconfirmar traslado** a l'acceptar amb el

botó  es marca l'estat Traslats no realitzats.

4.4.3. LLISTAT DE TREBALL

S'accedeix des del menú Gestió Activitat - Llistat de Treball, i té un accés directe des del botó

de la barra d'eines




El llistat de treball permet al tècnic del SDI disposar de la llista de les exploracions que s'han programat en cada aparell per tal de realitzar-les. Permet per tant la visualització de la informació com la impressió en paper.

La pantalla té una sèrie de filtres, són obligatoris la data i hora d'inici, la data i hora fi (Veure [Gestió data-hora](#)) i l'aparell, la resta de filtres són opcionals.



Al fer la cerca, amb el botó  si el període marcat és major que un dia surt el següent missatge




Es cerquen les sol·licituds amb [estat](#) Programada, Afegida, Confirmada, Desconfirmada, Afegida Confirmada i Afegida Desconfirmada.

Per defecte es veuen les sol·licituds pendents de confirmar/desconfirmar, les confirmades sense imatge en el PACS assignada i Tipus d'imatge diferent de Analògic i No imatge.

Ver todos los registros.

Si marquem veure totes Ver todos los registros., es filtrarà per totes les exploracions del interval seleccionat i de l'aparell independentment del estat que tingui.

A la part superior dreta de la pantalla apareix un comptador que mostra el nombre d'exploracions Programades i el nombre de les Afegides (Urgents) que estan pendents de confirmar, de l'aparell i la data seleccionada. 

Aquest comptador s'actualitza cada certs minuts automàticament. Si ha augmentat el nombre d'exploracions pendents de confirmar, el comptador passa de color blau a vermell. Això indica al tècnic que si refresca la llista prement el botó de Cercar li apareixeran noves exploracions pendents de fer.

El resultat de la consulta es mostra a la graella:

Fecha	Hora	Descripción	Unid.	Discharge	Non-Status	Nombre del paciente	Fecha examen	Test	Pri.	Estado Espin.	Organ sistema	An. de sig.	Cama	Refa	Puntu	Otros Puntos
21-07-2017	08:17	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
21-07-2017	07:18	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
21-08-2017	07:18	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
21-08-2017	14:00	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
15-09-2017	07:27	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
20-09-2017	07:18	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
20-09-2017	07:54	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				
21-09-2017	08:12	NAIHOQUA/NA								Programada	NAIHO	E.				

Otras Pruebas

La columna indica si el pacient te altres proves programades el mateix dia, al clicar sobre el check es mostra una nova finestra amb una graella amb les exploracions.

Fecha	Hora	Código Exploración	Exploración	Estado	Aparato
06/09/2017	08:00	7000797	ESTADA CONTROL CURTA ECOGRAFIES	Programada	SORIN

Per configuració pot aparèixer per determinats aparells una columna a on es mostra la Data-hora de la última exploració del mateix tipus que la que es farà.

Data última prova
11/03/2020 13:11
26/03/2020 07:03
25/03/2020 10:41
22/03/2020 10:08

Les exploracions del llistat de treball corresponen als següents [estats](#):

- 04 Programada
- 06 Confirmada
- 07 Desconfirmada
- 08 Afegida (exploració enregistrada manualment)
- 09 Afegida Confirmada
- 10 Afegida Desconfirmada


A més de visualitzar l'estat de cada exploració, es mostren les exploracions del llistat de treball utilitzant el següent codi de colors:

- **Negre:** Exploracions pendents de realitzar (estat Programada o Afegida)
- **Verd:** Exploracions programades realitzades (estat Confirmada)
- **Blau:** Exploracions afegides realitzades (estat Afegida Confirmada)
- **Taronja:** Exploracions afegides desconfirmades (estat Afegida Desconfirmada)
- **Vermell:** Exploracions programades desconfirmades (estat Desconfirmada)

Les exploracions seleccionades van desapareixent de la llista de treball quan:

- L'exploració està confirmada
- L'exploració té associat l'estudi corresponent del PACS i
- El metge de SDI ha fet l'informe d'aquesta exploració, o l'exploració s'ha marcat com a Sense Informe.



Les exploracions que compleixen aquestes tres condicions ja no apareixen a la llista, a no ser que es premi el botó de veure tots els registres **Ver todos los registros.**


La columna Alerta mostra la icona  si el pacient té registrada alguna incidència (per exemple una al·lèrgia detectada en una prova anterior).

La columna Imatge (img), es un indicador de diferents colors de si l'exploració té estudi associat al PACS. Fent doble clic sobre aquesta columna, en un registre determinat, accedim a la funció de [Relacionar exploracions i imatges](#). La codificació de colors indica:

- **Gris:** exploració sense cap estudi associat al PACS. És l'estat inicial de qualsevol exploració.
- **Blau:** l'exploració té associat un estudi al PACS.
- **Negre:** exploració confirmada, sense imatge digital (s'ha indicat que és analògica, o que no s'obté imatge).
- **Vermell:** estat de l'exploració inconsistent. Pot ser per exemple per que l'exploració s'ha desconfirmat i malgrat això té un estudi del PACS assignat.

La columna Arribada, es un indicador de diferents colors que ens indica si el pacient ha arribat o no (si s'ha registrat a través de la funció [Arribada de pacients](#) que el pacient ha arribat, o ens ha arribat la notificació des d'un sistema de gestió de cues):

- Si la bola és grisa  : no tenim cap registre d'arribada de pacient
- Si la bola és verda:  tenim un registre de que el pacient ha arribat

Si la bola és groga:  tenim registre d'arribada de pacient però de fa moltes hores (pot donar-se el cas quan pacient té una prova al matí i una altra a la tarda, i se li registra l'arribada al matí: a la prova de la tarda es veurà l'indicador d'arribada en groc).



Amb el botó  s'exporta a pdf el resultat de la consulta.




Servicio de Diagnóstico por la Imagen
Listado de trabajo

Fecha: 09-05-2017
Aparato : MAM01 MAMOGRAF MTV


Hora	Historia	Nombre del paciente	Id.Exploración	Prioridad	Estado	Llegada
Área de procedencia	Exploración		Aparato	Org/Sis	Tipo de Prueba	
11:10				MAM01	Afegida confirmada	N
72335					MAM	MG
13:00				MAM01	Confirmada	N
MAOTC					MAM	MG
07:18				MAM01	Programada	N
MAOTC					MAM	MG
15:15				MAM01	Programada	N
MAOTC					MAM	MG
07:18				MAM01	Confirmada	N
MAOTC					MAM	MG
07:27				MAM01	Confirmada	N
MAOTC					MAM	MG

Si l'usuari te accés a la pantalla de Relacionar exploracions e imatges es mostrarà una nova columna 'Lligar'. Polsant la icona s'accedirà a la pantalla de Relacionar exploracions del pacient amb estudis PACS. Des d'aquesta pantalla es podrà tornar al Llistat de Treball.


A la dreta de la graella amb les exploracions del llistat apareixen una sèrie de botons que permeten accedir a informació diversa, i a la realització de determinades accions:




4.4.3.1. Consulta dades Sol·licitud


Des de la pantalla del llistat de treball es pot anar a consultar les [dades de la sol·licitud](#) prement el botó . Seleccionant un registre de la graella s'accedeix a veure les dades de la sol·licitud seleccionada.

4.4.3.2. Consulta dades pacient

Des de la pantalla de llistat de treball es pot anar a [consultar les dades de pacient](#) prement el botó . Accedim a consultar les dades del pacient del registre seleccionat.


També hi ha un accés directe des de la barra d'eines , però en aquest cas cal informar el pacient del que volem consultar les dades.


4.4.3.3. Impressió etiquetes

Des de la pantalla de llistat de treball es pot fer una impressió d'etiquetes prement el botó , s'obre una finestra per indicar el número d'etiquetes pacient, el número

d'etiquetes de pacient per a cartes i el número d'etiquetes petició. Els checkbox Num. Etiquet
ens permeten marcar si volem que s'imprimeixi un tipus d'etiqueta o no. Quan estan desmarcats es deshabilita el comptador d'etiquetes i no s'imprimeixen les etiquetes del tipus demarcat.



El botó  ens permet guardar la configuració actual de nombre d'etiquetes i de tipus de etiquetes habilitades. Aquesta configuració es guarda per usuari.



Prement el botó  surt un pdf amb les etiquetes a imprimir



i amb el botó  es fa una cancel·lació de la impressió.

S'imprimiran les etiquetes corresponents als registres seleccionats de la graella del Llistat de treball.

4.4.3.4. Afegir exploració

La funció d'enregistrament d'activitat no programada possibilita l'enregistrament d'exploracions no programades inicialment.

S'hi pot accedir des de:

- *Llistat de treball* (Menú: Gestió d'activitat → Llistat de treball, Barra d'eines: botó Llistat de treball), seleccionant una exploració i prement el botó de Afegir.
- *Confirmació i enregistrament activitat programada* (Menú: Gestió d'activitat → Llistat de treball → Botó de Confirmar → Botó d'Afegir), seleccionant una exploracions i prement el botó de Afegir.

Registre de nova exploració -

Dades

Aparell
ECOT1 .. ECOGRAF APLIO MX TAULI

Òrgan / Sistema
..

Tipus prova
..

Tipus exploració
..

Exploració
..

Lateralitat
.. Exploració de recerca

Motiu nova exploració
..

Metge SDI responsable
..

Tècnic responsable
..

Infermer
..

Embaràs

Registre de nova exploració -

Dades

Aparell
ECOT1 .. ECOGRAF APLIO MX TAULI

Òrgan / Sistema
[Yellow dropdown] .. [Grey input]

Tipus prova
[Yellow dropdown] .. [Grey input]

Tipus exploració
[Yellow dropdown] .. [Grey input]

Exploració
[Orange dropdown] .. [Grey input]

Lateralitat
[White dropdown] Exploració de recerca

Motiu nova exploració
[Yellow dropdown] .. [Grey input]

Metge SDI responsable
[White dropdown] .. [Grey input]

Tècnic responsable
[Yellow dropdown] .. [Grey input]

Infermer
[Yellow dropdown] .. [Grey input]


Embaràs

Les dades a informar són les següents:

- **Aparell:** obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Aparells. Per defecte apareix l'aparell a partir del qual s'afegeix l'exploració.
- **Òrgan sistema:** obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Òrgans sistema
- **Tipus de prova:** obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Tipus de prova
- **Tipus d'exploració:** obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Tipus d'exploració
- **Exploració:** obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Catàleg d'exploracions Si s'informa primer aquest camp, s'assignen els valors d'òrgan sistema, tipus de prova i tipus d'exploració predefinitos per aquesta exploració.

- **Lateralitat:** únicament es podrà informar en el cas de que la exploració seleccionada estigui marcada com que precisa lateralitat (dreta, esquerra, ambdues, ...)
- **Exploració de recerca:** es marca en cas de que el motiu de l'exploració sigui per recerca. Aquestes exploracions no es facturaran-
- **Motiu nova exploració:** obligatori.
- **Radiòleg responsable:** obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Radiòleg.
- **Tècnic:** obligatori si no està informat l'infermer. Poden estar informats el tècnic i l'infermer a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Tècnic radiologia.
- **Infermer:** obligatori si no està informat el tècnic. Poden estar informats el tècnic i l'infermer a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Infermer.
- **Embaràs:** es marca si la pacient està embarassada. Aquesta marca la veurà el radiòleg en el moment de fer l'informe.

La majoria de camps permeten:

- la selecció a partir de la llista de codis,
- la selecció a partir de la descripció: amb el botó de Cerca per nom () situat al costat de cada camp, s'accedeix a la funció de Cerca per nom.

En el moment de desplegar les llistes d'aparells, exploracions, tipus d'exploracions i tipus de proves es filtren els valors a mostrar segons la relació: òrgan sistema -> tipus de prova -> tipus d'exploració -> exploració. Això implica que, si per exemple, s'informa abans que cap altre paràmetre l'exploració, automàticament apareixerà el tipus d'exploració, el tipus de prova i l'òrgan sistema assignats a aquest codi d'exploració.

Els estats en que s'enregistrerà la nova exploració seran els següents:

- **Estat de l'exploració:** 09 No programada (afegida) confirmada ([Estats exploració](#)).
- **Estat del resultat:** 01 Pendent d'informar, a no ser que l'aparell assignat a la exploració estigui pre-configurat com Sense informe. En aquest cas l'exploració quedarà en estat de 05 Sense informe ([Estats informe](#)).
- **Estat de facturació:** Si la marca d'exploració de recerca que està activa correspondrà a l'estat 03 No facturable, i si està desactivada correspondrà a 01 Pendent de facturar. ([Estats facturació](#))

En el moment de donar d'alta l'exploració, el sistema comprova si l'exploració a partir de la qual s'ha afegit aquesta nova exploració:

- Té assignat un Full d'infermeria. Si és així, i aquest no està signat, l'exploració afegida s'assigna automàticament al full d'infermeria. Si sí que està signat, el sistema pregunta si es vol afegir l'exploració al Full d'infermeria.
- Té assignat un Informe mèdic. Si és així, i aquest no està signat, el sistema pregunta si es vol afegir l'exploració a l'informe. Si l'informe està signat, el sistema dona un avís a l'usuari indicant que no s'afegirà l'exploració a l'informe.

Una vegada enregistrada la nova exploració es pot activar, des de l'aparell radiològic, la crida al procés de lliurament del worklist per tal de que es rebin les dades de la nova exploració.

4.4.3.5. Confirmar

La funció de Confirmació i enregistrament de l'activitat programada permet confirmar les exploracions i registrar dades associades que hagin estat realitzades en els aparells radiològics. També permet l'accés a la desconfirmació d'una exploració, i a afegir noves exploracions al pacient.

A partir de la relació d'exploracions mostrades per la funció Llistats de treball, es selecciona una exploració de la llista, i prement el botó de Confirmar s'accedeix a la pantalla de Confirmació i enregistrament d'activitat. Allà es mostren dades relatives a la exploració seleccionada.

En el cas de que el pacient tingui programades en el mateix aparell altres exploracions, aquestes també apareixeran. Si te registrades incidències, apareix primer la pantalla de Dades de Pacient on es mostren.

La pantalla de confirmació d'exploracions consta d'una part comú i d'una part amb apartats diferenciats que permeten registrar els consums, les dades referents a l'exposimetria, contrastos, seqüències, tubs endoscòpics, procediments especials, radio, complicacions i terapèutiques de Radiologia Intervencionista, així com el Full d'Infermeria. No tots els apartats són visibles en tots els casos. Per cada aparell es pot configurar els apartats que cal que apareguin (per exemple, l'apartat de radio interessa que aparegui únicament en cas de que es tracti d'un aparell de Medicina Nuclear, ...)

Confirmació i enregistrament d'activitat

Sol·licitud Pacient Etiquetes

Hora	Exploració	Latei	Projecció	Confir	Estat sol·lit	Descripció	Òrgan / Sistema	Tipus prova	Aparell	Metge SDI	Tècnic responsable	Infermer	Tipus IMG	Impre	Sol·lit pato	Motu desco	Motu nova explor	Sense inform	Espera	Embaràs	Codi anestesia
09:15	PPARO			<input checked="" type="checkbox"/>	06	Confirmada	COLL	US	ECOT1			VERCA	Digital	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observacions dels Tècnics

Desconfirmar
Afegir exploració
Afegir Observacions
Enviamt PACS
Consulta RAIMJava
Protocol

General Consums Procediments especials Medicació Complicacions Full Infermeria / Full recomanacions Full Anestesia Contrastos

Motu
N/D

Imatges rebutjades
N. imatges rebutjades
Motu rebutj

Temps
Hora arribada Hora sortida
09:25 09:25

Hora inici Temps previs
09:25 0

Exposimetria
No. series No. imatges Fluoro : Producte dosi àrea MGym2 mGy

Les dades a les que s'accedeix són:

Dades Generals:

Dades del pacient: no modificables. Número d'història clínica, nom, sexe i edat.

Exploracions:

Únicament es podran modificar dades d'una exploració ja existent, no es podran esborrar exploracions. Per poder modificar una exploració, el seu [estat d'exploració](#) ha de ser:

- 04 Programada
- 06 Confirmada
- 07 Desconfirmada
- 08 Afegida (exploració no programada, enregistrada manualment)
- 09 Afegida confirmada
- 10 Afegida desconfirmada

I l'[estat del informe](#) haurà de ser:

- 01 Pendent d'informar

Llista d'exploracions:

- **Hora de programació de l'exploració:** No modificable. Hora a la que s'ha programat l'exploració (hora de la cita).
- **Tipus d'exploració:** No visible. No modificable Tindrà un dels valors informats a la taula de Tipus d'exploració, el que s'hagi informat en el moment de registrar l'exploració.
- **Exploració:** Es visualitza l'exploració que s'ha programat. Es pot modificar, però únicament es podrà seleccionar algun dels valors informats a la taula de [Catàleg d'exploracions](#) corresponents al Tipus d'exploració enregistrat. Obligatori.
- **Lateralitat:** No modificable. Estarà informat en cas de que la exploració requereixi que es determini la lateralitat. Els valors possibles són: dreta, esquerra, ambdues.
- **Confirmada:** modificable. Es marcarà la casella si es vol confirmar l'exploració. Un cop estigui confirmada i s'hagin gravat les dades deixarà de ser modificable.
- **Estat de la exploració:** no modificable.
- **Òrgan sistema:** Es visualitzarà l'òrgan sistema assignat a la exploració en el moment de registrar-la. Si el Tipus d'exploració admet més d'un Òrgan-sistema, es podrà modificar per algun d'aquests valors (taula de Òrgans sistema). Obligatori.
- **Tipus de prova:** No modificable. Es visualitza el Tipus de Prova corresponent al Tipus d'exploració. (Taula de [Tipus de prova](#)).

- **Codi aparell:** aparell a on es realitza l'exploració. Es pot modificar si el Tipus d'exploració es pot realitzar en més d'un aparell (Taula de [Aparells](#)). Obligatori.
- **Metge SDI:** no obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de [professionals](#) als que se li hagi assignat el tipus de professional Radiòleg. Aquest valor es manté en successives confirmacions d'exploracions posteriors (el tècnic ho ha d'informar únicament el primer cop), sempre que no es canviï l'aparell en el Llistat de treball).
- **Tècnic:** obligatori si no està informat l'infermer. Poden estar informats el tècnic i l'infermer a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Tècnic radiologia. Aquest valor es manté en successives confirmacions (el tècnic ho ha d'informar únicament el primer cop), sempre que no es canviï l'aparell en el Llistat de treball.
- **Infermer:** obligatori si no està informat el tècnic. Poden estar informats el tècnic i l'infermer a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Infermer.
- **Tipus imatge:** obligatori. Modificable. Es podrà seleccionar entre Digital, Analògica o Sense imatge (veure [Tipus Imatge](#)). Si l'aparell té configurat un Tipus d'imatge, per defecte apareix aquest.
- **Imatge impresa:** modificable. Es marca en cas de que s'hagi imprès la imatge.
- **Sol·licitud patologia:** no modificable. Apareixerà marcat en cas de que s'hagi fet una petició a Patologia a partir d'aquesta exploració.
- **Motiu de desconfirmació:** no modificable. Mostrarà el codi del motiu de desconfirmació, en cas de que l'exploració s'hagi desconfirmat.
- **Motiu nova exploració:** no modificable. Mostrarà el codi del motiu de nova exploració, en cas de que l'exploració s'hagi afegit des del SISDI.
- **Sense informe:** modificable. Si l'aparell està configurat Sense informe, per defecte apareixerà aquest camp marcat. Si es marca aquesta casella, l'estat del resultat de la exploració que serà *Sense Informe*, és a dir, que no li apareixerà al radiòleg com a *Pendent d'informar*. (veure [Estat resultats](#))
- **Espera:** s'utilitza en cas de que el pacient precisi d'una preparació prèvia. Si és així es marca la columna mentre el pacient està en aquest estat. En quan es confirma la prova, es desmarca aquest camp automàticament
- **Embaràs:** es marca si la pacient a la que se li fa la prova està embarassada. Aquesta marca la veurà el radiòleg en el moment de fer l'informe.
- **Observacions:** modificable. Les observacions que introdueixi el tècnic en aquest camp les podrà veure el Radiòleg quan accedeixi a fer un informe d'aquesta exploració.

Hora	Exploració	Latei	Projecc	Confir	Estat sol·li	Descripció	Òrgan / Sistema	Tipus prova	Aparell	Metge SDI	Tècnic responsable	Infermer	Tipus IMG	Impre	Sol·lic pato	Motiu desco	Motiu nova explor	Sense inform	Espera	Embaràs	Codi anestes
09:15	PPARO			<input checked="" type="checkbox"/>	06	Confirmada	COLL	US	ECOT1			VERCA	Digital	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Si l'exploració està en estat Programada o Afegida, a les pestanyes de la part inferior de la pantalla apareixen per defecte les dades predeterminades pel [codi del catàleg d'exploracions](#) que s'ha assignat a l'exploració, com són: contrastos, materials, procediments, terapèutiques i seqüències.

En altre cas es mostren les dades associades a l'exploració (enregistrades prèviament per aquesta exploració en concret): contrastos, materials, procediments, terapèutiques i seqüències, així com medicació, Tubs endoscòpics, complicacions i Full d'infermeria.

Tant en un cas com en l'altre es poden realitzar totes les modificacions sobre les dades presentades, incloent l'eliminació de registres, sempre i quan l'estat de l'exploració i del informe siguin els indicats abans per permetre modificacions.

Les exploracions programades poden canviar el seu estat a Confirmada i Desconfirmada, les exploracions enregistrades manualment des de SISDI poden passar a Afegida confirmada i Afegida desconfirmada.


No es pot confirmar ni registrar dades associades a cap exploració que no tingui assignat un codi d'exploració del catàleg, així com tots els valors obligatoris.

Les llistes desplegable d'aparells, exploracions, tipus d'exploracions òrgan sistema i tipus de proves mostren únicament els valors compatibles amb la següent relació: òrgan sistema -> tipus d'exploració -> tipus de prova -> exploració -> aparell. Això implica que, si per exemple, volem modificar l'òrgan-sistema, els valors que ens apareixeran a la llista seran únicament els possibles pel tipus d'exploració informat, i els valors d'aparell possibles seran els dels aparells que puguin realitzar aquesta exploració. Es pot modificar el codi d'exploració, sempre i quan pertanyi al Tipus d'exploració informat.


Si l'usuari té la funció 'fnNoModifTecnico' assignada i l'exploració està en estat confirmada, desconfirmada, afegida confirmada o afegida desconfirmada no es podrà modificar el tècnic de l'exploració.


Si està configurado el paràmetre [SISDI].[frmConfirmaActivitat].[Explor] amb el valor 'NoModif', no es podrà modificar la exploració ni el tipus de prova.

Per confirmar una exploració s'ha de fer clic en la casella de Confirmació. Es poden també confirmar exploracions que tinguin l'estat de desconfirmada (el clic implicarà assignar l'estat confirmada si l'exploració estava programada o bé assignar l'estat Afegida confirmada si l'estat era Afegida).




Una vegada marcada la casella de confirmació no es pot desmarcar directament, per fer-ho s'ha de prémer el botó de [desconfirmació](#).

Es pot afegir una nova exploració amb el botó  que crida a la funcionalitat [Afegir Exploració](#).


Amb el botó  s'obrirà el PDF del protocol relacionat amb l'exploració que tinguem seleccionada a la graella. Si aquesta exploració no te cap protocol relacionat mostrarà un missatge avisant.

Al posicionar-nos sobre una determinada exploració, la resta de pestanyes que apareixen en pantalla s'omplen amb les dades de l'exploració seleccionada.


General:




- Motiu: motiu de la sol·licitud. No modificable.
- Informació addicional: anotacions del radiòleg fetes prèviament al revisar la prova i dirigides al tècnic, amb indicacions de com cal que realitzi la prova.
- Informació Infermeria: anotacions d'Infermeria fetes prèviament al revisar la prova i dirigides al radiòleg.
- Plaques (Si la exploració està marcada com **analògica**): en primera instància apareix la informació predeterminada pel codi del catàleg d'exploracions de l'exploració. Es pot informar el número de dispare, el número de plaques entregades i el número de plaques utilitzades. Un cop informats es calcula automàticament l'índex de repetició a partir de la divisió número de plaques utilitzades / número de plaques entregades.




- Imatges rebutjades (si exploració marcada com **digital**): per defecte apareix buit (es gravarà 0), si s'informa un número d'imatges rebutjades major a 0 serà obligatori informar el [motiu de rebuig](#). Es pot configurar per aparell que s'informi obligatòriament el Número d'imatges rebutjades.



- Temps:
 - Hora d'inici: per defecte és l'hora del sistema en el moment d'accedir per primer cop a confirmar l'exploració. Es pot modificar.
 - Hora de sortida: per defecte és l'hora del sistema en el moment de confirmar les dades enregistrades i sortir de la funció de confirmació. Es pot modificar.
 - El temps previst es correspon al predeterminat pel codi del catàleg de prestacions.
 - Hora d'arribada: No modificable. Correspon a l'hora informada en el Registre d'arribada de pacients realitzada pel Servei d'Admissions.



- Exposimetria: les dades relatives a l'exposimetria s'obtenen a partir de la Modalitat. El tècnic pot copiar els valors proporcionats per aquesta.
 - Núm. de series
 - Núm. Imatges
 - Fluoro
 - Producte dosi àrea
 - MGym2
 - mGy



Tubs endoscòpics:

S'informa únicament en cas d'exploracions d'Endoscòpia. S'enregistren els tubs endoscòpics utilitzats en cada cas.

General	Tubos Endoscòpicos	Secuencias	Consumos	Procedimientos especi
Tubos Endoscòpicos				
	Código			
▶	10	Olympus GIF Q 30		
*				

- Codi: llista de tubs endoscòpics definits per realitzar una exploració endoscòpica. Es pot informar el codi de tub.

Seqüències:

Llista de les seqüències utilitzades per realitzar l'exploració.

General	Tubos Endoscòpicos	Secuencias	Consumos	Procedimientos especiales
Secuencias				
	Código			
▶	45	TURBO-FLASH T2 SAGIT		
*				

- Seqüències: els valors per defecte corresponen a les [seqüències predefinides pel codi del catàleg d'exploracions](#) assignat a l'exploració. Els valors a informar són: codi de seqüència. Es pot seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de [Seqüències](#).

Consums:

General	Tubos Endoscòpicos	Secuencias	Consumos	Procedimientos especiales	Medicación	Radiofármacos	Complicaciones	Hoja de Enfermería / H
Materiales								
	Código		Cantidad	Unidades				
▶	10002	CLAVO ENDOMEDULAR DE FEMURRETROGRADO	5					
*								

- Materials: llista de materials utilitzats per realitzar l'exploració. Per defecte apareixen els [materials predeterminats pel codi del catàleg d'exploracions](#). Es pot informar el codi de material i la quantitat. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula [Materials](#) que no siguin del tipus fàrmac, ni contrast.

Contrastos:

General Tubos Endoscòpics Secuencias Consumos Procedimientos especiales Medicación Radiofàrmacos Complicaciones Hoja de Enfermería / Hoja recomendaciones Hoja de anestesia Contrastes						
Contrastes						
	Código	Cantidad	Unidades	Vía Administración	Tipo inyección	
▶	50501 GASTROGRAFIN 100 CC.	200	ml	oral		
*						

- Contrast: llista de contrastos utilitzats per realitzar l'exploració. Per defecte apareixen els [contrastos predeterminats pel codi del catàleg d'exploracions](#).
 - Codi: Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula [Materials](#) del tipus contrast. Es pot seleccionar el codi desitjat a partir de la llista.
 - Descripció: apareix la descripció del codi seleccionat. No modificable.
 - Dosis: dosificació administrada. Modificable.
 - Unitats: unitats amb les que es mesura la dosi. No modificable. Correspon a les unitats definides pel contrast en concret.
 - Via d'administració: codi de via d'administració. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de [Vies d'administració](#).
 - Tipus d'injecció: codi de via de tipus d'injecció. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de [Tipus injecció](#).

Procediments especials:

Llista dels procediments especials utilitzats per realitzar l'exploració.



General Tubos Endoscòpics Secuencias Consumos Procedimientos especiales Medicación		
Procedimientos especiales		
	Código	
	1 PUNCIO	
✎	2 DRENATGE	▼
*		

- Procediments: els valors per defecte corresponen als [procediments predefinitos pel codi del catàleg d'exploracions](#) assignat a l'exploració. Els valors a informar són: codi de procediment. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de [Procediment](#).

Medicació:

Llista de la medicació administrada durant la realització de l'exploració.

General Tubos Endoscòpics Secuencias Consumos Procedimientos especiales Medicación Radiofàrmacos Complicaciones Hoja de Enfermería / Hoja recomendaciones Hoja de anestesia Contrastes							
Medicación							
	Código		Dosis	Unidades	Vía Administración	Modo administración	Hora administración
▶	53004	BEMIPARINA 3500 UI / 0.2 ML - JERINGAS PRECARGADAS	5	g	intravenosa	Bolus	15:00
*							

- **Medicació:**
 - Codi: Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula [Materials](#) del tipus fàrmac. Es pot seleccionar el codi desitjat a partir de la llista, o accedint als botons de Cerca: Cerca per nom () i Cerca per arbre (). Amb aquest darrer botó s'accedeix primer a la [llista de medicació predefinida per aquesta exploració](#). Si es marca la casella de Tots s'accedeix a l'arbre complet de medicació.
 - Dosis: dosificació administrada. Modificable
 - Unitats: unitats amb les que es mesura la dosi. En el cas de la medicació si que és modificable. Per defecte apareixen les unitats definides pel fàrmac en concret. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula [d'Unitats de mesura](#)
 - Via d'administració: Els valors a informar són: codi de via d'administració. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de [Vies d'administració](#).

Radiofàrmacs:

Llista dels radiofàrmacs administrats per realitzar una exploració de Medicina Nuclear.

General Consumos Medicación Radiofàrmacos Complicaciones Hoja de Enfermería / Hoja recomendaciones Contrastes						
Radiofàrmacos						
	Código		Actividad	Unidades	Volumen	Unidades volumen
▶	DPD	99mTc-DIFOSFONAT	25	mCi		

- **Radiofàrmacs:** els valors per defecte corresponen als [predefinits pel codi del catàleg d'exploracions assignat a l'exploració](#). Els valors a informar són: codi de radio fàrmac i activitat. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de radiofàrmacs.
 - Si el radio fàrmac informat té assignades unitats de volum, s'hauran d'informar les unitats de volum:

Radiofàrmacos						
	Código	Actividad	Unidades	Volumen	Unidades volumen	
▶	TETROFOSMIN 99mTc-TETROFOSMIN	20	mCi		ml	
*						

- Si el radio fàrmac informat té assignades etiquetes addicionals, també caldrà informar el camp corresponent:

General	Consumos	Medicación	Radiofàrmacos	Complicaciones	Hoja de Enfermería / Hoja recomendaciones	Contrastes
Radiofàrmacos						
	Código	Actividad	Unidades	Volumen	Unidades volumen	Ef (%):
▶	HMPAO-LEUCÒCITS 99mTc-HMPAO-LEUCÒCITS	20	mCi			
**						

Complicacions:

Llista de les complicacions que apareixen en realitzar una exploració. Aquesta informació és interessant en cas d'exploracions de Radiologia Vasculat Intervencionista i d'Endoscòpia.

General	Tubos Endoscòpicos	Secuencias	Consumos	Procedimientos especiales	Medicación	Radiofàrmacos	Complicaciones	Hoja de
Complicaciones								
	Complicaciones		Tratamiento					
▶	DLR	Dolor	FREGA	Fregues a esquena				
*								

- Complicacions: Els valors a informar són: codi de complicació, i si cal, codi de tractament aplicat per aquesta complicació. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de [Complicacions](#).
- Tractament: per cada complicació enregistrada es pot assignar el Tractament realitzat. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de [Tractaments](#).

Full d'infermeria/recomanacions i full d'anestèsia: (veure [Tipus Informes](#))

Aquest apartat permet elaborar un Full d'infermeria/recomanacions i un Full d'anestèsia. Els paràmetres a informar són diferents en funció de l'exploració. Per poder informar els valors l'exploració ha d'estar marcada com a confirmada.

En el cas del Full d'infermeria / Recomanacions, apareixerà un títol o altre a l'imprimir el document en funció de si el signant és un Infermer (en aquest cas el títol serà FULL D'INFERMERIA) o per un tècnic (en aquest cas serà FULL DE RECOMANACIONS).

Parámetros informe parametrizado	Valores
Via d'abordatge 1	
Via d'abordatge 2	
Tipus anestesia	
TA Sistòlica [mmHg] inici	
TA Diastòlica [mmHg] inici	
FC [lpm] inici	
Sat O2 inici	
TA Sistòlica [mmHg] final	
TA Diastòlica [mmHg] final	
FC [lpm] final	
Sat O2 final	
Observacions (llarg)	
Recomanacions	
Peu recomanacions	
Destinació a l'alta	
Mètode de guia d'imatge	

Parámetros informe parametrizado	Valores
Alergies	
Antecedents	
Monitorització	
Procediment anestèsic	
Ventilació espontània. Oxigenoteràpia. Gafes nasals (l/min)	
VMK (l/min)	
Ventilació assistida. Manual	
Ventilació assistida. Mecànica	
Duració (min)	
Incidències/observacions	
Normes post-anestèsiques	

- Paràmetres: llista de paràmetres que es poden informar en funció de l'exploració. Aquests paràmetres es defineixen des de la funció [Informe parametrizat](#).
- Infermer/anestesta 1: no obligatori si no es fa full d'infermeria. Si s'informa algun paràmetre del Full d'Infermeria l'Infermer s'ha d'informar obligatòriament. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de [professionals](#) als que se li hagi assignat el tipus de professional Infermer.
- Infermer/anestesta 2: no obligatori. Es podrà informar si l'Infermer 1 està informat. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de [professionals](#) als que se li hagi assignat el tipus de professional Infermer.

En el cas de que ens situem sobre un paràmetre corresponent a un text llarg (per exemple Observacions) apareix una caixa de text a la dreta per escriure i visualitzar més còmodament el text. En funció de la exploració que estem informant, aquest text pot ser més o menys llarg: al

situar-nos sobre aquesta caixa de text, apareix un comptador indicant-nos si no hi ha límit en la longitud del text (<No limit>)

Observacions

Es realitza drenatge biliar + biòpsia + pròtesis biliar a pacient procedent d'unitat d'hospitalització. Procediment sense incidències. Es col·loca catèter pig-tail de 8Fr inter-extern fixat a pell per Hollister (apòsit i passa a Sal d'Observació per control posterior en espera de trasllat al seu hospital de referència.

Enfermero/a 1 2182353 **<No limit>**

o si n'hi ha, indicant-nos quants caràcters hem introduït, i quin és el límit.

Observacions

Pacient que acudeix per colonoscopia i polipectomia 'un pòlip pla de 3 cm observat durant colonoscòpia a un a

Enfermero/a 1 2182347 **188/500**

Els botons d'aquest apartat realitzen les següents accions:

- Visualitzar: prement el botó de Visualitzar visualitzem el Full d'infermeria/Anestèsia tal i com s'imprimirà.
- Signar: prement el botó de Signar crida a la funció [Signat d'informe](#).
- Imprimir: prement el botó d'Imprimir s'imprimeix el Full d'infermeria/Anestèsia.
- SIC: prement el botó d'Accés a Sistema d'Informació Clínica si està definida aquesta interfície, accedim al Sistema d'Informació Clínica del hospital per consultar informació relativa al pacient.
- Esborrar full d'infermeria: prement el botó d'Eliminar (paperera) es demana confirmació per esborrar el full. Únicament es pot eliminar un Full d'infermeria si no ha estat Signat.

Al salvar el Full d'Infermeria o d'Anestèsia, es salven els paràmetres informats, i es genera un text a partir d'aquests que conformaran el Full d'Infermeria o Anestèsia.

4.4.3.6. Desconfirmar

S'accedeix des del botó de Desconfirmar:

- de la pantalla de Llistat de Treball: en aquest cas es pot desconfirmar en bloc "n" exploracions, a les quals se les assignaran les mateixes.
- de la pantalla de Confirmació i registre d'activitat: en aquest cas es desconfirmarà el registre seleccionat.

Desconfirmació d'exploració - [REDACTED]

Introducció de dades

Tècnic responsable

[Yellow dropdown] ..

[Empty text field]

Infermer/a

[Yellow dropdown] ..

[Empty text field]

Motius desconfirmació

[Yellow dropdown] ..

[Empty text field]

Metge SDI responsable

[White dropdown] ..

[Empty text field]

Observacions

[Empty text area with scroll arrows]

Per procedir a realitzar la desconfirmació s'haurà d'informar el tècnic responsable o l'infermer o tots dos i un motiu de desconfirmació.

Es podran registrar observacions.

Al salvar, la exploració seleccionada canviarà el seu [estat](#):

- Si es tractava d'una exploració Programada, passarà a Desconfirmada
- Si es tractava d'una exploració Afegida, passarà a Afegida desconfirmada.


4.4.3.7. Notificació



Accés a la funció d'edició i impressió de Notificacions (document associat a la exploració, que serveix per notificar al metge sol·licitant la raó per la que no s'ha pogut fer una exploració, i per altres notificacions).



Per guardar la notificació s'ha d'informar el tècnic o l'infermer o els dos. Si no es així no es podrà guardar la notificació.



Si s'accedeix des de la pantalla de llistat de treball es poden afegir notificacions, modificar-les o eliminar-les, i si s'accedeix des de la pantalla de gestió exploracions e informes només es poden consultar les notificacions existents i totes les dades surten desactivades per no poder modificar-les.

Notificació de desconfirmació





Data
27-03-2020 

Tècnic responsable
TCIMD  .. 

Infermer/a
NLASHERAS  .. 


Metge SDI
jpuig  .. 

Motiu
Pacient que ingressa a Hospita de Terrassa per angor inestable amb canvis clars a ECG en forma de depressió ST > 1 mm i en situació de Killip III i per tant amb la informació que consta a la petició, ja es tracta d'una pacient d'alt risc amb indicació de coronariografia directa. En la situació actual de la pacient que encara duu oxigenoteràpia i està força axafada el risc de fer aquesta prova supera el benefici. Se suspèn el procediment, preguem valorar coronariografia directa.



Impressió de la Notificació: a través del botó



NOTIFICACIÓN

Corporació **Parc Taulí** **UDIAT**
Centre Diagnòstic

Servicio de Diagnóstico por la Imagen

CARRER [redacted]
08191 RUBI
BARCELONA

Data naixement: 22/03/1936

NHC: H1348900

Médico solicitante: [redacted] Centro solicitante: HOSPITAL TERRASSA
Servicio: [redacted] Núm. Solicitud externo: 29391480
Médico responsable: [redacted] NHC Centro externo: 231174
Fecha entrada: 05/04/2017 11:21:00 Fecha solicitud: 05/04/2017

06-04-2017 66101.16 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA PERFUSIO ESFORÇ
(Desconfirmada)

Pacient que ingressa a Hospital de Terrassa per angor inestable amb canvis clars a ECG en forma de depressió ST > 1 mm i en situació de Killip III i per tant amb la informació que consta a la petició, ja es tracta d'una pacient d'alt risc amb indicació de coronariografia directa. En la situació actual de la pacient que encara duu oxigenoteràpia i està força axafada el risc de fer aquesta prova supera el benefici. Se suspèn el procediment, preguem valorar coronariografia directa.


Sabadell, 06-04-2017

4.4.3.8. Canvi data

Permet canviar de data les exploracions seleccionades. S'utilitza en el cas de les exploracions registrades com a Urgents (No programades): si no s'han pogut realitzar en una data el botó permet passar-les al llistat de treball del dia següent.

4.4.3.9. Recupera prioritació

Permet l'accés a la funció de [Consulta de sol·licituds per estat](#) -> Priorització permetent seleccionar únicament per exploracions Pendants de prioritzar . El tècnic selecciona per un

Número d'història. Prement el botó d'Urgent () d'aquesta funció s'accedeix a una nova pantalla des de la que es pot canviar l'estat de la exploració seleccionada, de Pendent de prioritzar a Afegida, apareixent aleshores aquesta exploració en el llistat de treball del tècnic.

Permet repescar, als usuaris que tinguin permís, exploracions que han entrat al SISDI com a Pendants de Prioritzar i canviar l'estat d'aquestes a Afegides per tal de poder fer-les en el moment.

4.4.3.10. Desbloqueig facturació

En les instal·lacions a on es fa la gestió de facturació de les exploracions, en el moment en que es lliuren aquestes exploracions al Sistema d'Informació de Facturació es marquen com a Facturades. Un cop marcades ja no es permet fer canvis en la exploració.

Aquest botó permet, als usuaris que tinguin permís, des bloquejar una exploració i permetre fer-hi canvis. La acció que es realitza al prement el botó és tornar a canviar l'estat de facturació de la exploració a Pendent de Facturar. S'ha de tenir en compte en aquests cas que potser s'han de fer canvis manuals a facturació en relació a aquesta exploració.

4.4.4. RELACIONAR EXPLORACIONS I IMATGES

Criteris de selecció
Data inici: 14/02/2019 Data fi: 14/02/2019 Hora inici: 00:00:00 Hora fi: 23:59:59

Ligar estudis - exploracions Professional

Tipus prova: Núm. història Veure totes Teleradiologia/Exploracions externes

ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR
Núm. història: Aparell: N. Reg. = 23

Núm. història	Nom del pacient	Tipus exploració	Tipus prova	Aparell	Data d'exploració	Hora	AET Storage	Tipus estudi
94682		W Tòrax PA y L	CR	RXET	14/02/2019	00:27:59:000	TAU_YS01_STSCU	
▶ 1058014			NM		14/02/2019	08:24:41:000	SYNGOP	
949251			US	ECOT2	14/02/2019	09:16:14:000	SEQUOIA_55580	
836109			US		14/02/2019	10:11:49:000	VIVID_S6-001718	
423510			NM	GAMMA2	14/02/2019	10:11:58:000	AN_MEDCOMNT204	
909048			US		14/02/2019	10:57:34:000	VIVID_S6-001718	
xxxxxx		MSK	US	EMUSC	14/02/2019	11:54:21:000	CEN_US01_TOS	
848077			US		14/02/2019	12:10:36:000	VIVID_S6-001718	
1133993			US		14/02/2019	12:58:38:000	VIVID_S6-001718	
1535954			DX	RXCEN	14/02/2019	13:12:41:000	CEN_DX01_CAN	
1535954			SR	RXCEN	14/02/2019	13:12:41:000	CEN_DX01_CAN	
765480			US		14/02/2019	13:23:10:000	VIVID_S6-001718	

EXPLORACIONS SISDI
Núm. història: Aparell: Sols NO lligades

Núm. història	Nom del pacient	Codi Catàleg	Catàleg	Lateraltat	Descripció PACS	Tipus prova	Aparell	Data d'exploració	Hora	PACS	Estat exploració
▶ H1058014		66106.01	GAMMAGRAFIA PULMONAR PERFUSIO			NM	GAMMA1	14/02/2019	07:30:00:000		Confirmada
H1058014		66106.04	GAMMAGRAFIA PULMONAR VENTILACIO			NM	GAMMA1	14/02/2019	07:30:00:000		Confirmada


A aquesta pantalla es pot accedir, si l'usuari te permisos per accedir-hi:

- des del menú,
- Des del Llistat de treball del Tècnic, fent doble clic sobre la columna d'imatge d'una exploració en concret.

Permet assignar un estudi del PACS a una exploració del SISDI.

Criteris de selecció:


- Data inici, Data fi, hora inici i hora fi, són obligatoris (Veure [Gestió data-hora](#)).
- Tipus de Prova: es podrà seleccionar qualsevol valor informat en la llista o en la taula de tipus de prova existents polsant el botó de la lupa.



Aquest camp permet la selecció de la llista buscant per codi o per descripció.

- Casella Número d' història: Núm. Historia si aquesta casella està marcat (per defecte està marcat) la llista d'exploracions del SISDI s'omplirà sempre seleccionant exclusivament les exploracions del pacient seleccionat de la llista d'Estudis del PACS pendents de relacionar.
- Casella Teleradiologia/Exploraciones externas Teleradiologia/Exploracions externes: Teleradiología/Exploraciones externas si aquesta casella està marcada la llista d'Estudis del PACS i la llista d'exploracions del SISDI s'omplirà seleccionant aparells externs (és a dir, estudis de Teleradiologia i Exploracions externes com les obtingudes a partir de la Incorporació de CD's externs). Aquest filtre fa que el filtre de Tipus de prova i aparell mostrin només les proves i aparells de Teleradiologia i d'Exploracions externes.
- Casella Veure Totes: Ver todas si està seleccionada mostra a la llista d'Estudis del PACS tots els estudis, estigui o no informat el camp tipus estudi. L'usuari veurà aquesta casella si te permisos per veure tots els tipus d'estudis.

També veurà una columna més a la taula de resultat: Tipus Estudi.

En aquesta última columna podrà polsar el botó  per accedir a modificar el tipus d'estudi de la filera seleccionada.

Núm. Historia	Nombre del paciente	Tipo exploración	Tipo prueba	Aparato	Fecha de exploración	Hora	AET Storage	Tipo estudio
257914		BRONCOSCOPIA-BRONCOSCOPIA	OT		05/07/2013	09:30:00:000	TAU_OT01_END	
308501		BRONCOSCOPIA-BRONCOSCOPIA	OT		05/07/2013	10:15:00:000	TAU_OT01_END	
279498				GAMMA2	05/07/2013	10:46:29:000	AN_MEDCOMNT204	
1043148				GAMMA2	05/07/2013	11:21:32:000	AN_MEDCOMNT204	
543188		Tórax TORACOABDOMINAL (Adulto)	CT	TCT1	05/07/2013	11:59:12:000	AN_CT50736	
1043132				GAMMA2	05/07/2013	12:14:31:000	AN_MEDCOMNT204	
1043148				GAMMA2	05/07/2013	12:38:25:000	AN_MEDCOMNT204	
948632		tórax	CR		05/07/2013	12:46:25:000	IDE4A	
269550				GAMMA2	05/07/2013	19:29:44:000	AN_MEDCOMNT204	
1043296		a POLITRAUMÁTICO.	CR	RXET	06/07/2013	07:07:14:000	TAU_Y501_STSCU	
793891		a POLITRAUMÁTICO.	CR	RXET	07/07/2013	17:11:12:000	TAU_Y501_STSCU	
635106		HQ Orthopaedics	RF		08/07/2013	09:12:00:000	BV_FAMILY	
219635				GAMMA2	08/07/2013	10:03:17:000	AN_MEDCOMNT204	
1043181				GAMMA2	08/07/2013	12:16:50:000	AN_MEDCOMNT204	
1043181				GAMMA2	08/07/2013	14:38:09:000	AN_MEDCOMNT204	


- A nivell d' estudis de PACS pendents de relacionar es poden seleccionar per un número d' història (identificador del pacient PACS)

Núm. .. , i per Aparell .

- A nivell d'exploracions SISDI es poden seleccionar per Número d'història: amb el botó cercar del pacient situat just al costat de número

Núm. .. , i per Aparell .





Informant els filtres i polsant el botó de Buscar  es mostraran a la pantalla els registres que corresponen a aquests filtres. A la primera llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR apareixeran els registres corresponents als estudis del PACS que no s'han associat a cap exploració del SISDI, i als que no se'ls hi ha assignat un Tipus d'estudi (s'informa aquest camp quan no es vol que el registre aparegui com a estudi pendent de lligar, per tractar-se per exemple de proves, estudis eliminats del PACS...) . Si està marcada la casella Número d'història, al desplaçar-nos sobre els registres d'aquesta taula a la llista d' EXPLORACIONS DEL SISDI es mostraran les exploracions corresponents als filtres informats, i que siguin del pacient seleccionat de la primera llista.

Si la casella número d'història no està marcada al fer la cerca, a la llista EXPLORACIONS SISDI apareixeran tots els registres que compleixin els criteris seleccionats informats.

Al accedir a la pantalla, per defecte apareixeran com a data inici i fi, la data del sistema, i com hores inici i fi un interval que avarca des de les 00:00 fins les 23:59.

Lligar exploracions de la llista automàticament





Polsant el botó  el sistema intenta buscar, per cada registre de la llista d' ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR (que corresponguin als criteris de cerca que s'hagin fet servir), si hi ha alguna exploració al SISDI amb la que pugui relacionar. Un cop acabat el procés apareixerà a la pantalla un missatge mostrant la llista d'estudis que s'han pogut lligar.

Lligar exploracions seleccionades

Si l'acció que es vol realitzar és la de relacionar un estudi de la llista d' ESTUDIS PENDENTS DE RELACIONAR amb una exploració del SISDI de la llista d' EXPLORACIONES SISDI els passos a seguir seran els següents:

- Informar el professional que realitza l'acció.
- Seleccionar el registre de la llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR que es volen relacionar.
- Seleccionar el registre de la llista d' EXPLORACIONES SISDI corresponents a la exploració amb la que es vol relacionar.



Al pulsar el botó d'Acceptar  s'accedeix a la pantalla on es mostren les dades de l'estudi i de la exploració, marcant en vermell les diferències entre uns i altres camps.

Relacionar Exploracions e Imágenes

Núm. Historia	PACS	<input type="text"/>		
	SISDI	<input type="text"/>		
Nom	PACS	<input type="text"/>		
	SISDI	<input type="text"/>		
Tipo exploración	PACS	<input type="text"/>		
	SISDI	TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA DE PERFUSIO REPO		
Tipo prueba	PACS	NM	Medicina nuclear	
	SISDI	NM	Medicina nuclear	
Aparato	PACS		GAMMA CAMARA 1 CAPÇAL	
	SISDI	GAMMA 1	GAMMA CAMARA 2 CAPÇAL	
Fecha/Hora	PACS	31/08/2012 11:27:	Accession Number	PAC RS <input type="text"/>
	SISDI	31/08/2012 0:00:00		SISD <input type="text"/>
				(Prefijo AN: UDI)

Si per configuració s'ha definit un prefix d'Accession Number ([veure Manteniment Paràmetres del Sistema](#)) es veurà sota l'identificador del SISDI una etiqueta indicant el prefix que s'assignarà al Accession Number en el PACS:

Accession Number	PAC	RS <input type="text"/>
	SISD	<input type="text"/>
		(Prefijo AN: UDI)

Si l'usuari veu que l'associació entre estudis i imatges és correcta pulsarà el botó



d'acceptar [\[botó\]](#) i a partir d'aquest moment l'estudi quedarà relacionat amb la exploració, desapareixent de la llista d' ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR.




Si l'usuari veu que l'associació no és correcta pot cancel·lar [\[botó\]](#) l'acció.

Relacionar exploracions amb el mateix estudi

En el cas de voler lligar un estudi del PACS a més d'una exploració del SISDI del mateix pacient, s'hauran de seguir els següents passos:

- s'haurà de lligar l'estudi a una de les exploracions,
- a la graella d'exploracions del SISDI, havent filtrat per identificador de pacient, es seleccionarà la exploració prèviament lligada i la exploració que també volem associar a l'estudi (la graella permet multi selecció)



- polsant el botó per relacionar exploracions amb el mateix estudi  farem que la segona exploració aparegui també com a lligada, quedant associada al mateix estudi del PACS.

El professional que realitza l'acció haurà d'estar informat.


Es mostrarà un missatge a l'usuari per confirmar que vol relacionar les exploracions no lligades a l'estudi lligat.

Deslligar l'exploració de l'estudi del PACS

En cas que es detecti un estudi lligat a una exploració incorrecta els passos a seguir son els següents:

- Informar el professional que realitza l' acció.
- Buscar de la llista d'exploracions del SISDI l'exploració. Aquesta cerca es pot filtrar pel Número d'història del pacient i l'aparell.





- Pulsar el botó Deslligar 
- Si l'usuari confirma que vol realitzar l'acció, la exploració queda deslligada de l'estudi, i apareix un registre a la llista d' ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR corresponent a l'estudi deslligat, per a que pugui lligar-se, si és el cas, amb la exploració correcta.


4.4.5. EXPLORACIONS PENDENTS DE CONFIRMAR

Llistat que permet obtenir, a partir de determinats filtres, entre ells interval de dates (Veure [Gestió data-hora](#)), una llista d'exploracions que per alguna raó no s'han confirmat. Serveix per repassar que no quedi activitat pendent de registrar.

Exploracions pendents de confirmar

Criteris de selecció

Data exploració	Data exploració	 
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Aparell		
<input type="text"/>		
Òrgan sistema	Tipus prova	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipus exploració	Exploració	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipus centre	Centre sol·licitant	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Metge sol·licitant	
	<input type="text"/>	



Servicio de Diagnòstic

Exploracions pendients de confirmar

en

Corporació Parc Taulí **UDIAT**
Centre Diagnòstic

Període: 08-04-2017 - 17-07-2017 Aparato :
 Órgano / Sistema: Estado: 04
 Tipo de Prueba: Tipo de Centro:
 Tipo de exploración: Centro:
 Exploración: Médico solicitante:



Fecha solicitud	Fecha Prog.	Hora	Historia	Nombre del paciente	Edad	Sexo
Org/Sis	Tipo de Prueba	Estado	Aparato	Exploración		
25-04-2017	25-04-2017	20:04	H712271	[REDACTED]	88 (a)	M
TOR	CR	Afegida	RXURG	TUB RX URGENCIES 70101	RX TORAX AP	
06-05-2017	06-05-2017	17:53	H791658	[REDACTED]	13 (a)	F
PED	CR	Afegida	RXURG	TUB RX URGENCIES 70413.02	RX DIT MA (PRECISAR DIT) PE	
06-05-2017	06-05-2017	17:53	H791658	[REDACTED]	13 (a)	F
PED	CR	Afegida	RXURG	TUB RX URGENCIES 70413.01	RX DIT MA (PRECISAR DIT) FR	
24-11-2016	11-05-2017	7:18:	H835112	[REDACTED]	55 (a)	F
MAM	MG	Programada	MAM02	MAMOGRAF MIIE MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
19-12-2014	05-07-2017	7:18:	H1052678	[REDACTED]	53 (a)	O
MAM	MG	Programada	MAM01	MAMOGRAF MIV MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
19-12-2014	05-07-2017	7:27:	H251690	[REDACTED]	52 (a)	F
MAM	MG	Programada	MAM01	MAMOGRAF MIV MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
19-12-2014	05-07-2017	7:36:	H225268	[REDACTED]	52 (a)	F
MAM	MG	Programada	MAM01	MAMOGRAF MIV MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
19-12-2014	05-07-2017	7:45:	H376301	[REDACTED]	52 (a)	F
MAM	MG	Programada	MAM01	MAMOGRAF MIV MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
18-01-2016	05-07-2017	7:54:	H783279	[REDACTED]	51 (a)	F
MAM	MG	Programada	MAM01	MAMOGRAF MIV MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
18-01-2016	05-07-2017	8:03:	H535329	[REDACTED]	51 (a)	F
MAM	MG	Programada	MAM01	MAMOGRAF MIV MAOTC	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
18-01-2016	05-07-2017	8:12:	H544995	[REDACTED]	52 (a)	F

4.4.6. IMPRESSIÓ ETIQUETES

Permet imprimir tant etiquetes de pacient com d'exploració.


Hem d'informar obligatòriament els filtres de data (Veure [Gestió Data-hora](#)) i l'aparell.

Impressió d'etiquetes

Num. Etiquetes Pacient	Num. Etiquetes Petició		
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>		
Núm. història	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Data	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Aparell	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Òrgan	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Tipus prova	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		



Prement el botó  surt un pdf amb les etiquetes a imprimir.




The screenshot shows a web application window with three patient records. Each record is partially redacted with black boxes. The first record shows the ID 'H506351', a date '21-03-1942', and a gender 'G'. The second record shows the ID 'H506351', a date '21-03-1942', and a name '74 (a)'. Below the second record, there is a section titled 'Exploración: DRENATGE ABDOMINAL' with fields for 'Médico solicitante', 'Procedencia: HOSPITAL DE SABADELL', and 'Destino: Hospital Parc Taulí'. The third record shows the ID 'H506351'. Each record has a barcode to its right.

S'imprimiran les etiquetes corresponents als registres obtinguts a partir dels filtres informats.
















4.4.7. IMPRESSIÓ ETIQUETES RADIOFÀRMACS

Permet a Farmàcia de Medicina Nuclear imprimir les etiquetes dels radio que s'utilitzaran el dia seleccionat (Veure [Gestió Data-hora](#)).



The screenshot shows a dialog box titled 'Impressió etiquetes Radiofàrmacs'. It contains several input fields and controls: a date field with '18-02-2019', a quantity field with '1', a dropdown menu for 'Aparell', a dropdown menu for 'Òrgan', a dropdown menu for 'Tipus prova', and a field for 'Núm. història'. There are also printer and cancel icons at the top right.

Les etiquetes són necessàries per etiquetar el radio fàrmacs preparats.

H725672 VENTRICULOGRAFIA ISOTOPICA D'EQUILIBRI 99mTc-PYP-HEMATIES 24 mCi 18-07-2016		H642147 GAMMAGRAFIA OSSIA 99mTc-DIFOSFONAT 25 mCi 18-07-2016		H305371 VENTRICULOGRAFIA ISOTOPICA D'EQUILIBRI 99mTc-PYP-HEMATIES 24 mCi 18-07-2016	
H088413 GAMMAGRAFIA MUCOSA GASTRICA ECTOPICA 99mTc-PERTECNETAT SÒDIC 4 mCi 18-07-2016		H1289017 RENOGRAMA AMB DIURETIC MAG3 99mTc-MAG3 1 mCi 18-07-2016		H216274 GANGLI SENTINELLA MAMA 99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA 4 mCi / ml 18-07-2016	
H394560 LINFOGAMMAGRAFIA 99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA 1 mCi / ml 18-07-2016		H394560 LINFOGAMMAGRAFIA 99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA 1 mCi / ml 18-07-2016		H394560 LINFOGAMMAGRAFIA 99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA 1 mCi / ml 18-07-2016	
H394560 LINFOGAMMAGRAFIA 99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA 1 mCi / ml 18-07-2016		H1291294 GANGLI SENTINELLA MAMA 99mTc-NANOCOLOIDE D'ALBÚMINA 4 mCi / ml 18-07-2016		H230240 GAMMAGRAFIA OSSIA AMB LEUCOCITS MARCATS 99mTc-HMPAO-LEUCOCITS 11 mCi Ef (%): 79 18-07-2016	
H258305 GAMMAGRAFIA OSSIA 99mTc-DIFOSFONAT 25 mCi 18-07-2016		H798147 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA PERFUSIO ESFORÇ 99mTc-TETROFOSMIN 20 mCi 18-07-2016		H1285378 GAMMAGRAFIA OSSIA 99mTc-DIFOSFONAT 25 mCi 18-07-2016	

4.4.8. ARRIBADA DE PACIENTS

Per activar l'indicador de que un pacient ha arribat a l'àrea de Radiologia, el Servei d'Admissions disposa d'un accés a la funció per enregistrar la data i la hora d'arribada del pacient al centre que, per defecte, serà la data i hora del sistema.

S'accedeix des del menú Gestió i registre d'activitat -> Arribada de pacients, o des del botó

corresponent de la barra d'eines



Registre d'arribades de pacients

Dades

Núm. història ..

Data d'exploració

Data d'exploració	Hora	Descripció	Arribada	Hora Arribada	Núm. història	Nom del pacient	Aparell	E
-------------------	------	------------	----------	---------------	---------------	-----------------	---------	---

Serveix per registrar l'arribada d'un pacient al Servei de Diagnòstic per la Imatge de manera que des del Llistat de Treball el Tècnic ja pot saber que el pacient ha arribat.

Un cop s'ha accedit a la pantalla s'informarà les següents dades:

- Número d'història:
 - amb el botó de Cercar pacients () situat al costat del Número d'història s'accedirà a la funció de [Cerca de pacients](#).
 - Si es disposa d'un lector de targetes de banda magnètica i el pacient presenta la Targeta sanitària, passant la targeta pel lector el sistema cerca, a partir del CIP de la targeta, al pacient a la taula de pacients
- Data d'exploració: per defecte serà la data actual (Veure [Gestió Data-hora](#))

Totes aquestes dades són obligatòries.



Prement el botó de Cercar el sistema cerca si el pacient té alguna exploració per la data seleccionada, i la mostra a la graella:

Registre d'arribades de pacients

Dades
Núm. història
H1062617

Data d'exploració
18-02-2019

Consulta d'arribades

Data d'exploració	Hora	Descripció	Arribada	Hora Arribada	Núm. història	Nom del pacient	Aparell	Estat explò.	Tipus llurament informe
18-02-2019	07:20:00:000	TC CRANI	<input checked="" type="radio"/>		H1062617		TCUD1	Programada	

Hi ha la possibilitat de que en lloc de registrar l'arribada del pacient per totes les exploracions que tingui en el dia, es puguin seleccionar les exploracions que es vulgui que es marquin (pot necessitar-se això en els clients a on hi hagi més d'un centre). Per poder fer això s'ha de configurar aquest comportament en el sistema. Quan ho tenim configurat, al fer la cerca de les exploracions ens apareix una columna nova en la que podem seleccionar les exploracions que vulguem marcar:

Registre d'arribades de pacients

Dades
Núm. història
H401387

Data d'exploració
21-04-2020

Consulta d'arribades

Data d'exploració	Hora	Descripció	Arribada	Hora Arribada	Núm. història	Nom del pacient	Aparell	Estat explò.	Tipus llurament informe	Select
21-04-2020	10:00	ECOGRAFIA+BAG	<input type="radio"/>		H401387		ESTER	Programada		<input type="checkbox"/>
21-04-2020	10:00	MAMOGRAFIA 3D	<input type="radio"/>		H401387		MAM01	Programada		<input type="checkbox"/>



Prement el botó d'Acceptar es mostra un panell a on podem registrar l'hora d'arribada del pacient. Si ja s'havia enregistrat prèviament l'arribada, es podrà modificar l'hora d'arribada.

Registro de llegadas de pacientes

Paciente: H420296 - [redacted]

Fecha de exploración: 18/07/2017

Hora:

10:54:14

Aceptar




Cancelar


Per defecte apareix l'hora actual.


Prement el botó d'acceptar **Aceptar** es registra l'arribada del pacient.

Un cop registrada l'arribada, l'Indicador d'arribada del pacient apareix activat (bola verda):

Registre d'arribades de pacients




Dades
Núm. història: ..
Data d'exploració:   





	Data d'exploració	Hora	Descripció	Arribada	Hora Arribada	Núm. història	Nom del pacient	Aparell	Estat explò.	Tipus lliurament informe
▶	18/02/2019	07:20:00:000	TC CRANI		11:59	H1062617	<input type="text"/>	TCUD1	Programada	

Si la hora d'arribada és molt anterior a la data de la exploració (per defecte més de 5 hores abans) l'indicador apareix en taronja:

Registre d'arribades de pacients

Dades
Núm. història: ..
Data d'exploració:   



	ació	Hora	Descripció	Arribada	Hora Arribada	Núm. història	Nom del pacient	Apar
▶	019	07:20:00:000	TC CRANI		0:00	H1062617	<input type="text"/>	TCUD

Amb aquesta distinció es vol diferenciar l'arribada d'un pacient que té dues exploracions el mateix dia, però a hores molt diferents, en el cas en el que no tinguem el sistema configurat per poder seleccionar les exploracions de les que vulguem marcar la arribada.



El botó  permet eliminar un registre d'arribada si s'ha registrat per error.

El botó de Veure arribades permet l'accés a la relació d'arribades de pacients: una data en concret, o un Identificador de pacient a consultar es visualitza les arribades de pacients per aquesta data o aquest pacient.

Arribades de pacient


Selecció de filtres

Data arribada: 21/04/2020

Núm. història: [] .. []

	Núm. història	Nom del pacient	Data arribada	Hora arribada
▶	H142870	[REDACTED]	21/04/2020	11:01
	H208317	[REDACTED]	21/04/2020	13:13
	H222375	[REDACTED]	21/04/2020	09:53
	H268270	[REDACTED]	21/04/2020	11:40
	H273159	[REDACTED]	21/04/2020	07:16
	H365571	[REDACTED]	21/04/2020	07:15
	H437677	[REDACTED]	21/04/2020	11:35

4.5. GESTIÓ RESULTATS



4.5.1. GESTIÓ D'EXPLORACIONS I INFORMES

Es pot accedir a aquesta funcionalitat des del botó de la barra d'eines  o des del menú: Gestió de resultats -> Gestió d'exploracions i informes.

Des d'aquesta funció, a partir de les exploracions realitzades i enregistrades en el sistema, s'accedeix a les funcions que permeten realitzar les tasques de gestió de resultats, tals com consulta de dades i enregistrament, signat i lliurament d'informes.

Criteris de selecció

Data inici expl. 29/08/2019 Data fi expl. 30/08/2019 Identificació d'exploració Metge SDI Àmbit de procedència

Núm. història Tipus centre Centre sol·licitant Tipus centre Centre destí Estat informe Lectura

Aparell Exploració Sols informes primers Sols informes addicionals Veure contrast Veure no confirmats Veure totes les columnes

Agrupacions Clients Teleradiologia Teleradiologia Estat revisió informe Tipus revisió

Dades seleccionades

Org-Sist / Tip- Abdomen

Exploració	Lat	Estat Inf.	Núm. informe	T ir	Núm. història	Nom del pacient	Data d'exploració	Hora	Lectura	Grups Lectors	Lector	Im	Urger
ECOGRAFIA PELVICA		Signat	3319775	0	H284		29/08/2019	09.00...					
RX SIMPLE ABDOMEN		Sense info...			H286		29/08/2019	13.00...					
TC HEPATIC		Informat	3320051	0	H288		29/08/2019	15.00...					
RM PANCREATICA		Signat	3319810	0	H291		29/08/2019	08.00...					
RM HEPATICA		Signat	3319810	0	H291		29/08/2019	08.01...					
ECOGRAFIA PELVICA		Signat	3319805	0	H292		29/08/2019	09.30...					
ECOGRAFIA ABDOMINAL		Signat	3319920	0	H299		29/08/2019	11.45...					
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA		Signat	3319726	0	H302		29/08/2019	08.30...					
ECOGRAFIA ESCROTAL		Signat	3319992	0	H304		29/08/2019	13.00...					
TC ABDOMINAL		Informat	3320061	0	H306		29/08/2019	15.40...					
DILATACIONS ESOFAGIQUES PER END...		Llurat	3319911	0	H318		29/08/2019	11.42...					
GASTROSCOPIA I BIOPSIA		Llurat	3319911	0	H318		29/08/2019	11.42...					
ECO-DOPPLER TESTICULAR		Signat	3319989	0	H319		29/08/2019	12.45...					
RX SIMPLE ABDOMEN		Sense info...			H320		29/08/2019	12.00...					
GASTROSCOPIA I BIOPSIA		Llurat	3319987	0	H333		29/08/2019	13.22...					
ECOGRAFIA HEPÀTICA		Signat	3319896	0	H335		29/08/2019	11.00...					
RX SIMPLE ABDOMEN		Sense info...			H338		29/08/2019	17.05...					
TC ABDOMINAL		Pendent d...			H342		29/08/2019	18.53...					
ECOGRAFIA ABDOMINAL		Pendent d...			H342		29/08/2019	18.53...					
COLANGIO-RM		Signat	3319865	0	H345		29/08/2019	09.00...					

Exploració Impressió d'etiquetes Canvi est. facturació Informar Signar Dades llurament Llurar Canvi Urg/Prog Imprimir Sense informe Cancel·lar CD's Externs

Paràmetres de selecció:

Criteris de selecció

Data inici expl. 15/02/2019 Data fi expl. 15/02/2019 Identificació d'exploració Metge SDI Àmbit de procedència

Núm. història Metge sol·licitant

Tipus centre Centre sol·licitant Tipus centre Centre destí Estat informe Lectura

Aparell Exploració Sols informes primers Sols informes addicionals Veure contrast Veure no confirmats Veure totes les columnes

Agrupacions Clients Teleradiologia Teleradiologia Estat revisió informe Tipus revisió

Els paràmetres de selecció amb els que es pot fer la Cerca són els següents:

Data inici expl. 15/02/2019 Data fi expl. 15/02/2019

Interval de dates d'exploració: obligatori si no s'informa l'Identificador d'exploració ni el Número de història clínica. Veure [Gestió Data-hora](#)


Identificador exploración

Identificador d'exploració: si s'informa aquest no és obligatori informar cap més filtre.

Médico SDI

Metge SDI responsable: es podrà cercar les exploracions assignades a un determinat Metge, l'assignació la fa el tècnic en el moment de confirmar la exploració. Si la exploració ha estat informada, el Metge responsable serà l'autor de l'informe.

Núm. Historia

Número d'història: es podrà Cercar les sol·licituds fetes a un determinat pacient a partir del seu Número d'història clínica. Amb el botó de Cercar pacients () situat al costat del Número d'història s'accedirà a la funció de [Cerca de pacients](#)

Tipo centro Centro solicitante

Centre sol·licitant: es pot seleccionar tots els centres (deixant el camp en blanc), o un centre determinat. Si es vol seleccionar un de sol, prèviament s'ha d'haver informat el tipus de Centre que es vol triar. Un cop informat el Tipus de Centre, es podrà accedir a la llista de Codis de Centre.

Médico solicitante

Metge sol·licitant: es pot seleccionar tots els metges (deixant el camp en blanc) o per un determinat. Per poder accedir a la llista de metges per seleccionar-ne un s'ha d'haver informat el Centre sol·licitant

Tipo centro Centro destino

Centre destí: es pot seleccionar tots els centres (deixant el camp en blanc), o per un centre determinat. Si es vol seleccionar un de sol, prèviament s'ha d'haver informat el tipus de Centre que es vol triar. Un cop informat el Tipus de Centre, es podrà accedir a la llista de Codis de Centre.

Estado informe

Estat de l'informe: es pot seleccionar tots els estats (deixant el camp en blanc) o per un determinat.

Lectura

Lectura: número de lectura, relacionat amb les exploracions de cribratge.

Aparato

Aparell: es poden seleccionar tots els aparells (deixant el camp en blanc) o es pot seleccionar un aparell.

Exploración

Exploració: es poden seleccionar totes les exploracions (deixant el camp en blanc) o es pot seleccionar una exploració

Tipo de solicitud (Todos)

Tipus de sol·licitud: permet filtrar per exploracions *Urgents / Programades / Totes*. Per defecte apareix seleccionat Totes

Sólo informes primeros

Sols informes primers: casella que per defecte apareix desmarcada. Si es marca, la cerca es farà únicament per informes primers (es descartaran els addicionals) (veure [Tipus d'informe](#)). Sols s'activa si estem filtrant per Teleradiologia. S'utilitza per gestionar millor el número d'informes de Teleradiologia fets en un període determinat.

Sólo informes adicionales

Sols informes addicionals: casella que per defecte apareix desmarcada. Si es marca, la cerca es farà únicament per informes addicionals (veure [Tipus d'informe](#))


Ver no confirmados

Veure no confirmats: casella que per defecte apareix desmarcada. Si es marca, apareixeran a la llista també les exploracions encara no confirmades pel tècnic. Permet al radiòleg accedir a la pantalla d'informe encara que el tècnic no hagi confirmat la exploració encara, i així anar veient informes previs del pacient i fent anotacions. No es permetrà salvar l'informe si no s'ha confirmat la prova abans.

Patología urgente


Si tenim configurat el sistema per gestionar la Patologia urgent, ens apareix aquesta casella, que permet filtrar per veure únicament [els informes marcats pel radiòleg com a patologia urgent](#) i que encara no s'han lliurat. El [comptador de Patologia Urgent](#) ens indicarà si tenim informes de Patologia urgent pendents de Lliurar. A la graella de

resultats apareix una columna que ens indica que un informe està marcat com a Patologia




Pz U.	Exploración
!	ECOGRAFIA EXTREMITATS.
!	ECOGRAFIA EXTREMITATS.

Urgent:



Agrupaciones Clientes
Teleradiología

Agrupaciones Clientes Teleradiología: es poden seleccionar tots els grups (deixant el camp en blanc) o seleccionar només un grup en concret. Serveis per ajudar a distribuir la feina entre els radiòlegs que fan informes de Teleradiologia.




Teleradiología

Todos Si No

Teleradiología: Permet filtrar per veure:

- Totes les exploracions, o
- sols les de Teleradiologia, o
- sols les exploracions NO Teleradiologia.

Per defecte apareix marcada la opció de Tots.



Estat revisió informe Tipus revisió

Estat de la revisió: Si no s'informa aquest camp no es filtrarà per aquest valor. Aquest filtre sols és visible si en el sistema tenim configurada la possibilitat de fer Revisió d'informes. Si s'informa un estat de Revisió s'ha d'informar obligatòriament un Tipus de revisió:

- Revisió d'informes
- Valoració informes Residents
- Valoració informes Adjunts

Els valors possibles relatius a Estat revisió informe són:

- Pendent revisar
- Revisat
- No Valorable
- No Valorable revisat

Els dos últims estats sols tenen sentit en el cas de la Valoració d'informes de Residents.


Si com a Estat de Revisió es selecciona 'No Valorable' o 'No Valorable Revisat' el camp Tipus de revisió s'informa automàticament amb el valor 'Valoració informes residents' i no es podrà modificar.

Cada usuari veu les opcions de Tipus de Revisió a les que té accés (per exemple, si un usuari no té al funció de Valorar informes de Residents no veurà aquesta opció).

En el camps de Centre sol·licitant, Metge sol·licitant, Centre destí, Aparell, Exploració, Àmbit de procedència, Número d'història permeten:

- la selecció a partir de la llista de codis,
- la selecció a partir de la descripció: amb el botó de Cerca per nom () situat al costat de cada camp, s'accedeix a la funció de Cerca per nom.

Fecha Visita

Permet filtrar les exploracions per la data de visita que s'hagi informat al donar d'alta la petició. Veure [Gestió Data-hora](#). Aquest filtre només serà visible si el sistema el te la configuració necessària.

Gestió de filtres: hi ha dos botons que ens permeten:

- guardar a nivell d'usuari els filtres que tenim en pantalla, per que són els que fem

servir habitualment:



- i recuperar aquests filtres:




Filtres addicionals: Prement el botó  apareixerà un nou grup de filtres addicionals, es pot tornar a amagar aquesta secció tornant a clicar el botó, els filtres informats s'aplicaran estigui o

no visible, si hi ha algun filtre informat el botó canvia a .


Aquest botó només apareix als usuaris que tinguin permisos per veure'l.

Els filtres que hi ha en aquesta secció son relacionats amb la medicina nuclear:



Si no es selecciona cap opció apareixeran totes.

Arbre Òrgan – sistema / Tipus prova: L'arbre situat a l'esquerra de la pantalla amb els noms d'òrgan sistemes i tipus de prova de cada òrgan sistema s'omple al accedir a la funció. Fent clic en un dels òrgans sistemes i tipus de prova apareix a la dreta de l'arbre la llista amb el conjunt d'exploracions corresponents utilitzant els filtres introduïts més el codi d'òrgan sistema i/o tipus de prova seleccionats.



Altres controls:

Ver contraste

Veure contrast: Casella que ens permet veure una columna que indica si al realitzar la exploració s'ha administrat contrast o no. Per defecte apareix desmarcada.


Ver todas las columnas

Veure totes les columnes: Marcant aquesta casella ens apareixen totes les columnes possibles a la graella de resultats. L'usuari pot aleshores amagar les columnes que no vol veure i dissenyar el llistat tal i com li vagi millor per treballar. Si un cop fet això es prem el botó de la Barra d'eines de [Guardar configuració llista](#) es salvarà la configuració de la graella tal i com estigui en aquest moment, i cada cop que l'usuari accedeixi a aquesta pantalla veurà la llista amb aquesta configuració. Pot passar que en una nova versió de SISDI s'afegeixi alguna columna a la llista, i que aleshores varii la visualització respecte a con s'havia configurat prèviament. En aquest cas s'haurà de tornar a configurar la llista tal i com es vulgui. El botó de [Eliminar configuració llista](#) permet eliminar la configuració pròpia de l'usuari i veure la llista tal i com es veu per defecte.



El botó de Netejar permet esborrar tots els paràmetres de selecció informats.

Cerca:

El botó de Cercar () s'activa un cop s'han informat els filtres obligatoris.

La cerca de les exploracions es realitza sobre les exploracions que tinguin els [estats](#) següents:

- 06 Confirmada
- 09 Afegida confirmada

Però si s'ha marcat la casella de *Veure no confirmades* també apareixeran les exploracions amb estat:




- 04 Programada
- 08 Afegida

A més de visualitzar l'[estat de l'informe](#) de cada exploració, es mostren les exploracions utilitzant el següent codi de colors sobre fons blanc:

- **Negre:** Pendent d'informar (01 Pendent d'informar).
- **Verd:** Informe realitzat (02 Informada).
- **Vermell:** Informe signat (03 Signada).
- **Blau:** Informe lliurat (04 Lliurada).
- **Groc:** Sense informe (05 Sense informe).


El fons de la fila quedarà pintada de color  en el cas que es tinguin permisos de revisió d'informes i aquest estigui pendent de revisar


A la llista d'exploracions es pot visualitzar la columna Imatge, representada per una bola de diferents colors, que indica l'estat de la imatge assignada a l'exploració, i el [tipus d'imatge](#) que té assignada. El codi de colors és el següent:

- Negre:  exploració amb imatge Analògic, o Sense imatge.
- Blau:  l'exploració té un estudi del PACS assignat, però aquest no s'ha baixat (no està en local).
- Gris:  exploració amb tipus d'imatge Digital, però sense cap estudi associat.


Botons d'accions:

Per realitzar operacions s'han de prémer els botons que apareixen en pantalla:







Exploració: accés a les [Dades de l'exploració](#).




Impressió etiquetes: accés a la [Impressió d'Etiquetes](#).




Canvi estat: accés a la funció [Canvi Estat Facturació](#).




Informar: accés a la funció [Informar](#).




Signar: accés a la funció [Signat informes](#).




Dades lliurament: accés a la funció [Dades lliurament](#).




Lliurar: accés a la funció [lliurament d'informes](#).




Canvi Urg/Prog: Canvia l'estat de l'exploració de Urgent a programada i viceversa. Botó sols visible si estem situats sobre una exploració de Teleradiologia.




Imprimir: accés a la funció [Impressió informes](#).



Sense informe: permet marcar una exploració amb l'estat de resultat Sense informe.




Notificació: [Notificació](#) Permet visualitzar la notificació relacionada a la exploració, si n'hi ha.




Cancel·lar: [Cancel·lar](#): Visible sols si la exploració és de Teleradiologia. S'activa solament si la exploració està en estat de resultat *Pendent d'informar*.



CD's Externs: Accés a la funció de [CD's Externs](#). S'activa solament si estem sobre una exploració registrada des de la funció de [Incorporació de CD's externs](#).



Versions Ant: accés a les [versions anteriors del informe](#). Aquest botó sols s'activa si l'informe seleccionat té versions prèvies. Sols serà visible si tenim configurat el sistema per que es Versionin informes en lloc de fer Informes addicionals (veure [Tipus Informes](#))



Enviar informes: aquest botó sols serà visible a les integracions a on estigui configurada aquesta funcionalitat. Permet [enviar informes](#) a altres Sistemes d'informació

Depenent de l'estat seleccionat s'activen o es desactiven els botons segons la taula següent:

Estat	Botons activats	
Sense selecció	Únicament es podran consultar les exploracions.	Informar Signar Dades lliurament Lliurar Imprimir Sense informe Notificació
01 Pendent Informar	Informar Sense Informe Notificació*	Signar Dades lliurament Lliurar Imprimir Notificació*
02 Informada	Informar Signar Dades lliurament Imprimir Notificació*	Lliurar Sense informe Notificació*
03 Signada	Informar Dades lliurament Lliurar Imprimir Notificació*	Signar Sense informe Notificació*
04 Lliurada	Informar Dades lliurament Imprimir Notificació*	Signar Lliurar Sense informe Notificació*
05 Sense Informe	Informar Notificació*	Signar Dades lliurament Lliurar Imprimir Sense informe Notificació*

El botó *Informar* sempre està actiu (excepte si es seleccionen tots els estats) per tal de poder accedir a les dades del informe, independentment de l'estat del mateix. La funció d'Enregistrament d'Informes és la que comprova l'estat del informe i segons aquest permet o no la seva modificació.

* Si s'ha registrat una notificació s'habilitarà el botó *Notificació* en cas contrari es deshabilitarà.

Hi ha botons que permeten la selecció múltiple d'exploracions per realitzar l'acció assignada i hi ha d'altres que únicament permeten la selecció d'una exploració:

Botó	Tipus de selecció
Informar	Múltiple
Signar	Múltiple
Dades lliurament	Múltiple si hi ha seleccionat un codi de centre Sol·licitant, simple en altre cas
Lliurar	Múltiple si hi ha seleccionat un codi de centre Sol·licitant, simple en altre cas
Imprimir	Múltiple
Sense Informe	Simple
Exploració	Simple
Impressió etiquetes	Múltiple
Canvi estat	Simple
Canvi Urg/Prog	Simple
Observacions	

Només es poden informar varis informes alhora si es compleixen els següents requisits:

- Totes les exploracions seleccionades han de ser del mateix pacient.
- No pot haver-hi cap de les exploracions de cribratge de mama.
- Totes de les exploracions han d'estar Pendents d'Informar, o sols una d'elles ha de tenir un informe en estat *Informat*.
- Si alguna de les exploracions ja està informada, a l'accedir a la pantalla de fer informes la resta d'exploracions s'afegiran al informe.



El botó FAC (Facturació) permet obtenir un llistat de les exploracions seleccionades agrupades per Client:



Client	Exploración	TOTAL EXPLORACIONES	TOTAL INFORMES
10024	FUNDACIO HOSPITAL DE MOLLET		
	66101.06 VENTRICULOGRAFIA ISOTOPICA D'EQUILIBRI	1	0
	66101.18 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA I	1	0
Total Client	10024	2	0
10034	CLINICA GIRONA		
	7000241 PAAF (RVI)	1	0
	7000804 ECO-DOPPLER FAVL	1	0
Total Client	10034	2	0
10110	SERVEI CATALA DE LA SALUT		
	5000157 COL.LOCACIO DE CLIPS (GASTRO)	1	0
	5000359 COAGULACIO AMB GAS ARGO (GASTRO)	1	0
	5000360 COL.LOCACIO D'ENDO-LOOPS (COLONO)	4	0
	5000361 COL.LOCACIO D'ENDO-LOOPS (GASTRO)	1	0



El botó permet obtenir un llistat en pdf dels registres obtinguts al fer la consulta:

Núm. Historia	Paciente	Exploración	Fecha exploración	Estado	Estado informe	Informe
R000230		ECOGRAFIA PELVICA	31/05/2017	Confirmada	Pendent d'informar	
R000230		ECOGRAFIA ABDOMINAL	31/05/2017	Confirmada	Pendent d'informar	
R000208		ECOGRAFIA HEPÁTICA	30/06/2017	Confirmada	Informar	0:280:5981
R004779		GASTROSCOPIA INTEGRATS	26/06/2017	Confirmada	Pendent d'informar	
R001193		ECOGRAFIA CERVICAL	05/07/2017	Confirmada	Informar	0:280:6002
R081047		ECOGRAFIA TIROIDES	21/06/2017	Confirmada	Sigant	0:280:5983
R080947		RX TORAX AP ESPRATORIA	05/07/2017	Alegria confirmada	Pendent d'informar	
R084847		GASTROSCOPIA INTEGRATS	29/05/2017	Confirmada	Pendent d'informar	
R086630		RM COLZE	21/06/2017	Confirmada	Sigant	0:280:5987
R087825		GASTROSCOPIA INTEGRATS	19/06/2017	Confirmada	Pendent d'informar	
R1026940		RX CANELL - EDAT OSSIA	04/07/2017	Confirmada	Sigant	0:280:5996
R1028284		ECO-DOPPLER ARTERIAL TRONCS SUPRA-AOGE	05/07/2017	Alegria confirmada	Pendent d'informar	
R1028284		ECOGRAFIA OVARI	08/05/2017	Confirmada	Pendent d'informar	
R1038369		PUNXIO TIROIDES PER ECO	05/05/2017	Confirmada	Informar	0:280:5904
R1039694		GASTROSCOPIA AMB SEDACIO	19/06/2017	Confirmada	Pendent d'informar	



21/07/2017 10:28 ipendo Pàg. 1 de 16

Es pot obrir l'estudi al **RaimViewer** sense haver d'entrar al informe seleccionant a la graella la fila que es vol visualitzar i prement el botó . També es poden descarregar en batch un grup d'estudis prement .



Botons barra d'eines relacionats:

A la barra d'eines podem hi ha dos botons associats amb el RaimViewer, que en cas d'estar activats (ombregat blau al voltant) realitzaran una acció:


RAIMViewer:

- : Sincronització Automàtica amb RaimViewer, comprovarà abans de desar l'informe si l'estudi obert correspon al informe que s'està guardant.
- : Al obrir l'informe s'obrirà automàticament l'estudi al RaimViewer amb les prèvies carregades.

HC:

 Aquest botó ens indica que disposem de connexió a HC3. Si el botó està en blanc vol dir que tenim desactivada la consulta a HC3. Prement el botó aquest es mostra amb colors invertits . En aquesta posició tenim activada la consulta a HC3.

Per configuració es pot fer que aquest botó aparegui ja d'entrada com activat: .

 = Connexió a HC3 activa: a l'accedir a la pantalla d'elaboració d'informes es carregaran els resultats d'HC3 del pacient en el arbre d'informes previs. Solsament es carreguen els resultats de Diagnòstic per la imatge, descartant-se els del propi centre per tal de que no apareguin duplicats.

El botó no es visualitza si en el sistema no està configurada la connexió a HC3.

Configuració graella:



Guardar configuració llista / Eliminar configuració llista (veure Casella [Veure totes les columnes](#))



Exportar llistat a Excel.


4.5.1.1. Exploració


Aquesta funció obre la pantalla de [confirmació d'activitat](#).

4.5.1.2. Impressió etiquetes

Funció que imprimeix les etiquetes identificatives dels pacients de les exploracions seleccionades. Els checkbox Num. Etiquet ens permeten marcar si volem que s'imprimeixi un tipus d'etiqueta o no. Quan estan desmarcats es deshabilita el comptador d'etiquetes i no s'imprimeixen les etiquetes del tipus demarcat.



El botó  ens permet guardar la configuració actual de nombre d'etiquetes i de tipus de etiquetes habilitades. Aquesta configuració es guarda per usuari.



Checkbox	Value
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Etiquetes Pacient	1
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Etiquetes de pacient per cartes	2
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Etiquetes Petició	3

Número Etiquetes Pacient: Etiquetes amb les dades bàsiques del pacient:

- Codi de Barres.
- Número història.
- Nom Complert.
- Data Naixement.
- Direcció.
- Telèfon.
- Número Etiquetes de Pacient per Cartes: Etiquetes per adjuntar a les cartes que s'envien al pacient:
 - Nom Complert.
 - Direcció.
- Etiquetes Petició: Etiquetes amb totes les dades de la petició:
 - Codi de Barres.

- Número història.
- Nom complet.
- Data Naixement i Edat.
- Data i tipus de l'exploració.
- Metge sol·licitant.
- Procedència.
- Destí.

S'imprimiran tantes etiquetes de cada com s'indiqui.




Per procedir amb la impressió caldrà prémer , per sortir .

Un cop es procedeixi a imprimir, s'obrirà un nou formulari PDF amb les etiquetes.

4.5.1.3. Canvi estat facturació

Des d'aquesta funció es pot canviar l'[estat de facturació](#) d'una exploració a NO FACTURABLE.




És obligatori informar el motiu pel qual l'exploració passa a no ser facturable; la resta de dades son només de consulta.

4.5.1.4. Informar

Aquesta funció permet enregistrar els informes de resultats de les exploracions realitzades en el sistema, tant el primer informe com els addicionals (veure [Tipus informes](#)). Es poden enregistrar informes corresponents a una o més exploracions d'un mateix pacient.

Depenent de la configuració del client la pantalla d'alta d'informes presenta unes funcionalitats o unes altres. A continuació es mostren totes les possibles funcionalitats existents de forma general.



La pantalla es distribueix en diferents parts:

4.5.1.4.1. DADES DE PACIENT

número d'història, nom, edat, sexe del pacient.

SISDI - SI Servicio Diagnóstico por la Imagen (SISD DEV NEW *32 xxx) - [Informes H594748 Edad: 54 Sexo: F]

4.5.1.4.2. DADES DE LES SOL·LICITUDS ASSOCIADAES A L'INFORME

nom del centre sol·licitant.

Datos generales	
Núm.	Centro solicitante
1172174 - 0	HOSPITAL DE SABADELL


4.5.1.4.3. DADES DE LES EXPLORACIONS

Les exploracions que s'informen es veuen en una graella a la part superior esquerra de la pantalla. A la graella es mostra la descripció de la prova, la lateralitat, dosi de radiació i unitats de la dosi, embaràs (si el tècnic en el moment de realitzar la prova ha marcat que la pacient estava embarassada). En funció de la configuració poden veure's altres dades: òrgan-sistema, codi del tècnic que ha fet la prova, codi aparell en el que s'ha fet la prova).

	Exploración	Lateralid	Dosis rad.	Unidades	Embaraz
▶	EMBOLITZACIO ...				<input checked="" type="checkbox"/>

4.5.1.4.4. JUSTIFICACIÓ DE LA PETICIÓ

Si l'aplicació te configurat com a visible aquesta opció el tècnic que estigui realitzant l'informe podrà valorar la petició assignant-li un valor a través del camp justificació.



Datos generales | ACR | Endoscopia
 Médicos SDI
 MCIMD
 Caso sesión
 Presentado
 Patología urgente
 Justificación: 10

4.5.1.4.5. BOTONS DE CONSULTA/ACCIONS



Accés a la pantalla [consulta de dades del pacient](#).



Accés a la pantalla de [consulta dades del pacient](#) per assignar al pacient a una agrupació clínica.

Núm. Historia
 ..

Precaucions Datos demogràfics Datos asistenciales Exposimetria Comentarios Asignación de agrupaciones clínicas

Asignación de agrupaciones clínicas

	Fecha	Agrupación clínica	Subagrupación
*			



Accés a pa pantalla d'[Enviament correu electrònic](#) a metge sol·licitant amb troballes.



Accés a l'Estació de treball Mèdica (HIS) sempre que estigui configurat el sistema. Al HIS se li passa el número d'història del pacient.



Accés a la pantalla de consulta de [dades de la sol·licitud](#) de la exploració seleccionada a la graella d'exploracions.




Botó que obre el protocol associat a la primera exploració del informe. Si l'exploració no te relacionat cap protocol mostra un avís informant d'aquesta situació.



Botó que permet copiar l'adreça d'accés a l'estudi al porta papers per a poder compartir l'estudi. L'Adreça que es copia és temporal.



Botó sols visible si estem informant una exploració de cribatge de Mama. Permet l'accés a la pantalla de informat/consulta del informe estructurat de cribatge. L'informe serà diferent si és una mamografia de cribatge o si és una prova de recitació (ecografia,...)




El mateix botó permet accedir a elaborar un informe parametrizat d'Avaluació de càncer d'interval si la exploració que s'està informant correspon a aquest tipus de prova (la exploració en aquest cas sols es registra per poder fer aquest informe (veure apartat [Registre exploració per Avaluació carcinoma interval](#)).

L'estructura d'aquest informe és semblant a la de l'informe parametrizat de Cribatge de mama, però s'informa addicionalment la Data de la última mamografia, i la classificació:

Data última mamografia	14-06-2016	2182449	08015 BARCELONA BARCELONA
Fecha firma informe:			
Examen negatiu (BIRADS1)	Classificació		

H591808 [redacted] Edat: 77 Sexe: F

PROGRAMA DE CRIBRATGE DEL CÀNCER DE MAMA DE SABADELL
REGISTRE BÀSIC DE RADIOLOGIA
Avaluació càncer interval (Informe: 1293866/0)

Codi Radiòleg SENTI Codi tècnic AF [redacted] NHC: H591808 [redacted]

Data última mamografia [redacted] 1293866

Data signatura informe: [redacted]

Examen negatiu (BIRADS1) Classificació 7 No avaluable

Densitat teixit **D E** **Recomanació**

Normal
 Adiós
 Mames molt denses
 Heterogeneïtat

Control cribratge als 2 anys

Comparació en relació a anteriors mamografies:

D E

No canvis respecte prèvies
 Augment de la mida de la lesió
 Disminució de la mida de la lesió
 Augment del nombre de calcificacions
 Disminució del nombre de calcificacions

Mamografies prèvies no valorables
 Mamografies prèvies extraviades

D E

Mastectomia completa
 Cirurgia conservadora

Troballes: (Troballes múltiples similars: núm. aproximat ...) (No contestar aquest apartat si l'examen és negatiu)

Densitat teixit	Nòdul	Calcificacions	Altres troballes
D E	D E	D E	D E
<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Adiós <input type="checkbox"/> Mames molt denses <input type="checkbox"/> Heterogeneïtat	<input type="checkbox"/> Marce ben delimitat <input type="checkbox"/> " mal delimitat <input type="checkbox"/> " esoculat	<input type="checkbox"/> Beniones <input type="checkbox"/> Maliones <input type="checkbox"/> Indeterminades	<input type="checkbox"/> Alteració cutània <input type="checkbox"/> Canvis <input type="checkbox"/> Artefactes <input type="checkbox"/> Cirurgia <input type="checkbox"/> Mastectomia <input type="checkbox"/> Adenopaties
Patró	Pròtesis		
D E	D E		
<input type="checkbox"/> Ductal <input type="checkbox"/> Fibrós <input type="checkbox"/> Intersticial <input type="checkbox"/> Assimetria de densitat	<input type="checkbox"/> Norma <input type="checkbox"/> Disfunció		

Mides de la lesió

1 - 5 mm
 >5 -10 mm
 >10 -20 mm
 >20 -50 mm
 > 50 mm

Localització **Profunditat**

D **E** **D** **E**

Valoració:


Patologia benigna (BIRADS 2) Sospitosa de malignitat (BIRADS 4)
 Patologia probablement benigna (BIRADS 3) Patologia maligna (BIRADS 5)
 Indeterminada (BIRADS 0)

Recomanació:


Mx	Mamografia	<input type="checkbox"/> Proteccions addicionals
<input type="radio"/> Control cribratge als 2 anys (troballes) <input type="radio"/> Repetir mamografies <input type="radio"/> Unitat de Patologia Mamària (UPM)	Ecografia	<input type="checkbox"/> Maanificació <input type="checkbox"/> Ecoarafia <input type="checkbox"/> Control 6 mesos <input type="checkbox"/> Control 12 mesos
<input type="radio"/> Avançar control 6 mesos d'ambdós pits <input type="radio"/> Nou control de seguiment a 6 mesos pit D <input type="radio"/> Nou control de seguiment a 6 mesos pit E <input type="radio"/> Avançar control 1 any <input type="radio"/> Altres Especificar: [redacted]	Proves complexes	<input type="checkbox"/> Galactoorafia <input type="checkbox"/> PAAF <input type="checkbox"/> BAG per ester <input type="checkbox"/> BAG per eco <input type="checkbox"/> BO <input type="checkbox"/> Altres: [redacted]

4.5.1.4.6. ARBRE AMB ELS INFORMES ANTERIORS


i els seus informes addicionals respectius, i de les exploracions sense informe. També apareixen els informes dels identificadors de pacient associats al de l'informe (al seleccionar un informe amb Identificador de pacient diferent al del informe actiu, ens apareixen en vermell les dades del pacient associat a l'informe que estem consultant). Si tenim activada la [connexió a HC3](#) i l'usuari té resultats de Diagnòstic per la imatge publicats (excloent les del propi centre, per que no apareguin duplicats), apareixeran també a l'arbre d'informes previs. Les icones que precedeixen a cada branca ens indiquen el tipus de resultat de que es tracta: = Informe SISDI, = Full infermeria, = estudi SDI sense informe, = Informe SDI amb versions prèvies, = Informe SDI de HC3, = Estudi SDI de HC3



Resultats HC3: Si l'usuari té accés a les dades d'HC3 veurà en l'arbre d'informes previs una icona específica de proves que el pacient conté en la història clínica compartida.




Informes versionats: els informes versionats tenen una icona específica que els distingeix dels no versionats: (veure [Tipus d'informe](#))



4.5.1.4.7. DADES GENERALS

A aquest punt informarem dels radiòlegs que realitzen l'informe i de varis marcadors que ens permetran identificar els informes per algun propòsit especial;



Tenim la possibilitat d'assignar fins a 3 radiòlegs a l'informe. Un d'ells com a mínim ha de tenir capacitat de signatura (això ve determinat pel [tipus professional](#) dels signants: els metges adjunts poden signar sols, els residents no).

En el cas que estiguem informant una exploració de mama de cribratge, el radiòleg a de ser diferent en cada lectura si n'hi ha dues. En el cas que hi hagi una tercera lectura, aquest informe, si el sistema està configurat per consens, el informe haurà de estar informat pels dos radiòlegs que varen signar les dues lectures. En cas que el sistema estigui configurat per a que sigui per desempat, el radiòleg haurà de ser un tercer diferent dels dos primers.

Si la persona que transcriu l'informe és un administratiu, en el moment de salvar l'informe apareix el seu codi sota dels radiòlegs signants, indicant que l'informe no l'ha transcrit un radiòleg:

Transcriptor: MBM

Caso sesión Si marquem l'informe com a Cas de sessió, podrem buscar-lo des de la pantalla de consulta de sessions. Serveix per generar una llista de casos que es presentaran en una sessió.

Presentado Si s'ha marcat com a Cas sessió, es pot marcar com a Cas presentat. Aquesta informació pot modificar-se encara que l'informe estigui signat. Permet marcar els casos que ja s'han presentat en una sessió. D'aquesta manera podem fer cerques per informes encara no presentats.

Patología urgente / **Informe relevante** En funció de la configuració del sistema, es visualitzarà un text o un altre en aquest control (o *Patología urgente* o *Informe rellevant*)

- Informe rellevant: en aquest cas si marquem la casella indicarem que es tracta d'un informe interessant per algun motiu. En aquest cas serveix únicament per trobar casos interessants des d'un punt de vista de formació

- Patologia urgent: si tenim configurat el sistema per que treballi gestionant la Patologia urgent apareixerà aquesta casella en lloc de la d'Informe rellevant. Marcar un informe com a Patologia urgent indica que s'ha detectat alguna cosa greu i que cal lliurar l'informe al metge sol·licitant el més aviat possible.

Si es marca com a patologia urgent un informe des de la pantalla de gestió d'exploracions i informe es pot informar el [filtre de patologia urgent](#) per trobar-lo. Serveix per marcar un informe que cal que es lliure urgentment al metge sol·licitant

Exploraciones bajo rendimiento

Casella sols visible si hem configurat que s'ha de veure. Aquesta marca serveix per poder fer estadístiques de exploracions que es demanen però que els radiòlegs considerin poc necessàries.


Activitat extra


Casella sols visible si hem configurat que s'ha de veure. Aquesta marca serveix per poder fer estadístiques d'informes considerats com a Activitat extra, fora l'activitat normal del radiòleg.

4.5.1.4.8. ACR


A aquesta pestanya hi trobem camps per omplir amb codis anatòmic-patològics que permetin categoritzar els informes. Es poden introduir fins a 3 codis ACR. A les macros se les pot associar un codi ACR de tal manera que si escollim la macro també s'omple el primer camp lliure de codi ACR amb el ACR associat a la macro.

Código ACR 1	<input type="text"/>	...
Código ACR 2	<input type="text"/>	...
Código ACR 3	<input type="text"/>	...
Motivo	<input type="text"/>	...

El botó de tres punts  permet accedir a la pantalla de generació de codis ACR a partir de la codificació anatòmica i la patològica. Un cop generat el codi i prement el botó d'Acceptar es copia el codi al camp ACR corresponent de la pantalla d'informes.



El camp motiu ens permet codificar els motius pels quals es demana una petició i explotar-los posteriorment.



4.5.1.4.9. ENDOSCÒPIA

A aquesta pestanya hi trobem camps per omplir amb codis de diagnòstic endoscòpic que permetin categoritzar els informes. Es poden introduir fins a 3 codis.




Codi diagnòstic 1	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Codi diagnòstic 2	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Codi diagnòstic 3	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Motivo	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>

El botó de tres punts  permet fer cerques per codi i descripció.

Búsqueda de valores por nombre - Diagnósticos endoscopia

Descripción



Buscar códigos Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.


Código	Descripción
C00	Normal
C01	Mala preparación- No colab
C04	Vólvulo
C05	Ectopia mucosa
C06	Colopatía HTP
C10	Canver
C20	Pólipo
C30	Divertículos
C34	Melanosis coli
C40	Erosiones, lesiones mínimas
C50	Angiodisplasia
C60	Parásitos
C70	Enfermedad Inflamatoria Intestinal
C71	Ileitis
C80	Colitis isquémica
C81	Colitis pseudomembranosa
C82	Colitis Infecciosa
C83	Colitis Rádica

El camp motiu ens permet codificar un motiu i explorar-lo posteriorment.

Motivo  


4.5.1.4.10. GINECOLOGIA

A aquesta pestanya hi trobem camps per omplir amb codis de diagnòstic ginecològic que permetin categoritzar els informes. Es poden introduir fins a 3 codis.



4.5.1.4.11. MEDICINA NUCLEAR


Aquests camps permeten fer una codificació diagnòstica dels informes de medicina nuclear (en principi s'ha pensat per codificar PET's-TAC). En funció de la exploració que estem informant s'activen uns camps o uns altres. Aquesta pestanya només s'activa si hi ha codis diagnòstics associats a les exploracions que s'informen.



Patologia: Aquest camp s'ha de informar obligatòriament.

Objectiu de l'estudi: S'activa depenent de la prova a informar.

Valoració de la resposta: Aquest camp només s'activa si al camp objectiu de l'estudi s'ha seleccionat "Valoració resposta"



Datos generales ACR Endoscopia Med. Nuclear


Patologia: Pàncrees

Objectiu estudi: Valoració de la resposta

Valoració resposta: Estabilitat
Progressió
Resposta completa
Resposta parcial

4.5.1.4.12. REVISIÓ D'INFORMES URGENTS

Si en el sistema tenim configurat que es volen revisar informes urgents, si es compleixen les condicions següents apareix una pestanya a on es pot informar l'adjunt que revisa aquest informe.



Dades generals ACR Endoscòpia Rv.Inf

Codi Radiòleg: ADJUNT

Les condicions per que un informe es pugui revisar son les següents:

- S'ha d'estar informant una exploració urgent (ja sigui normal o de Teleradiologia)
- L'informe ha d'estar signat per:
 - o Un resident i un adjunt (en aquest cas se suposa que l'informe l'ha fet el resident)
 - o Un adjunt sol, però que pertany a un àrea diferent a la de l'òrgan-sistema de la exploració (és a dir, adjunt no especialista del àrea de l'informe que s'està informant)

4.5.1.4.13. VALORACIÓ D'INFORMES DE RESIDENTS

Si un dels informants és un resident i el tipus de exploració a informar està configurada per a ser Valorada per un adjunt, abans d'abandonar l'informe se li avisarà que cal que informi si l'informe és Per Valorar o Per No valorar per guardar una còpia de l'informe de Resident. En aquest moment li apareixeran dos camps per marcar si l'informe s'haurà de Valorar o no. L'haurà de marcar *Per Validar* si ha fet l'informe sol, i *Per NO validar* si l'ha fent ajudat per un adjunt. L'informe no es podrà signar sense tenir un d'aquests camps informats, perquè d'aquesta manera el resident dona el seu informe per Llest.

Revisió d'informes
Per validar Per NO validar

El resident haurà de marcar aquest camp quan hagi donat per finalitzada la redacció del seu informe, ja que al marcar el camp i salvar l'informe ens guardem una còpia de la versió actual de l'informe. Això permetrà al resident posteriorment comparar la seva versió de l'informe amb la corregida per l'adjunt.

El resident realitza l'informe i el signa si no hi ha un adjunt present i és urgent o no el signa si NO ho és. Però sempre haurà d'assignar un Adjunt signant. Si és urgent, l'adjunt signant serà el que estigui guàrdia.


Si l'adjunt revisor accedeix a l'informe per fer la revisió, i si encara no està signat fa les correccions necessàries i el signa.

Un cop es signa l'informe, si l'usuari connectat és un adjunt revisor i l'informe s'ha marcat com 'Per validar', se li mostrarà un avís indicant que aquest informe és per valorar. Si l'adjunt informa que ho vol fer ara se li mostrarà la pestanya re Revisió de Residents amb els camps de valoració.

Si l'informe ja estava signat i l'usuari connectat és un adjunt revisor, que entra a l'informe més tard per valorar, se li activarà directament la pestanya de revisió d'informe de resident, per no oblidar-se que està pendent.


Si ja estava signat, i ha de fer alguna correcció haurà de fer un informe addicional.

Apareix aleshores la pestanya de Revisió d'Informes.



Si només veiem el codi de radiòleg adjunt i el botó, voldrà dir que l'únic que es farà és marcar el informe com a revisat per l'adjunt informat.

Si l'adjunt informat té permisos per valorar l'informe apareixeran els camps de valoració.



Si es marca el camp **Correcte** es deshabiliten la resta de camps ja que es considera l'informe com correcte.

El camp **Discrepància urgent** Si No indica que la discrepància és prou important per fer alguna acció de forma urgent.

El camp **Classificació** serveix per classificar la discrepàncies.

	Codi	Descripció
▶	10	FALS POSITIU
	20	FALS NEGATIU
	99	ALTRES


El camp **Motiu** serveix per classificar el motiu de la discrepància.

	Codi	Descripció
▶	10	PERCEPCIÓ
	20	INTERPRETACIÓ
	30	TRANSMISIÓ

El camp **Score** puntua el nivell de discrepància

	Codi	Descripció
▶	2	Discrepància esperable
	3	Discrepància
	4	Discrepància poc habitual



El botó  marca el informe com validat, ja sigui amb valoració o sense, depenent del revisor.

Els camps de valoració solament seran visibles per l'adjunt que ha fet la revisió i pel resident que signa l'informe.

Quan el resident torni a accedir a l'informe, veurà les dades de valoració:

Dades generals ACR Endoscòpia **Rv.Inf**

Correcte Incorrecte

Discrepància urgent SI No

Classificació ...

Motiu ...


Score ...

Codi Radiòleg ...

Revisió d'informes

Per validar Per NO validar



El botó  li permet accedir a la seva versió de l'informe per veure si hi ha alguna diferència respecte a l'actual, alguna correcció que hagi pogut fer l'adjunt:

Versió informe resident

Motiu

Informe

S'ha efectuat l'estudi de l'abdomen i la pelvis directament amb contrast endovenós. S'obtenen imatges en fase arterial de l'hemiabdomen superior i posteriorment de tot l'abdomen i la pelvis en fase portal.

El fetge és homogeni i no s'aprecia cap lesió focal que sigui suggestiva de metastàsi.

No hi ha cap alteració de significat especial ni a la melsa ni en el pàncrees.

Glandules suprarenals de mida i morfologia normal.

Reonyons dins de la normalitat amb nefrograma simètric. No hi ha signes d'uropatia obstructiva.

No es veuen masses ni ganglis limfàtics augmentats de mida que siguin sospitosos d'afectació metastàsica ni en el retroperitoneu ni en altres territoris de l'abdomen o de la pelvis.

La cavitat peritoneal, les estructures digestives i els òrgans i estructures pelviques estan dins de la normalitat sense evidències de malaltia neoplàsica.

Text Imatges Observacions Altres dades Recomanacions per fer un informe

Motiu

Informe

S'ha efectuat l'estudi de l'abdomen i la pelvis directament amb contrast endovenós. S'obtenen imatges en fase arterial de l'hemiabdomen superior i posteriorment de tot l'abdomen i la pelvis en fase portal.

El fetge és homogeni i no s'aprecia cap lesió focal que sigui suggestiva de metastàsi.

No hi ha cap alteració de significat especial ni a la melsa ni en el pàncrees.

Glandules suprarenals de mida i morfologia normal.

Reonyons dins de la normalitat amb nefrograma simètric. No hi ha signes d'uropatia obstructiva.

No es veuen masses ni ganglis limfàtics augmentats de mida que siguin sospitosos d'afectació metastàsica ni en el retroperitoneu ni en altres territoris de l'abdomen o de la pelvis.



La cavitat peritoneal, les estructures digestives i els òrgans i estructures pelviques estan dins de la normalitat sense evidències de malaltia neoplàsica.

Conclusió


4.5.1.4.14. VALORACIÓ D'INFORMES D'ADJUNTS


Alguns adjunts poden accedir a la funció de revisió d'informes d'altres adjunts (informes urgents).


Si un usuari amb aquests permisos accedeix a un informe en el que un dels signants és un adjunt i el tipus de exploració assignada a l'informe està configurada per a ser revisada, li apareixerà la pestanyeta corresponent a Revisió d'adjunts, sempre i quan l'usuari connectat no sigui un dels signants de l'informe.

El camp Torn s'ha d'informar obligatòriament:

Si marquem "No" a discrepància  desapareixeran els camps i només quedarà el botó, el torn, les observacions i el camp de radiòleg revisor:



Si marquem "Sí" a la discrepància  haurem de omplir els camps motiu i score:

El camp  serveix per classificar el motiu de la discrepància.

	Codi	Descripció
▶	10	PERCEPCIÓ
	20	INTERPRETACIÓ
	30	TRANSMISIÓ

El camp  puntua el nivell de discrepància

	Codi	Descripció
▶	2	Discrepància esperable
	2a	Discrepància esperable, sense significació clínica
	2b	Discrepància esperable, amb significació clínica
	3	Discrepància
	3a	Discrepància sense significació clínica
	3b	Discrepància amb significació clínica
	4	Discrepància poc habitual
	4a	Discrepància poc habitual, sense significació clínica
	4b	Discrepància poc habitual, amb significació clínica

El camp  guarda el codi del radiòleg revisor.

En el camp observacions es poden fer anotacions, és un camp lliure:

Observacions

El botó  marca el informe com validat.

4.5.1.4.15. VALORACIÓ D'INFORMES PREVIS D'ADJUNTS

Si un usuari que té drets de Valorar informes previs d'adjunts està fent un informe del tipus d'exploració que està configurada per poder fer revisió d'informes previs, i des de l'arbre d'informes previs consulta un informe anterior del pacient que compleixi les següents condicions:

- del mateix [grup de proves](#) que l'informe que està elaborant,
- és el immediatament anterior a l'informe que s'està fent,
- no fa més de dos anys que es va fer,
- està signat per un adjunt diferent al que està connectat

apareixerà en la part superior de la pantalla un avís que recorda al radiòleg que cal revisar l'informe previ

RECUERDE REVISAR EL INFORME PREVIO

Texto Imágenes Observaciones Otros datos Recomendaciones per fer un informe Especificacions grup 1

I la pestanya Especificacions <Nom del grup> si hi ha definida una macro del tipus [Criteris Valoració Informes Previs Adjunts](#) assignada al grup de les exploracions d'aquestes exploracions:

Texto Imágenes Observaciones Otros datos Recomendaciones per fer un informe Especificacions grup 1

Els criteris de revisió per aquestes exploracions seran el següents:

- comprovar que
- detallar que ...
- indicar que

I es visualitzarà la pestanya per poder valorar aquest informe previ.

Dades generals	ACR	Rv Inf Pr	Endoscòpia
Discrepància <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Rev. 3329520/0 Origen:	
Motiu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Score	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Codi Radiòleg	MCIMD3	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Observacions	<input type="text"/>		

Discrepància

Sí No

Si marquem "No" a discrepància desapareixeran els camps i només quedarà el botó, el camp observacions, i el camp de radiòleg revisor:

Dades generals ACR Rv Inf Pr Endoscòpia

Discrepància
 Sí No

Rev. 3329520/0
 Origen:

Codi Radiòleg MCIMD3

Observacions

Si marquem "Sí" a la discrepància Sí No haurem de omplir els camps motiu i score:

El camp **Motiu** serveix per classificar el motiu de la discrepància.

	Codi	Descripció
▶	10	PERCEPCIÓ
	20	INTERPRETACIÓ
	30	TRANSMISIÓ

El camp **Score** puntua el nivell de discrepància

	Codi	Descripció
▶	2	Discrepància esperable
	2a	Discrepància esperable, sense significació clínica
	2b	Discrepància esperable, amb significació clínica
	3	Discrepància
	3a	Discrepància sense significació clínica
	3b	Discrepància amb significació clínica
	4	Discrepància poc habitual
	4a	Discrepància poc habitual, sense significació clínica
	4b	Discrepància poc habitual, amb significació clínica


El camp  guarda el codi del radiòleg revisor.

En el camp observacions es poden fer anotacions, és un camp lliure:



El botó  marca el informe com validat.

En el moment de signar un informe, es comprovarà si hi ha algun informe previ a aquest informe pendent de revisar, i si és així el sistema mostrarà un avís indicant-ho:



4.5.1.4.16. NÚMERO DE PROVES

Etiqueta sols visible si estem informant un informe de Teleradiologia. Serveix per indicar el número de proves que s'inclouen en l'estudi del PACS enviat des del centre sol·licitant per informar. Serveix per valorar l'esforç de diagnòstic de les imatges de l'estudi. Per defecte és 1. Aquest valor es modifica si l'estudi comprèn més d'una exploració.

NÚMERO DE PROVES

4.5.1.4.17. PESTANYA TEXT: MOTIU, INFORME I CONCLUSIÓ

Botó Macros, al prémer el botó  es permet la cerca de macros per codi o nom:

Depenent de el camp en que ens trobem: motiu, text, conclusió, ens filtrarà les macros que corresponen a cada casella. Les macros també es filtren pel tipus d'exploració que s'està informant. Si es marca la casella **Ver todas** mostrarà totes les macros sense filtrar per tipus d'exploració.

Es pot filtrar també per Idioma. Per defecte s'aplica el filtre de l'idioma assignat a l'usuari.

Selecció d'una macro i prement el botó d'Acceptar, el text de la macro es copia en el camp corresponent de l'informe.

La macro pot tenir associada un codi ACR de tal manera que al escollir la macro s'omple el primer camp lliure que hi hagi pel codi ACR.

Búsqueda de valores por nombre - Macro Informe

Descripción


Buscar códigos Ver todas

Buscar nombres


Idioma

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

Código	Descripción
--------	-------------

Catalán Castellano 

Corrector ortogràfic, al pulsar el botó  escollint el idioma, es passa el corrector ortogràfic del MS Word si el tenim instal·lat. Ho fa per al camp a on estiguem: motiu, text o conclusió.




Al passar el corrector ortogràfic es perd el format del text. Això s'avisava al pulsar el botó permetent no seguir endavant.

Eines d'edició:




Marca de camp actiu:


Per diferenciar fàcilment a quin dels 3 camps (motiu/informe/conclusió) es troba el cursor es pinta el label de color vermell, deixant així clar on s'està escrivint. Tan bon punt es perd el focus el label perdre aquesta marca indicant que si s'escriu ja no s'insertarà text.




Botó per copiar informes d'imatges prèviament seleccionades de RaimViewer.


Des de RAIMViewer (ha de ser a partir de la versió 2.7), després d'haver fet alguna anotació, apareix el botó:



Si polsem aquest botó, i tornant a SISDI, polsem el botó  es copiarà el RAIMViewerReport de la imatge prèviament copiada en format HTML de RaimViewer a l'informe de SISDI.




La imatge es visualitzarà a l'imprimir l'informe



4.5.1.4.18. PESTANYA IMATGE

Si l'informe no està signat, permet enganxar una imatge prèviament copiada des d'un editor d'imatges, fent servir el menú contextual (botó dret del ratolí)



La imatge incorporada així formarà part de l'informe i es visualitzarà a l'imprimir l'informe:

Motiu
pròtesi espatlla

Exploració
- RX ESPATLLA AP-PA (Esquerra)

Informe

Es practica estudi radiològic de la columna vertebral en bipedestació i projecció anteroposterior, comprenent la columna dosal i lumbar, incloent les crestes ilíaques.


Al'estudi actual es troba,

Alineació anatòmica de la columna DorsoLumbar.

Dimetria Crestes Ilíaques 0 mm.

Risser 0

ACR: 48.123



AQUEST INFORME ÉS UNA CÒPIA EXACTA DEL QUE HI HA A LA BASE DE DADES

4.5.1.4.19. PESTANYA OBSERVACIONS


Apareix com a pestanya activa quan el tècnic ha informat alguna observació en el moment de realitzar la prova (Observacions Tècnics), i/o si es disposa d'informació clínica del pacient (Informació clínica): aquesta pot arribar per missatgeria si la petició es registra en el sistema d'informació de l'hospital. I/o hi ha registrada Informació d'infermeria

Aquesta pestanya és el primer que veu el radiòleg a l'accedir a la pantalla. Si no hi ha observacions ni informació clínica ni Informació d'infermeria no s'activa la pestanya.

4.5.1.4.20. PESTANYA ALTRES DADES

Permet associar **antecedents** del pacient codificats a l'informe.

El botó de tres punts  permet accedir a l'arbre de cerca de codis d'antecedents:




Si alguna de les exploracions que estem informant té associat un [informe parametritzat](#) des d'aquesta pestanya es pot informar.

Els paràmetres a informar dependran del tipus d'informe parametritzat associat a la exploració que estem informant.

Paràmetre	Valors
Sedació	
Èxit del procediment	
Preparació	
Nivell atansat	
ASA	
Circuit ràpid de CCR	
Antagonista	
Motiu no èxit	
Motiu no èxit (text lliure)	
Complicacions	
Tipus complicació	
Edat	40
Sexe	F
Idoneïtat	
Discordància rectorràgia	
Discordància canvi deposicional	
Discordància dolor abdominal	
Discordància massa	
Discordància anèmia	
Discordància sd. tòxica	
Discordància radiologia	

Si estem fent l'informe de més d'una exploració, i hi ha més d'un informe parametrizat assignat a elles, podem seleccionar quin tipus d'informe omplirem seleccionant-lo des del camp tipus llista corresponent:



Els paràmetres que apareixen en groc ens indiquen que són obligatoris i s'han d'informar abans de salvar l'informe.




Els que apareixen en taronja són obligatoris d'informar abans de signar l'informe.



El botó  permet que un cop informats els paràmetres es generi un text a partir d'aquests que es copiarà en el camp de l'informe.

4.5.1.4.21. PESTANYA DE RECOMANACIONS PER FER UN INFORME

Aquesta pestanya apareix únicament si en el sistema hem creat una [macro de tipus Recomanacions al fer informe](#).

Text Imatges Observacions Altres dades **Recomanacions per fer un informe**   

RECOMENDACIONES PARA EL INFORME RADIOLÓGICO

Coordinador:

Participantes:

Motivo:
Escribir el motivo siempre.
Información clínica + Pregunta: ¿Qué saben y qué quieren saber?
Si no se sabe el motivo, consignarlo: "sin petición" o "petición en blanco"


Informe:
Evitar la verbosidad y la redundancia. Usar frases cortas.
No variar el idioma dentro del informe.
No abusar de abreviaturas sin explicación.
Ordenado y fácil de leer: escribir lo más importante primero.
Explicitar cómo se ha hecho la exploración, especialmente en exámenes complejos: región visualizada, tipo de contraste, y opcionalmente dosis, velocidad de inyección, retraso hasta el disparo, secuencias, etc.
Especificar con qué estudios se compara.
Expresar las limitaciones de la exploración.
Consignar los efectos adversos de la exploración, remarcarlos, y consignar cuál fue su manejo.
Responder explícitamente a la pregunta del clínico, sea la respuesta positiva o negativa.

4.5.1.4.22. BOTONERA EDICIÓ INFORME



Botons de:

- Sortir de la pantalla: actiu sempre. Al clicar al botó, si hi ha modificacions pendents de salvar, apareix el següent quadre:



- o Responent que Si, es salva l'informe i es surt de la pantalla
 - o Responent que No, no es salva l'informe i es surt de la pantalla
 - o Responent Cancel·lar, no es salva l'informe i no es surt de la pantalla.
- Acceptar canvis: actiu sols si l'informe és editable i no està signat.
 - Descartar canvis: actiu sols si l'informe és editable i no està signat.
 - Eliminar informe: actiu sols si l'informe és editable i no està signat.

4.5.1.4.23. BOTONS D'ALTRES ACCIONS



Botó Imprimir: obre una pantalla a on visualitzem el document de l'informe i podem imprimir-lo






Botó Signar: Sols actiu si l'informe està pendent de Signar. Al clicar en el botó accedim a la [pantalla de signar](#).




Informe adicional / Nova versió informe: aquest botó sols està actiu si l'informe està signat. En funció de la configuració del sistema permetrà (veure [Tipus informe](#)):

- Crear un informe adicional que corregirà o complementarà a l'informe primer o
- Crear una nova versió de l'informe que el substituirà. En aquest cas apareix un avís a on ens avisa que estem fent una nova versió de l'informe, i ens demana si volem copiar el text de l'informe anterior en el nou:



Consulta versions anteriors de l'informe: botó actiu únicament si estem situats sobre un informe que té versions anteriors. Ens permet accedir a [consultar aquestes versions anteriors](#).

En l'arbre d'informes previs, els informes versionats tenen una icona específica que els distingeix dels no versionats:



Petició al Servei de Patologia: botó sols visible en els sistemes amb integració amb el Sistema d'Informació del Servei de Patologia. Serveix per registrar / Consultar una petició a patologia, associada a la mostra obtinguda en el procés de realització de la exploració radiològica

Registro de solicitud en Servicio de Patología

BIOPSIA	CITOLOGIA
Tipo de solicitud B	Tipo de solicitud C
Biòpsies	Citologies
Motivo de la solicitud	Motivo de la solicitud
Data obtenció 24/07/2017 12:36	Data obtenció 24/07/2017 12:36
Peces trameses	Peces trameses
México SDI responsable MCIMD3	México SDI responsable MCIMD3
Metge sig elect tarja nov CIMD	Metge sig elect tarja nov CIMD

S'haurà d'imprimir un paper amb la petició per tal d'enviar la mostra al Servei de Patologia correctament identificada.



Accés a imatges a través de RaimViewer: Botó sempre actiu. Al prémer el botó es fa una crida al RAIMViewer per que obri tots els estudis associats a les exploracions que estem informant. Si tenim activada la opció [d'Obrir prèvies](#), s'obriran també els estudis corresponents.

Si l'usuari en el RAIMViewer té permisos, si cap de les exploracions de l'informe està associada a un estudi del PACS, el RAIMViewer li permet l'accés a l'històric d'estudis del pacient.



Informació rellevant exploració: Botó sempre actiu, permet l'accés a la pantalla de confirmació d'activitat del Tècnic en mode consulta per tal de que el radiòleg pugui veure totes les dades registrades en el moment de realitzar la exploració.

4.5.1.4.24. BOTONS DE LA BARRA D'EINES UTILITZATS DES D'AQUESTA PANTALLA



Informe anterior / Informe posterior: permeten navegar de manera àgil pels informes seleccionats des de la pantalla de Gestió d'exploracions i informes, sense haver de sortir de la pantalla d'Elaboració d'informes.



Copiar informe: aquest botó apareix solament a l'accedir a la pantalla d'Elaboració d'informes, i s'activa al accedir a un informe previ de l'arbre d'informes previs. Prement el botó es guarda la referència al informe previ seleccionat.




Enganxar informe: aquest botó apareix a l'accedir a la pantalla d'Elaboració d'informes, i s'activa quan prèviament s'ha fet un Copiar (botó anterior) sobre un informe previ. Al prémer el botó, es copia el contingut de l'informe previ sobre l'actual, si aquest està pendent d'informar o Informat.

4.5.1.5. Signar

Aquesta funció permet signar digitalment els informes de les exploracions per donar-los com a definitius (Veure [Estats Informe](#)). Els informes signats no es poden modificar, ja que tenen el vist i plau del radiòleg i es consideren definitius. Implica que l'informe ja es pot fer 'públic' i és el pas previ al lliurament.

També permet signar Fulls d'infermeria. Un cop signat, el Full d'infermeria també és 'públic' i no es pot modificar.



El procés de signar un informe consisteix en modificar les següents dades:

- Assignar-li l'estat de Signat
- Enregistrar la data i hora en que es signa

Únicament es poden signar informes que tinguin l'estat 02 Informada


Al accedir a aquesta funció es sol·licita la data de signatura, que no podrà ser una data posterior a l'actual. Per defecte s'informa la data i hora del sistema. Informant-la i prement el botó d'acceptar s'actualitza la informació: es canvia l'estat del resultat de l'informe/es seleccionats i els hi assignem la data de signat informada.

Si l'informe signat és un informe primer, es canviarà també l'Estat de resultat del les exploracions corresponents.

Signatura electrònica amb targeta del professional:

En el procés de signat pot fer-se servir també una Targeta electrònica associada al Radiòleg, emesa pel col·legi de metges, que permet tenir un control molt millor i més segur

En el cas de que no es trobi o no estigui introduïda la tarja per realitzar la signatura electrònica es mostrarà el següent missatge:




Si s'accepta l'informe quedarà marcat com a signat, però no s'haurà gravat la signatura electrònica.

Sempre que es disposi de tarja, la signatura s'hauria de fer amb aquesta.

Per tal de poder fer servir la Targeta emesa pel Col·legi de Metges per signar electrònicament informes cal:

- Disposar d'un lector de targetes de tipus chip
- Haver instal·lat en el ordinador tot el necessari per fer servir la targeta (software de la targeta i del lector)
- Configurar correctament les dades del professional en el SISDI: La targeta conté el Número de col·legiat del professional. En el moment de signar, el sistema llegeix el Numero de col·legiat de la targeta i busca en el SISDI quin professional té assignat aquest Número de col·legiat i es valida que algun dels professionals assignats a l'informe sigui el de la targeta. Si ho és, es procedeix a signar l'informe electrònicament. En cas contrari, es dona un avís.

Si signem un informe tenint la targeta en el lector, i tot està correctament configurat, a l'acabar de signar apareix el següent peu de pàgina:




4.5.1.6. Dades Lliurament

Aquesta funció permetrà modificar les dades de lliurament si l'estat de resultat dels informes seleccionats és de Signat

Al accedir a aquesta funció es sol·liciten les dades següents:

- Tipus de centre destí
- Codi centre destí: per poder informar-lo s'ha d'haver informat prèviament el tipus de centre. Per accedir a la llista de centres també s'haurà d'haver informat el tipus de centre
- Codi servei destí
- Servei destí: es podrà informar com a text lliure si no s'ha informat cap codi de servei destí
- Metge destí: text lliure a on es pot informar el nom del metge destí

Es modifiquen les dades de lliurament de tots els informes seleccionats.



Únicament es podrà accedir a aquesta pantalla si:

- Es selecciona un informe que tingui els estats Informat o Signat: permetrà realitzar modificacions
- Es selecciona un informe que tingui l'estat Lliurat: permetrà consultar les dades enregistrades prèviament
- Tots els informes seleccionats corresponen a un mateix centre sol·licitant i tenen els estats Informat o Signat: permetrà realitzar modificacions

Els camps de sortida de la pantalla s'ompliran amb les dades de l'informe si s'ha seleccionat solament un, i en cas contrari amb el centre sol·licitant seleccionat en al pantalla de procedència (Gestió d'exploracions i informes). Es podrà informar la resta de camps relatius al destí.


En cas de poder modificar les dades, en el moment de mostrar la pantalla es mostraran, per defecte, les dades enregistrades corresponents al tipus de centre, centre, servei i metge destí de la sol·licitud.

En el cas del servei destí s'haurà d'informar un codi de servei o bé un text lliure, no es podran registrar ambdós valors.

Si alguna de les sol·licituds seleccionades ja tingués informat un centre destí diferent de l'informat, es donarà un avís a l'usuari.

Les dades de destí són comunes a tots els informes d'una sol·licitud. Per tan, s'enregistren a la base de dades a nivell de sol·licitud, no d'informe individual.


Un cop actualitzades les dades (botó Acceptar) el sistema pregunta si es vol fer el lliurament, i en cas afirmatiu s'accedeix a la funció de [Lliurament d'informes](#).



4.5.1.7. Lliurar

Al accedir a aquesta funció apareixen en pantalla les dades següents:

- Codi i descripció del centre destí prèviament enregistrat des de la funció de Dades de lliurament, sense possibilitat de modificar-lo
- Observacions de lliurament
- Remesa: si es marca aquest camp es podran informar les dades següents:
 - o Observacions de la remesa
 - o Canal de lliurament



Per poder fer el lliurament de més d'un informe (seleccionat prèviament des de la funció de Gestió d'exploracions i informes) s'ha d'haver seleccionat per un únic centre sol·licitant, i tots els informes han de tenir el mateix codi de centre destí



Si els informes seleccionats tenen diferent centre destí es donarà un avís a l'usuari.

En prémer el botó d'Acceptar, es modifiquen per a tots els informes seleccionats les següents dades:


L'estat de l'informe passa a ser el de Lliurat

S'informa la data de lliurament amb la data actual.


Un cop s'ha validat l'entrada de les dades, si s'ha triat fer una remesa, es pregunta a l'usuari si es vol imprimir les remeses i les etiquetes de la remesa.



S'imprimiran tantes còpies com s'indiqui en la pantalla.



Es demana també si es desitja imprimir els informes lliurats, i en cas afirmatiu s'imprimiran.



A totes les impressions s'obrirà un nou formulari PDF amb les etiquetes o informes. Fins que no es tanqui el formulari amb el PDF no seguirà amb el procés.

4.5.1.8. Lliurar pre.

Obsolet

4.5.1.9. Imprimir

Un informe es podrà imprimir sempre, sigui quin sigui el seu estat.

Depenent de la funció des de la que s'accedeixi, es pot haver seleccionat per imprimir un o més d'un informe.

Imprimir un informe principal implica imprimir també tots els informes addicionals que pugui tenir per sota, imprimir un informe addicional només imprimeix l'informe sol·licitat.


El format dels informes consta de dues parts diferenciades:

- Dades clíniques: dades del pacient i dades clíniques enregistrades en el informe
- Dades del destí: dades del destí de lliurament del informe que seran diferents depenent del centre de destí:
 - Sempre que el centre destí és l'hospital, i l'estat de l'informe és Informat o el destí de l'informe està en blanc, el destí de l'informe serà un llit si el pacient en el moment de la impressió està ingressat, o Arxiu si el pacient no està ingressat. Aquestes condicions permetran actualitzar el destí sempre que el informe estigui pendent de signar. Un cop signat o lliurat només es cercarà si no s'hagués imprès mai o s'hagués modificat el centre de destí. Per poder fer això cal que el HIS sigui capaç d'enviar al SISDI aquesta informació sobre la ubicació del malalt.
 - Per la resta de centres es visualitzaran les dades enregistrades a la sol·licitud referents a centre, servei i metge de destí.

4.5.1.10. Sense informe

Només es pot passar un informe a "Sense informe" si es troba en pendent d'informar.


Al prémer el botó l'aplicació mostrarà un missatge per confirmar que es vol realitzar l'acció:



Si s'accepta l'informe passarà a "Sense Informe".

4.5.1.11. Notificació


Al prémer aquest botó es consulten les [Notificacions](#) de l'exploració si aquesta en té alguna; si no en té mostra el següent missatge.




4.5.1.12. Cancel·lar


Botó sols visible si estem situats sobre una exploració de Teleradiologia, i actiu si aquesta exploració està *Pendent d'informar*.

Serveix per notificar al centre origen que no s'informarà la petició, indicant un motiu. La exploració quedarà en estat *Sense Informe*.

Situats sobre una exploració de Teleradiologia en estat *Pendent d'informar* i prement el botó de Cancel·lar  apareix el següent avís:



Si es respon afirmativament es mostra la pantalla que permet informar el motiu de cancel·lació de la petició de Teleradiologia.



Prement el botó d'Acceptar es genera i s'envia un missatge de cancel·lació de petició al centre origen indicant com a motiu el text introduït, i es marca la exploració com a *Sense Informe* per tal de que no aparegui com a *Pendent d'informar*.




Si en lloc del botó d'Acceptar es prem el de Cancel·lar es cancel·la l'acció i no es realitza cap canvi.

4.5.1.13. CD's Externs

Aquesta funció obre la pantalla, en mode de consulta, de la pantalla d'enregistrament de sol·licituds externes amb les dades de la sol·licitud de l'exploració seleccionada. Per que s'activi el botó, el registre ha de correspondre a una exploració registrada des del punt de [Incorporació de CD's externs](#).

Serveix per associar un estudi del PACS amb aquesta exploració, per si en el procés d'incorporació inicial s'ha produït algun problema i no ha quedat lligat un amb l'altre, o per tornar a importar l'estudi si no s'ha pogut fer al registrar la exploració.

Prement  podem accedir a [Relacionar Exploracions i Imatges](#). Apareix la pantalla informant-se automàticament els filtres d'interval de dates, sent la data inicial i final la de la exploració, i el Número d'història del SISDI. Servirà per lligar l'exploració amb l'estudi prèviament importat si per alguna raó no s'havia lligat.

Prement  tornem a accedir [al RAIMViewer en mode IMPORT](#), per tal de poder tornar a importar el estudi al PACS si al registrar la exploració no s'ha pogut fer.


4.5.1.14. Versions anteriors

En cas que estigui activat el versionat d'informes i l'informe de l'exploració seleccionada tingui varies versions aquest botó estarà actiu i permetrà consultar les [versions prèvies de l'informe](#).


4.5.1.15. Enviament informes

El botó d'enviament d'informes és visible únicament a les instal·lacions a on estigui configurada la funcionalitat d'enviar informes a altres sistemes. Quan es visualitza el botó també apareix a la llista d'exploracions la columna Número d'història extern. El botó s'activa quan ens situem sobre un registre corresponent a un informe Signat o Lliurat i en el que la petició tingui com a client algun dels clients que intervenen en aquesta integració.


Per fer l'enviament de l'informe el Número d'història extern (corresponent en el cas de SANITAS al Número de la Targeta SANITAS del pacient) ha d'estar informat. Si no ho està, ens apareix un missatge avisant:



Si responem que no, apareix l'avís següent i no s'enviarà l'informe:



Si responem que sí que volem informar-lo, apareix la pantalla de Dades de la petició, i ens permet informar aquesta dada. Si no s'informa no podrem enviar l'informe. Si sí que s'informa, apareixerà el següent missatge:



Com a pas previ a l'enviament de l'informe, SISD executa una consulta a SANITAS per saber si el pacient té consentiment signat. Si SANITAS respon que Sí, s'enviarà l'informe. Si respon que no, no es farà l'enviament de l'informe.

4.5.2. CONSULTA D'EXPLORACIONS

Aquesta funcionalitat obre una pantalla igual que la de [Gestió Exploracions Informes](#), però es veuen totes les exploracions, estiguin en l'estat en que estiguin (veure [Estat exploracions](#)). Per defecte es visualitza també una columna amb l'estat de l'exploració. Els filtres de selecció també

varen (per exemple, en aquest cas es pot filtrar per Estat de la exploració), així com els botons que realitzen accions.

The screenshot shows the 'Criteris de selecció' (Selection Criteria) section of the software. The 'Estat Expl.' (Exam Status) dropdown menu is highlighted with a red circle. Below this, a table lists various examinations with their status, dates, and times.

Exploració	Llet.	Estat Inf.	Núm. informe	Tir.	Núm. història	Nom del pacient	Estat. Expl.	Data d'exploració	Hora	Hora sortida	Lectura
INFORME RM ABDOMEN		Pendent d...									
INFORME TC ABDOMINAL		Llurat	3320071	0	AS		Afegida confirma...	29/08/2019	17:57...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Pendent d...			BE		Confirmada	29/08/2019	11:30...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Pendent d...			BO		Confirmada	29/08/2019	11:00...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Llurat	3319687	0	CA		Afegida confirma...	29/08/2019	02:43...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Pendent d...			CH		Confirmada	29/08/2019	10:29...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Pendent d...			CO		Confirmada	29/08/2019	10:24...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Pendent d...			DE		Confirmada	29/08/2019	09:44...	00:00...	
INFORME TC ABDOMINAL		Pendent d...			EX		Confirmada	29/08/2019	09:34...	00:00...	
ECO-DOPPLER TESTICULAR					H1		Desconfirmada	29/08/2019	12:00...		
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA					H1		Programada	30/08/2019	09:01...		
COLANGIO-RM		Signat	3319852	0	H1		Confirmada	29/08/2019	08:30...	09:10...	
TC ABDOMINAL		Pendent d...			H1		Confirmada	29/08/2019	20:00...	20:04...	
RM HEPATICA		Signat	3319980	0	H1		Confirmada	29/08/2019	11:30...	12:18...	
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA					H1		Programada	30/08/2019	08:15...		
TC ABDOMINO-PELVIC					H1		Programada	30/08/2019	07:20...		
TC ABDOMINAL					H1		Programada	30/08/2019	12:00...		
TC ABDOMINAL					H1		Programada	30/08/2019	08:00...		
TC ABDOMINAL					H1		Programada	30/08/2019	11:40...		
ECOGRAFIA HEPÀTICA					H1		Programada	30/08/2019	11:00...		

This is a close-up view of the 'Criteris de selecció' section. The 'Estat Expl.' dropdown menu is circled in red. Other visible fields include 'Fecha inicio expl.', 'Fecha fin expl.', 'Identificador exploración', 'Médico SDI', 'Médico solicitante', 'Tipo centro', 'Centro destino', 'Estado informe', 'Aparato', 'Exploración', 'Teleradiología', and 'Tipo de solicitud'.

Exploración	Lati	Estado Inf	Núm. Informe	T	Núm. Historia	Nombre del paciente	Estad. Explo.	Fecha de exploración	Hora	Lectura	Grupos de Lectores	Lector	Inz	Urgente	Centro solicitante	Ámbito de atención	Código Radiólogo 1	Radiólogo 1
MAMOGRAFIA 3D		Ulurat	2646993	0	H203211		Alegria confirmada	9/07/2016	11.15...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	EXTE...	CODAR	CODINA AROZT
ECOGRAFIA MAMA		Ulurat	2646993	0	H203211		Alegria confirmada	9/07/2016	11.15...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	EXTE...	CODAR	CODINA AROZT
ECOGRAFIA-BAG					H203211		Desconfirmada	9/07/2016	11.15...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	EXTE...		
RX MA	A	Sense info...			H203914		Confirmada	9/07/2016	11.50...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	CCEE		
RX PEU BIPE + CARREGA	A	Sense info...			H203914		Confirmada	9/07/2016	11.50...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	CCEE		
MAMOGRAFIA CRIBRATGE					H204549		Desconfirmada	9/07/2016	09.41...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	EXTE...		
MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Signat	2647731	0	H204606		Confirmada	9/07/2016	16.12... 1			COD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	URG...	CODAR	CODINA AROZT
MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Signat	2647732	0	H205417		Confirmada	9/07/2016	15.54... 1			COD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	URG...	CODAR	CODINA AROZT
RX FEMUR LATERAL	D	Sense info...			H206395		Alegria confirmada	9/07/2016	00.41...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	URG...		
RX TORAX AP		Sense info...			H206395		Alegria confirmada	9/07/2016	00.41...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	URG...		
RX GENOLL LATERAL	D	Sense info...			H206395		Alegria confirmada	9/07/2016	00.41...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	URG...		
RX FEMUR FRONT	D	Sense info...			H206395		Alegria confirmada	9/07/2016	00.43...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	URG...		
MAMOGRAFIA CRIBRATGE					H206455		Desconfirmada	9/07/2016	15.09...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	URG...		
PROYECCIONES ADICIONALES DE MAMA		Ulurat	2646921	0	H207271		Confirmada	9/07/2016	10.45...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	EXTE...	VIFER	VILLAJOS FERN
GASTROSCOPIA AMB SEDACIO		Ulurat	2647426	0	H207981		Confirmada	9/07/2016	18.35...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EAP CERDANYOLA RIPOLLET - FARIGOLA	EXTE...	MIQUEL	MIQUEL PLANA
MAMOGRAFIA 3D		Ulurat	2647610	0	H208553		Confirmada	9/07/2016	20.20...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EAP SABADELL 1B SANT OLEGUER	EXTE...	SENTI	Sentia Civelek, D
RX TORAX AP I LAT		Sense info...			H210047		Alegria confirmada	9/07/2016	13.07...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	URG...		
ECOGRAFIA MAMA		Ulurat	2647089	0	H211002		Confirmada	9/07/2016	12.30...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	EXTE...	ESCRIB	ESCRIBANO ALI
GASTROSCOPIA AMB SEDACIO		Ulurat	2647376	0	H211395		Confirmada	9/07/2016	17.35...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EAP SABADELL 4A CONCORDIA	EXTE...	LUIGI	Melceme, Luigi
MAMOGRAFIA 3D		Ulurat	2646999	0	H211975		Confirmada	9/07/2016	10.00...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HOSPITAL DE SABADELL	CCEE	LOURI	RIVERA VALLAT
MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Signat	2647735	0	H212509		Confirmada	9/07/2016	15.27... 1			COD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	URG...	CODAR	CODINA AROZT
MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Signat	2647738	0	H212616		Confirmada	9/07/2016	07.54... 1			COD...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRIBRATGE DE MAMA	URG...	CODAR	CODINA AROZT


Des d'aquesta pantalla l'accés a l'Informe sempre és en mode consulta, no es pot editar un informe accedint des d'aquesta pantalla, s'ha d'accedir des de Gestió d'exploracions i informes.

4.5.3. GESTIÓ INFORMES EXTERNS

Aquesta funcionalitat obre una pantalla igual que la de [Gestió Exploracions Informes](#), on només es podran visualitzar exploracions que puguin ser informades en un centre extern, o que ja hagin estat informades externament. El fan servir els centres que demanen a altres centres informes d'exploracions fetes en el propi centre.


Varien alguns dels filtres de selecció, les columnes que es visualitzen, i els botons d'accions: Estat

Informe Extern i centre extern , i el botó d'Informe extern .



Filtres:

Es pot filtrar per [Estat de l'informe extern.](#)



I es pot seleccionar el centre a on volem que es realitzi l'informe. En el sistema determinem per cada centre extern les exploracions que pot informar aquest centre:

Criterios de selección

Fecha inicio expl. Fecha fin expl. Identificador exploración Médico SDI

Núm. Historia Médico solicitante

Tipo centro Centro solicitante Tipo centro Centro destino Estado Inf Ext

Aparato Exploración Centro

Agrupaciones Clientes Teleradiología

Sólo informes primeros
Sólo informes adicionales
Ver no confirmados

Tipo de solicitud (Todos)
Ver contraste
Ver todas las columnas
Patología urgente

Execució consulta:

A l'executar la consulta apareixen les exploracions que:

- compleixen amb els filtres informatats
- que estiguin confirmades
- que tinguin un estudi del PACS associat
- i tenen com a exploració alguna de les que pot ser informada externament. Si hem informat un centre, apareixeran sols les exploracions que pot informar aquest centre.


A la graella amb les exploracions apareix la columna Estat informe extern, a on es mostren unes icones que ens indiquen l'estat en que es troba cada exploració respecte a la gestió d'informes externs.

Exploración	Latr.	Estado Inf.	Núm. Informe	T. r.	Ve. Núm. Historia	Nombre del paciente	Fecha de exploración	Hora	Lectura	Grupos de Lectores	Lector	Estat inf. Ext.	Urgente	Ámbito de procedencia	Código Radiólogo 1	Radiólogo 1	Código Radiólogo 2	Radiólogo 2	Código Radiólogo 3
RX TORAX AP I LAT		Signalat	2181972	0	H036273		08/02/2017	08:27					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX COLZE FRONT	D	Signalat	2181967	0	H065477		07/02/2017	15:18					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX TORAX AP I LAT		Signalat	2181996	0	H104365		20/02/2017	12:53					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX TORAX AP I LAT		Informat	2181996	1	H104365		20/02/2017	12:53					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...	MCIMD3		
pH-METRIA ESOFAGICA		Sense info.			H104365		02/03/2017	09:16					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
PORTÀTIL TÒRAX		Informat	2181706	0	H147098		16/08/2016	16:05					<input checked="" type="checkbox"/>	EXTE.	MCIMD	PROVES CIMD...			
NM EXTERN		Sense info.			H222222		22/02/2016	00:00					<input type="checkbox"/>	EXTE.					
RX MALIC FRONT	A	Signalat	2181620	0	H498331		08/07/2016	08:11					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX MALIC FRONT	A	Signalat	2181620	1	H498331		08/07/2016	08:11					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX MALIC FRONT	A	Signalat	2181620	2	H498331		08/07/2016	08:11					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX MALIC FRONT	A	Signalat	2181620	3	H498331		08/07/2016	08:11					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX MALIC FRONT	A	Signalat	2181620	4	H498331		08/07/2016	08:11					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX MALIC FRONT	D	Signalat	2181970	0	H503790		07/02/2017	16:40					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
NM EXTERN		Signalat	2181551	0	H594748		21/02/2016	16:53					<input type="checkbox"/>	EXTE.	MCIMD3	CIMD, Medge-sig...	RESIDENT	resident.uscat	
NM EXTERN		Informat	2181787	0	H594748		21/02/2016	10:00					<input type="checkbox"/>	EXTE.	MCIMD3	CIMD, Medge-sig...			
NM EXTERN		Informat	2182038	0	H594748		22/02/2016	08:00					<input type="checkbox"/>	EXTE.	MCIMD	PROVES CIMD...			
NM EXTERNA		Sense info.			H594748		15/07/2016	00:00					<input type="checkbox"/>	EXTE.					
RX TORAX AP I LAT		Signalat	2181911	0	H594748		27/01/2017	07:11					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	DIAZMR	CIMD, Medge-sig...			
RX TORAX AP I LAT		Signalat	2181965	0	H594748		07/02/2017	14:21					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
RX TORAX AP I LAT		Signalat	2181974	0	H891849		08/02/2017	08:51					<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE	MCIMD	PROVES CIMD...			
INFORME TC ABDOMINAL		Signalat	2181689	0	MAT0000434944		08/07/2016	23:26					<input checked="" type="checkbox"/>	EXTE.	MCIMD	PROVES CIMD...			
TELETCARD - TELETCOR - Cabeza - C...		Pendent d...			TER 00000056		01/10/2016	00:02					<input checked="" type="checkbox"/>	EXTE.					


- Petició informe extern enviada, pendent confirmació
- Alta petició RIS extern. Pendent d'informar
- Informe extern rebut
- S'ha produït error al rebre informe
- Anul·lat des de centre origen

Botó informe extern:


A la botonera d'accions, apareix el Botó d'Informe extern. Seleccionant un registre pendent d'informar, i amb les característiques que determinen que pot ser informat des d'un centre extern, podem enviar un missatge de petició d'informe al centre que farà l'informe.



Si la exploració seleccionada no pot ser enviada per informar en un centre extern apareix un avís:



Si no s'ha informat el filtre de Centre, i hi ha més d'un centre que pot fer l'informe per aquesta exploració, apareix el següent missatge:



Si no s'ha informat el filtre de Centre i sols hi ha un centre que pugui fer la prova, aquest serà el centre a on s'enviarà la petició.

Si s'ha informat el filtre de Centre, aquest serà el centre a on s'enviarà la petició.

Per poder demanar la petició d'informe és necessari tenir informada a nivell de sol·licitud el Motiu pel que s'ha demanat la prova: si no està informat aquest camp en la sol·licitud seleccionada, apareix una pantalla amb totes les dades de la petició a on es pot informar aquesta dada. Si no s'informa no es pot enviar la petició d'informe.

La petició d'informe pot ser Urgent o Programada: en el sistema es pot configurar que sempre sigui Urgent o sempre programada, o que depengui del tipus de prova que es vol informar. Si no tenim aquesta configuració hi ha dos tipus de funcionament possibles (que s'apliqui un o altre també dependrà de la configuració del sistema):

- Que el sistema demani a l'usuari de quin tipus de sol·licitud es tracta:

Tipus de sol·licitud

Tipus de sol·licitud


EMERGENCY
SCHEDULED

- Que es determini automàticament que és Urgent si la petició s'ha marcat com a Urgent, i programada en cas contrari.

Un cop generat el missatge de petició d'informe, la exploració canvia d'estat d'informe extern, i es deshabilita el botó Informe extern.

Botó Enviar Prèvies:


A la mateixa botonera apareix també el botó d'Enviar Prèvies:



Si tenim una exploració seleccionada, clicant aquest botó es mostrarà una pantalla amb les exploracions amb informes previs. Seleccionant les exploracions prèvies que es volen enviar com a prèvies, s'enviaran al centre destí (on s' informarà la exploració), els missatges amb els estudis i informes de les exploracions prèvies seleccionades(que alhora seran exploracions anteriors a la seleccionada, i del mateix Tipus de prova i Òrgan-Sistema).

Exploració	Data programada	Hora programada	Descripció Exploració	Estat informe	Motu
6799914	06/02/2018	12:26	Informe TC Neuro	Signat	HTML RTF
6799913	06/02/2018	11:57	Informe TC Neuro	Signat	html -html
6799912	06/02/2018	11:41	Informe TC Neuro	Signat	ssssss
6799911	06/02/2018	11:11	Informe TC Neuro	Signat	informem ara que després no deix
6799909	06/02/2018	10:45	Informe TC Neuro	Signat	MODIQUEM MOTIU

Si l'enviament ha estat correcte, es mostra un missatge:



4.5.4. GESTIÓ FACTURACIÓ TELERADIOLOGIA

Aquesta funcionalitat s'utilitza pels centres que fan Teleradiologia (s'elaboren informes d'altres centres). Mostra un llistat igual que la pantalla [Gestió Exploracions Informes](#), però el llistat mostra les exploracions pendents de facturar o no facturables.

Criterios de selección

Fecha inicio expl. Fecha fin expl. Identificador exploración Médico SDI

Núm. Historia Médico solicitante

Tipo centro Centro solicitante Estado Expl. Tipo centro Centro destino Estado informe

Aparato Exploración

Agrupaciones Clientes Teleradiología Teleradiología

Todos Si No

Ámbito de procedencia

Fecha firma

Lectura

Tipo de solicitud (Todos)

Sólo informes primeros
 Sólo informes adicionales
 Ver no confirmados

Ver no firmados
 Ver todas las columnas

Datos seleccionados

Org-Sist / Tip-
 Todos
 Abdomen
 Coll
 Mama-Gine
 Múscul - esquelètic
 Medicina Nuclear
 Neurologia
 Pediatria
 Tòrax
 Vasculat - intervencionista

SI	Estado facturación	Exploración	Lat.	Número pruebas	Estado Inf.	Núm. informe	Tir	Ve	Núm. Historia	Nombre del paciente	Fecha de exploración	Hora
[Empty table body]												

Exploración

Cambio estado Informar Firmar Datos entrega Entregar Entregar pre. Imprimir Sin informe Enviar MF CD's Externos Ver. Ant.

Com a filtres específics d'aquesta pantalla:

- Apareix marcat automàticament el filtre de *Sols informes primers*
- Apareix marcat automàticament el filtre *Teleradiologia*
- Apareix nou filtre *Veure no signats*
- Apareix nou filtre *Data Signatura*, substituïnt *Data Visita*.

A l'obtenir el llistat apareixen columnes que no es veien en els altres llistats:

- Estat de facturació
- [Número de proves](#)

Estado facturación	Exploración	L. N. pr.	Estado Inf.	Núm. informe	T. Ve.	Núm. Historia	Nombre del paciente	Fecha de exploración	Hora	Lectura	Grupo de Lectores	Lector	Ini.	Urgente	Centro solicitante	Estad. Fac.	Ámbito de procedencia	Código Radiólogo 1
Pendent de facturar	INFORME TC ABDOMINAL	1	Signat	2181991	D	1	GIJBR0330423...	27/01/2017	17:15.						Hospital General de Vic	01	EXTE.	MCIMD
Pendent de facturar	TC ABDOMINAL	1	Signat	2182139	D	1	H094295	23/06/2017	11:25.						Hospital Parc Taulí	01	URGE.	MCIMD
No facturable	C EXTERN	1	Signat	2181922	D	1	H104365	27/01/2017	12:10.						CD extern	03	EXTE.	ADJUNT
Pendent de facturar	TC TORAX	0	Signat	2181998	D	1	H104365	14/02/2017	16:09.						Hospital Parc Taulí	01	URGE.	MCIMD3
Pendent de facturar	TC ABDOMINAL	1	Signat	2182081	D	1	H372502	02/05/2017	11:58.						HOSPITAL DE SABADELL	01	URGE.	MCIMD
Pendent de facturar	INFORME TC ABDOMINAL	1	Signat	2181961	D	1	MACA03305070	02/02/2017	22:37.						HOSPITAL GENERAL D'IGUALADA	01	EXTE.	MCIMD

Els registres apareixen de diferent color en funció de l'estat de Facturació:

- Negre: Pendent de facturar
- Carbassa: No facturable
- Blau: Facturada
- Porpra: No facturable i lliurada

4.5.5. ASSIGNACIÓ AGRUPACIONS CLÍNiques

Aquest punt de menú permet accedir a les dades de pacient i assignar al pacient agrupacions mitjançant la pestanya d'assignació d'agrupacions clíniques.

	Fecha	Agrupación clínica	Subagrupación
✎	27-06-2017	ASCM Alta sospita de càncer de	ARMG BIRADS 4
*			

4.5.6. CONSULTA DE SESSIONS

Aquest punt de menú mostra les exploracions que s'han marcat com a [Cas sessió](#) en el moment d'elaborar l'informe d'aquesta exploració.

Pe	U.	Exploración	Lat.	Estado Inf.	Ve	Núm. Historia	Nombre del paciente	Fecha de exploración	Lectura	Grupos de Lectores	Lector	Imé	Presentado	Urgente	Art de oric
		ECOGRAFIA ABDOMINAL		Signal		H086033	AGUILAR MUÑOZ, ROSALIA	05/01/2018							UR

Com a filtre apareix la Casella de Consulta de sessions marcada. Aquest filtre no es pot modificar. Els registres que apareixen en aquesta pantalla són sempre informes marcats com a Casos de sessions.

Criterios de selección

Fecha inicio expl. 01/01/2018 Fecha fin expl. 31/12/2018 Identificador exploración Médico SDI

Núm. Historia Tipo centro Centro solicitante Aparato Exploración

Médico solicitante Tipo centro Centro destino Estado informe

Ámbito de procedencia Fecha Visita Lectura

Tipo de solicitud (Todos)

Sólo informes primeros
 Sólo informes adicionales
 Consulta de sesiones

Ver contraste
 Ver todas las columnas
 Patología urgente

Agrupaciones Clientes Teleradiología Teleradiología Todos Si No Estado revisión informe Tipo revisión

A la llista apareixen els informes que compleixen els filtres informats i que hagin estat marcats com a Cas sessió, tan si han estat presentats com si no. La columna *Presentat* ens indica si s'ha presentat a el cas en una sessió o no:

Pi	U	Exploración	Lati	Estado Inf.	Ve	Núm. Historia	Nombre del paciente	Fecha de exploración	Lectura	Grupos de Lectores	Lector	Ins	Presentado	Agente	Ámbito de procedencia	Código Radiólogo 1	Radiólogo 1	Código Radiólogo 2	Radiólogo 2	Código Radiólogo 3
		BASTREG CORPORAL TOTAL PET TC ...		Informat		H458758		20/06/2017					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	URG.	MCIMD3	CIMD, Metge-sig...	MCIMD	PROVES CIMD...	
		PLUNCIO MAMA PER ECO		Signat	1	H086033		09/06/2017					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	URG.	MCIMD	PROVES CIMD...			
		PET TAC NEUROLOGIC		Signat	1	H594748		16/06/2017					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	URG.	MCIMD3	CIMD, Metge-sig...	MCIMD	PROVES CIMD...	MAGVI

Els botons de la part inferior de la pantalla permeten veure dades de l'informe, d'exploració, dades d'entrega, dades per entregar, imprimir els informes seleccionats, marcar com a sense informe, mostrar notificacions, accedir a CD's externs i veure versions anteriors de l'informe.

Seleccionant un registre corresponent a un informe Signat o Lliurat (veure [Estats Informe](#)),

s'activa el botó d'Informe . Si accedim a l'informe podrem marcar-lo com a Presentat

Datos generales ACR Endoscopia

Méicos SDI

MCIMD

Caso sesión
 Presentado
 Patología urgente

4.5.7. CONSULTA DE REMESSES

Aquest punt de menú permet imprimir els informes, les remeses i les etiquetes pels criteris de cerca seleccionats.

Criteris de selecció

Data inici: 11/02/2019 Data fi: 20/02/2019

Núm. Història: .. Tipus centre: H Centre destí: HPT Hospital Parc Taulí


Remeses

Núm. remesa	Centre destí	Descripció	Data remesa	Canal lliurament	Descripció	Observacions
452611	HPT	Hospital Parc Taulí	11-02-2019 09:00:00	5	CCEE PARC TAULI	
452612	HPT	Hospital Parc Taulí	11-02-2019 09:11:00	17	AL PACIENT	
452613	HPT	Hospital Parc Taulí	11-02-2019 09:20:00	17	AL PACIENT	
452614	HPT	Hospital Parc Taulí	11-02-2019 09:21:00	6	ARXIU PARC TAULI	
452615	HPT	Hospital Parc Taulí	11-02-2019 09:50:00	5	CCEE PARC TAULI	

Informes de la remesa

Núm. informe	Tipus informe	Versió	Última versió	Data	Núm. història	Nom del pacient	Exploració	Observacions
3194384	0		<input type="checkbox"/>	11-02-2019	H364939		COLONOSCOPIA CRIBATGE DE COLON	
3194384	0		<input type="checkbox"/>	11-02-2019	H364939		POLIPECTOMIA	
3194384	0		<input type="checkbox"/>	11-02-2019	H364939		COL.LOCACIO DE CLIPS (COLONO)	

Aquesta pantalla permet fer cerques per data inici i fi de la remesa (Veure [Gestió Data-hora](#)), tipus de centre i centre, o bé número d'història de pacient.



El botó permet la impressió de remesa.



Servicio de Diagnòstic i Imagen

Núm. remesa:
Centro destino: HPT Hospital Parc Taulí
PARC TAULI S/N
08206 SABADELL


Fecha:

Canal entrega:

Observaciones:


Núm. Historia	Paciente	Exploración	Fecha	Hor
Observaciones		Médico solicitante	Destino	Solicitud externa

COLONOSCOPIA CRIBATGE DE COLON
AMBIT AMBULATORI, INFERMERA
POLIPECTOMIA
AMBIT AMBULATORI, INFERMERA






El botó permet la impressió d'etiquetes.

HPT	Hospital Parc Taulí
PARC TAULI S/N	
08206	SABADELL
BARCELONA	



El botó  permet la impressió de l'informe seleccionat.



  **INFORME D'ENDOSCOPIA DIGESTIVA**

Corporació **Hospital**
Parc Taulí de Sabadell

Servei de Diagnòstic per la Imatge NHC :

Informe

Centre sol·licitant: HOSPITAL DE SABADELL

Metge sol·licitant: AMBIT AMBULATORI

Servei: Gastroenterologia

Data naixement:

Data sol·licitud:

Data exploració:

Centre destí: Hospital Parc Taulí

Motiu

Cribado poblacional CCR

Exploració

- COLONOSCOPIA CRIBATGE DE COLON

- POLIPECTOMIA

Medicació:

Propofol 180 mg

4.5.8. DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES

Desconfirmar un informe vol dir en el SISDI canviar l'[estat d'un informe](#) que havia estat *Signat* prèviament a *Informat*. Aquesta funcionalitat sols s'hauria de fer servir si s'ha detectat un error en el informe i estem segurs que ningú l'ha vist encara. El circuit correcte en aquests casos és, depenent de la configuració del sistema:

- Fer un informe addicional que corregeixi l'anterior, o

- Si està configurat el Versionat d'informes, fer una nova versió.

Si malgrat tot això volem desconfirmar l'informe, hem de seguir els següents passos:

Introduint el número d'informe i tipus d'informe, si l'informe és susceptible de ser desconfirmat s'activaran els camps de motiu de desconfirmació i metge SDI responsable/clau i metge SDI testimoni/clau.

Per desconfirmar l'informe cal que l'informe compleixi les següents condicions:

- El seu estat sigui Signat (un informe Lliurat ens indica que s'ha fet entrega de l'informe en paper a algú, i per tant no s'hauria de Desconfirmar).
- no tingui un informe addicional creat
- No hagi estat revisat
- No s'hagi lliurat electrònicament a un altre Sistema 'Informació, o sí que s'hagi lliurat, però aquest sistema admeti missatges d'eliminació de resultats.

En cas d'informes de cribatge:

- Si l'informe és una primera o segona lectura i ja s'ha creat la segona o tercera lectura s'ha de veure en quin estat es troba aquest
- Si a la dona ja se li han fet altres coses o noves proves o nous cribatges no es permet designar
- Si a la dona ja té una recitació informada no es permet designar
- Si la dona té informat un registre d'UPM no es pot designar l'informe
- Si el pacient ha passat a passiu en el programa de cribatge no es permet designar l'informe
- Si la dona ja té una exploració de cribatge posterior en un estat diferent a signat, no es pot designar l'informe

En cas d'informes amb una revisió o valoració de l'informe de resident, o bé una valoració d'informe d'adjunt, o bé d'una valoració d'informe previ d'adjunt, es mostrarà un avís a l'usuari abans d'acabar la desconfirmació, sol·licitant si vol continuar i avisant que perdrà les dades de la revisió/valoració de l'informe.

S'ha d'informar obligatòriament el Motiu de desconfirmació de l'informe i la clau d'accés a SISDI del professional signant. Tant el Metge responsable com el testimoni han de correspondre a algun dels signants de l'informe.

Desconfirmación de informe

Datos del informe

Núm. informe	Tipo informe	Fecha firma	Fecha entrega
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Paciente

Médico SDI


Estado

Desconfirmación de informe


Motivo

Médico SDI responsabl Clave de acceso


Médico SDI testigo Clave de acceso




Si l'informe s'ha lliurat a un altre Sistema d'Informació, i no tenim missatgeria d'eliminació de resultats amb aquest, ens apareix el següent avís i no podem desconfirmar l'informe:



Si l'informe té registrada una revisió no permetrem desconfirmar-lo:



Si l'informe havia estat lliurat electrònicament a un altra sistema d'informació amb el que tenim en funcionament el circuit d'eliminació de resultat, permetem desconfirmar l'informes però ens apareix el següent avís:



4.5.9. DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES (Admin)

Aquesta funció és pràcticament igual a la funció anterior ([Desconfirmació Informes](#)) però amb la diferència de que com a Metge Responsable i/o Metge Testimoni pot informar-se qualsevol codi de radiòleg encara que no correspongui a un dels professionals signants, sempre informant la clau d'accés del professional informat.

Aquesta funcionalitat s'ha implementat per resoldre una problemàtica: la necessitat de desconfirmar un informe d'un radiòleg absent.

Aquesta funció sols hauria de se accessible per algun radiòleg Administrador, al que se li vulgui donar la potestat de desconfirmar informes encara que no estiguin signats per ell.

4.5.10. CONSULTA DE DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES

Aquest punt de menú mostra el registre de desconfirmacions d'informes realitzades.

Criteris de selecció		Data fi											
Data inici		15/02/2019											
11/02/2019													
Identificació d'exploració		Metge SDI responsable											
7957148	3186303	0	14/02/2019 16:12	VIVBE	VIVBE	03	Signat	29/01/2019	14/02/2019 15:57				
7817084	3188504	0	12/02/2019 9:18	CCANO	CCANO	03	Signat	01/02/2019	12/02/2019 9:17				
8047353	3194282	0	11/02/2019 8:59	FRANO	FRANO	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 8:56				
8049878	3194282	0	11/02/2019 8:59	FRANO	FRANO	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 8:56				
8066227	3193767	0	11/02/2019 10:51	ANFRA	ANFRA	03	Signat	08/02/2019	11/02/2019 10:48				
8066228	3193767	0	11/02/2019 10:51	ANFRA	ANFRA	03	Signat	08/02/2019	11/02/2019 10:48				
8054423	3192902	0	13/02/2019 17:02	TORTA	TORTA	03	Signat	07/02/2019	13/02/2019 17:00				
8046805	3193173	0	13/02/2019 18:58	ANNMA	ANNMA	03	Signat	08/02/2019	13/02/2019 18:56				
8049899	3194316	0	11/02/2019 8:43	VIFER	VIFER	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 8:42				
8064012	3194380	0	11/02/2019 10:50	BALLEST	BALLEST	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 10:49				
8058387	3194753	0	11/02/2019 12:32	FRANO	FRANO	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 12:32				
8058995	3194558	0	11/02/2019 12:36	TORTA	TORTA	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 12:27				
8071560	3194835	0	11/02/2019 13:23	MAYPE	MAYPE	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 13:20				
8065042	3194971	0	11/02/2019 15:13	ATORO	ATORO	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 15:13				
7970200	3194365	0	11/02/2019 9:50	VALLS	VALLS	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 9:07				
7961279	3194315	0	11/02/2019 8:49	amaletm	amaletm	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 8:48				
8065705	3194315	0	11/02/2019 8:49	amaletm	amaletm	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 8:48				
7844179	3195102	0	11/02/2019 17:19	VLACH	VLACH	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 17:19				
7844180	3195102	0	11/02/2019 17:19	VLACH	VLACH	03	Signat	11/02/2019	11/02/2019 17:19				
8016414	3195330	0	12/02/2019 8:56	VLACH	VLACH	03	Signat	12/02/2019	12/02/2019 8:54				

S'informaran obligatòriament l' interval de dates (Veure [Gestió Data-hora](#)) o l'identificador d'exploració.

Informant els filtres i prement el botó de Cercar apareixerà una llista amb els informes desconfirmats que responen als filtres introduïts. A la llista pareix l'identificador d'exploració, el número d'informe, tipus d'informe, data de desconfirmació, el codi de radiòleg responsable (el que ha signat l'informe), el radiòleg testimoni,, l'estat que tenia l'informe abans de la desconfirmació, la data de l'informe, la data de signatura del l'informe, la data de lliurament, i el motiu de la desconfirmació.



Prement el botó de Visualitzar Informe desconfirmat , o fent Doble clic sobre el registre de l'informe que ens interessi, s'accedeix a visualitzar les dades de l'informe en el moment en que es va desconfirmar:

- Número d'història
- Nom del pacient
- Número d'informe
- Tipus d'informe
- Data signatura
- Radiòleg 1 signant de l'informe
- Radiòleg 2 signant de l'informe
- Data desconfirmació
- Motiu desconfirmació
- Text informe: Motiu, Informe, Conclusió

Consulta informe desconfirmado


Núm. Historia H399965	Motiu Neoplasia maligna recto. Control
Nombre CATALINA OVIEDO YEBAR	
Núm. informe 217083	
Tips informe Informe	
Fecha firma 16/02/2016 16:00:00	
Radiòleg 1 DIEGO PRECIADO	
Radiòleg 2	
Informe No se observan signos de diseminación	
Fecha desconfirmación 17/02/2016 10:01:43	
Motiu desconfirmación falsospositiu	
	CAMILLA COLLINI
	Conclusión

4.5.11. INCORPORACIÓ CD'S EXTERNS

Aquest punt de menú permet registrar exploracions d'un pacient que s'han fet prèviament en un altre centre i de les que disposem d'imatges, per exemple en un CD, per tal de poder-les consultar en el historial del pacient del SISDI. Es registra la petició i s'importa l'estudi al PACS a través de RAIMViewer, quedant aquest estudi lligat a la exploració que hem donat d'alta.

Requereix que el pacient estigui donat d'alta a la taula de pacients.


Cal informar les dades de la sol·licitud amb la data (Veure [Gestió Data-hora](#)) i hora de l'estudi. Es crearà la exploració en [estat de la exploració Afegida confirmada](#), [estat del resultat Sense informe](#), i [estat de facturació No facturable](#). Un cop enregistrada l'exploració demanarà afegir la imatge obrint el RaimViewer i sol·licitant informar els camps necessaris per importar la imatge.



Al acceptar el missatge s'obrirà el RaimViewer.

Obertura de RAIMViewer en mode IMPORT.





Cal informar des d'on volem importar la imatge.

Assistent d'importació d'estudis


Selecció d'Estudi/Sèries - (Pas 2 de 5)

En aquest pas pot seleccionar un Estudi o una llista de Sèries (totes les sèries seleccionades han de ser del mateix estudi)


	IDPacient	Nom Pacient	Data-Hora	Descripció Estudi	Modalitats	N.Imatges	N.Sèries
<input checked="" type="checkbox"/>				RM TURMELL	MR	125	5
<input type="checkbox"/>				t2_me2d_tra	MR	25	
<input type="checkbox"/>				pd+t2_tse_sag	MR	40	
<input type="checkbox"/>				t1_tim_sag	MR	20	
<input type="checkbox"/>				T1_tse_cor	MR	20	
<input type="checkbox"/>				t1_tim_COR	MR	20	

< Anterior Següent > Resum Cancel·lar

Seleccionar en quin estudi o en quina sèrie de l'estudi es vol fer la importació.



Es demana una confirmació dels elements que modificaran les dades a l'estudi/sèries seleccionats. Les dades que es mostren corresponen a les de la exploració que acabem de registrar: Identificació de pacient, Accession Number, dades demogràfiques del pacient, AET, Modality.... Es recomana no canviar cap d'aquestes dades per tal de que les dades de la exploració del SISDI i l'estudi del PACS siguin consistents.




Per últim es demana confirmar a quin servidor es vol importar la imatge.


Un cop feta la Importació l'estudi hauria de quedar lligat a la exploració que acaben de donar d'alta.


4.5.1. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES NO DICOM

Aquest punt de menú permet registrar exploracions d'un pacient a les que volem assignar una imatge No DICOM relacionada amb aquest pacient, per tal de poder consultar-la en el historial del pacient del SISDI. Es registra la petició i s'importa l'estudi al PACS a través de una crida al RAIM Server (RAIMWebDesk), quedant aquest estudi lligat a la exploració que hem donat d'alta.

Requereix que el pacient estigui donat d'alta a la taula de pacients.



El tipus de centre, centre i aparell han d'estar pre-configurats i s'omplen automàticament a l'entrar a la pantalla. A l'acceptar amb el botó  se'ns redirigeix a la web RAIMWebDesk/Dicomize.



RAIMServer △ ⊙ CIMD-PRE02

Dicomize web

Tool to dicomize images, pdf's, videos and cda's

Accession Number **AET**

Patient ID **Patient name** **Patient birthdate** **Patient sex**

Study Description **Study date** **Study time**

Aquesta pàgina apareix amb les dades de l'estudi registrades des de SISDI, i ens permetrà carregar la imatge per tel de dicomitzar-la amb les dades informades.

El Study Description correspon a la descripció de la exploració seleccionada des de SISDI afegint la cadena "(Dicomized imatge)".


Un cop dicomitzada i carregada en el PACS, aquest envia un missatge a SISDI (NPR001NewStudy) per tal de que es lligui l'estudi a la exploració.

Podrem consultar aquesta imatge des de l'historial de proves del pacient, com un estudi més d'aquest, a través del botó d'accés al RAIM Viewer.

4.5.2. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES

Des d'aquest formulari es poden fer dues coses:

- Seleccionar un estudi extern d'un pacient que s'ha enviat d'un altre PACS al PACS del nostre hospital i assignar-lo a una nova exploració creada per associar-la a l'estudi, de manera que aquest pugui veure's dins la història clínica del pacient
- Relacionar un Número d'història de l'hospital amb un Identificador de pacient de Teleradiologia, de manera que al buscar les exploracions d'un dels dos identificadors de pacient apareguin les exploracions dels dos.



ID.	Id. Pacient PACS	Nom PACS	Data exploració	Hora exploració	Tipu prov	Tipus exploració	AET	Aparell	Id. exploraci	Id. Pacient	Nom
-----	------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	------------------	-----	---------	---------------	-------------	-----

Per defecte caldrà informar de forma obligatòria alguna d'aquestes dades:

- la data d'inici i fi (Veure [Gestió Data-hora](#)),
- el AccessionNumber,
- l'Id de pacient
- Identificador de Pacient extern.

Es pot escollir l'AET des de la què es vol importar la imatge.

Al fer la cerca ens apareix una llista:

ID	Id Paciente PACS	Nombre PACS	Fecha exploración	Hora exploración	Tipo puse	Tipo exploración	AET	Aparato	Id exploración	Id Paciente	Nombre	Id Pacient extern	Estado Exp.	Estado Inf.	Accession Number
273018	LACO1641120006		15/01/2015	19:38	MG	LECTURA SCREENING	HGV_01_MG_01	TELEMGHGV	5562098	LACO1641120006		HGV25133	Confirmada	Llurat	HV-HGV14R099
273023	704015		22/03/2015	11:35	CT	BREAST	UDI_EXTERN	APAEXT	5564403	000H704015		H704015	Confirmada	Signat	556319147
273045	VARE0650211005		07/06/2016	19:10	MR	INFORME RM NEURO	SANTCAMIL	TELERMSCAM	5569891	VARE0650211005		HSC5410029	Confirmada	Signat	556989154
273046	HGV223011		09/06/2016	00:46	CT	TAC CRANIAL SENSE CONTRAST	HGV_01_CT_01	TELETCCHV	5569893	VIFA1050131003		HGV223011	Confirmada	Signat	HV-HGV16R051
273040	496230		10/06/2016	16:57	CR	TELETCABD - TORAX FRONT I PER.	AIH_CT39118	TELETCCHT	5569895	TER_000000496		496230	Confirmada	Llurat	TER03443503n
273041	496230		10/06/2016	16:57	CR	TELETCABD - TORAX FRONT I PER.	AIH_CT39118	TELETCCHT	5569896	TER_000000496		496230	Confirmada	Llurat	TER03443503n
273048	S144045		09/07/2016	01:27	CT	TC CRANI	SANTCAMIL	TELERMSCAM	5569897	ARSAD651025007		HSC5144045	Confirmada	Signat	HSC-S36053580
273047	MORI0681015004		10/07/2016	23:08	CT	TAC Coll i Laringe	RAIMSERVER	TELEINTIGU							692355482
273049	550716		13/07/2016	19:27	MR	RM MALLIC	SANTCAMIL	TELERMSCAM	5569919	ESMO1670305012		HSC550716	Confirmada	Signat	HSC-S36039920
274058	TER_000000562		01/10/2016	00:02	CT	Cabeza_ CRANI_HELIX_UDIAT (Adu	AIH_CT39118	TELETCCHT	5570259	TER_000000562		TER_000000562	Confirmada	Signat	700861877
274059	TER_000000562		01/10/2016	00:02	CT	TELETCOST - Cabeza_ CRANI_HEL	AIH_CT39118	TELETCCHT	5570260	TER_000000562		TER_000000562	Confirmada	Informet	700861877
274060	TER_000000562		01/10/2016	00:02	CT	TELETCOR - Cabeza_ CRANI_HEL	AIH_CT39118	TELETCCHT	5570261	TER_000000562		TER_000000562	Hegida confirmada	Pendent d'informar	700861877
274061	TER_000000562		01/10/2016	00:02	CT	TELETCABD - TELETCOR - Cabeza	AIH_CT39118	TELETCCHT	5570262	TER_000000562		TER_000000562	Hegida confirmada	Informet	700861877
274064	TER_000000562		01/10/2016	00:02	CT	TELETCGIN - TELETCABD - TELETC	AIH_CT39118	TELETCCHT	5570411	TER_000000562		TER_000000562	Hegida confirmada	Pendent d'informar	700861877
273058	MAT_36141		15/11/2016	23:32	CT	TC CRANI INGRESSAT(917)	TELEMATARIO	TELEMATARIO							MAT-215643225

En aquesta llista apareixen:

- Els estudis del PACS dels que el SISDI ha rebut notificació però que no estan lligats a cap exploració del SISDI (no tenen Id. D'exploració del SISDI)

273047	MORI0681015004		10/07/2016	23:08	CT	TAC Coll i Laringe	RAIMSERVER	TELEINTIGU							692355482
--------	----------------	--	------------	-------	----	--------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	-----------

- Exploracions de Teleradiologia lligades a una exploració de SISDI (si tenen Id. D'exploració del SISDI)

273045	VARE0650211005		07/06/2016	19:10	MR	INFORME RM NEURO	SANTCAMIL	TELERMSCAM	5569891	VARE0650211005		HSC5410029	Confirmada	Signat	556989154
--------	----------------	--	------------	-------	----	------------------	-----------	------------	---------	----------------	--	------------	------------	--------	-----------

Incorporació d'un estudi d'un altre centre a la història clínica del SISDI del pacient:

Seleccionant un registre corresponent a un estudi del PACS no lligat a una exploració del SISDI



(sense Id. D'exploració) i prement el botó, accedim a la pantalla que ens permetrà donar d'alta una exploració a la que quedarà associat el estudi:

Incorporació proves Externes

Dades de la sol·licitud

Núm. història: Sol·licitud externa: Núm. Història externa:

Tipus: Centre sol·licitant:

Metge sol·licitant:

Metge responsable:

Motiu de la sol·licitud:

Informació adicional:

Dades de l'exploració

Aparell: Exploració: Lateralitat:

Òrgan / Sistema:

Tècnic responsable:

Tipus prova: Metge SDI responsable:

Tipus exploració:


Sense informe

Tip. Imatge:

Descripció PACS:

Data - hora:

Haurem d'assignar aquesta exploració a un identificador de pacient ja existent en el SISDI.

Clicant al botó de tres punts del costat del camp Num. Historia  accedim a la pantalla de Cerca de Pacient, i a on ens apareixen automàticament informats els filtres corresponents al Nom i cognoms del pacient, obtinguts de les dades del PACS. Aquests filtres poden modificar-se.

Per defecte apareixen les dades que podem obtenir de l'estudi:

- Centre origen
- Aparell
- Tipus de prova
- Data - hora de la exploració
- Tipus d'imatge
- Número de sol·licitud externa (el de l'origen)
- Identificador de pacient extern (el de l'origen)

Apareix també automàticament un text de motiu que ens indicarà que la exploració es registra únicament per poder incorporar l'estudi al SISDI.

Omplint els camps obligatoris i clicant en el botó d'acceptar donem d'alta la exploració en el SISDI i enviem un missatge al PACS per lligar l'estudi seleccionat amb la exploració que acabem de donar d'alta. A partir d'aquest moment podrem consultar aquest estudi des de l'arbre d'informes previs de la pantalla d'Elaboració d'informes.

Associar un Numero d'història de l'hospital a un pacient de teleradiologia:

Pot passar que un mateix pacient es faci proves en el propi hospital, i que en algun altre moment es faci proves en algun altre centre que envia les imatges al nostre PACS per que es faci un informe de Teleradiologia. Es tracta del mateix pacient, però el tenim identificat en el SISDI amb dos identificadors de pacient diferents.

Des d'aquesta funció podrem associar un identificador de pacient amb un altre de manera que cada vegada que filtrem per un dels dos identificadors ens apareixeran els registres de tots dos.

El funcionament és el següent: seleccionem de la llista el registre corresponent al identificador de pacient extern (Teleradiologia) ja lligat a una exploració de SISDI (la columna ID. Exploració


està informada). Clicant en el botó  accedirem a la pantalla que ens permetrà associar un pacient amb un altre:

Asociar Paciente a NHC Hospital

Id. Paciente	Externo	ARSA0651025007	Client	U755	Hospital Residencia Sant Camil
	Local			..	
Nombre	Externo	JUAN MANUEL			
	Local				
Sexo	Externo	M			
	Local				
Fecha	Externo	25/10/1965			
	Local				

✓ ✗

Ens apareixen informades les dades relatives al pacient amb identificador externs, i haurem de cercar el mateix pacient entre els Números d'història de l'hospital.

Clicant al botó de tres punts Historia  accedim a la pantalla de Cerca de Pacient, i a on ens apareixen automàticament informats els filtres corresponents al Nom i cognoms del pacient, amb les dades del pacient del PACS. Aquests filtres poden modificar-se.

Búsqueda de pacientes


Criterios de selección

1er. Apellido	2º Apellido	Nombre	Fecha nacim	CIP			
		JUAN MANUEL					

Datos seleccionados


🔍 ✓ ✗

Seleccionant un registre tornem a la pantalla d'associar els Identificadors del Pacient, i se'ns mostren els camps a on hi ha discrepàncies en vermell:



Id. Paciente	Externo	ARSA0651025007	Client	U755	Hospital Residencia Sant Camil
	Local	H030962	..		
Nombre	Externo	[Redacted]	JUAN MANUEL		
	Local	[Redacted]	JUAN		
Sexo	Externo	M			
	Local	M			
Fecha	Externo	25/10/1965			
	Local	19/05/1993			

Prement el botó d'Acceptar ens apareix el següent avís:




Asociar Paciente a NHC Hospital

¿Quiere asociar el paciente ARSA0651025007 de Hospital Residencia Sant Camil a la Historia clínica del paciente H030962 del hospital?

Sí No

Si responem afirmativament els dos pacients queden associats. A partir d'aquest moment, sempre que cerquem els registres d'un dels dos pacients, ens apareixerà la suma dels registres dels dos pacients.

4.5.3. CONSULTA HC3 PER CIP







Informant un número de CIP, tant si el pacient existeix en el nostre sistema, com si no existeix, es fa una crida a HC3 demanant informació relativa a documents del pacient. Si el pacient existeix a SISDI apareix el seu nom, sexe i data de naixement.


Marcant la casella Sols SDI es mostren sols resultats de Diagnòstic per la imatge.


Es registres corresponents a informes s'indiquen amb la icona , i els corresponents a imatges amb la icona .

La informació que pot aparèixer per cada resultat és la següent:

- Data de creació del document
- Tipus d'informe/Tipus d'estudi de que es tracta
- Diagnòstic
- Centre a on s'ha realitzat la prova
- Servei

Fecha creación	Tipo de documento	Diagnóstico	Centro	Servicio	
.	Radiologia	Altres causes desconegudes de morbiditat i mortalitat i caus...	Hospital de Sabadell	Radiodiagnòstic	
.	Radiologia	Altres causes desconegudes de morbiditat i mortalitat i caus...	Hospital de Sabadell	Radiodiagnòstic	
.	Radiologia	Altres causes desconegudes de morbiditat i mortalitat i caus...	Hospital de Sabadell	Radiodiagnòstic	
...	Informe laboratori	Altres causes desconegudes de morbiditat i mortalitat i caus...	Hospital de Sabadell	Anàlisis Clíniques	

Selecciónant un registre corresponent a un informe () accedim a visualitzar aquest en format PDF.

Selecciónant un registre corresponent a un estudi () accedim a visualitzar aquest estudi des de RaimViewer.

4.5.4. CONSULTA ESTADÍSTICA VALORACIÓ INFORMES RESIDENTS

Resident:


Si l'usuari connectat no té permisos per fer una consulta sobre qualsevol Resident, a l'accedir a la pantalla li apareixerà informat el camp Resident amb el seu codi de Professional, i no el podrà canviar:

En cas contrari podrà informar-se pel codi de resident pel que es vol fer la cerca.


Per defecte apareix el check Sols Residents Actuals marcat:

Si el check està marcat, a la llista de residents apareixeran els professionals que actualment estan classificats com a Residents. Si no està marcat, a la llista apareixeran tots els professionals Residents i Radiòlegs, per si volem obtenir la estadística d'un radiòleg que havia estat resident anteriorment.

Òrgan-sistema:

A la llista apareixen els Òrgans-sistema que actualment tenim configurats per realitzar la Valoració d'informes de residents. Si es vol seleccionar més d'un, es cercarà a la llista cadascun dels codis pels que vulguem signar i clicarem el botó  per afegir-lo




El botó  ens permet informar automàticament el filtre per tots els òrgans-sistema configurats per fer la Valoració d'informes de residents.

El botó  serveix per netejar el filtre per òrgan-sistema.


Si no s'informa cap Òrgan-sistema, la cerca es farà per tots els Òrgans-sistemes configurats.

Tipus de prova:



A la llista apareixen els Tipus de prova que actualment tenim configurats per realitzar la Valoració d'informes de residents. Si es vol seleccionar més d'un, es cercarà a la llista cadascun dels codis pels que vulguem signar i clicarem el botó  per afegir-lo




El botó  ens permet informar automàticament el filtre per tots els Tipus de prova configurats per fer la Valoració d'informes de residents.

El botó  serveix per netejar el filtre per Tipus de prova.


Si no s'informa cap Tipus de prova, la cerca es farà per tots els Tipus de prova configurats.

Període horari:

Període horari en el que es vol fer la cerca. Per defecte apareix informat "00:23" que correspon a tot el dia. Es poden informar diversos intervals d'hores separats per comes. Per exemple, si volguéssim fer el filtre entre les dotze de la nit i les vuit del matí, i de quatre a sis de la tarda hauríem d'informar **0:8,16:18**




Canvi urgent:




Permet filtrar pels casos marcats com a Canvi urgent, o els No marcats com a Canvi urgent, o per tots els casos.

Prova urgent:




Permet filtrar pels casos corresponents a Proves urgents, o per les No Urgents, o per tots els casos.


Teleradiologia:




Permet filtrar pels casos corresponents a Informes de Teleradiologia, o pels Informes de proves de No Teleradiologia, o per tots els casos.

Revisors:


Filtre obligatori. Es pot informar un revisor, o diversos revisors, seleccionant-los de la llista i clicant al botó de . Els codis que apareixen a la llista corresponen als professionals que tenen assignada la funcionalitat de Valoració d'informes de residents.




El botó  permet informar el filtre de Revisors amb tots els codis de professional que poden fer Valoració d'informes de residents. A l'accedir a la pantalla aquest camp apareix informat per defecte amb Tots les revisors.


El botó  serveix per netejar el filtre per Revisor.


Residents per comparacions:

Filtre no obligatori. Permet seleccionar un codi de Resident o més d'un per realitzar comparacions, revisors, seleccionant-los de la llista i clicant al botó de . A la llista apareixen tots els codis de professionals classificats actualment com a Residents.




 Tots


El botó  permet informar el filtre de Residents per comparació amb tots els codis de Residents actuals. A l'accedir a la pantalla aquets camp apareix informat amb Tots els

Residents. Si tenim desmarcat el check  **Sols Residents Actuals**, es filtrarà també per codis de Radiòleg, ja que podria donar-se el cas de que en el passat fossin residents.

El botó  serveix per netejar el filtre.


Directorio de sortida:

Directorio a on es generaran tots els fitxers de resultats. Es pot configurar un directorio per defecte, però l'usuari podrà canviar aquest directorio ()


Directorio de sortida 

El botó  serveix per eliminar els fitxers del directorio de sortida.

Execució de la consulta:

Clicant al botó  s'executa la consulta a "R" amb els paràmetres seleccionats. Si falta configurar algun paràmetre o hi ha algun altre problema, ens apareixerà un avís indicant-lo:

Si la consulta s'ha executat correctament, apareix el següent avís:



Un cop acceptat el missatge s'obre un fitxer SORTIDA.HTML que ens mostra el resultat obtingut:

Report UDIAT Parc Taulí

Variable	Valor
RESIDENT	"FBOSCH"
PERIODE	2014-01-01 fins 2017-12-31
ORGAN	c("ABD", "TOR")
TIPUS PROVA	c("CT", "MR")
HORARI	0:23
CANVI URGENT	c("0", "1")
PROVA URGENT	c("0", "1")
TELERADIOLOGIA	c("0", "1")
REVISORS (STAFF)	AMAGO, amaletm, BALLEST, BEACO, CARSE, CCANO, DGIL, ECAST, FRANO, GALLC, jmartinn, jmata, jpuig, mandreu, MCIMD, msola, PEREN
GRUP DE COMPARACIÓ (RESIDENTS)	ACASTRO, ACSANCHEZ, ALPER, ANFRA, ANNAB, ASORIA, BELRI, CARTO, CASCO, CRISP, DACAR, EDUCCA, ELOPT, EVALL, FATAI, FAURE, FUERV, GDOLZ, GEMSO, GESANCHEZ, HAMRE, HPERIS, JHEGA, JOSRE, LOURI, MAKAR, MARCO, MARCU, MARIC, MASERRADO, MAYPE, MFORT, MRMARTID, NATLU, NJORITE, NURRO, OMEZOSI, PASANHUEZA, PESCARCENA, PITARC, PPEDREGAL, PSAVILA, RESI_EXTER, SOFRE, SONWO, SRICART, SUSGO, YJACUNA

Distribució de coincidències / discrepàncies

	Resident		Grup de comparació	
	Freqüència	%	Freqüència	%
Coincidència	475	92.4	44	95.7
Discrepància	39	7.6	2	4.3
Total	514	100	46	100

Detall del tipus de discrepàncies


	Resident		Grup de comparació	
	Freqüència	%	Freqüència	%
Coincidència	409	79.6	37	80.4
Discrepància esperable	66	12.8	7	15.2
Discrepància que habitualment no s'hauria d'haver produït	30	5.8	2	4.3
Discrepància que no s'hauria d'haver produït	9	1.8	46	99.9
Total	514	100	37	80.4

Classificació de les discrepàncies


	Resident		Grup de comparació	
	Freqüència	%	Freqüència	%
FALS NEGATIU	56	10.9	1	2.2
ALTRES	35	6.8	8	17.4
NULL	409	79.6	37	80.4
FALS POSITIU	14	2.7	46	100
TOTAL	514	100	1	2.2



Motius de les discrepàncies

	Resident		Grup de comparació	
	Freqüència	%	Freqüència	%
NULL	409	79.6	37	80.4
TRANSMISSIÓ	11	2.1	5	10.9
INTERPRETACIÓ	50	9.7	2	4.3
PERCEPCIÓ	44	8.6	2	4.3
TOTAL	514	100	46	99.9




Generated on: Fri Jun 21 08:26:40 2019 - R2HTML





4.6. LLISTATS

Des d'aquest punt de menú l'usuari pot accedir a diferents llistats.



4.6.1. MACROS

Es permet la cerca de macros per tipus de macro, òrgan/sistema, tipus de prova, tipus d'exploració i exploració.

The screenshot shows a window titled "Listado macros" with a section "Criterios de selección". It contains several search criteria, each with a dropdown menu and a search button (two dots):

- Macro:** Dropdown set to "ALE1", search button.
- PROVA ALE:** Text input field.
- Órgano sistema:** Dropdown menu, search button.
- Tipo prueba:** Dropdown menu, search button.
- Tipo exploración:** Dropdown menu, search button.
- Exploración:** Dropdown menu, search button.

On the right side of the window, there are two icons: a printer icon and a refresh/reload icon.

Tots els camps permeten la cerca per codi i descripció prement el botó :


The screenshot shows a search dialog box titled "Búsqueda de valores por nombre - Macro". It has a "Descripción" input field and two radio buttons: "Buscar códigos" (selected) and "Buscar nombres". There are search, confirm, and cancel icons. Below the input fields, there is a table of results:

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.

	Código	Descripción
▶	1234567890	asdasd
	AAEMAIL	Text email 1
	ALE1	PROVA ALE
	ALE2	PROVA ALE
	AN	Abdomen normal
	ANC	Abdomen normal directe contrast. Pacient no onco.
	ANCO	Abdomen normal directe contrast. Pacient onco.
	ANS	TC Abdomen normal sense contrast. Pacient no onco.
	ANSO	Abdomen normal sense contrast. Pacient onco.
	ARM0	TECNICA ANGIO
	ARMA1	ANGIORM AORTA ABDOMINAL NORMAL
	ARMP1	ANGIO-RM POPLITEES NORMAL
	ARMR1	ANGIORM RENAL NORMAL
	ARMR2	ANGIORM RENAL ATEROMATOSI
	ARMR3	ANGIORM RENAL PATOLOGICA
	ARMT1	ANGIO-RM TSA FUNCIONAL NORMAL
	ARMT2	ANGIO-RM TSA FUNCIONAL PATOLOGICA



Prement el botó  es mostrarà el llistat de tipus de macros segons els criteris de cerca informats:





4.6.2. RELACIÓ CATÀLEG – CODI RESERVA SIO


LLISTAT OBSOLET.

Es permet la cerca de relacions entre catàleg i codi Reserva SIO cerquen per òrgan/sistema, tipus de prova, tipus d'exploració i exploració.

Tots els camps permeten la cerca per codi i descripció prement el botó  :



Prement el botó  es mostrarà el llistat de relacions segons els criteris de cerca informats:



4.6.3. LLISTAT CONTROL AFEGIDES SISDI

Des de SISDI es permet registrar peticions directament malgrat tinguem un Sistema d'Informació de l'Hospital (HIS) des d'on haurien d'arribar totes les peticions. Això és degut a que hi ha casos en els que s'ha de registrar la prova de manera urgent i no es pot esperar a que arribi la petició del HIS.

En el cas d'UDIAT, aquestes peticions s'han de replicar a posteriori en el HIS per poder-se facturar.

Aquest llistat permet obtenir un llistat amb aquestes peticions per tal de poder fer aquesta gestió.

Criteris de selecció

Data inici: 11/02/2019 - Data fi: 15/02/2019

Aparell: [] Tipus prova: []

Òrgan sistema: [] Catàleg: [] Veure tots els registres

Dades seleccionades

Núm. història	Núm. sol·licitud	Data	Hora	Catàleg exploracions	Descripció	Lateralitat	Aparell	Àmbit de procedència	Centr sol·licitud
H556958	5860744	11/02/2019	12.22	CP800	POLIPECTOMIA		ENDO4	URGENCIES	HPT
H556958	5860744	11/02/2019	12.22	C0000	COLONOSCOPIA		ENDO4	URGENCIES	HPT
H258838	5860900	11/02/2019	13.43	C0000	COLONOSCOPIA		ENDO4	URGENCIES	HPT
H371618	5862812	12/02/2019	20.17	C0000	COLONOSCOPIA		ENDO2	URGENCIES	HPT
H1412740	5862918	13/02/2019	01.51	5000375	EXTRACCIÓ COS EXTRANY (GASTR...		ENDO1	URGENCIES	HPT
H1412740	5863601	13/02/2019	12.43	5000375	EXTRACCIÓ COS EXTRANY (GASTR...		ENDO4	URGENCIES	HPT
H1412740	5863601	13/02/2019	12.43	G0000	GASTROSCOPIA		ENDO4	URGENCIES	HPT
H260605	5864066	13/02/2019	19.14	C0000	COLONOSCOPIA		ENDO3	URGENCIES	HPT
H645009	5864102	13/02/2019	20.11	70102	RX TORAX AP I LAT		RXT1	URGENCIES	HPT
H657431	5865463	14/02/2019	18.36	G0000	GASTROSCOPIA		ENDO2	URGENCIES	HPT
H414382	5865713	15/02/2019	06.04	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H435066	5865829	15/02/2019	08.32	70101	RX TORAX AP		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H948017	5866131	15/02/2019	10.21	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H1538854	5866405	15/02/2019	12.15	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H990166	5866425	15/02/2019	12.29	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H845814	5866428	15/02/2019	12.30	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H335817	5866429	15/02/2019	12.30	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H546639	5866433	15/02/2019	12.31	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H1539757	5866457	15/02/2019	12.40	70995.01	TC ABDOMINAL		TCT1	URGENCIES	HPT
H410472	5866594	15/02/2019	13.59	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H213101	5866635	15/02/2019	14.15	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H987949	5866974	15/02/2019	20.04	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H672934	5866984	15/02/2019	20.10	SQUIR	RX SCOPIA QUIRURGICA		PORTATIL	URGENCIES	HPT
H160562	5867053	15/02/2019	22.54	70995.01	TC ABDOMINAL		TCT1	URGENCIES	HPT

Buttons: No replicar, Sol·licitud, Pacient

Periòdicament un administratiu ha d'anar traient aquest llistat de control per poder replicar les peticions en el HIS.

Aquest llistat permet cercar les sol·licituds creades des de SISDI i accedir a les dades de pacient i a les dades de la sol·licitud.


En el cas d'UDIAT és molt important tenir en compte que al replicar la sol·licitud en el HIS s'ha d'indicar el Número de sol·licitud del SISDI per tal de que les dues exploracions quedin correctament associades.


Núm. sol·licitud
4036955
4036956
4036957
4036958

Un cop donades d'alta en el HIS, es recepcionen en el SISDI i deixen d'aparèixer en el llistat.


Filtres que es poden fer servir:


- Interval de dates (Veure [Gestió Data-hora](#))
- Aparell
- Tipus de prova
- Òrgan-sistema
- Catàleg



El botó  permet accedir a les [dades de la sol·licitud](#) seleccionada.

El botó  permet accedir a les [dades de pacient](#) de la petició seleccionada.

El botó  permet marcar la exploració com a No replicable per tal de que deixi d'aparèixer en el llistat. Clicant al botó es mostra el següent formulari a on podem registrar el motiu pel qual no cal replicar la prova:



Ver todos los registros.

Al marcar la casella veurem tant els registres marcats com a No replicar com els NO marcats. Si la casella no està marcada veurem únicament els registres que NO s'hagin marcat com a No replicar.

4.6.4. MATERIAL PER EXPLORACIÓ

Aquest llistat permet mostrar els tipus de material pels criteris de cerca seleccionats.

Es permet la cerca per aparell, òrgan/sistema, tipus de prova, tipus d'exploració i exploració.

Tots els camps permeten la cerca per codi i descripció prement el botó :

Búsqueda de valores por nombre - PTCOMAPA

Descripción

Buscar códigos Buscar nombres

Añadir el carácter '%' por delante y/o por detrás permite hacer búsquedas aproximadas.


Código	Descripción
ALEUD	TEST ALE. ESPECTOMETRE MASSES (MADRID)
COMITES	COMITES UDIAT
CONRAD	CONSULTA RADIOLOGICA
ECOT1	ECOGRAF APLIO MX TAULI
ECOT2	ECOGRAF S2000
ECOT3	ECOGRAF VASCULAR
ECOTP	ECOGRAF TAULI PORTATIL
ECOUD1	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT
ECOUD2	ECOGRAF SIEMENS ANTARES 2
ECOUD3	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT
ECOUD4	ECOGRAF UDIAT MAMOS
ECOUD5	ECOGRAF SUPERSONIC AREA MAMOGRAFIES
EMUSC	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI
EMUSC1	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI 1
ENDO1	ENDOSCOPI 1
ENDO2	ENDOSCOPI 2



Prement el botó es mostrarà el llistat de materials per tipus d'exploració segons els criteris de cerca informats:

— □ ×

📄 🖨️ ⊖ ⊕ 🔗



Parc Taulí
Corporació
Centre Diagnòstic

Servicio de Diagnóstico por la Imagen

Material por exploración


Parámetros: Aparato : MAM01 - MAMOGRAF MIV

Código Catálogo	Descripción	Código	Material
72357	BAG PER ESTEREOTAXIA	11364	CONTENEDOR URINA ESTERIL 60 ML.
ESTER	ESTEREOTAXIA BAG	11364	CONTENEDOR URINA ESTERIL 60 ML.
MARCA	MARCATGE PREQUIRURGIC DE MAMA	117	AGUJA MARCAJE TUMORAL MAMA 21G 9CM
ESTER	ESTEREOTAXIA BAG	2526	GASA RECT.17H 2TC.50X50-<SOB EST.5COMP->
72357	BAG PER ESTEREOTAXIA	2526	GASA RECT.17H 2TC.50X50-<SOB EST.5COMP->
72357	BAG PER ESTEREOTAXIA	2527	GASA RECT. 13 H. 20X40 <SOBRE EST.4 COMPRESAS>
72351.01	LOCALITZACIO AMB MACROAGREGATS LESIO MAMA	2527	GASA RECT. 13 H. 20X40 <SOBRE EST.4 COMPRESAS>
72335.01	LOCALITZADOR DEL CONDUCTE GALACTOFOR	2527	GASA RECT. 13 H. 20X40 <SOBRE EST.4 COMPRESAS>
ESTER	ESTEREOTAXIA BAG	2527	GASA RECT. 13 H. 20X40 <SOBRE EST.4 COMPRESAS>
MARCA	MARCATGE PREQUIRURGIC DE MAMA	2527	GASA RECT. 13 H. 20X40 <SOBRE EST.4 COMPRESAS>
72335	GALACTOGRAFIA	2527	GASA RECT. 13 H. 20X40 <SOBRE EST.4 COMPRESAS>
72335	GALACTOGRAFIA	2705	ESPARADRAPO PAPEL <10M X 5CM>
MARCA	MARCATGE PREQUIRURGIC DE MAMA	2705	ESPARADRAPO PAPEL <10M X 5CM>
72335.01	LOCALITZADOR DEL CONDUCTE GALACTOFOR	2705	ESPARADRAPO PAPEL <10M X 5CM>
72351.01	LOCALITZACIO AMB MACROAGREGATS LESIO MAMA	2705	ESPARADRAPO PAPEL <10M X 5CM>
72357	BAG PER ESTEREOTAXIA	2707	TEJIDO S/TEJER AUTOADHESIVO <5CM X 10M>
22/06/2017	16:50		Pàg. 1 de 10

4.6.5. LLISTAT INFORMES PROPIS D'ADJUNTS REVISATS

Des d'aquest punt de menú un adjunt té accés a veure els [informes que li han estat revisats](#) per un altre adjunt. Per accedir a aquest llistat ha de tenir els permisos corresponents.

Si l'usuari connectat no és un adjunt i té actiu el punt de menú, a l'accedir a la pantalla li apareixerà el següent avís, i no podrà accedir-ho:



Si es tracta d'un adjunt accedirà a la pantalla:


Num. informe	Data exploració	Hora	Tipus exploració	Adjunt Revisor	Data signatura	Teleradiologia	Urgent	Adjunt Revisor	Codi	Motiu	Codi	Score	Observacions	Prof. Ho	
H020176	21/04/2018	14:47	ANGIO-TC CRANI	ADJUNT	12/04/2018 13:49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció especial, amb significat clínica	<input type="checkbox"/>	REVISOR
H020183	21/04/2018	14:04	TC RACIN / ERM	ADJUNT	14/04/2018 9:43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció sense significat clínica	<input type="checkbox"/>	
H041746	21/04/2018	12:23	TC RACIN / ERM	ADJUNT	14/04/2018 12:04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció especial, amb significat clínica	<input type="checkbox"/>	
H022222	21/04/2018	15:19	TAC B LIRAN/COLUM	ADJUNT	15/04/2018 18:20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció	<input type="checkbox"/>	
H022222	21/04/2018	15:25	CRIOCLASTA MLL	ADJUNT	15/04/2018 18:20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció	<input type="checkbox"/>	
H022222	21/04/2018	15:17	MRELI / TC	ADJUNT	15/04/2018 11:39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció especial, amb significat clínica	<input type="checkbox"/>	
H044006	21/04/2018	12:14	EEFOPR / PAAT CR	ADJUNT	15/04/2018 12:13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció amb significat clínica	<input type="checkbox"/>	
TRR_300000496220	21/03/2018	18:57	TELETCARD - TOM	ADJUNT	18/06/2018 12:41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	20	INTERPRETACIO	20		Descripció especial, sense significat clínica	<input type="checkbox"/>	REVISOR
H044003	21/03/2018	08:06	CT EXTERN	ADJUNT	25/10/2018 9:56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO	18	PERCEPCIO	20		Descripció especial	<input type="checkbox"/>	
H044003	21/03/2018	12:18	CT EXTERN	ADJUNT	25/10/2018 13:23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADO						<input type="checkbox"/>	

Es poden fer cerques per:

- Data d'exploració inicial i final (Veure [Gestió Data-hora](#))
- Codi d'adjunt Revisor, permet fer cerques per codi i descripció
- Adjunt Revisat, si al accedir al punt de menú l'usuari connectat a l'aplicació és un adjunt que permet la revisió dels seus informes, però que no és un adjunt aquest camp es mostrarà informat i deshabilitat (un adjunt sols pot veure les revisions que li han fet a ell).
- Aparell, permet fer cerques per codi i descripció
- Sol·licituds de Teleradiologia, permet veure totes
- Òrgan/Sistema, permet fer cerques per codi i descripció
- Tipus prova, permet fer cerques per codi i descripció
- Tipus d'exploració, permet fer cerques per codi i descripció



Prement el botó l'usuari pot visualitzar l'informe seleccionat:



Si l'informe seleccionat té [versions anteriors](#), s'activa el botó que permet consultar-les.

4.6.6. LLISTAT INFORMES D'ADJUNTS REVISATS

Des d'aquest punt de menú un usuari amb els permisos corresponents (adjunt revisor d'adjunts) té accés a veure els [informes revisats d'adjunts](#).

Num. informe	Data exploració	Hora	Tipus exploració	Adjunt Revisat	Data aprovada	Terminabilitat	Urgent	Adjunt Revisor	Codi	Mòdul	Codi	Score	Discrèpància	Prof.	Observacions
2182139	12/04/2018	14:47	ANGIO-TC CRANI	ADJUNT	12/04/2018 15:09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	26	Discrèpància esperada, amb...	<input type="checkbox"/>	REVISOR...	Observacions amb adjunt R...
2182412	14/04/2018	08:44	TC FACIAL I SENS	ADJUNT	14/04/2018 04:45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	26	Discrèpància sense significac...	<input type="checkbox"/>		
2182432	14/04/2018	12:23	TC FACIAL I SENS	ADJUNT	14/04/2018 12:24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	26	Discrèpància esperada, amb...	<input type="checkbox"/>		
2182436	15/04/2018	18:18	TAC B OMBIG CAUSUM	ADJUNT	15/04/2018 18:20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	3	Discrèpància	<input type="checkbox"/>		
2182437	15/04/2018	19:25	CIPOPLASTIA MULTIPLE	ADJUNT	15/04/2018 19:26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	3	Discrèpància	<input type="checkbox"/>		
2182438	15/04/2018	11:17	MELLO / TC	ADJUNT	15/04/2018 11:18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	TRAMISSIÓ	26	Discrèpància esperada, amb...	<input type="checkbox"/>		
2182440	15/04/2018	13:14	MEPSA / PAMP CRANI	ADJUNT	15/04/2018 13:15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	26	Discrèpància amb significac...	<input type="checkbox"/>		
2182579	18/06/2018	16:57	TELETERMO - FORKA FRONT	ADJUNT	18/06/2018 12:41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	26	Discrèpància esperada, sense...	<input type="checkbox"/>	REVISOR...	utilitzantsefectes
2182579	18/06/2018	18:57	TELETERMO - FORKA FRONT	ADJUNT	18/06/2018 13:28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ	26	INTERPRETACIÓ	3	Discrèpància esperada	<input type="checkbox"/>		

El llistat permet fer cerques pels criteris:

Criterios de selección

Fecha exploración inicial:

Fecha exploración final:

Adjunto Revisor:

Adjunto Revisado:

Aparato:

Órgano / Sistema:

Tipo prueba:

Tipo exploración:

Teleradiología

Dades seleccionades

- Data inici d'exploració i data final (és obligatori informar aquests camps) (Veure [Gestió Data-hora](#))
- Adjunt Revisor (és obligatori informar aquest camp)
- Aparell
- Òrgan/sistema
- Tipus Prova
- Tipus Exploració
- Teleradiologia

La cerca mostrarà un llistat resultat

Núm. història	Núm. informe	Data exploració	Hora	Tipus exploració	Adjunt Revisat	Data signatura	Teleradiològic	Urgent	Adjunt Revisor	Codi	Motu	Codi	Score	Discrepància	Prof.	Observacions	Informe
000057	2181409	12/04/2016	14:47	ANGIO-TC CRANI	ADJUNT	12/04/2016 15:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	2b	Discrepància esperable, amb ...	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISOR...	Observacions pels adjunts #	<input type="button" value="Informe"/>
H094748	2181415	14/04/2016	09:44	TC FACIAL / SNIS	ADJUNT	14/04/2016 9:45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	3a	Discrepància sense significac...	<input checked="" type="checkbox"/>			
H039193	2181433	14/04/2016	12:23	TC FACIAL / SNIS	ADJUNT	14/04/2016 12:24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	2b	Discrepància esperable, amb ...	<input checked="" type="checkbox"/>			
H094748	2181436	15/04/2016	18:19	TC B.CRANIOCAVUM	ADJUNT	15/04/2016 18:20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	3	Discrepància	<input checked="" type="checkbox"/>			
H222222	2181437	15/04/2016	10:25	CPORPLASTIA MULTIPLE	ADJUNT	15/04/2016 10:26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	3	Discrepància	<input checked="" type="checkbox"/>			
H826390	2181438	15/04/2016	11:17	MIELO / TC	ADJUNT	15/04/2016 11:19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	30	TRANSMISSIÓ	2b	Discrepància esperable, amb ...	<input checked="" type="checkbox"/>			
H844006	2181440	15/04/2016	12:14	BIOPSIA / PAAF CRANI	ADJUNT	15/04/2016 12:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	3b	Discrepància amb significac...	<input checked="" type="checkbox"/>			
TER_00000...	2181575	10/06/2016	16:57	TELETCABD - TORAX FRONT...	ADJUNT	10/06/2016 12:41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	20	INTERPRETACIÓ	2a	Discrepància esperable, sens...	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISOR...	adsdasdasdasdasdad	
TER_00000...	2181576	10/06/2016	16:57	TELETCABD - TORAX FRONT...	ADJUNT	10/06/2016 13:38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ	10	PERCEPCIÓ	2	Discrepància esperable	<input checked="" type="checkbox"/>			
H104365	2181719	05/10/2016	00:00	CT EXTERN	ADJUNT	05/10/2016 9:56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISORADJ					<input checked="" type="checkbox"/>			
H104365	2181922	27/01/2017	12:10	CT EXTERN	ADJUNT	27/01/2017 12:15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISORADJ					<input type="checkbox"/>			





Informe

on seleccionant una filera de la taula i el botó es podrà accedir a la pantalla de l'informe com mostra la següent imatge:

Datos generales

Núm. Centro solicitante
2182139 - 0 Hospital Parc Taulí

	Exploración	Lateralidad	Dosis rad.	Unidades:
▶	TC ABDOMINAL			

Solicitud

Informes anteriores

- ▶ Informes
 - [2182139] 23-06-2017 TC ABDOMINAL
 - [Exploración sin informe] 30-08-2012 RX CERVICAL PERFIL

NÚMERO DE PROVES

Texto

Imágenes

Observaciones

Otros datos


Recomanacions per fer un informe

Motivo
aa

Informe
aa

Conclusión
aa

Datos generales ACR Endoscopia **Rv.Inf**



Código Radiólogo

4.6.7. LLISTAT INFORMES PREVIS D'ADJUNTS REVISATS

Des d'aquest punt de menú un usuari pot consultar [informes previs d'adjunts revisats](#). En funció dels permisos que tingui podrà consultar:

- Els informes previs que hagi elaborat ell i que hagi revisat un altre adjunt (això ho podrà fer qualsevol adjunt que tingui accés a aquest punt de menú)
- Els informes previs que hagi revisat aquest usuari (ho podran fer aquells adjunts que tinguin permís de revisió d'informes previs d'altres adjunts)
- Els informes previs de qualsevol adjunt que hagin estat revisats per qualsevol altre adjunt revisor d'informes previs (aquesta funcionalitat la tindran molt pocs usuaris).

RAIM SIDI (SISD (cimnd-pre02)) - [Llistat revisió d'Informes previs d'Adjunts]

Arxius Edició Gestió sol·licituds Gestió activitat Gestió resultats Llistats Finestra Ajuda

04-02-2019 15-05-2019

Adjunt Revisor Adjunt Revisat Informes propis

Aparell Teleradiologia

Òrgan / Sistema

Tipus prova

Tipus exploració

Dades seleccionades

Núm. història	Núm. informe	Data exploració	Hora	Tipus exploració	Adjunt Revisat	Data signatura	Teleradiològ	Urgent	Adjunt Revisor	Codi	Motiu
		10/02/2019	16:40	TC ABDOMINAL		11/02/2019 13:48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		10/02/2019	17:00	TC TORAX		11/02/2019 13:48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		19/02/2019	19:00	TC TORAX		26/02/2019 21:19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	PERCEPCIÓ
		19/02/2019	19:15	TC ABDOMINAL		26/02/2019 21:19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	PERCEPCIÓ
		13/03/2019	11:34	TC ABDOMINAL		13/03/2019 12:18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		15/03/2019	13:10	TC ABDOMINAL		15/03/2019 14:08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		28/03/2019	19:43	TC ABDOMINAL		28/03/2019 21:52	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		20	INTERPRETA
		20/04/2019	23:05	TC ABDOMINAL		22/04/2019 11:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		21/04/2019	01:38	TC ABDOMINAL		22/04/2019 11:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

El llistat permet fer cerques pels criteris:

Criteris de selecció

Data exploració inicial

Data exploració final

Adjunt Revisor ..

Adjunt Revisat .. Informes propis

Aparell .. Teleradiologia

Òrgan / Sistema ..

Tipus prova ..

Tipus exploració ..

- Data inici d'exploració i data final (és obligatori informar aquests camps) (Veure [Gestió Data-hora](#))
- Adjunt Revisor
- Adjunt Revisat
- Informes propis: per defecte està marcat i deshabilitat
- Aparell
- Òrgan/sistema
- Tipus Prova
- Tipus Exploració
- Teleradiologia

S'ha d'informar obligatòriament l'Adjunt revisor o l'Adjunt revisat.

A l'accedir a la pantalla apareix automàticament informat el camp Adjunt revisat amb el codi de professional de l'usuari connectat.

Si l'usuari connectat té permisos per Revisar informes previs d'adjunts, veurà la casella de

Informes propis

selecció Informes propis () habilitada. Desmarcant la casella automàticament s'esborrarà el camp d'Adjunt revisat i en el camp Adjunt revisor apareixerà el seu codi de professional, podent consultar aleshores els informes previs revisats per ell mateix.

Si l'usuari connectat té permisos de consulta dels informes previs revisats per altres adjunts, podrà modificar el camp Adjunt Revisor. En cas contrari no el podrà modificar.

Obtenim el següent llistat:

Dades seleccionades																	
Núm. història	Núm. informe	Data exploració	Hora	Tipus exploració	Adjunt Revisat	Data signatura	Teleradiològ	Urgent	Adjunt Revisor	Codi	Motu	Codi	Score	Discrepància	Tancat	Prof.	Observació
		10/02/2019	16:40	TC ABDOMINAL		11/02/2019 13:48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		10/02/2019	17:00	TC TORAX		11/02/2019 13:48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		19/02/2019	19:00	TC TORAX		26/02/2019 21:19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	PERCEPCIÓ	2a	Discrepància esperable, sens...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		19/02/2019	19:15	TC ABDOMINAL		26/02/2019 21:19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	PERCEPCIÓ	2a	Discrepància esperable, sens...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		13/03/2019	11:34	TC ABDOMINAL		13/03/2019 12:18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		15/03/2019	13:10	TC ABDOMINAL		15/03/2019 14:08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		28/03/2019	19:43	TC ABDOMINAL		28/03/2019 21:52	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		20	INTERPRETACIÓ	3	Discrepància	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		20/04/2019	23:05	TC ABDOMINAL		22/04/2019 11:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		21/04/2019	01:38	TC ABDOMINAL		22/04/2019 11:15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

El botó  permet consultar l'informe seleccionat de la llista.

4.6.8. LLISTAT INFORMES DE RESIDENTS REVISATS

Des d'aquest punt de menú un usuari amb els permisos corresponents té accés a veure els [informes revisats o pendents de revisió de residents](#).


El llistat permet fer cerques pels criteris:

- Data inici d'exploració i data final (és obligatori informar aquests camps) (Veure [Gestió Data-hora](#))
- Estat de la revisió de l'informe
- Resident revisat
- Adjunt Revisor

- Aparell
- Òrgan/sistema
- Tipus Prova
- Tipus Exploració
- Teleradiologia

Obtenim el següent llistat:

Núm. història	Núm. informe	Data exploració	Hora	Codi	Estat revisió informe	Tipus exploració	Resident	Data signatura	Teleradiòlog	Urgent	Adjunt Revisor	Codi	Classificació	Codi	Motu	Codi
H1527898	2182207	09/10/2017	09:49	01	Pendent revisar	TC ABDOMINO-PELVIC	ANNITO	09/10/2017 11:16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
H948218	2182219	10/10/2017	12:06	02	Revisat	TC SUPRARENALS	ANNITO	10/10/2017 12:10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADJUNT					
H053443	2182229	11/10/2017	07:29	02	Revisat	TC RENAL	ANNITO	11/10/2017 7:31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	amaletm	10	FALS POSITIU	20	INTERPRETACIÓ	3
H043169	2182242	19/10/2017	15:28	01	Pendent revisar	TC PANCREATIC	RESIDENT	20/10/2017 12:03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
H042734	2182240	19/10/2017	15:16	03	No Valorable	TC PANCREATIC	RESIDENT	19/10/2017 15:20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
H086033	2182241	19/10/2017	15:21	01	Pendent revisar	TAC ABDOMINAL DYNAMIC	RESIDENT	19/10/2017 15:23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
H757968	2182235	19/10/2017	12:32	01	Pendent revisar	TC ABDOMINAL	RESIDENT	19/10/2017 14:12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
H037393	2182239	19/10/2017	15:11	01	Pendent revisar	TC ABDOMINAL	RESIDENT	19/10/2017 15:13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
H086033	2182237	19/10/2017	14:17	02	Revisat	TC HEPATIC	RESIDENT	19/10/2017 15:03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MCMD					
H040886	2182246	20/10/2017	14:12	04	No Valorable Revisat	TC ABDOMINAL	RESIDENT	24/10/2017 17:12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MCMD					
H033356	2182248	20/10/2017	14:12	04	No Valorable Revisat	TC ABDOMINAL	RESIDENT	24/10/2017 17:11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MCMD					
H033194	2182243	20/10/2017	12:05	02	Revisat	TC PANCREATIC	RESIDENT	20/10/2017 13:48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MCMD	10	FALS POSITIU	20	INTERPRETACIÓ	3
H104365	2182250	23/10/2017	16:03	02	Revisat	TAC PROCEEDMENT INTERV...	RESIDENT	23/10/2017 16:11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REVISOR					
H071215	2182251	23/10/2017	16:15	02	Revisat	TC HEPATIC	RESIDENT	23/10/2017 17:54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MCMD					
H086033	2182269	10/11/2017	13:55	02	Revisat	TC ABDOMINAL	RESIDENT	10/11/2017 13:56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MCMD	10	FALS POSITIU	20	INTERPRETACIÓ	2
H086033	2182270	13/11/2017	10:42	03	No Valorable	TC ABDOMINAL	RESIDENT	13/11/2017 10:45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						



Aquest botó permet veure l'informe de resident si l'estat de l'informe és Pendent de revisar o Revisat.

4.6.9. COMITÈ REVISIÓ INFORMES PREVIS D'ADJUNTS

A aquest llistat tindran accés els usuaris que formin part del comitè de revisió d'Informes Previs d'Adjunts amb els permisos necessaris i permetrà llistar els [informes previs d'adjunts revisats](#).

The screenshot shows the 'Comitè revisió d'Informes previs d'Adjunts' window. It features a menu bar with options like 'Anua', 'Edició', 'Gestió sol·licituds', 'Gestió activitat', 'Gestió resultats', 'Llistats', 'Finestra', and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains search filters for 'Data valoració inicial' (15-09-2019), 'Data valoració final' (25-09-2019), 'Cas', and 'Estat' (Abert, Tancat, Tots). There are also dropdown menus for 'Aparell', 'Órgan / Sistema', 'Tipus prova', and 'Tipus exploració'. Below these filters is a table with the following columns: 'Cas', 'Data revisió', 'Codi Motu', 'Motu', 'Codi Score', 'Score', 'Discrepància', 'Tancat', and 'Observacions'. The table contains 20 rows of data, with the last row (3375) having a detailed observation: 'ConclusióTéneue hpodenstat occipital bilateral, que podria correspondre a canvis seqüències o un PRES (en el ...'.

Des d'aquest llistat es podrà accedir als informes previs als quals se'ls hi ha realitzat una valoració.

Es pot fer la cerca pels següents criteris:

The screenshot shows the 'Criterios de selección' form. It includes fields for 'Fecha valoración inicial' and 'Fecha valoración final', a 'Caso' field, and an 'Estado' section with radio buttons for 'Abierto', 'Cerrado', and 'Todos' (selected). Below these are four sections for 'Aparato', 'Órgano / Sistema', 'Tipo prueba', and 'Tipo exploración', each with a dropdown menu and a search field.

- Data inici i fi de revisió (Veure [Gestió Data-hora](#))
- Caso
- Estat: obert, tancat, tots
- Aparell, permet la cerca per codi i descripció
- Òrgan/sistema, permet la cerca per codi i descripció
- Tipus prova, permet la cerca per codi i descripció
- Tipus d'exploració, permet la cerca per codi i descripció

Obtenim el següent llistat:

Cas	Data revisió	Codi Motu	Motu	Codi Score	Score	Discrepància	Tancat	Observacions
3359	24/09/2019 10:10					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3359	24/09/2019 10:10					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3360	24/09/2019 10:34					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3361	24/09/2019 11:50					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3362	24/09/2019 11:52					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3363	24/09/2019 11:53					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3364	24/09/2019 12:29					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3365	24/09/2019 12:38					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3366	24/09/2019 12:41					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3367	24/09/2019 13:03					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3368	24/09/2019 13:16					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3369	24/09/2019 13:20					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3370	24/09/2019 14:35					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3371	24/09/2019 14:44					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3372	24/09/2019 17:03					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3372	24/09/2019 17:03					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3373	24/09/2019 18:05	10	PERCEPCIÓ	3b	Discrepància amb significació clínica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3373	24/09/2019 18:05	10	PERCEPCIÓ	3b	Discrepància amb significació clínica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3374	24/09/2019 18:16					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3375	25/09/2019 7:44	20	INTERPRETACIÓ	3	Discrepància	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ConclusióTénue hipodensitat occipital bilateral, que podria correspondre a canvis esquímics o un PRES (en el c...

Informe

El botó **Informe** sols és visible per determinats usuaris als que se'ls hi dóna accés a veure l'informe previ valorat i totes les seves dades, inclús les dades de pacient.

Revisión

Des del botó **Revisión** es tindrà accés a les dades de l'informe previ que s'ha revisat (*Informe previ revisat*) i l'informe que s'estava elaborant quan es va revisar el previ (*Informe origen revisió*). En cap cas es té accés a cap dada del pacient.

Revisió d'Informes Previs d'Adjunts

Informe previ revisat					Informe origen revisió				
	Exploració	Lateraltat	Dosi rad.	Unitats		Exploració	Lateraltat	Dosi rad.	Unitats
	TC CRANI		845,5	mGy....		TC CRANI			
	ANGIO-TC CA...								

Motiu
Paciente con bajo nivel de consciencia y TA elevadas. Descartar sangrado

Informe
Examen TC intracranial simple.
Absència de desplaçaments significatius de les estructures de línia mitja ni lesions hemorràgiques agudes intra o extraparenquimatoses, supra o infratentorials.
Dilatació global i simètrica del sistema ventricular, valls silvians i solcs corticals de la convexitat.
Cisternes basals i peritronculars lliures.
Hipodensitat focal al cos del caudat esquerre.
Tènue hipodensitat i esborrament dels solcs occipital bilateral, que tot i la presència d'artefacte a aquest nivell no es pot descartar origen isquèmic, o en el context un clínic (crisi hipertensiva) podrien correspondre a una

Motiu
Paciente con bajo nivel de consciencia y TA elevadas. Descartar sangrado

Informe
Examen TC intracranial simple.
Absència de desplaçaments significatius de les estructures de línia mitja ni lesions hemorràgiques agudes intra o extraparenquimatoses, supra o infratentorials.
Dilatació global i simètrica del sistema ventricular, valls silvians i solcs corticals de la convexitat.
Cisternes basals i peritronculars lliures.
Hipodensitat focal al cos del caudat esquerre.
Tènue hipodensitat i esborrament dels solcs occipital bilateral, que tot i la presència d'artefacte a aquest nivell no es pot descartar origen isquèmic, o en el context un clínic (crisi hipertensiva) podrien correspondre a una

Cas Tancat

Revisió adjunt revisor
Discrepància
 Sí No
Motiu: 20
Score: 3
Codi Radiòleg: MCIMD3
Observacions: Conclusió: Tènue hipodensitat occipital bilateral, que


Revisió comitè
Discrepància
 Sí No
Motiu: 20
Score: 3
Codi Radiòleg: MCIMD3
Observacions:

Es visualitza les dades de la revisió de l'adjunt revisor (**Revisió adjunt revisor**), i no poden modificar-se. El comitè que es reuneix per revisar aquestes valoracions pot corregir aquesta valoració (**Revisió comitè**).

Es conservaran les dues valoracions.


Un cop revisat, es marcarà la casella de Cas tancat

Cas Tancat

També es pot tenir accés a la imatge de l'exploració associada a l'informe , on tampoc es mostrarà cap dada del pacient. Es visualitzaran els estudis del PACS de manera anonimitzada.

4.6.10. LLISTAT D'ERRORS A L'ENVIAMENT D'INFORMES

L'usuari tindrà accés a aquest punt de menú si té assignada la funció necessària en el seu grup d'usuaris.



The screenshot shows a web interface for filtering reports. It includes three input fields for search criteria: 'Fecha entrada inicial' with the value '27-08-2016', 'Fecha entrada final' with '23-06-2017', and 'Núm. Historia' with an empty field. Below these is a 'Listados' dropdown menu. On the right side, there are search and refresh icons. The main content area below the filters is currently empty.


Des d'aquesta pantalla es permet veure els llistats prèviament configurats per l'administrador de l'aplicació.

Es poden fer cerques per data d'inici i data final, i per número d'història del pacient.


4.7. FINESTRA

Des d'aquest punt de menú l'usuari pot escollir com vol veure les diferents finestres que va obrint:


- Cascada



- Mosaic horizontal




- Mosaic vertical



- Alinear icones, com el seu nom indica alinea icones.


4.8. AJUDA




4.8.1. CONTINGUT F1

Aquest punt de menú o amb la tecla F1 s'obrirà aquest manual com a manual d'usuari.


4.8.2. SOBRE SISDI



Aquest punt de menú mostra un breu resum de la versió de l'aplicació.

Amb el botó  es tanca el formulari.

Amb el botó  s'obre un nou formulari amb les millores fetes en la versió instal·lada.



5. **FUNCIONS GENERALS**

Es descriuen en aquest apartat funcions cridades des de diversos punts de la aplicació però a les que no s'accedeix des d'un punt de menú.

5.1. **CERCA DE PACIENTS**

Permet cercar pacients per diferents criteris. S'ha d'informar obligatòriament el primer cognom o el CIP.

Búsqueda de pacientes

Criterios de selección

1er. Apellido 2º Apellido Nombre Fecha nacim CIP

Datos seleccionados

Núm. Historia	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Fecha nacim	Dirección

< >

Les cerques són del tipus "Comença per...":

Búsqueda de pacientes

Criterios de selección

1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre: Fecha nacim: CIP:

Datos seleccionados

	Núm. Historia	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Fecha nacim	Dirección
▶	H317867	JO	PARDAL	SU	04-10-1953	C/ SA
	H294516	MA	PARDELL	AL	01-11-1967	C/ PU
	H082914	CA	PARDELL	BA	01-01-1900	.
	H327540	JO	PARDELL	CA	16-07-1945	C/ DE
	H331138	RA	PARDELL	CO	08-08-1968	ROUR
	H735422	JE	PARDELL	DA	26-10-1958	C/ UP
	H644953	PE	PARDELL	ES	01-01-1946	CTR.
	H538333	CA	PARDELLANS	SE	03-01-1959	C/ DE
	H458274	MA	PARDELLAS	JU	12-09-1989	CTR.
	H689065	LU	PARDELLAS	LO	27-08-1970	C/ BC
	H815206	ISA	PARDELLAS	LO	05-08-1977	C/ LG
	H484005	RA	PARDERA	GO	26-01-1988	C/ DE
	H244118	LU	PARDIGO	SA	19-08-1951	VILLA
	H1292174	ISA	PARDILLA	LO	11-07-1988	CARF
	H404139	MA	PARDILLO	AN	23-01-1966	C/ DC
	H093058	EV	PARDILLO	BA	23-04-1980	GR.S
	H723601	CF	PARDILLO	BA	06-07-1985	C/ GR
	H145359	SE	PARDILLO	CO	19-11-1986	GONZ
	H049212	MA	PARDILLO	GA	01-01-1900	.
	H049212	MA	PARDILLO	GA	01-01-1900	.



Seleccionant un registre i prement el botó retornem a la pantalla des de la que s'ha cridat a la funció, informant-se automàticament el camp d'Identificació de pacient amb el del pacient seleccionat.

5.2. CONSULTA DADES SOL·LICITUD

Permet consultar les dades d'una sol·licitud seleccionada des de la pantalla de la que es crida a aquesta funció.

Consulta dades de sol·licitud

Dades de la sol·licitud

Ref. Externa sol·licitud	Data sol·licitud	Núm. sol·licitud	Data entrada	Núm. història	Nom del pacient
0042829779y	11-12-2019 08:13	6301735	20-03-2020 08:56	H409586	

Informació clínica | Dades associades | Dades demogràfiques | Dades client | Diagnòstics pacient | Sol·licitud digitalitzada

Data Visita: No programada

Pacient ingressat Pes: Alçada: Àmbit de procedència: EXTERN:

Pacient urgent Atenció especial: Àmbit actual:

Accident de circulació Forma d'arribada: Àrea de procedència:

Baixa laboral

Informació clínica Dona de 77 anys d'edat amb els problemes de salut actius rellevants: 2017 - (M35.3)-POLIMIÀLGIA REUMÀTICA 2015 - (E11.9)-DM2 2013 - (E03.9)-HIPOTIROIDISME SUBCLÍNIC 2013 - (I10)-HIPERTENSIÓ (PRIMÀRIA)

Origen sistema	Descripció	Tipus prova	Exploració	Descripció	Aparell	Prioritat	Estat expo.	Prioritzat per	Melge SDI	Nom melge SDI	Estat Exp.	Motiu
TOR	Tòrax	CR	TELECRGEN	Informes CR Gen...	TELESFELIX		Confirmada					

Motiu: Mujer de 77 años desde hace 1 año ha perdido 10 Kg de peso. Estácomiendo mucho mejor pero no para de perder peso. Me comenta además tosdesde hace mucho tiempo. No sangre en heces. No nauseas ni vómitos. NQalteraciones del ritmo intestinal. Solicito informe.Gracias.

Observacions: Paciente muy obesa que no puede colocarse en decubito totalmente y la barriga no le deja ponerse plana

Informació Infermeria: Pacient diabètic amb problemes anteriors de claustrofòbia

Informació addicional

Informació per programació

Tipus	Codi	Diagnòstic/Procediment
A	R63.4	Pèrdua anòmla de pes

Dades generals:

A la part superior de la pantalla apareix la següent informació:

- Referència externa de la Sol·licitud
- Data sol·licitud
- Número sol·licitud SISDI
- Data entrada
- Núm. Història
- Nom del pacient

Informació clínica: es mostren dades en mode consulta relatives al pacient i a l'assistència des de la que s'ha fet la petició.

Si l'usuari té permisos de modificació de dades de la petició es podran modificar algunes dades. ATENCIÓ: si la petició ens ha arribat a través de missatgeria d'integració, les dades quedaran modificades únicament en el SISDI, no en el Sistema d'informació origen.

En els sistemes en els que rebem les peticions de proves a través de missatgeria, si arriba informat el camp Informació clínica, en aquesta pestanya es mostrarà ressaltant l'etiqueta en vermell:

El botó  situat al costat del camp ens permet visualitzar tot el contingut del camp. Clicant en el botó fem que el camp es faci més gran per veure tot el contingut:

Tornant a clicar en el botó  el camp Informació clínica torna al seva alçada inicial.

Dades associades: apareixen registres relatius a incidències registrades al pacient en anteriors proves o en aquesta mateixa si ja s'ha fet.

Dades associades				
	Data	Codi	Descripció	Observacions
▶	03-11-2016	10	Reacció adversa al contrast	Comenta ser al·lèrgica al iodo
	31-01-2017	10	Reacció adversa al contrast	parlat amb la pacient i nomes refereix dolor al braç,...

Dades demogràfiques: es mostren dades demogràfiques en mode consulta relatives al pacient.

Informació clínica							Dades associades	Dades demogràfiques	Dades client	Diagnòstics pacient	Sol.licitud digitalitzada
Núm. història	Nom	1er. Cognom	2on. Cognom	Sexe	Data naix	Edat					
H857563	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	F	05-11-1955	61 (a)					
Adreça		DP	Població	Província							
CARRER [REDACTED]		08291	08180	08							
Telèfon	Telèfon de contacte VI	NASS	CIP	Metge de capçalera							
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]								

Dades client: es mostren dades en mode consulta relatives al client que ha fet la petició.

Si l'usuari té permisos de modificació de dades de client de la petició es podran modificar algunes dades. ATENCIÓ: si la petició ens ha arribat a través de missatgeria d'integració, les dades quedaran modificades únicament en el SISDI, no en el Sistema d'informació origen.

Informació clínica							Dades associades	Dades demogràfiques	Dades client	Diagnòstics pacient	Sol.licitud digitalitzada
Client contable	Núm. Història externa			Nº. Autorització		<input checked="" type="checkbox"/>					
10110	SERVEI CATALA DE LA SALUT										
Tipus centre	Centre sol·licitant		Servei sol·licitant								
H	HS .. HOSPITAL DE SABADELL		PNE Pneumologia								
Professional sol·licitud	Professional responsable										
7058	[REDACTED]										
Tipus centre	Centre destí		Servei destí								
H	HS HOSPITAL DE SABADELL		PNE Pneumologia								

Sol·licitud digitalitzada:

Informació clínica					Dades associades	Dades demogràfiques	Dades client	Diagnòstics pacient	Sol.licitud digitalitzada
Sol·licitud digitalitzada									

Sol·licitud digitalitzada

El botó de la pestanya de Sol·licitud digitalitzada es visualitza si es dona un d'aquests dos casos:

- La [petició en paper escanejada s'hagi enviat al PACS](#) i associat a la sol·licitud del SISDI. En aquest cas al clicar en el botó es farà la crida al visor d'imatges per consultar la petició
- Si a nivell de petició tenim informat l'Identificador del pdf de la petició ubicat a HCIS (notificat per aquest al enviar la petició a SISDI). En aquest cas al clicar en el botó visualitzarem el pdf de la petició.

En qualsevol altre cas aquest botó no es visualitza

Exploracions de la sol·licitud:

Organ sistema	Descripció	Tipus prova	Exploració	Descripció	Aparell	Prioritat	Estat explor.	Prioritat per	Motge SDI	Nom motge SDI	Estat Esp.	Motiu	Motiu nova	Observacions	NP_Autorització	ID Exploració	Núm. Sol. Extern	Un
VAS	Vascular-interve...	RF	7000218	ACCES VENOS ...			Anul·lada		FALCO	JOAN FALCO FA...	ERROR DE PRO...					7361687	30044390	
VAS	Vascular-interve...	RF	7000716	CONTROL RES...			Pendent de priorit.		FALCO	JOAN FALCO FA...	ERROR DE PRO...					7363567		

Apareixen les següents dades:

- Òrgan-sistema
- Tipus prova
- Exploració
- Aparell
- Prioritat
- Estat exploració
- Radiòleg Priorització
- Radiòleg prova
- Motiu anul·lació / desconfirmació
- Motiu afegir nova exploració
- Observacions
- Número Autorització
- Identificador exploració
- Identificador petició externa
- Unitats Radiació
- Dosi Radiació
- Embaràs?

- Data plaç: data a partir de la qual es vol que es programi la exploració
- Data programada
- Hora programada
- Hora sortida

Motiu: text del motiu de la petició que informa el metge peticionari.

Motiu
pacient amb port-a-cath per QT (que va finalitzar al novembre '16). Ara es pot admionistrat tractaments però no reflueix. Prego revisio. Gràcies.

Informació addicional: informació que registra el radiòleg al revisar la petició, amb indicacions pel tècnic que realitzarà la prova.

Informació addicional
- Contrast d'entrada , 2 calaixos del fetge

Informació per programació: informació que registra el radiòleg al revisar la petició, amb instruccions per programació.

Informació per programació
SEDACIO

Informació Infermeria: anotacions registrades per infermeria prèviament a la realització de la prova:

Informació Infermeria
Pacient diabètic amb problemes anteriors de claustrofòbia

Diagnòstics/Procediments: Si amb la petició electrònica arriben Diagnòstics o Procediments associats a la petició, aquests es visualitzen:

	Tipus	Codi	Diagnòstic/Procediment
▶	D	593.70	REFLUX VESICO URETERAL

5.3. CONSULTA VERSIONS ANTERIORS D'UN INFORME

En cas que estigui activat el versionat d'informes i l'informe de l'exploració seleccionada tingui varies versions es podrà accedir a veure les versions prèvies. En prémer el botó corresponent apareixerà en un navegador integrat a l'aplicació:

- la versió prèvia si sols n'hi havia una,
- o el llistat de les diferents versions:



The screenshot shows a web browser window with the UDIAT logo and a patient information header. Below the header is a table with 7 columns: Núm. informe, Tipo informe, Versión, Fecha informe, Id.Exploración, Fecha de exploración, and Exploración. The table contains 4 rows of data. Below the table, it says 'Showing 1 to 4 of 4 entries' and 'VERSIONES ANTERIORES DEL INFORME. SELECCIONANDO CADA LINEA PODRÁ ACCEDER A VER EL CONTENIDO DE CADA VERSIÓN'.

Núm. informe	Tipo informe	Versión	Fecha informe	Id.Exploración	Fecha de exploración	Exploración
2181577	0	1	13/06/2016	5569857	13/06/2016	TC HEPATIC
2181577	1	2	13/06/2016	5569857	13/06/2016	TC HEPATIC
2181577	2	3	21/09/2016	5569857	13/06/2016	TC HEPATIC
2181577	3	4	21/09/2016	5569857	13/06/2016	TC HEPATIC

Per veure el contingut del informe en la versió, només s'ha de prémer la fila desitjada i s'obrirà l'informe en format PDF: Com a marca d'aigua apareix la paraula "Anul·lat" indicant que l'informe és Obsolet.



5.1. ENVIAMENT CORREU ELECTRÒNIC A METGE SOL·LICITANT

Des d'aquesta pantalla es podrà enviar correu electrònic al metge sol·licitant.


S'accedeix a aquesta des del botó  de la pantalla d'informes.

S'accedirà a la següent pantalla, on es permet enviar un correu al metge sol·licitant per indicar una troballa d'algun problema al realitzar l'exploració.

Prement aquest botó es mostrarà la pantalla d'enviament de correu.

Enviar correo electrónico a médico solicitante

Configuración de cliente de correo

SMTP: Puerto 

De:


Nombre:

Datos del correo

Para:

Asunto:


Mensaje



Benvolgut/da,
Al realitzar la prova que heu sol·licitat al pacient s'ha detectat la següent anomalia:

Cordialmente,

Paciente: ADLO0051020000
Exploración: INFORME TC ABDOMINAL 22/04/2017]

Clave de acceso SISDI 

Dades de la pantalla:

- SMTP i Port: servidor de correu i port. Han d'estar configurats i s'indica un error si els paràmetres no estan configurats.
- De: per poder enviar el correu electrònic l'usuari ha de tenir configurat la seva adreça electrònica a la taula d'usuaris.
- Nom: Nom de l'usuari connectat.
- Per a: si la petició de l'informe té informada una adreça de correu electrònic procedent d'HIS aquest camp es mostrarà informat.
- Assumpte: per defecte tindrà el missatge establert que es mostra en la pantalla (serà diferent en funció de si s'ha cridat a la funció des de la pantalla d'Elaboració d'informes o des de la de Revisió de sol·licituds).
- Missatge: Mostrarà dades prèviament configurades en funció de la pantalla d'origen. El text que apareix correspon a una macro, que es pot modificar si cal. En el cas de que s'accedeixi des de la pantalla d'informes, apareix el text de macro que es trobi del tipus de macro *Text correu a Metge sol·licitant (des d'informe)*. Si hem accedit des

de la pantalla de Revisió de sol·licituds, apareixerà el text de macro que s'hagi definit pel tipus de macro *Text correu a Metge sol·licitant (priorització)*

- Clau d'accés SISDI: es verifica abans d'enviar el correu la clau de l'usuari connectat.